

Instrucciones abreviadas

Estimado cliente , estimada clienta

Le agradecemos que se haya decidido por un producto de calidad de la casa Dentaurum.

Para poder utilizar este producto de forma fácil, segura y sacarle el mayor partido posible para Ud. y sus pacientes, deberá leer detenidamente y seguir estas instrucciones de uso.

En caso de preguntas, no dude en ponerse en contacto con su representante local. Debido al constante desarrollo de nuestros productos, le recomendamos que, aunque utilice el mismo producto con frecuencia, lea siempre con atención el modo de empleo actualizado que acompaña al producto o que encontrará en internet en [www.dentaurum.com](#).

1. Fabricante

Dentaurum GmbH & Co. KG | Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Alemania

2. Descripción general del producto, finalidad prevista o funciones, descripción técnica

El sistema de implantes **tiologic® ST** incluye instrumentos, pilares y accesorios creados para su uso en la restauración protésica y en combinación con los implantes **tiologic® ST**. Únicamente se podrán usar los componentes originales creados para el sistema de implantes **tiologic® ST** siguiendo las indicaciones especificadas en los modos de empleo.

3. Campo de aplicación

Para una gestión óptima de la encía y la transferencia de la situación oral a un modelo de trabajo.

4. Indicaciones médicas/contraindicaciones

Pilar provisional tiologic® ST

Indicaciones

- Restauraciones temporales con un tiempo en boca de hasta 180 días
- Contraindicaciones**
- Tiempo en boca de más de 180 días
- Ferulización primaria de pilares
- Restauraciones de dientes unitarios con extremo libre
- Restauraciones con una longitud de más de 1:1.25 en relación con la longitud del implante

5. Instrucciones de uso, procesamiento, colocación e inserción

5.1 Tornillos de cierre tiologic® ST

Una vez finalizada la inserción del implante y controlada la situación quirúrgica, se puede suturar la herida. Es preciso asegurar una sutura de la herida que sea hermética a la saliva y una buena irrigación sanguínea.

Antes de suturar la herida, sacar el tornillo de cierre estéril del envase apretando la llave hexagonal interior de tamaño 1.3 y retirarlo del soporte del implante. Después, se deberá colocar el tornillo de cierre en el implante y apretarlo. Los tornillos de cierre deben encajar a ras sobre el implante para que no pueda proliferar tejido óseo hacia su interior. Los tornillos de cierre llevan marcada la línea de pilares S, M o L. Los tornillos de cierre son de un solo uso.

Torque de apriete

- Tornillo de cierre: a mano o 15 Ncm

Si un tornillo de cierre pierde su esterilidad durante la cirugía, están disponibles tornillos de cierre no estériles por separado.

ATENCIÓN: Antes de insertar un tornillo de cierre adquirido por separado en el implante, deberá limpiarse y esterilizarse.

5.2 Conformador de encía tiologic® ST

Para una gestión óptima de la encía, el profesional tiene a su disposición conformadores de encía cilíndricos y cónicos o, como variante menos agresiva para el tejido blando, el uso directo de pilares para barra, puente o AngleFix. Los conformadores de encía están disponibles para las líneas de pilares S, M y L. Los conformadores de encía están concebidos para ensanchar la encía. En función del tipo de restauración protésica, estos facilitarán al profesional la inserción. Los conformadores de encía se seleccionan según la línea de pilares, la altura de la encía y la profundidad de inserción del implante. Están disponibles para las diferentes líneas de pilares S, M y L en diferentes alturas de encía (marcado con láser).

Torque de apriete

En indicaciones especiales y para conservar los tejidos blandos, los conformadores de encía pueden utilizarse también para una cicatrización descubierta del implante.

ATENCIÓN: Limpiar y esterilizar los conformadores de encía y los pilares para barra, puente y AngleFix antes de su uso sobre el implante.

En el caso de una restauración temporal durante la conformación de la encía, debe tenerse en cuenta la posición hueca en la prótesis. La toma de impresión se realizará solamente en ausencia de irritaciones.

Torque de apriete

- Conformador de encía: a mano o 15 Ncm
- Pilar para barra, puente y AngleFix: 35 Ncm
- Tornillo de cierre para barra, puente y AngleFix: 15 Ncm

5.3 Pilar de impresión tiologic® ST

La toma de impresión puede realizarse tanto abierta como cerrada. Para ambos métodos de impresión están disponibles los componentes necesarios para las líneas

de pilares S, M y L.

ATENCIÓN: Al posicionar el pilar de impresión sobre el implante insertado es importante garantizar un asiento a ras. Además, hay que asegurarse de que NINGÚN componente de impresión esté en contacto con la cubeta de impresión individual.

En prótesis dentales removibles (restauración con barra, puente o AngleFix, ataches de bola, tioloc), la toma de impresión podrá realizarse también con otros componentes especiales para la toma de impresión sobre los correspondientes pilares primarios. Debido a su gran precisión y su fuerza recuperadora, se recomienda utilizar materiales a base de silicona o poliéter para la toma de impresión.

Método de impresión abierta:

Para adaptarse a las diferentes condiciones del espacio oclusal, hay disponibles pilares de impresión de 10.0 y 14.0 mm de longitud con los tornillos correspondientes. Los pilares de impresión llevan las líneas de pilares S, M o L marcadas con láser tanto sobre la superficie de retención como sobre la interfaz. La interfaz lleva una marca de puntos para poder reconocer mejor la línea de pilares:

- 1 punto corresponde a la línea de pilares S
- 2 puntos corresponden a la línea de pilares M
- 3 puntos corresponden a la línea de pilares L

Antes de la colocación del pilar de impresión, deberá deslizarse el tornillo hacia abajo. Esto garantiza una guía adicional durante la colocación, puesto que, en el pilar de impresión abierto, la conexión interior se ha diseñado más corta para permitir una toma de impresión sin compresión, también en caso de divergencias axiales. El tornillo rojo adjunto para la impresión abierta tiene una rosca acortada que solo encajará en el implante (de laboratorio) si el pilar de impresión se ha introducido en posición correcta en el punto de conexión.

Torque de apriete

- Tornillo para pilar de impresión en boca: a mano o 15 Ncm
- Tornillo para pilar de impresión en implante de laboratorio: a mano o 15 Ncm

Método de impresión cerrada:

Los componentes para la toma de impresión cerrada incluyen pilares de impresión, tornillos de fijación y casquillos de impresión. Llevan las líneas de pilares S, M o L marcadas con láser o grabadas. El tornillo de fijación adjunto tiene una rosca acortada que solo encajará en el implante (de laboratorio) si el pilar de impresión se ha introducido en la posición correcta en el punto de conexión. Los útiles de impresión según convenga S, M o L se colocan teniendo en cuenta las ranuras de retención verticales, hasta que se sienta y se oiga claramente un enclavamiento.

ATENCIÓN: Los casquillos de impresión son artículos de un solo uso y NO están previstos para la esterilización o múltiple uso.

Las orientaciones de las ranuras de retención permiten un posicionamiento sin contacto con los dientes adyacentes. La toma de impresión se realiza siguiendo los criterios habituales.

Torque de apriete

- Tornillo de fijación en la boca: a mano o 15 Ncm
- Tornillo de fijación sobre el implante de laboratorio: a mano o 15 Ncm

5.4 Pilar provisional tiologic® ST

En las zonas estéticamente relevantes, el pilar provisional permite conservar las estructuras perimplantarias.

La realización de una restauración inmediata, no funcional, a modo de una prótesis temporal de larga duración sobre los implantes, es posible en casos de estabilidad primaria absoluta y un lecho implantario libre de retracción.

El pilar provisional está disponible para las líneas de pilares S, M y L.

Se suministra no estéril y está fabricado de un plástico de alta resistencia (PEEK) que permite una personalización rápida y sencilla. El pilar provisional puede recurrirse directamente con composite, o bien restaurarse con una corona/puente provisional. En ambas variantes, el pilar provisional se fija en boca con el tornillo para el pilar provisional; los contornos se marcan y se adaptan fuera de la boca. **NO** debe haber tensión mecánica sobre el implante.

De ser necesario su acortamiento, el pilar provisional podrá acortarse como máximo hasta el canto superior del tornillo.

Torque de apriete

- Tornillo para pilar provisional sobre el modelo: a mano
- Tornillo para pilar provisional en la boca: 15 Ncm

6. Especificaciones sobre la composición

- **Tomillos de cierre:** aleación de titanio (Ti6Al4V)
- **Conformador de encía:** aleación de titanio (Ti6Al4V)
- **Pilar de impresión:**
 - abierto – pilar de impresión y tornillo: aleación de titanio (Ti6Al4V)
 - cerrado – pilar de impresión y tornillo: aleación de titanio (Ti6Al4V)/ casquillo de impresión: POM
- **Pilar provisional:** PEEK (polieteretercetona)/ Tornillo: aleación de titanio (Ti6Al4V)
- **Tornillos protésicos:**
 - Tornillo AnoTite: aleación de titanio (Ti6Al4V)
 - Tornillo protésico: aleación de titanio (Ti6Al4V)
- **Llave hexagonal interior:**
 - Llave hexagonal **interior** - vástago ISO tamaño 1.3: (1.4197)
 - Llave hexagonal **interior** - carraca, tamaño 1.3: (1.4197)

Para la composición consulte la lista de materiales para productos de implantología (REF 989-801-05) o en [www.dentaurum.com..](#) El SSCP está disponible en <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

7. Instrucciones de seguridad

- No utilizar el producto en caso de alergia a uno o varios de sus componentes.
- Debido a su tamaño reducido, existe el riesgo de tragar y/o aspirar alguna de las piezas. La aspiración puede provocar trastornos respiratorios hasta muerte por asfixia. Por ello todas las piezas utilizadas intraoralmente deberán asegurarse contra ingestión y/o aspiración.
- Todo incidente grave en relación con el uso del producto deberá comunicarse al fabricante y la autoridad responsable del país miembro en el que el usuario y/o el paciente resida.
- La utilización de diferentes tipos de aleaciones en la misma cavidad oral puede causar reacciones galvánicas.
- ¡Utilice los componentes protésicos tiologic® ST solo con implantes tiologic® ST!

8. Advertencias

El tiempo en boca de restauraciones temporales de PEEK está limitado a 180 días.

9. Almacenamiento y durabilidad

Almacenar en un lugar seco.

10. Observaciones sobre productos de un solo uso

Los tornillos de cierre, conformadores de encía, pilares provisionales, pilares de impresión y casquillos de impresión (impresión cerrada) están previstos para un solo uso. No está permitido el reprocesamiento (reciclaje) de un tornillo de cierre, conformador de encía, pilar provisional, pilar de impresión o un casquillo de impresión, ni tampoco su reutilización en pacientes, ya que no es posible garantizar una preparación y/o funcionamiento seguro.

11. Observaciones para productos reutilizables

La llave hexagonal interior tamaño 1.3 es reutilizable. Deberá limpiarse, desinfectarse y esterilizarse el producto antes de su reutilización. Los instrumentos y accesorios que no puedan identificarse claramente o cuyo funcionamiento esté limitado, por p. ej., una mala legibilidad de las marcas o de las inscripciones, deben ser sustituidos. Encontrará más información en internet en [www.dentaurum.com](#) (Processing Instructions Instruments and Accessories REF 989-801-09).

12. Desinfección /limpieza/ esterilización

Los componentes protésicos tiologic® ST se suministran no estériles. Están previstos para un solo uso en un solo paciente. Deberán limpiarse y desinfectarse antes de su utilización en el paciente. Dentaurum recomienda siempre una esterilización adicional. En caso de sangrados utilice solo componentes protésicos esterilizados.

Encontrará más información en internet en [www.dentaurum.com](#) (Processing Instructions Instruments and Accessories REF 989-801-09).

13. Programa de suministro/ volumen de suministro, incl. REF

Para ver el programa de suministro de tiologic® ST consulte el catálogo tiologic® ST.

14. Observaciones sobre la calidad

Dentaurum garantiza la calidad impecable de sus productos. Las indicaciones en este modo de empleo se basan en experiencias propias. El profesional mismo tiene la responsabilidad de trabajar correctamente con los productos. Dentaurum no se hace responsable de resultados erróneos ya que no tenemos influencia alguna en la forma de utilización.

15. Explicación de los símbolos utilizados

Tenga en cuenta la etiqueta. Encontrará más información en internet en [www.dentaurum.com](#) (explicación de los símbolos utilizados en las etiquetas REF 989-313-00).

IT

Modalità d'uso brevi

Egregio Cliente

La ringraziamo per aver scelto un prodotto Dentaurum di qualità.

Legga e si attenga alle presenti modalità d'uso per utilizzare questo prodotto in modo sicuro e con il massimo vantaggio per lei e per i pazienti.

In caso di domande o suggerimenti può chiamare il ns. servizio clienti al Nr. 051 862580.

Poiché i prodotti che commercializziamo sono il risultato di sempre nuovi sviluppi tecnologici, le raccomandiamo di rileggere sempre attentamente le modalità d'uso allegate o quelle presenti nel sito [www.dentaurum.com](#) anche in caso di ripetuto utilizzo dello stesso prodotto.

1. Fabricante

Dentaurum GmbH & Co. KG | Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germania

2. Descrizione generale del prodotto, destinazione d'uso ovvero caratteristiche d'uso, descrizione tecnica

Per la riabilitazione protesica degli impianti tiologic® ST, il sistema implantare tiologic® ST offre speciali strumenti, abutment e componenti accessori perfettamente armonizzati tra loro. Devono essere combinati tra loro solo i componenti originali del sistema implantare tiologic® ST secondo le istruzioni d'uso.

3. Campo d'impiego

Per l'ottimale gestione dei tessuti molli e il trasferimento della situazione orale sul modello da lavoro.

4. Indicazioni/controindicazioni mediche

Abutment provvisorio tiologic® ST

Indicazioni

- Protesi provvisorie fino a 180 giorni di utilizzo
- Controindicazioni**
- Utilizzo superiore a 180 giorni
- Bloccaggi primari di abutment
- Riabilitazioni di denti singoli a estensione libera
- Restauri la cui lunghezza sia maggiore di 1:1.25 rispetto alla lunghezza dell'impianto

5. Indicazioni per l'uso, l'elaborazione, l'integrazione e l'inserzione

5.1 Viti di chiusura tiologic® ST

Dopo l'inserzione dell'impianto e il controllo della situazione operatoria, il lembo può essere suturato. Assicurarsi che la sutura sia a tenuta salivare e che permetta una buona circolazione sanguigna.

Prima della chiusura del lembo prelevare, con la chiave esagonale SW 1.3, la vite sterile di chiusura, fornita con l'impianto, dal tappo in silicone. Successivamente avvitare la vite di chiusura all'impianto. La vite di chiusura deve giacere piatta sull'impianto, in modo che non possa crescere tessuto osseo. Le viti di chiusura sono marcate con il simbolo S, M o L a seconda della linea di abutment a cui l'impianto si riferisce.

Le viti di chiusura sono monouso.

Torque di serraggio

- Vite di chiusura: manuale oppure 15 Ncm

Se la vite di chiusura dovesse perdere la sterilità durante la chirurgia, tenere presente che sono disponibili anche viti di chiusura non sterili.

IMPORTANTE: le viti di chiusura acquistate separatamente devono essere pulite e sterilizzate prima del loro impiego sull'impianto.

5.2 Viti di guarigione tiologic® ST

Per l'ottimale gestione dei tessuti molli, il clinico può scegliere tra viti di guarigione cilindriche o coniche oppure, come variante particolarmente delicata per le gengive, l'uso diretto degli abutment per barre, ponti o AngleFix. Le viti di guarigione sono disponibili per le linee di abutment S, M e L.

Le viti di guarigione sono state disegnate per la modellazione gengivale allargante.

A seconda della riabilitazione protesica prevista, possono facilitare all'odontoiatra l'integrazione della protesi.

Le viti di guarigione vengono selezionate in funzione della linea di abutment, dell'altezza gengivale e della profondità di inserimento dell'impianto. Sono disponibili con marcatura laser per le linee di abutment S, M e L in diverse altezze gengivali.

Torque di serraggio

Per indicazioni particolari e per la conservazione dei tessuti molli, le viti di guarigione possono essere usate anche per una guarigione implantare aperta.

IMPORTANTE: prima di essere inseriti sugli impianti, le viti di guarigione e gli abutment per barre, ponti o AngleFix devono essere puliti e sterilizzati.

Nell'applicazione di una protesi provvisoria durante la modellazione gengivale è importante che questa sia scavata all'interno. La presa dell'impronta dovrebbe avvenire soltanto quando sono scomparse tutte le irritazioni.

Torque di serraggio

- Viti di guarigione: manuale oppure 15 Ncm
- Abutment per barre, ponti o AngleFix: 35 Ncm
- Viti di chiusura per barre, ponti o AngleFix: 15 Ncm

5.3 Transfer d'impronta tiologic® ST

L'impronta può essere sia di tipo aperto che chiuso. I componenti corrispondenti sono disponibili, per entrambi i metodi, per le linee di abutment S, M e L.

IMPORTANTE: nel posizionamento del transfer assicurarsi che appoggi completamente sull'impianto senza lasciare spazi. È altresì da verificare che non ci sia ALCUN contatto tra i componenti d'impronta e il portaimpronte individuale.

Nei casi di protesi rimovibili (riabilitazione con abutment per barre, ponti o AngleFix, a sfera, tioloc), l'impronta può essere presa anche con altri componenti per impronta speciali sui rispettivi abutment primari. Per la presa d'impronta si consiglia l'uso di materiali a base di silicone o polieter, per la loro elevata precisione e forza elastica.

Tecnica d'impronta aperta:

considerati i differenti spazi oclusali, sono disponibili transfer, con relative viti, lunghi 10.0 o 14.0 mm. I transfer sono marcati al laser con le sigle delle linee di abutment S, M o L, sia sulla superficie di ritenzione che sull'interfaccia.

Per un migliore riconoscimento della linea di abutment, l'interfaccia è anche contrassegnata da alcuni punti:

- 1 punto = linea di abutment S
- 2 punti = linea di abutment M
- 3 punti = linea di abutment L

Prima di inserire il transfer, spingere la vite verso il basso. Ciò garantirà una guida aggiuntiva durante l'inserimento poiché, nel transfer aperto, il collegamento interno è accorciato per permettere una presa d'impronta senza compressioni anche in caso di divergenze assiali. L'allegata vite rossa per impronta aperta presenta una filettatura accorciata che si innesta nell'impianto (analogo) solo se il transfer d'impronta è stato inserito correttamente nel punto di connessione.



ES – Tornillos de cierre, conformadores de encía, pilar de impresión, pilares provisionales

IT – Viti di chiusura, viti di guarigione, transfer, abutment provvisori



Instrucciones abreviadas para el sistema de implantes tioLogic® ST

Istruzioni d'uso brevi del sistema implantare tioLogic® ST

➡ Descubra nuestros productos en www.dentaurum.com

➡ Informazioni sui prodotti sono disponibili nel sito www.dentaurum.com

Fecha de la información | Data dell'informazione: 2023-08

Reservado el derecho de modificación | Con riserva di apportare modifiche



Torque di serraggio

- Vite per transfer in bocca: manuale o 15 Ncm
- Vite per transfer su analogo: manuale o 15 Ncm

Tecnica d'impronta chiusa:

I componenti per impronta chiusa includono transfer, viti di fissaggio e cappette per impronta. Questi componenti riportano scritte laser o marcature relative alla linea di abutment S, M, o L. L'inclusa vite di fissaggio rossa presenta una filettatura accorciata che si innesta nell'impianto (analogo) solo se il transfer è stato inserito correttamente nel punto di connessione. Inserire le cappette d'impronta S, M o L fino allo scatto acustico e meccanico, facendo attenzione alle scanalature verticali di ritenzione.

IMPORTANTE: le cappette per impronta sono prodotti monouso e NON adatte alla sterilizzazione.

La forma delle cappette di ritenzione permette il posizionamento senza contatto con i denti vicini. Prendere l'impronta come si è soliti fare.

Torque di serraggio

- Vite di fissaggio in bocca: manuale o 15 Ncm
- Vite di fissaggio sull'analogo: manuale o 15 Ncm

5.4 Abutment provvisorio tioLogic® ST

In zone esteticamente rilevanti, tramite l'abutment provvisorio si possono mantenere le strutture perimplantari.

Il carico immediato di una protesi provvisoria non funzionale e durevole è possibile solo nel caso di assoluta stabilità primaria e in assenza di riassorbimento del sito implantare.

L'abutment provvisorio è disponibile per le linee di abutment S, M e L.

Viene fornito non sterile ed è realizzato in materiale plastico (non calcinabile) ad alta resistenza (PEEK) per assicurare una facile e rapida individualizzazione. L'abutment provvisorio può essere rivestito direttamente in resina oppure coperto con una corona o un ponte provvisorio. In entrambi i casi, l'abutment provvisorio viene fissato in bocca con l'apposita vite mentre i profili vengono tracciati e adattati al di fuori della bocca. Non deve essere applicata **ALCUNA** sollecitazione meccanica sull'impianto.

L'eventuale riduzione dell'abutment deve estendersi al massimo fino al bordo superiore della vite di fissaggio.

Torque di serraggio

- Vite per abutment provvisorio sul modello: manuale
- Vite per abutment provvisorio in bocca: 15 Ncm

6. Indicazioni sulla composizione

- **Viti di chiusura:** lega di titanio (Ti6Al4V)
- **Viti di guarigione:** lega di titanio (Ti6Al4V)
- **Transfer d'impronta:**
 - vite e transfer aperto: lega di titanio (Ti6Al4V)
 - vite e transfer chiuso: lega di titanio (Ti6Al4V)/cappette d'impronta: POM
- **Abutment provvisorio:** PEEK (polietere etere chetone)/vite: lega di titanio (Ti6Al4V)

- **Viti:**
 - vite AnoTite: lega di titanio (Ti6Al4V)
 - vite protesica: lega di titanio (Ti6Al4V)

- **Chiavi a brugola:**
 - chiave a brugola mandrino ISO SW 1.3: (1.4197)
 - chiave a brugola - cricchetto SW 1.3: (1.4197)

Per la composizione si prega di consultare la lista delle materie prime dei prodotti di implantologia (REF 989-801-05) o su www.dentaurum.com. Il documento SSCP è disponibile su <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

7. Indicazioni di sicurezza

- Non utilizzare il prodotto in caso di reazioni allergiche note a uno o più componenti.
- Per le sue ridotte dimensioni, può verificarsi l'ingestione e/o l'aspirazione del prodotto. L'aspirazione può causare dalla mancanza di respiro alla morte per soffocamento. Per questo motivo, tutti gli articoli utilizzati per via intraorale devono essere assicurati contro l'ingestione e/o l'aspirazione.
- Ogni incidente grave verificatosi in occasione dell'uso del prodotto, deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.
- La presenza di diversi tipi di lega nella stessa cavità orale può provocare reazioni galvaniche.
- Utilizzare tutti i componenti protesici tioLogic® ST solo in combinazione con gli impianti tioLogic® ST!

8. Avvertenze

I restauri provvisori in PEEK possono essere portati per max. 180 giorni.

9. Istruzioni per la conservazione e la durata

Conservare in luogo asciutto.

10. Indicazioni per prodotti monouso

Le viti di chiusura, quelle di guarigione, gli abutment provvisori, i transfer e le cappette d'impronta (impronta chiusa) sono stati concepiti per un solo utilizzo. Il ricondizionamento di una vite di chiusura, di quelle di guarigione, di abutment provvisori, di transfer e cappette d'impronta già utilizzati una volta (Recycling) nonché l'uso ripetuto sui pazienti, non è consentito in quanto non può esserne garantita la perfetta funzionalità.

11. Indicazioni per prodotti a uso ripetuto

Le chiavi a brugola SW 1.3 sono state concepite per l'uso ripetuto. Prima di essere riutilizzato, il prodotto deve essere disinfettato, pulito e sterilizzato. Strumenti e accessori che non possono essere chiaramente identificati o la cui funzione è limitata, ad esempio a causa di marcature e/o etichette poco leggibili, devono essere sostituiti. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito internet www.dentaurum.com (Ricondizionamento di componenti, strumenti e accessori protesici REF 989-801-07).

12. Indicazioni per la disinfezione /pulitura /sterilizzazione

I componenti protesici tioLogic® ST sono forniti non sterili. Devono essere impiegati una sola volta e su un solo paziente. Devono essere disinfettati e puliti prima dell'uso sul paziente. Dentaurum generalmente ne consiglia anche la sterilizzazione. In caso di sanguinamento, devono essere utilizzati esclusivamente componenti protesici sterili.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito internet www.dentaurum.com (Ricondizionamento di componenti, strumenti e accessori protesici REF 989-801-07).

13. Panoramica prodotti / Programma di fornitura, compreso REF

Per il programma di fornitura tioLogic® ST fare riferimento al catalogo tioLogic® ST.

14. Avvertenze sulla qualità

Dentaurum assicura all'utilizzatore la massima qualità dei prodotti fabbricati. Il contenuto di queste modalità d'uso è frutto di nostre personali esperienze. L'utilizzatore è responsabile della corretta lavorazione dei prodotti. In mancanza di condizionamenti di Dentaurum sull'impiego del prodotto, non sussiste alcuna responsabilità per eventuali insuccessi.

15. Spiegazione dei simboli utilizzati

 Si prega di rispettare l'etichetta. Ulteriori indicazioni sono disponibili nel sito internet www.dentaurum.com (spiegazione dei simboli presenti sull'etichetta REF 989-313-00).