



L'écran labial multiindications
pour la thérapie avec le Face former.

selon Berndsen





Neurophysiologique – axé sur la cause.

Exercices avec le Face former

La pratique régulière d'exercices avec le Face former a une incidence positive sur les fonctions neurocérébrales, les performances du cerveau, la constitution des schémas cérébraux, la coordination, la tension des tissus, des muscles et de la peau dans la cavité buccale, le pharynx et les zones faciales, ainsi que sur la statique, les mouvements du corps et les capacités sensorielles. La thérapie causale telle que la thérapie avec le Face former ne produit pas d'effets du jour au lendemain. Le but ici est plutôt de fournir des moyens de se rapprocher petit à petit des objectifs fixés et stabiliser les acquis ainsi que de s'affranchir des médicaments et d'autres palliatifs aux effets lourds.

Large éventail d'indications.

- Troubles de la déglutition (dysphagies)
- Troubles de la langue
- Troubles des fonctions masticatrices
- Troubles du langage, de l'élocution et du débit
- Elimination de la succion du pouce, de la tétine, du mordillement des lèvres etc.
- Paralysies de la région buccale / faciale
- Avant / après des opérations du visage, de la mâchoire et de la langue
- Malocclusions, anomalies maxillaires
- Grincement ou serrement des dents (bruxisme)
- Dysfonctions temporo-mandibulaires
- Prothèses dentaires, implants dentaires
- Troubles du sommeil, ronflement, apnée du sommeil
- Perte soudaine de l'audition, acouphène
- Vertiges, maladie de Menière
- Problèmes d'équilibrage des pressions dans l'oreille interne
- Passage de la respiration buccale à la respiration nasale
- Migraines
- Activation des fonctions des nerfs crâniens
- Troubles de l'équilibre de la tête et de la statique corporelle
- Troubles de la salivation
- Influencer sur le métabolisme, diabète
- Céphalées, douleurs faciales, cervicales, dorsales
- Cosmétique : formation des rides sur le visage, le menton et la région du cou
- Asthme
- Reflux

Excellente fonctionnalité.

Face former anatomical

*Le Face former anatomical est fourni dans des dimensions standard.
En général, il n'est pas nécessaire de le modifier pour l'adapter au patient.
C'est l'appareil thérapeutique standard.*

selon Berndsen



Effet direct.

On peut noter de bons résultats au bout des trois premières semaines. Dans les 12 à 16 semaines, il y a lieu de s'attendre à une évolution positive. L'amélioration de la force labiale est importante en comparaison avec les autres techniques de la thérapie myofonctionnelle. Les progrès rapides enregistrés amènent le patient à s'investir un peu plus.

Grande biocompatibilité.

Le matériau ne contient pas de latex, de bisphénol A ou de plastifiants nocifs. Le Face former est le résultat d'un procédé de fabrication très élaboré. Il est fabriqué à partir d'un caoutchouc de silicone (Silopren®). Le Silopren® mis en œuvre ici fait partie des matériaux de grande qualité fabriqués de nos jours. Biocompatible, il a été spécialement conçu pour une utilisation médicale.

Hygiène impeccable.

Le Face former est facile à nettoyer. Rincez-le tout simplement sous un filet d'eau chaude. Au besoin, utilisez une brosse à dents.

Dentaurum

Allemagne | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
et dans plus de 130 pays à travers le monde.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE



Dispositif Médical pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé
Marquage CE 0483 – DM – Classe I. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.
Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.
Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance maladie.

Mise à jour : 11/19
Sous réserve de modifications

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Allemagne | Téléphone +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com