

## Gebrauchsanweisung

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Dentaurum entschieden haben.

Damit Sie dieses Produkt sicher und einfach zum größtmöglichen Nutzen für sich und die Patienten einsetzen können, muss diese Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen und beachtet werden. Bei Fragen und Anregungen können Sie sich gerne an unsere Hotline (+49 72 31 /803-560) wenden.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte empfehlen wir Ihnen auch bei häufiger Verwendung des gleichen Produktes immer wieder das aufmerksame Durchlesen der jeweils aktuell beiliegenden bzw. im Internet unter [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com) hinterlegten Gebrauchsanweisung.

1. **Hersteller**

Dentaurum GmbH & Co. KG
I Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany

**2. Allgemeine Produktbeschreibung, Zweckbestimmung bzw. Leistungsmerkmale, technische Beschreibung**

Die Drehmomentsrache mit Drehmomentreglung 10 – 50 Nm und Blockierfunktion für höhere Drehmomente ist ein zahnärztliches Instrument zur manuellen Implantatbettaufbereitung, zum Anziehen und Lösen von Schrauben für Implantate und prothetische Bauteile und zum Eindrehen von Implantaten.

3. **Anwendungsgebiet**

Zahnärztliches Instrument zum Anziehen und Lösen von Schrauben für Implantate und prothetische Bauteile und zum Eindrehen von Implantaten.

4. **Medizinische Indikationen/Kontraindikationen**

**Indikationen**

Die Drehmomentsrache ist für das manuelle Gewincheschneiden und Eindrehen von Implantaten in den Kieferknochen indiziert. Desweiteren ist diese zur Fixierung der AnoTite und Prothetikschraube (gemäß Bohrprotokoll für Dentaurum Implantate)

**Kontraindikationen**

Jegliche weitere, nicht aufgeführte Indikationen.

5. **Installation / Aufstellung**

Die Drehmomentsrache ist ein zerlegbares, unsteril geliefertes Präzisionsinstrument. Um jederzeit eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss die Drehmomentsrache nach jedem Gebrauch gemäß Gebrauchsanweisung zerlegt, desinfiziert, gereinigt, geschmiert und sterilisiert werden. Vor jeder Handhabung ist die Gebrauchsanweisung gründlich zu Lesen. Die Handhabung und die Benutzung des Produktes erfolgt ohne direkte Kontrolle durch den Hersteller und bleibt in der Verantwortung des Benutzers. Für eventuell auftretende Schäden hat ausschließlich der Anwender die Verantwortung zu tragen. Um die Präzision des Drehmoments zu garantieren, ist vor jeder Verwendung eine Funktionskontrolle durchzuführen. Die Drehmomentsrache ist nur von zahnärztlich ausgebildetem Fachpersonal zu benutzen.

**6. Hinweise zur Anwendung, Verarbeitung, Inbetriebnahme bzw. Bedienung**

Zur korrekten Drehmomenteinstellung muss die Einstellmutter ⊗ im Uhrzeigersinn gedreht werden, bis die Strichmarkierung auf den gewünschten Wert auf der Skalenhülse ⊗ zeigt. Die Drehmomentsrache ist zusätzlich mit einer Blockierfunktion ausgestattet. Dazu schrauben Sie die Einstellschraube bis zum „∞“-Zeichen (Fig. 1). Nicht zu fest drehen! Zum Einlagern ist die Einstellmutter zurückzudrehen bis die Feder so weit wie möglich entspannt ist (ca. 10 Nm)

Der Druckpunkt für eine exakte Drehmomentauslösung ist ausschließlich am Griff der Einstellmutter ⊗ siehe Pfeil. Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes knickt die Skalenhülse ⊗ um die Achse im Ratschenkopf ⊗ (Fig. 2). Die Auslösung erfolgt wider- und fühlbar. Nach der Auslösung des Drehmomentes NICHT mehr weiter drücken – die Ratsche kann beschädigt werden. Beim Lossen der Einstellmutter ⊗ geht die Ratsche wieder in Ausgangsstellung.

Die Kennzeichnung „IM“ am Ratschenkopf zeigt an, dass sich die Drehmomentsrache in der Position zum Festschrauben befindet. Die Kennzeichnung „OUT“ zeigt dementsprechend die Funktion zum Lösen an.

Hülse, Schaltklinke, Ratschenkopf	1.4197
Federn	1.4310
Scheibe	PEEK (Polyäthyletherketon)
Restliche Bauteile	1.4305

Die Zusammensetzung entnehmen Sie bitte der Werkstoffliste für Implantologie-Produkte (REF 989-801-05) bzw. [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com). Das SSCP ist auf <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> verfügbar.

**8. Sicherheitshinweise**

Alle Komponenten der Drehmomentsrache müssen vor dem Gebrauch auf Verschleiß und Funktion geprüft werden. Im Falle einer Beschädigung, einer Fehlfunktion oder der Gefahr einer Fehlfunktion der Ratsche muss diese an den Hersteller gesandt werden.

Zur Erlangung maximaler Präzision werden bei der Herstellung der Drehmomentsratschen die verwendeten Einzelkomponenten individuell



aufeinander abgestimmt und justiert. Bei der Reinigung und nachfolgenden Montage ist darauf zu achten, dass es nicht zur Verwechslung baugleicher Komponenten unterschiedlicher Ratschen kommt, weil dadurch die zugesagten Toleranzen ggfs. nicht mehr gewährleistet werden können. Die Ersatzteile können nicht einzeln gekauft werden. Bewahren Sie die Drehmomentsrache immer mit entspannter Feder bei ca. 10 Nm auf. Das Instrument darf nicht zusammen mit der vom Hersteller gelieferten Verpackung sterilisiert werden.

Bei Überschreitung der von Dentaurum angegebenen Drehmomente kann es zu mechanischen Beschädigungen von Bauteilen, Implantaten sowie der Zerstörung von Knochenern Strukturen kommen.

Falls die Verpackung starke Beschädigungen aufweist, muss das Produkt vor dem Gebrauch auf Umversehrtheit und Sauberkeit geprüft werden, ggf. ist es zu entsorgen.

Die Nutzung der Blockierfunktion ist mit äußerster Vorsicht zu verwenden. Um Folgefehler auszuschließen, muss das Drehmoment nach der Anwendung auf einen Standardwert zurückgedreht werden.

Die Präzision des fabriekurnen Instruments beträgt ± 10,0 %

9. **Hinweise zur Lagerung und Haltbarkeit**

**Lebensdauer**

3 Jahre ab Lieferdatum des Herstellers.

**Lagerung**

Nach der Sterilisation muss die Ratsche mit entspannter Feder in einem trockenen, staubfreien, frei belüfteten Lager ohne korrosive Dämpfe gelagert werden.

10. **Hinweise für Produkte zum mehrmaligen Gebrauch**

Die Drehmomentsrache ist zu mehrmaligen Verwendung vorgesehen. Vor dem erneuten Einsatz muss die Drehmomentsrache desinfiziert, gereinigt, geschmiert und sterilisiert werden. Details dazu finden Sie im Abschnitt: „Hinweise zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation“.

11. **Hinweise zur Wartung**

11.1. **Demonatage**

Die Drehmomentsrache muss vor der Reinigung (unabhängig von der gewählten Reinigungsart) in Ihre Einzelteile zerlegt werden. Das ist ohne Werkzeuge möglich. Dazu wird lediglich die Einstellmutter ganz herausgeschraubt ⊗, die Feder ⊗ und der Raschenkopf ⊗ mit Gewindestange abgezogen.

Dabei die Kunststoffscheibe ⊗ nicht verlieren, da dies die Genauigkeit des Instruments beeinträchtigt. (Die Kunststoffscheibe braucht nur im Fall von sichtbaren Verunreinigungen entfernt werden. Die Scheibe kann bei Bedarf herausgezogen werden. Nach der Reinigung die Scheibe wieder eindrücken.)

**Rätschrad entfernen**

Den Stift ⊗ in Pfeilrichtung beidseitig mit Daumen und Zeigefinger zurückziehen und Rättschrad ⊗ entnehmen (Fig. 4 – 6).

11.2. **Montage**

Um die Drehmomentsrache richtig zu montieren, muss man die Bauteile in der folgenden Reihenfolge zusammensetzen: zuerst den Stift ⊗ wie oben beschrieben zurückziehen und das Rättschrad ⊗ einsetzen.

**Achtung:** Um Verwechslungen zu vermeiden lässt sich das Rättschrad ⊗ nur von einer Seite einsetzen. Bei Verwendung von mehreren Drehmomentsratschen die Einzelteile nicht vertauschen. Jedes Einzelteil gehört zum jeweiligen Instrument.

11.3. **Schmierstelle (▲)**

Die mit dem "Tropfensymbol" markierten Bereiche leicht mit Instrumenten-Pflegeöl schmieren.

Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass nur Instrumentenöle (paraffinisches Weißöl ohne Korrosionsinhibitoren oder andere Zusätze) eingesetzt werden, die - unter Berücksichtigung der maximal angewandten Sterilisationstemperatur für die Dampfsterilisation zugelassen sind und eine geprüfte Biokompatibilität besitzen, und dass möglichst geringe Mengen verwendet werden.

Ratsche zusammenbauen und Funktionstest durchführen.

Die Feder ⊗ wieder über die Einstellmutter ⊗ stecken. Danach den Ratschenkopf ⊗ mit Gewindestange durch die Skalenhülse ⊗ stecken und mit der Einstellmutter ⊗ verschrauben.

Nach kompletter Montage und vor jedem Gebrauch muss eine Funktionskontrolle durchgeführt werden. Wenn ein regelmäßiges Ratschgeräusch zu hören ist und der Mechanismus der Drehmomentbegrenzung funktioniert, ist das Instrument einsatzbereit.

11.4. **Kontrolle**

Sorgfältige Prüfungen und Funktionstests vor und nach dem Gebrauch sind die beste Möglichkeit, ein nicht mehr funktionsfähiges Instrument zu erkennen und auszusortieren. Besonders sorgfältig sind die Arbeits- und Funktionsbereiche (z.B. Adapteraufnahme und Drehmomentauslösung) oder auch bewegliche Teile zu prüfen.

Teile auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Ausgesondert werden müssen Teile mit beschädigten Oberflächen, Absplitterungen, Verschmutzungen sowie Verfärbungen und Korrosion. Sondern Sie deformierte, hinsichtlich ihrer Funktion abgenutzte oder anderweitig beschädigte Instrumente aus.

Noch verschmutzte Instrumente müssen erneut gereinigt und sterilisiert werden.

11.5. **Wartung**

Bei Verwendung von mehreren Drehmomentsratschen die Einzelteile nicht vertauschen. Jedes Einzelteil gehört zum jeweiligen Instrument.

12. **Hinweise zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation**

12.1. **Vorbereitung für die Dekontamination**

Direkt nach der Anwendung (innerhalb von maximal 2h) müssen grobe Verunreinigungen von den Instrumenten entfernt werden.

Die Drehmomentsrache muss vor der Reinigung (unabhängig von der gewählten Reinigungsart) in Ihre Einzelteile zerlegt werden. Das ist ohne Werkzeuge möglich. Dazu wird lediglich die Einstellmutter ganz herausgeschraubt ⊗, die Feder ⊗ und der Raschenkopf ⊗ mit Gewindestange abgezogen.

Dabei die Kunststoffscheibe ⊗ nicht verlieren, da dies die Genauigkeit des Instrumentes beeinträchtigt. (Die Kunststoffscheibe braucht nur im Fall von sichtbaren Verunreinigungen entfernt werden. Die Scheibe kann bei Bedarf herausgezogen werden. Nach der Reinigung die Scheibe wieder eindrücken.)

12.2. **Vorbereitung Ablauf / Vorbehandlung**

Die Voreinung ist unabhängig von der nachfolgenden Reinigungsart immer durchzuführen. Produkte solange unter kaltem Stadtwasser (Trinkwasserqualität, <40°C) spülen, bis alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt wurden. Feststehender Schmutz ist mit einer weichen Bürste zu entfernen. Hohlräume, Lumen sind mittels einer Wasserdruckstöße (oder Ähnlichem) intensiv (>30 Sekunden) mit kaltem Stadtwasser (Trinkwasserqualität, <40°C) zu spülen.

12.3. **Maschineller Prozess – thermische Desinfektion**

Der Nachweis der grundsätzlichen Eignung der Instrumente für eine wirksame maschinelle Reinigung und Desinfektion wurde durch ein unabhängiges akkreditiertes und ZLG-anerkanntes (S15 (5) MPG) Prüflabor unter Verwendung des RDGs Miele G7835 CD (thermische Desinfektion, Miele & Cie. KG, Gütersloh) und des Voreinigungs- und Reinigungsmittels needisher® mediClean (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg) erbracht. Hierbei wurde das beschriebene Verfahren berücksichtigt.

**RDG (Reinigungs- und Desinfektionsgerät) und Medien**

Bei der Auswahl des RDG ist darauf zu achten,

- dass das RDG grundsätzlich eine geprüfte Wirksamkeit besitzt (z.B. DGHM- oder FDA-Zulassung/Clearance/Registrierung bzw. CE-Kennzeichnung entsprechend DIN EN ISO 15883,
- dass nach Möglichkeit ein geprüftes Programm zur thermischen Desinfektion (AO-Wert > 3000 oder – bei älteren Geräten – mindestens 5 Minuten bei 90°C/194°F) eingesetzt wird (bei chemischer Desinfektion Gefahr von Desinfektionsmittelrückständen auf den Instrumenten),

- dass das eingesetzte Programm für die Instrumente geeignet ist und ausreichende Spülzyklen enthält,
  - dass zum Nachspülen nur VE-Wasser eingesetzt wird,
  - dass die zum Trocknen eingesetzte Luft gefiltert wird (ölfrei, keim- und partikelarm) und,
  - dass das RDG regelmäßig gewartet und überprüft wird.
- Die vom Hersteller der Reinigungs- und Desinfektionsmittel angegebenen Materialanwendungen, Konzentrationen, Temperaturen und Einwirkzeiten sowie Vorgaben zur Nachspülung müssen unbedingt eingehalten werden.

**Maschinelle Reinigungs/ Desinfektion (← EMPFOHLEN)**

Beim **Nachweis verwendete Programmparameter (Programm: Des-Var-ID /RDG Miele G7835 CD):**

- Die Teile müssen in der mobilen Einspritzeinheit (E450/1) in einem Tray platziert werden
- 1 Minute Voreinigen (kaltes Stadtwasser Trinkwasserqualität <40°C) → Wasserablauf → 3 Minuten Voreinigen (kaltes Stadtwasser Trinkwasserqualität <40°C) → Wasserablauf
- 10 Minuten Reinigung bei 55±5°C mit 0,2% alkalischem Reinigungsmittel (0.2% Neodisher® MediClean) → Wasserablauf
- 1 Minute Spülen mit VE Wasser <40°C → Wasserablauf → 2 Minuten Spülen mit VE Wasser <40°C → Wasserablauf
- Automatische Desinfektion >5 Minuten bei 92±2°C mit VE Wasser.
- Automatischer Trocknungsvorgang 90±2°C des RDG für mindestens 30 Minuten (→60±5°C im Spülraum).

Ablauf während (Wieder-)Aufbereitung:

- Legen Sie die Instrumente in die Achten Sie dabei darauf, dass die Instrumente sich nicht berühren.
- Starten Sie das Programm.

- Entnehmen Sie die Instrumente unmittelbar nach Programmende dem RDG und stellen Sie einen ausreichend trockenen Zustand vor dem Verpacken sicher.

- Kontrollieren und verpacken Sie die Instrumente möglichst umgehend nach der Entnahme.

**Manuelle Nachtrocknung**

Sollte eine nachfolgende manuelle Trocknung im Zuge von Restfeuchte erforderlich sein, erfolgt diese mit einem flusenfreien Tuch und/oder Ausblasen von Lumen mittels steriler, ölfreier Druckluft.

**Manueller Prozess**

Der Nachweis der grundsätzlichen Eignung der Instrumente für eine wirksame

manuelle Reinigung und Desinfektion wurde durch ein unabhängiges akkreditiertes und ZLG-anerkanntes (S15 (5) MPG) Prüflabor unter Verwendung der nachfolgend benannten Reinigungs- und Desinfektionsmittel erbracht. Hierbei wurde das beschriebene Verfahren berücksichtigt.

12.4. **Manuelle Reinigung**

1. Produkte in einem alkalischen Reinger (z. B. 0,5% Neodisher® MediClean) im Ultraschallbad mit einer Beschallungszeit von 10 Minuten einlegen. Max. Temperatur von 40°C nicht überschreiten. Hierbei ist den Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers Folge zu leisten.

2. Produkte mit einer weichen Bürste vollständig nachreinigen. Hohlräume und Lumen, falls vorhanden, mit Wasserdruckstöße (oder Ähnlichem) intensiv (>30 Sekunden) durchspülen.

3. Spülung der Produkte unter laufendem Stadtwasser (Trinkwasserqualität) zur Entfernung des Desinfektionsmittels (>15 Sekunden).

**Manuelle Desinfektion**

1. Produkte in einem RKI oder VAH-gelistetem Desinfektionsmittel eintauchen. Hierbei sind den Anweisungen des Desinfektionsmittelherstellers Folge zu leisten. Es muss sichergestellt sein, dass das Desinfektionsmittel wirklich alle Bereiche des Produktes erreicht (Teile im Desinfektionsbad bewegen und ggf. versteckte Oberflächen mittels Spritze – ohne Kanüle – mit Desinfektionsmittel umspülen).

2. Spülung der Produkte (komplette Umspülung innen, außen und Hohlräume)

**Manuelle Trocknung**

Manuelle Trocknung mit flusenfreiem Einwegtuch. Um Wasserrückstände in Hohlräumen weitgehend zu vermeiden, werden diese mittels steriler, ölfreier Druckluft ausgeblasen.

12.5. **Sterilisation**

Die Sterilisation der Produkte hat in geeigneter Sterilisationsverpackung zu erfolgen. Die Nachweisung des Herstellers erfolgte bei Verwendung doppelter Sterilisationsverpackung (Krankenhausbüchli), d.h. dass auch die einfache geeignete Sterilisationsfolienverpackung verwendet werden kann.

**Blitzsterilisationsverfahren bzw. die Sterilisation von unverpackten Instrumenten ist grundsätzlich nicht zulässig!**

Der Nachweis der grundsätzlichen Eignung der Instrumente für eine wirksame Sterilisation wurde durch ein unabhängiges akkreditiertes und ZLG-anerkanntes (S15 (5) MPG) Prüflabor unter Verwendung des Gerätes Vor- und Nach-Vakuum Autoklav EHS3870 (Tuttnauer Europe B.V., Breda) und der Sterilisationsverpackung RB 51-3P und RB52-3P (Steriking-foil) erbracht. Hierbei wurde das beschriebene Verfahren berücksichtigt. Diese Vorgaben müssen eingehalten werden.

3 Vakuum-Zyklen | 132°C / 270°F | ≥ 1,5 Minuten Haltezeit | Trocknung im Vakuum für mindestens 20 Minuten

**Sterilisationsprozess- Fraktioniertes Vakuumverfahren**

Für die Sterilisation sind nur die aufgeführten Sterilisationsverfahren einzusetzen. Andere Sterilisationsverfahren sind nicht zulässig und deren Effizienz muss vom Anwender/Aufbereiter selbst nachgewiesen werden.

■ Fraktioniertes Vakuumverfahren (mit ausreichender Produkttrocknung)

■ Dampfsterilator entsprechend DIN EN 13060/ DIN EN 285 bzw. ANSI AAMI S7 79 (für USA: FDA-Clearance)

■ Entsprechend DIN EN ISO 17665 validiert (gültige IQ/OQ (Kommissionierung) und produktspezifische Leistungsbeurteilung (PQ))

■ Maximale Sterilisationstemperatur 134°C (273°F) zuzüglich Toleranz entsprechend DIN EN ISO 17665

■ Sterilisationszeit

13. **Qualitätshinweise**

Dentaurum versichert dem Anwender eine einwandfreie Qualität der Produkte. Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung beruht auf eigener Erfahrung. Der Anwender ist für die Verarbeitung der Produkte selbst verantwortlich. In Ermangelung einer Einflussnahme von Dentaurum auf die Verarbeitung besteht keine Haftung für fehlerhafte Ergebnisse.

14. **Erklärung der verwendeten Symbole**

▲ Etiket beachten. Zusätzliche Hinweise finden Sie im Internet unter [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com) (Erklärung der Etikettensymbole REF 989-313-00).


## EN

**Instructions for use**

**Dear customer,**  
Thank you for choosing a quality product from Dentaurum. It is essential to read these instructions carefully and adhere to them to ensure safe, efficient use and ensure that you and your patients gain full benefit. In case of questions or ideas, please contact your local representative.

As our products are regularly upgraded, we recommend that you always carefully read the current instructions for use supplied with the product and stored in the internet at [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com), even though you may frequently use the same product.

1. **Manufacturer**  
Dentaurum GmbH & Co. KG
I Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany



Diese Schrauben (2 Stück) niemals lösen, die Drehmomentfunktion geht verloren.

Do not loosen these 2 screws, as the ratchet will lose its torque function.

Ne jamais desserrer les vis (2 pièces) car cela détruit la fonction du couple.

Non desatornillar estos 2 tornillos, puesto que la carraca dejará de funcionar.

Non svitare mai queste viti (2 pezzi), in quanto la funzione di torque andrebbe perduta.

2. **General device description, intended purpose and characteristics, technical description**

The torque ratchet with 10 – 50 N cm torque control and block function for higher torque is a dental instrument for the manual preparation of the implant site, for tightening and loosening screws for implants and prosthetic components and for inserting implants.

3. **Area of application**

Dental instrument for tightening and loosening screws for implants and prosthetic components and for inserting implants

4. **Medical indications/contraindications**

**Indications**

The torque ratchet is indicated for manual thread tapping and insertion of implants in the jawbone. It can also be used to fix the AnoTite screw and the prosthetic screw (according to the drilling protocol for implants from Dentaurum)

**Contraindications.**

All further indications not mentioned here.

5. **Installation / Assembly**

The torque ratchet is a precision instrument that can be disassembled. It is not sterile on delivery. After each use the torque ratchet must be disassembled, disinfected, cleaned, lubricated and sterilized according to the Instructions for use to ensure proper functioning. Read the Instructions for use prior to handling. Handling and use of the product are carried out without direct contact from the manufacturer and remain the responsibility of the user. The dental professional is solely responsible for any damages that may occur. The proper functioning of the torque ratchet should be checked before each use to guarantee torque precision. The torque ratchet should be used only by personnel trained in dentistry.

6. **Information on use, processing, initial implementation and handling**

To set the correct torque, the torque adjustment screw ⊗ is turned clockwise to the required torque line on the scale sleeve ⊗. The torque ratche is additionally provided with a blocking function. To set the blocking function, turn the adjustment screw to the "∞" symbol (Fig. 1). Do not turn too tightly. For storage, turn the torque adjustment screw back until the spring is as relaxed as possible (approx. 10 Nm).

The pressure point for exact torque release is at the head of the torque adjustment screw ⊗, see arrow. When the set torque has been reached, the scale sleeve ⊗ will bend around the axis in the ratchet head ⊗ (Fig. 2). The release is audible and perceptible. After the torque release, DO NOT apply more pressure as this could damage the ratchet. When you let go of the torque adjustment screw ⊗, the ratchet returns to its initial position.

The word 'IN' on the ratchet head shows that the ratchet is in the correct position for tightening. The word 'OUT' stands for loosening the torque.

7. **Composition**

Sleeve, ratchet latch, ratchet head	1.4197
Springs	1.4310
Washer	PEEK (polyether ether ketone)
Remaining components	1.4305

Information about the composition is included in the material list for our implantology products (REF 989-801-05), or see [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com). The SSCP is available at <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

8. **Safety information**

All components of the torque ratchet must be checked before use for wear and to ensure they function correctly. In the event of damage, malfunction or risk of malfunction, the ratchet must be returned to the manufacturer. To ensure maximum precision, the single components of the torque ratchet are coordinated and adjusted during manufacturing. During cleaning and assembling of the torque ratchet ensure that no components from a different torque ratchet are used, as the tolerance values can then no longer be ensured to be correct. The replacement parts cannot be purchased separately. Store the torque ratchet with the spring relaxed at approx. 10 Nm. The instrument should not be sterilized in the packaging provided by the manufacturer.

Exceeding the torque specified by Dentaurum can cause mechanical damage to components, to the implants, and destruction of bone structures. If the packaging shows serious damage, the product must be checked for integrity and cleanliness before use, and must be disposed of if necessary. The block function mode should be used with extreme caution. After use the valve must be reset to standard torque to prevent subsequent faults. The precision of the instrument is ± 10,0 % on leaving the factory.

9. **Storage and shelf life**

**Service life**

3 years from the manufacturer supply date.

**Storage**

After sterilization, the ratchet must be stored with the spring relaxed in a dry, dust-free, ventilated place that is free of corrosive vapors.

10. **Information for multiple use products**

The torque ratchet is intended for multiple use. It must be disinfected, cleaned, lubricated and sterilized before being used again. For more details, see the section "Information on disinfection, cleaning and sterilization".

11. **Notes on maintenance**

11.1. **Disassembly**

Before cleaning (regardless of the selected cleaning method), the torque ratchet must be dismantled into the individual parts. This can be done without tools. Completely unscrew the torque adjustment screw ⊗, and remove the spring ⊗ and the ratchet head ⊗ with threaded rod.

Take care not to lose the plastic washer ⊗ as this would have a negative impact on the instrument's precision. (The plastic washer needs only to be removed if there is visible contamination. It can be pulled off if necessary and replaced after cleaning.)

**Remove ratchet wheel**

Pull back the pin ⊗ in the direction of the arrow using your thumb and index finger and remove the ratchet wheel ⊗ (Fig. 4 – 6).

11.2. **Assembly**

To assemble the torque ratchet correctly, connect the components in the following order: first pull back the pin ⊗ as described above and insert the ratchet wheel ⊗.

**Caution:** To avoid confusion, the ratchet wheel ⊗ can only be inserted from one side. If several torque ratchets are in use, do not interchange the individual parts. Each individual part belongs to one instrument.

11.3. **Lubricating point (▲)**

Lubricate the areas marked with the "drop" symbol lightly with maintenance oil for instruments.

Ensure that only instrument oils (paraffinic white oil without corrosion inhibitor or other additives) are used, which – depending on the maximum sterilization temperature used – are approved for steam sterilization and are certified as biocompatible. The oil should be used sparingly.

Reassemble the ratchet and perform a function test.

