



ceraMotion®

*my first  
ceramic  
in paste*



ceraMotion® Zr Paste Glaze

Masa de glaseado homogénea para  
óxido de circonio y disilicato de litio.

**D**  
DENTAURUM

# ¡Brillo homogéneo en una sola cocción!

2 pastas de glaseado para un brillo homogéneo en una sola cocción. Masa de glaseado, fluorescente y lista para su uso para para óxido de circonio y disilicato de litio:

ceraMotion® Zr Paste Glaze transpa, 3g | REF 250-271-03

ceraMotion® Zr Paste Glaze bright, 3g | REF 250-272-03

Las ventajas en común:

- ✓ Solo una cocción de brillo
- ✓ Pasta lista para su uso
- ✓ Fluorescencia natural
- ✓ Muy buena humectabilidad
- ✓ Glaseado homogéneo



ceraMotion® Zr Paste Glaze transpa



ceraMotion® Zr Paste Glaze bright



La diferencia.

*luminosidad  
mediana*

*luminosidad  
elevada*



# La fluorescencia de una corona de óxido de circonio...



...de un diente natural.



*fluorescencia  
natural*



Todas las pastas ceraMotion® One Touch  
son fluorescentes y adaptadas a la

*fluorescencia*  
de un diente natural.

# ceraMotion® Zr Paste Glaze.



*"ceraMotion® Zr Paste Glaze  
y ceraMotion® One Touch:  
sencillo, rápido y estético"*

Maestro protésico Germano Rossi

Más información 



Brillo natural sobre óxido de circonio y disilicato de litio.



## Tabla de cocción.

|                   | Temp. de inicio (°C) | Tiempo de secado (min) | Incremento térmico (°C/min) | Inicio del vacío (°C) | Fin del vacío (°C) | Temp. de cocción (°C) | Tiempo de retención (min) |
|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| Cocción de brillo | 450                  | 6                      | 55                          | 450                   | 730                | 730                   | 1<br>(sin vacío)          |

! Las temperaturas de cocción indicadas son valores aproximados y pueden variar según la potencia del horno.

# Dentaurum

Alemania | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
y en más de 130 países a nivel mundial.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE



Fecha de la información: 2023-10  
Reservado el derecho de modificación



Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Alemania | Teléfono +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295  
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com