

Universal Mini-Gasbrenner

für Praxis und Laboratorium


Gebrauchsanweisung

REF 097-400-01

Eigenschaften:

- **Schnelles und unkompliziertes Anzünden**
- **Einfaches befüllen**
- **Handliches Design**
- **Universeller Einsatzbereich:**
Löten, Schmelzen, Wachsarbeiten etc.
- **Leicht kontrollierbare Flammeneinstellung**
- **Sicher in Handhabung und Gebrauch**
- **Standfester Gummifuß**

Einzelteilbeschreibung:



Gebrauchsanweisung:

Vorbereitung:

- Der Mini-Gasbrenner wird aus Sicherheitsgründen **ohne Gas** geliefert. Jedes Feuerzeug-Butangas kann verwendet werden.
- Füllen Sie den Mini-Gasbrenner mit Butangas für Feuerzeuge durch die Gaseinfülldüse (1) unter Einsatz eines passenden Adapters. Nehmen Sie hierfür den Adaptertyp, der im allgemeinen mit handelsüblichen Gaskartuschen geliefert wird. Stellen Sie das Gerät auf den Kopf und füllen Sie das Gas von oben ein.

Gebrauch:

- Drehen Sie die Gaskontrollschraube (3) auf die mittlere Position.
- Öffnen Sie die Luftzufuhr (4).
- Drücken Sie den Zündknopf (2). Darauf achten, dass dieser nach rechts gedreht ist (Stellung ON).
- Wenn Flamme brennt, den Ausschalter (5) nach links auf CONTINUOUS stellen.
- Regulieren Sie die Flamme mit der Gaskontrollschraube (3). Sie können die Flamme dem Verwendungszweck entsprechend einstellen. Mittels der Schraube für die Luftzufuhr (4) kann die Form der Flamme eingestellt werden.
- Nach Arbeitsende den Aus-Schalter (5) nach rechts schieben (Stellung OFF) und den Zündknopf (2) in die linke Stellung LOCK drehen.

Bemerkungen:

Es kann vorkommen, dass die Flamme unmittelbar nach dem Auffüllen anfängt zu flackern. Dies kann auch geschehen, wenn der Mini-Gasbrenner zu kalt ist. Die Flamme stabilisiert sich jedoch 2 bis 3 Minuten nach dem Anzünden.

⚠ Sicherheitshinweise:

- Gase, die für Küchenherde benutzt werden, dürfen nicht verwendet werden! Verwenden Sie nur Feuerzeuggase (Butan)!
- Es muss darauf geachtet werden, dass die Flammendüse und das Zufuhrsystem weder verschmutzt noch verstopft sind.
- Von Kindern fernhalten.
- Der Mini-Gasbrenner darf nicht in unmittelbarer Nähe von Personen benutzt werden.
- Der Mini-Gasbrenner darf nicht in unmittelbarer Nähe leicht entzündlicher Stoffe benutzt werden.
- Der Mini-Gasbrenner darf nicht direkt dem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder offenem Feuer ausgesetzt werden.
- Den Mini-Gasbrenner nicht länger als 30 Minuten ununterbrochen benutzen.

Reinigung der Flammendüse bei Verschmutzung durch Wachs oder Lotreste:

Das Keramikelement (6) wird mit einem Feuerzeug erhitzt. Dann den Mini-Gasbrenner mehrmals schütteln, um den Schmutz zu entfernen. Wenn der Mini-Gasbrenner nicht brennt, den Vorgang wiederholen.

Haftungsausschlussklausel:

Dentaurum übernimmt keine Verantwortung bzw. kostenlose Reparatur eines gebrochenen Mini-Gasbrenners bei verschmutzter Flammendüse oder bei Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Benutzers entstanden sind.

Technische Beschreibung:

Maße: Höhe 140 mm
Breite 101 mm } inklusive Standfuß
Gewicht: 280 g

Maximalkapazität des Gastanks ca. 65 ml
(= 1 Stunde Brenndauer)

Maximale Flammtemperatur: 1300 °C

Änderungen bleiben uns vorbehalten.

D
DENTAURUM

Universal Mini Torch

for Practice and Laboratory


Instructions for use

REF 097-400-01

Features:

- **Ignition and flame adjustment is easy and uncomplicated**
- **Easy to fill as a lighter**
- **Easy to hold design**
- **Universal use:**
Soldering, melting, flaming wax, etc.
- **Easy to adjust flame and temperature control**
- **Safe to handle and use**
- **Sturdy rubber base**

Descriptions of parts:



Instructions:

Preparation:

- For safety purposes, the Mini Torch is delivered **without gas**. Any butane gas for a lighter can be used.
- The Mini Torch is filled from the bottom with butane gas by inserting the adapter, that is normally supplied with gas cartridges, into the fuel valve (1).

Application:

- Turn the gas control screw (3) to the position in the middle.
- Open the air opening (4).
- Press the ignition plunger (2). Please take care that it is turned to the right to be on position ON.
- If the flame is alight, switch the OFF button (5) to the left to CONTINUOUS.
- Regulate the flame with the gas control screw (3). The flame can be adjusted according to use. The shape of the flame can be determined by turning the air opening screw (4).
- After you have finished push the switch (5) to the right (position OFF) and turn the ignition plunger (2) to the left position LOCK.

Please note:

The flame may flicker after the Mini Torch has been filled. This may also occur when the unit is too cold. The flame will stabilize in 2-3 minutes.

⚠ Safety advice:

- Only butane gas **must** be used, such as lighter fluid.
- The flame nozzle and the fuel supply system have to be kept clean at all times.
- Keep out of the reach of children.
- The Mini Torch should not be used too close to the body.
- Keep the Mini Torch out of the immediate vicinity of flammable materials.
- The Mini Torch should not be exposed to direct sunlight, high temperature or an open flame.
- Do not use the Mini Torch continuously for more than 30 minutes.

Cleaning wax and solder residue off the flame nozzle:

Heat the ceramic element (6) with a lighter and shake the unit several times to remove any dirt or debris. If necessary repeat procedure.

Liability exclusion clause:

Dentaurum does not assume responsibility, nor offer free of charge repairs, if damage occurs due to a dirty flame nozzle or if unit is mishandled.

Technical data:

Dimensions: height 140 mm/5,5" } Entire unit,
width 101 mm/3,9" } including base
Weight: 280 g/10 oz.

Maximum capacity of gas tank – approx. 65 ml.
(= 1 hour working time)

Maximum flame temperature 1300 °C/2372 °F

We reserve the right to make changes.

D
DENTAURUM