

Modo de empleo del revestimiento fino de RK 3 y RK-DUR

Estimado cliente

Mucho le agradecemos que se haya decidido Ud. por un producto de calidad de la casa Dentaaurum.

Para que Ud. pueda emplear este producto de forma segura y fácil y obtener los mayores beneficios posibles del mismo para Ud. y los pacientes, debe ser leído detenidamente y observado este modo de empleo.

En un modo de empleo no pueden ser descritos todos los datos y pormenores de una posible aplicación o utilización. En caso de preguntas, no dude en ponerse en contacto con su representante local.

Debido al permanente desarrollo de nuestros productos, recomendamos leer una y otra vez atentamente el modo de empleo actualizado anexo al producto o bien el modo de empleo que Ud. encontrará en internet en www.dentaaurum.com, aún cuando Ud. utilice el mismo producto frecuentemente.

1. Fabricante

Dentaaurum GmbH & Co. KG
Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Alemania

2. Indicaciones de calidad

Dentaaurum garantiza al usuario una calidad impecable de los productos. Las indicaciones en este modo de empleo se basan en experiencias propias. El usuario mismo tiene la responsabilidad de trabajar correctamente con los productos. No respondemos por resultados incorrectos, debido a que Dentaaurum no tiene influencia alguna en la forma de utilización por el usuario.

3. Aplicación

Antes del uso, agite bien el frasco hasta obtener una consistencia uniforme y cremosa. Con un pincel, aplique el revestimiento fino en una capa **delgada** sobre la construcción de esqueleéticos preparada para el revestimiento. Deben evitarse las capas gruesas y la aplicación sobre revestimiento ya seco.

Antes de la aplicación del revestimiento, deje secar **brevemente** sin desecar. La mezcla del revestimiento de cobertura sin vacío mejora las propiedades de flujo. Elaboración posterior según las instrucciones del revestimiento de esqueleéticos utilizados.

Atención: Para evitar el espesamiento del revestimiento fino, el frasco tiene que cerrarse siempre herméticamente después del uso.

Efecto RK-DUR

La cristalización de una fundición de metal parte de gérmenes a los que se acumulan átomos, iones o moléculas de la masa fundida que les circunda. El transcurso en el tiempo y en el espacio de la solidificación de una masa fundida está caracterizada consecuentemente por dos fenómenos parciales, la formación de gérmenes y el crecimiento de cristales (cristalogenia). El crecimiento de cristales **estimulado por gérmenes** – de manera que el tamaño granular (la granulometría) es determinada por el número de gérmenes. A su vez, la granulometría influye ampliamente las propiedades mecánicas de una pieza colada. Las piezas fundidas, tales como placas de colado de modelos de una estructura granular fina, tienen propiedades mecánicas considerablemente mejores, límite elástico convencional 0,2%, resistencia a la rotura y módulo de elasticidad que aquellas piezas de grano grueso.

El revestimiento fino RK-DUR contiene óxidos metálicos como agente germinativo que estimula adicionalmente la cristalización y hace solidificar la masa fundida para formar una estructura de colado de grano fino. Más seguridad con RK-DUR al ser mayor el alargamiento al límite elástico convencional 0,2%, la resistencia a la rotura y el módulo de elasticidad.

Ensayo

Aleación	Dureza Vickers H (HV10)	Alargamiento de rotura A ₅	0,2% Límite de dilatación R _{0,02} (MPa)	Resistencia a la tracción R _m (MPa)	Módulo de elasticidad E (GPa)
remanium® GM 380+ sin RK-DUR	360	6,5%	640	900	220
remanium® GM 380+ con RK-DUR	338	6,5%	654	963	220

Al emplear RK-DUR resultan propiedades mecánicas claramente mejoradas.

Presentación

RK-DUR 150 g REF 104-400-50
RK 3 150 g REF 104-501-50

Conservación

24 meses a temperature ambiente.

Modalità d'uso dei rivestimenti fini RK 3 e RK-DUR

Egregio cliente

La ringraziamo per aver scelto un prodotto Dentaaurum di qualità.

Per utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficiente, le consigliamo di leggere e seguire attentamente queste modalità d'uso.

Tenga presente che in ogni manuale d'uso non possono essere descritti tutti i possibili utilizzi dei materiali citati e pertanto rimaniamo a Sua completa disposizione qualora necessitasse di ulteriori spiegazioni.

Tutti i prodotti che commercializziamo sono il risultato di nuovi sviluppi tecnologici e, quindi, le raccomandiamo di rileggere sempre attentamente le modalità d'uso allegate o quelle presenti nel sito www.dentaaurum.com, anche in caso di ripetuto utilizzo dello stesso prodotto.

1. Produttore

Dentaaurum GmbH & Co. KG
Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germania

2. Avvertenze sulla qualità

La Dentaaurum assicura la massima qualità dei prodotti fabbricati. Il contenuto di queste modalità d'uso è frutto di nostre personali esperienze e pertanto l'utilizzatore è responsabile del corretto impiego del prodotto. In mancanza di condizionamenti di Dentaaurum sull'utilizzo del materiale da parte dell'utente non sussiste alcuna responsabilità oggettiva per eventuali insuccessi.

3. Impiego

Agitare vigorosamente la confezione, prima dell'uso, fino a ottenere una consistenza cremosa. Picchiettare uniformemente con un pennello morbido tutta la modellazione precedentemente preparata. Non sovrapporre più strati di rivestimento fine.

Prima della messa in rivestimento, lasciare asciugare le superfici senza essiccare. La miscelazione del rivestimento in atmosfera facilita la successiva eliminazione del gas dal cilindro. Per ulteriori informazioni, vedi istruzioni d'uso del rivestimento impiegato.

Attenzione: per evitare l'eccessiva evaporazione e quindi la perdita di liquidità del prodotto, è necessario richiudere la confezione dopo l'uso.

Effetto del RK-DUR

La cristallizzazione di una fusione metallica dipende da come gli atomi, gli ioni o le molecole si aggregano ai germi. Il processo d'indurimento di una fusione è caratterizzato da due fasi ben distinte: la germinazione e l'accrescimento dei cristalli.

Quest'ultimo viene **stimolato dai germi** in quanto il loro numero influisce sulla determinazione della dimensione della grana, regolatrice delle qualità meccaniche dell'oggetto fuso. A tal proposito è stato appurato che parti di una fusione (ad esempio la placca dello scheletro), presentando una struttura a grana fine, possiedono qualità meccaniche di gran lunga migliori rispetto ad altre parti con struttura a grana più grossa.

Il rivestimento fine RK-DUR contiene degli ossidi metallici che fungono da stimolatori dei germi, i quali, come si è detto, stimolano a loro volta la cristallizzazione influenzando positivamente sulla struttura della grana, rendendola fine. Utilizzando RK-DUR si avranno valori di limite d'espansione, resistenza alla rottura e modulo di elasticità più elevati.

Esempio

Lega	Durezza Vickers H (HV10)	Allungamento dopo rottura A ₅	0,2% Limite elastico R _{0,02} (MPa)	Resistenza a trazione R _m (MPa)	Módulo di elasticità E (GPa)
remanium® GM 380+ non trattato con RK-DUR	360	6,5%	640	900	220
remanium® GM 380+ trattato con RK-DUR	338	6,5%	654	963	220


Utilizzando RK-DUR i valori meccanici sono notevolmente migliori.

Confezioni

RK-DUR 150 g REF 104-400-50
RK 3 150 g REF 104-501-50

Scadenza

Dopo 24 mesi se conservato a temperatura ambiente.



Gebruiksaanweisung · Instructions for use ·
Mode d'emploi · Modo de empleo · Modalità d'uso

RK-DUR / RK 3



- Informationen zu Produkten finden Sie unter www.dentaaurum.com
- For more information on our products, please visit www.dentaaurum.com
- Vous trouverez toutes les informations sur nos produits sur www.dentaaurum.com
- Descubra nuestros productos en www.dentaaurum.com
- Informazioni su prodotti sono disponibili nel sito www.dentaaurum.com

Stand der Information · Date of information · Mise à jour ·
Fecha de la información · Data dell'informazione: 2025-02

Änderungen vorbehalten · Subject to modifications ·
Sous réserve de modifications · Reservado el derecho de modificación · Con riserva di apportare modifiche



Gebrachsanweisung von RK 3 und RK-DUR Feineinbettung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Dentaureum entschieden haben.

Damit Sie dieses Produkt sicher und einfach zum größtmöglichen Nutzen für sich und die Patienten einsetzen können, muss diese Gebrauchs-anweisung sorgfältig gelesen und beachtet werden.

In einer Gebrauchsanweisung können nicht alle Gegebenheiten einer möglichen Anwendung beschrieben werden. Bei Fragen und Anregungen können Sie sich gerne an unsere Hotline (+49 72 31/803-410) wenden.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte empfehlen wir Ihnen auch bei häufiger Verwendung des gleichen Produktes immer wieder das aufmerksame Durchlesen der jeweils aktuell beiliegenden bzw. im Internet unter www.dentaureum.com hinterlegten Gebrauchsanweisung.

1. Hersteller

Dentaureum GmbH & Co. KG
Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Deutschland

2. Qualitätshinweise

Dentaureum versichert dem Anwender eine einwandfreie Qualität der Produkte. Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung beruht auf eigener Erfahrung. Der Anwender ist für die Verarbeitung der Produkte selbst verantwortlich. In Ermangelung einer Einflussnahme von Dentaureum auf die Verarbeitung durch den Anwender besteht keine Haftung für fehler-hafte Ergebnisse.

3. Anwendung

Inhalt der Flasche vor Gebrauch gut zu einer einheitlich sahnigen Konsistenz aufschütteln. Die zum Einbetten vorbereitete Modellguss-konstruktion mit einem Pinsel **dünn** mit Feineinbettmasse einstreichen. Dickere Schichten sowie Überstreichen von schon getrockneter Masse sind zu vermeiden.

Vor dem Überbetten mit Einbettmasse **kurz** antrocknen lassen – kein Ausstroken. Anmischen der Mantelmasse ohne Vakuum verbessert das Ausfließverhalten. Weitere Verarbeitung nach Anleitung der verwendeten Modellgusseinbettmasse.

Achtung: Um ein Eindicken der Feineinbettung zu vermeiden, muss die Flasche nach Gebrauch immer dicht verschlossen werden.

RK-DUR Effekt

Die Kristallisation einer Metallschmelze geht von Keimen aus, an die sich Atome, Ionen oder Moleküle der sie umgebenden Schmelze anlagern. Der räumliche und zeitliche Ablauf der Erstarrung einer Schmelze ist daher durch zwei Teilvorgänge gekennzeichnet, die Keimbildung und das Kristallwachstum.

Das Kristallwachstum wird von **Keimen angeregt** – somit wird mit der Anzahl der Keime die Korngröße bestimmt. Die Korngröße wiederum beeinflusst weitgehend die mechanischen Eigenschaften eines gegossenen Teiles. Gussteile, wie Modellgussplatten mit einem feinkörnigen Gefüge, haben wesentlich bessere mechanische Eigenschaften, wie 0,2% Dehn-grenze, Bruchfestigkeit und E-Modul, als solche mit einem groben Korn. Die Feineinbettung RK-DUR enthält Metalloxide als Keimbildner, welche die Kristallbildung zusätzlich anregt und die Schmelze zu einem feinkörnigen Gussgefüge erstarren lässt. Mit RK-DUR mehr Sicherheit durch erhöhte Werte von 0,2% Dehngrenze, Bruchfestigkeit und E-Modul.

Beispiel

Legierung	Vickers-härte H (HV10)	Bruch-dehnung A ₅	0,2% Dehn-grenze R _{p0,2} (MPa)	Bruch-festigkeit R _m (MPa)	E-Modul E (GPa)
remanium® GM 380+ ohne Impfung	360	6,5%	640	900	220
remanium® GM 380+ mit RK-DUR Impf.	338	6,5%	654	963	220

Bei Einsatz von RK-DUR ergeben sich deutlich verbesserte mechanische Eigenschaften.

Lieferform

RK-DUR	150 g	REF 104-400-50
RK 3	150 g	REF 104-501-50

Haltbarkeit

24 Monate bei Raumtemperatur.

Instructions for use RK 3 and RK-DUR fine investment

Dear customer

Thank you for choosing a quality product from Dentaureum.

It is essential to read these instructions carefully and adhere to them to ensure safe, efficient use and ensure that you and your patients gain full benefit.

Instructions for use cannot describe every eventuality and possible application. In case of questions or ideas, please contact your local representative.

As our products are regularly upgraded, we recommend that you always carefully read the current instructions for use supplied with the product and stored in the internet at www.dentaureum.com, even though you frequently use the same product.

1. Manufacturer

Dentaureum GmbH & Co. KG
Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany

2. With reference to our quality standards

Dentaureum ensures a faultless quality of the products manufactured by us. These recommendations are based upon our own experiences. The user himself is responsible for the processing of the products. Responsibility for failures cannot be taken, as we have no influence on the processing on site.

3. Instructions for use

Before use, shake the bottle well until the content has a uniform and creamy consistency. Apply a **thin** layer of fine investment material to the cast partial denture structure. The layer must not be too thick. Do not paint over areas of fine investment which have already dried.

Allow the surface to **dry briefly** before covering with investment material. Do not allow the fine investment layer to dry fully. Mixing without vacuum improves its flow properties. For further processing steps, follow the instructions for the investment material.

Important: To prevent the investment material from becoming viscous, the bottle must be tightly sealed after use.

The effect of RK-DUR

Crystalization of a molten metal starts from nuclei on which atoms, ions or molecules of the surrounding melt accumulate. During the course of solidification, in terms of space and time, it is characterized by two processes, nuclei formation and crystal growth.

Crystal growth is **promoted by the nuclei** – and the number of nuclei thus determines the grain size. The grain size in turn largely influences the mechanical properties of a casting. Partial castings, with a fine-grained structure, have considerably better mechanical properties, such as 0.2% yield strength, tensile strength and modulus of elasticity, than those with a coarse grain.

RK-DUR fine investment contains metal oxides as nuclei-forming agents which additionally promote the formation of crystals and cause the melt to solidify to a fine-grained casting structure. More reliability with RK-DUR due to improved 0.2% yield strength, tensile strength and modulus of elasticity.

Example

Alloy	Vickers hardness H (HV10)	Elongation at fracture A ₅	0.2% Yield strength R _{p0.2} (MPa)	Tensile strength R _m (MPa)	Modulus of elasticity E (GPa)
remanium® GM 380+ without RK-DUR	360	6.5%	640	900	220
remanium® GM 380+ with RK-DUR	338	6.5%	654	963	220

Greatly improved mechanical properties result when RK-DUR is used.

Availability

RK-DUR	150 g	REF 104-400-50
RK 3	150 g	REF 104-501-50

Shelf life

24 months at room temperature.

Mode d'emploi de revêtement fin RK 3 et RK-DUR

Chère Cliente, cher Client

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la qualité Dentaureum.

Pour une utilisation sûre et pour que vous et vos patients puissiez profiter pleinement des divers champs d'utilisation que couvre ce produit, nous vous conseillons de lire très attentivement son mode d'emploi et d'en respecter toutes les instructions.

Un mode d'emploi ne peut décrire de manière exhaustive tous les aspects liés à l'utilisation d'un produit. Si vous avez des questions, votre représentant sur place est à votre service pour y répondre et prendre note de vos suggestions.

En raison du développement constant de nos produits, nous vous recommandons, malgré l'utilisation fréquente du même produit, la lecture attentive du mode d'emploi actualisé ci-joint (cf. également sur Internet sous www.dentaureum.com).

1. Fabricant

Dentaureum GmbH & Co. KG
Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Allemagne

2. Remarques au sujet de la qualité

Dentaureum garantit à l'utilisateur une qualité irréprochable des produits. Le contenu du présent mode d'emploi repose sur notre propre expérience. L'utilisateur est personnellement responsable de la mise en œuvre des produits. N'ayant aucune influence sur leur manipulation par ce dernier, Dentaureum ne peut être tenue pour responsable de résultats inexact.

3. Instructions d'utilisation

Bien agiter le flacon avant utilisation jusqu'à obtenir une consistance crèmeuse uniforme. Enduire un **fine** couche de revêtement de précision avec un pinceau sur le modèle de coulée. Éviter des couches plus épaisses et une nouvelle enduction du revêtement déjà séché.

Avant de passer à la mise en revêtement suivante, laisser **brèvement** sécher le revêtement – il ne doit pas être complètement sec. Un mélange du matériau d'enrobage sans vide améliore les propriétés d'écoulement du métal. Pour la suite du traitement, il y a lieu de respecter les instructions relatives au revêtement pour coulée sur modèle utilisé.

Attention : pour empêcher un épaississement du revêtement de précision, le flacon doit toujours être refermé hermétiquement après chaque utilisation.

L'effet du RK-DUR

La cristallisation d'un métal en fusion se réalise à partir de germes de cristallisation qui fixent les atomes, ions et molécules qui gravitent pendant la fusion. Le processus de solidification de la fusion se déroule ainsi en deux temps : germination et cristallisation.

La cristallisation est dépendante des **germes cristallins** – donc, le nombre de germes cristallins influence la dimension des cristaux. D'autre part, le grain (dimension des cristaux) détermine les qualités mécaniques d'une pièce coulée.

Les qualités mécaniques (par exemple : la limite d'allongement R_{p0,2}, résistance à la traction, module d'élasticité) d'une pièce coulée possédant un grain fin, sont supérieures à celles d'une pièce à gros grain.

Le revêtement fin RK-DUR contient des oxydes métalliques qui servent de centres de germination qui à leur tour favorisent la cristallisation. Ainsi, l'alliage se solidifie avec une structure à grain fin. RK-DUR vous assure une plus grande sécurité en améliorant les qualités physiques de nos alliages, la limite d'allongement R_p, 0,2%, la résistance à la traction et le module d'élasticité.

Etude

Alliage	Dureté Vickers H (HV10)	Allongement à la rupture A ₅	Limite d'allongement de 0,2% R _{p0,2} (MPa)	Résistance à la traction R _m (MPa)	Module d'élasticité E (GPa)
remanium® GM 380+ sans RK-DUR	360	6,5%	640	900	220
remanium® GM 380+ avec RK-DUR	338	6,5%	654	963	220

Avec l'utilisation du RK-DUR, on obtient une amélioration des valeurs mécaniques.

Conditionnement

RK-DUR	150 g	REF 104-400-50
RK 3	150 g	REF 104-501-50

Durée de conversation

24 mois à température ambiante.