



# Sugerencias para el terminado y pulido de aleaciones *remanium*® de Dentaurum, exentas de metales preciosos, en la técnica de esqueléticos

## Indicación general

Las aleaciones de *remanium*® exentas de metales preciosos *remanium*® GM 380+, GM 800+ y GM 900 se pueden trabajar de forma fácil y segura con los instrumentos abrasivos y de pulido específicos de la aleación.

Un modelado limpio y la conversión exacta en metal con ayuda de un revestimiento como el Rema® dynamic top speed, exactamente adaptado a las necesidades de las aleaciones de *remanium*®, facilita adicionalmente de forma decisiva el trabajo de adaptación y rebasado. Los instrumentos empleados se deben utilizar sólo para una aleación.

## Pasos de trabajo para el repasado

Fase de trabajo	Herramientas utilizadas	REF	Observaciones
Corte de los bebederos	Disco de corte ST	130-100-00	Elevado rendimiento abrasivo y duración para abrasivos rápidos
	Disco de corte STM	130-110-00	Elevado rendimiento abrasivo y duración para pieza de mano
Abrasión de los bebederos	Ruedas abrasivas	131-322-50	Óptimamente adecuadas para restos de bebederos y abrasión basta
Desbaste grueso	Fresas de tungsteno con "dentado cruzado"	123-581-00 123-583-00 123-584-00 123-585-00	En general en puntos de difícil acceso
Desbaste medio	Instrumentos abrasivos Diasint	137-826-00 137-827-00 137-831-00	Abrasivos de diamante sinterizado Ningún desprendimiento de partículas por unión metálica
Desbaste fino	Piedras abrasivas	132-802-00 132-803-00	Cuerpos abrasivos ligados cerámicamente a base de corindón especial
Abrillantado electrolítico	Líquido para baño electrolítico	128-301-00	Tener en cuenta cubrir los attaches
Pulido con goma	Pulidor Silichrom	138-640-00 138-645-00	Rendimiento abrasivo basto
	Pulidor de goma verde	138-101-00 138-301-00	Rendimiento abrasivo fino
Pulido	Cepillos de pulir	141-712-00	Para pulido universal con motor
	Pasta para pulir Tiger brillant	190-350-00	Pasta para pulido rápido y pulido de alto brillo
	Pasta para el terminado universal Tiger Starshine	190-301-00	Pasta para el terminado y pulido de alto brillo