



ceraMotion®

*my first
ceramic
in paste*



ceraMotion® Zr Paste Glaze

Masse de glaçage homogène pour la
zircone et le disilicate de lithium.

D
DENTAURUM

Brillance homogène en une cuisson !

2 pâtes de glaçage pour une brillance homogène en une cuisson. Masses de glaçage fluorescentes et prêtes à l'emploi pour la zircone et le disilicate de lithium :

ceraMotion® Zr Paste Glaze transpa, 3g | REF 250-271-03

ceraMotion® Zr Paste Glaze bright, 3g | REF 250-272-03

Les avantages communs :

- ✓ Une seule cuisson de glaçage suffit
- ✓ Pâte prête à l'emploi
- ✓ Fluorescence naturelle
- ✓ Très bonne mouillabilité
- ✓ Glaçage homogène



ceraMotion® Zr Paste Glaze transpa



ceraMotion® Zr Paste Glaze bright



La différence.

*luminosité
moyenne*

*luminosité
élevée*



La fluorescence d'une couronne en zircone....



...d'une dent naturelle.



*Fluorescence
naturelle*



Toutes les pâtes ceraMotion® One Touch
sont fluorescentes et adaptées à la
fluorescence
de la dent naturelle.

ceraMotion® Zr Paste Glaze.



*« ceraMotion® Zr Paste Glaze
et ceraMotion® One Touch :
simple, rapide et esthétique »*

Germano Rossi, maître prothésiste dentaire



En savoir plus 



Brillance naturelle avec la zircone et le disilicate de lithium.



Tableau de cuisson.

	Temp. de départ (°C)	Temps de séchage (min)	Rampe (°C / min)	Départ vide (°C)	Fin vide (°C)	Temp. de cuisson (°C)	Stabilisation (min)
Cuisson de glaçage	450	6	55	450	730	730	1 (sans vide)

! Les températures indiquées pour la cuisson sont des valeurs de référence et peuvent varier en fonction de la puissance du four.

Dentaurum

Allemagne | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
et dans plus de 130 pays à travers le monde



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classe I
Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

Mise à jour : 2023-10
Sous réserve de modifications

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Allemagne | Téléphone +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com