

ABUTMENT SWITCH

2 ANSCHLUSSGEOMETRIEN - 1 IMPLANTAT



Tiefenstopp System.

Flexibilität und Sicherheit in der Aufbereitung.

Mit dem Tiefenstopp-System für den situativen Einmalgebrauch ist eine sichere chirurgische Aufbereitung möglich. Die Tiefenstopphülsen können optional ganz einfach und schnell auf den jeweiligen Bohrer aufgesteckt werden. Die Farbcodierung ist dem Implantatdurchmesser zugeordnet. Die Hülsen sind steril verpackt und liegen jedem Implantat bei.

- Sichere Implantatinsertion mit oder ohne Tiefenstopp möglich
- Einfache Aufnahme der Tiefenstopphülsen

Verpackungskonzept.

Inklusive Verschlussschraube

Doppelt steril verpackt

Einfach, effizient und sicher im Handling.

■ PickUp zur direkten & sicheren Aufnahme des Implantats

■ Inklusive farbcodierte Tiefenstopphülsen zur Einmalverwendung

- Knochenschonende Aufbereitung
- Durchmesserbezogene Farbcodierung









Das neue patentierte tioLogic® TWINFIT Implantatsystem bietet Ihnen maximale Flexibilität von der Insertion bis hin zur prothetischen Versorgung. Entscheiden Sie jederzeit individuell und flexibel, welche Abutment Variante für Ihren Patienten die Beste ist – Conical oder Platform.

- Conical oder Platform Abutment Switch
- 2 Anschlussgeometrien auf einem Implantat
- Tiefenstopp-System für den situativen Einmalgebrauch







PROSTHETICS.

- Umfangreiches Prothetiksortiment für alle Ansprüche
- CAD/CAM optimiert für einen flexiblen digitalen Workflow



Angulierte Lösungen für alle Ansprüche.

Das 4Base System.

- Verschraubte Suprakonstruktionen
- Einheitliche Schnittstelle vereinfacht prothetische Versorgung
- Angulationen bis zu 50° möglich
- Vermeidung augmentativer Maßnahmen, verkürzte Behandlungszeit

Der angulierte Schraubenkanal.

- Ausgleich von Implantatdivergenzen
- Für ästhetische und funktionelle prothetische Ergebnisse
- Diskreter Zugang im Frontzahnbereich
- Ein Schraubendreher für alle angulierten Schraubenkanäle



Digitaler Workflow.

Die Komplettlösung für Ihren CAD/CAM Prozess.

Das patentierte tioLogic® TWINFIT Implantatsystem ist mit all seinen Komponenten konsequent für den digitalen Workflow ausgelegt. Als Ihr digitaler Partner legt die Dentaurum-Gruppe sehr viel Wert auf wirtschaftliche und verständliche Prozessabläufe unter Einbindung unserer Materialien – angefangen vom Scan bis hin zur Herstellung. Selbstverständlich können die Abläufe auf Sie individuell zugeschnitten werden.











digital dental

induDENT

HERSTELLUNG.



Dentaurum-Gruppe

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



- Informationen zu Produkten und Serviceleistungen finden Sie unter www.dentaurum.com
- ☐ Einfach und schnell bestellen im Dentaurum Online-Shop
- ⇒ Beachten Sie auch unser spezielles Kursangebot. Hotline: +497231/803-470

Hotline zahnärztliche Implantologie: +497231/803-590 I Hotline zahntechnische Implantologie: +497231/803-410 Telefonische Auftragsannahme: +497231/803-560 I Gebührenfreie Fax-Nummer (Deutschland): 0800/4142434

Stand der Information: 08/18 Änderungen vorbehalten





www.dentaurum.com













Like us on Facebook! Visit us on YouTube!

Follow us on Pinterest!

