

Digital mehr  
erreichen



3Shape Lab Solutions

3shape 



# Gestalten Sie Ihre tägliche Arbeit effizienter und setzen Sie Ihr kreatives Potenzial frei

Bauen Sie starke Beziehungen und Folgegeschäfte mit Ihren Kliniken auf und verwalten Sie Ihre Aufträge produktiver, indem Sie optimierte digitale Workflows im gesamten Labor nutzen. All dies ist möglich – mit einer einzigen Lösung von 3Shape.

## Bauen Sie Ihr 3Shape-Labor in 4 Schritten auf.



**Wählen Sie einen Scanner** aus, um analoge Aufträge in optimierte digitale Workflows zu integrieren

Seite 4 - 7



**Setzen Sie die Lab-Management-Software** ein, damit Ihr Labor jeden Tag effizient läuft

Seite 8 - 9



**Wählen Sie Ihr CAD-Konstruktionspaket**, um ein breites Indikationsspektrum zu gestalten

Seite 10 - 11



**Ergänzen Sie Add-on-Services** für Sorgenfreiheit und zur effektiven Bewältigung von Bedarfsspitzen

Seite 12 - 15

NEU! 3Shape F8-Scanner für zwei Modelle

# Effizienter Workflow vom Scan bis zum Design

Mit dem F8 können Sie mehr Aufgaben auf einmal erledigen. Der F8-Laborscanner bietet unsere bisher schnellsten Scan-to-Design-Workflow-Geschwindigkeiten\*, sodass Sie einfaches Scannen von Ober- und Unterkiefer sowie eine Vielzahl fortschrittlicher Scan-Workflows effizienter und mit weniger Scanner-Interaktion durchführen können.

Mit dem F8 als Teil einer 3Shape-Lösung können Sie eine umfassende Workflow-Vielseitigkeit erreichen, die alle Arten von digitalen und analogen Aufträgen unterstützt.

**Erfahren Sie mehr** und prüfen Sie die Verfügbarkeit unter [3shape.com/scanners/f8](https://3shape.com/scanners/f8)



**F8** Effiziente Workflows und kurze Scannerzeiten, für Labore mit den höchsten Anforderungen.

Kamera: **4 x 5 MP**

Präzision (ISO 12836): **4 µm**

Scandauer für vollständiges Antagonisten-Modell: **9 Sek.**

Scandauer für Antagonisten-Abformung: **45 Sek.**

Textur: **farbig**

Scannen von Modellen: **Dual**

Scanstrategie: **All-in-One/  
Stumpf im Modell**

## Mehr Effizienz

Ein Scanner, der für den Benutzer entwickelt wurde. Reduzieren Sie die praktische Arbeit der Techniker mit Workflows für zwei Modelle. Dank des offenen Place-and-Scan-Systems, der in die Software integrierten Anleitung und dem Auto-Start ist die Benutzererfahrung intuitiver denn je. Das einfache Teilen des Scanners steigert die Effizienz noch weiter.

## Mehr Flexibilität

Bieten Sie Ihren Zahnarztpraxen das komplette Spektrum an hochwertigen Dienstleistungen. Der F8 führt exklusive Scanner-Werkzeuge ein, um erweiterte Workflows zu vereinfachen. Ein Workflow, der von den neuen Werkzeugen profitiert, ist das Artikulator-Scannen. Der F8-Workflow minimiert die Anzahl der Interaktionen und hält den Artikulator aufrecht, ohne dass er gekippt und fixiert werden muss.

## Mehr Geschwindigkeit

Optimieren Sie dank reibungsloser automatisierter Arbeitsabläufe vom Scan bis hin zum Design Ihre Behandlungsfälle. Da die Scangeschwindigkeit für ein einzelnes Modell nur 9 Sekunden beträgt\*\* und die vollständigen Workflows mehr als 20 % schneller sind als beim 3Shape D2000, bearbeiten Sie Ihre Aufträge im Handumdrehen. Dank verbesserter Software erhöht sich die Betriebs- und Berechnungsgeschwindigkeit weiter.

\* Im Vergleich zu denselben Workflows, durchgeführt von demselben Techniker auf dem 3Shape D2000

\*\* Vollständiger Zahnbogenscan mit einem restaurativen Scanskript



# Preisgekröntes Scannen – ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben

Die preisgekrönten 3Shape Generation Red E-Scanner mit bis zu vier 5-MP-Kameras sorgen für hohe Genauigkeit bei einer Vielzahl von Aufträgen und eine bemerkenswerte Scangeschwindigkeit. Mit Funktionen wie beispielsweise Autostart steigern Sie Ihre Produktivität.



Erfahren Sie mehr unter [shape.com/scanners/E-series](http://shape.com/scanners/E-series)

**E4** Hohe Geschwindigkeit und grenzenlose Produktivität für digitale Full-Service-Labore.



Kamera:	<b>4 x 5 MP</b>
Präzision (ISO 12836):	<b>4 µm</b>
Scandauer für vollständiges Antagonisten-Modell:	<b>9 Sek.</b>
Scandauer für Antagonisten-Abformung:	<b>45 Sek.</b>
Textur:	<b>Farbe</b>
Scanstrategie:	<b>Stumpf im Modell</b>

**E3** Einstiegsscanner mit einer Implantatsteg-Genauigkeit, die für die meisten Digitalabore geeignet ist.



Kamera:	<b>2 x 5 MP</b>
Präzision (ISO 12836):	<b>7 µm</b>
Scandauer für vollständiges Antagonisten-Modell:	<b>17 Sek.</b>
Scandauer für Antagonisten-Abformung:	<b>64 Sek.</b>
Textur:	<b>Farbe</b>
Scanstrategie:	<b>Standard</b>

**E2** Ein reibungsloser Einstieg in die Digitalisierung für Labore, die Kronen und Brücken herstellen.



Kamera:	<b>2 x 5 MP</b>
Präzision (ISO 12836):	<b>10 µm</b>
Scandauer für vollständiges Antagonisten-Modell:	<b>24 Sek.</b>
Scandauer für Antagonisten-Abformung:	<b>72 Sek.</b>
Textur:	<b>S/W</b>
Scanstrategie:	<b>Standard</b>



# Arbeiten Sie mühelos

NEU

Die 3Shape Lab-Management-Software (LMS) bietet nahtlose, integrierte digitale Verwaltung für alle Aufträge an jedem Punkt des Auftrags-Workflows. Alle Ihre Fälle, digital und analog, sind digital integriert, alle Ihre täglichen Aufgaben werden effizient verwaltet und Erwartungen können transparent mit Ihren Kunden besprochen werden. 3Shape LMS hilft Ihnen dabei, Ihre Arbeit besser zu managen und Ihr Labor effizienter zu verwalten.



## Organisieren Sie jeden Auftrag

**Fristen leichter gemacht.** Die 3Shape LMS spart Ihnen Zeit, indem sie alle digitalen und analogen Aufträge in einem einzigen, vereinfachten und konformen System verwaltet.



## Verbessern Sie jede Kundenbeziehung

**Erwartungen klarer formuliert.** 3Shape LMS hilft Ihnen, die Erwartungen Ihrer Kunden zu erfüllen und mühelos mit ihnen zusammenzuarbeiten, indem Sie eine auf Transparenz ausgelegte Kommunikationsplattform nutzen.



## Optimieren Sie jede Aufgabe

**Arbeitsalltag effizient gestaltet** Die 3Shape LMS reduziert den Verwaltungs- und Dateneingabeaufwand eines Labors durch effizientes Management von Produktionslinien, Abrechnungen und integrierten Systemen und kann im Labor oder per Fernzugriff genutzt werden.

## Welche 3Shape LMS ist für Ihr Labor das richtige?

### Essentials

Einfaches Auftragsmanagement, optimiert für TRIOS-Fälle.

Zu den Essentials gehören:

- ✓ Direkter Empfang von TRIOS-Aufträgen
- ✓ Management aller digitalen und analogen Aufträge in einem System
- ✓ Direkte Integration in das 3Shape Dental System und 3Shape Laborscanner
- ✓ Sichere digitale Dateispeicherung
- ✓ Kostenlos zu verwenden

### Premium

Leistungsstarke Werkzeuge für Auftragsmanagement, Kundenbeziehungen und Fertigungsmanagement.

Enthält alle Funktionen von Essentials plus:

- ✓ Geführte Einarbeitung und Customer Success Manager
- ✓ Optimierte Kommunikationsplattform von Praxis zu Labor
- ✓ Werkzeuge zur Kundenverwaltung
- ✓ Mehrstufige Fertigungslinien mit Barcodes
- ✓ Integrierte Abrechnung

**Unter [3shape.com/software/lms](https://www.3shape.com/software/lms) finden Sie eine Übersicht über die Funktionen, können sich die Verfügbarkeit anzeigen lassen und Ihren monatlichen Preis berechnen**

## CAD für Praxen – leicht gemacht

Stellen Sie sich vor, Ihre gesamten Auftragsabläufe könnten nahtlos über eine einzige, einfach zu bedienende Software abgewickelt werden. 3Shape LMS erfüllt dies und macht das Auftragsmanagement während des gesamten Auftragsablaufs so effizient wie nur möglich. Und da digitale Fälle weiter zunehmen, macht 3Shape LMS die Arbeit mit TRIOS Kliniken einfacher als je zuvor – in nur 3 Schritten.

1


Kliniken senden Aufträge an Ihr Labor. Ein einfacher und übersichtlicher Prozess mit dem benutzerdefinierten Produktkatalog und Bestellformular, die Sie in 3Shape LMS erstellt haben.

2

Die eingegangenen Aufträge werden direkt in 3Shape LMS angelegt. Dies vereinfacht die Dateneingabe und Zeitplanung und minimiert Ihren Zeitaufwand für die Verwaltung.

3

Öffnen Sie den Scan und beginnen Sie mit dem Design. Wenn ein Fall für die Fertigung bereit ist, ermöglicht eine nahtlose Verbindung den direkten Zugriff auf Dental System.



# Steigern Sie Ihre Produktivität im CAD-Design

3Shape Dental System ist eine dentale CAD-Designsoftware, mit der Sie mühelos designen und digitale Arbeitsabläufe optimieren können. Von einfachen bis zu komplexen Aufträgen ist das CAD-Design schnell und zuverlässig, und Ihre Ergebnisse lassen sich leicht mit Kunden teilen.


## 3Shape Dental System unterstützt ein breites Spektrum an Behandlungsworkflows.

Dental System beinhaltet:

- über 100 ästhetische Zahnbibliotheken
- über 110 Implantat-Bibliotheken
- RealView und Smile Design-App

## Erfahren Sie mehr unter

[3shape.com/software/dental-system](http://3shape.com/software/dental-system)



## Crown & Bridge

Die Grundbedürfnisse von Laboren, wie festsitzende Restaurationen mit monolithischen und Cutback-Kronen und -Brücken, Veneers, Inlays sowie vieles mehr, können Sie mit effizienten und geführten Workflows erstellen. Das Indikationsspektrum kann jederzeit durch eine Vielzahl von Add-Ons erweitert werden und kann in Kombination mit CAD Points alle restaurativen Arbeitsabläufe abdecken.

## Removables

Das Removables-Paket deckt Ihren gesamten Bedarf an Voll- und Teilprothesen ab. Es ermöglicht Ihnen, vorhandene Zahnprothesen zu kopieren oder Zahnprothesen von Grund auf neu zu entwerfen und herzustellen.

## Complete Restorative

Das Complete Restorative-Paket deckt alle Anforderungen von Laboren ab, die festsitzenden und herausnehmbaren Zahnersatz herstellen. Es umfasst alles von Kronen und Brücken und herausnehmbarem Zahnersatz plus digitalem Smile Design, über Implantatarbeiten bis hin zu Arbeitsabläufen für Okklusionsschienen und mehr.

## Flexible Softwarelösungen, die einfach zu bedienen sind



	Crown & Bridge	Premium	Complete	Removable	Add-Ons
Grundindikationen (Einzelkronen, Brücken, Veneers u. v. m.)	•	•	•		
Virtueller Artikulator	•	•	•	•	
Provisorien und diagnostische Wax-ups		•	•		
Stiftaufbauten und Teleskop-Kronen		•	•		
Abutment-Design			•		•
Implantatstege und -brücken			•		•
RealView und Smile Design		•	•		
Splint Studio		•	•		•
Model Builder			•		•
Totalprothesen			•	•	•
RPDs			•	•	•
Individuelle Abformlöffel			•	•	•
Clear Aligner Studio					•
Implant Studio					•
Inbox für Intraoralscans von Drittanbietern					•

# Wählen Sie Ihr Servicepaket nach Bedarf und Budget

Sie können zwischen zwei Servicepaketen für Ihre 3Shape-Lösung wählen – LabCare oder Basic.

Das LabCare-Abonnementpaket ist optional und bietet hochwertige Dienstleistungen, mit denen Sie immer einen Schritt voraus sind. Das Basispaket bietet ein eingeschränktes Serviceangebot. Beide Optionen sind flexibel und Sie können diese je nach Bedarf abonnieren oder abbestellen.\*

**Erfahren Sie mehr unter** [3shape.com/services/labcare](https://3shape.com/services/labcare)



## LabCare-Abonnement

### Autorisierter Support

Hilfe von Experten in Ihrer Landessprache und Zeitzone.



### Software-Upgrades

Erhalten Sie die neuesten Versionen der Dental System- und Scanner-Software mit den aktuellsten Entwicklungen inklusive Bibliotheken, Workflows und Werkzeugen.



### Große Auswahl an Schulungsmöglichkeiten

Zugang zu praktischen Schulungsveranstaltungen und Vorträgen von autorisierten 3Shape-Experten und renommierten Referenten.\*\*



### 25 % Rabatt

Rabatte auf zusätzliche Plätze, Schulungen der 3Shape Academy in einer lokalen 3Shape Einrichtung\*\* und mehr.



### 5 Jahre Garantie

Schützen Sie Ihre Investition in einen neuen Scanner mit einer 5-jährigen Garantie und Ersatz-Service.\*\*\*



### 3Shape Automate-Credits

900 € 3Shape Automate-Designgutschrift in der Verlängerung des LabCare-Abonnements enthalten\*\*\*\*



## Basic - kein Abonnement

### Pay-per-Case

Holen Sie sich auf Auftragsbasis Expertenhilfe in Ihrer Landessprache.

### Unbefristete Softwareversion

Sie erhalten die Lizenz zur Nutzung der im Erwerbsjahr aktuellen Softwareversion.

### Selbststudium

Schulen Sie sich in Ihrem eigenen Tempo mit unseren Videos zum Selbststudium und Handbüchern.

### Keine Rabatte

Keine Berechtigung für Sonderangebote

### 1 Jahre Garantie

1 Jahr Basisgarantie auf Scanner-Neukäufe.

### Pay-per-Case

3Shape Automate wird pro angenommenem Auftrag berechnet

\* Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler.

\*\* Ist abhängig von der Verfügbarkeit in Ihrem Land.

\*\*\* Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Händler vor Ort. Für E2 und E3 können Sie den 3Shape Garantie- und Austauschservice separat erwerben, wenn Sie sich für LabCare entscheiden.

\*\*\*\*Nur berechtigt für Kunden in Märkten, in denen 3Shape Automate verfügbar ist. Begrenzt auf 1 Credit pro Labor. Automate-Credits haben keinen Barwert und können nicht gegen Bargeld eingelöst werden. Credits müssen manuell angefordert werden, indem Sie Ihren 3Shape-Abonnementverlängerungsbeleg per E-Mail an [automate@3shape.com](mailto:automate@3shape.com) senden.

# Nutzen Sie das Fachwissen von Zahnheilkunde-Experten und die Geschwindigkeit der KI



3Shape Design Services bietet Ihnen zwei Designlösungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, und ermöglicht es Ihnen, mit den Ihnen derzeit verfügbaren Ressourcen mehr zu erreichen.

Entdecken Sie neue Möglichkeiten, Ihr Angebot um eine Vielzahl von Design-Indikationen zu erweitern, die alle auf die Qualität Ihres Labors abgestimmt sind.

Oder erleben Sie die weltweit führende KI-Designplattform, die Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung steht, um Ihre Aufträge in wenigen Minuten zu entwerfen.

Wählen Sie Ihren eigenen Weg, um Ihr Geschäft auszubauen.

**Erfahren Sie mehr unter**  
[3shape.com/designservices](https://3shape.com/designservices)



## Design von Experten der Zahnheilkunde

Der 3Shape Design Service wird von mehr als 180 Dental Designern unterstützt und bietet Ihnen das Fachwissen hochqualifizierter Experten der Zahnheilkunde, um Ihr Geschäft bequem auszubauen.



### Bieten Sie ein breites Spektrum an Indikationen an

Sichern Sie sich einen einfachen und überschaubaren Einstieg, um Ihr Geschäft auszubauen, indem Sie neue und spannende Indikationen für Ihre Kunden bereithalten.



### Optimierung für bessere Produktivität

Wir machen es Ihrem Labor leicht, Volumenspitzen zu bewältigen, und bieten Ihnen die Flexibilität, neue Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken, während wir designen.



### Maßgeschneidert für ein besseres Erlebnis

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die zu Ihren Workflows und Designpräferenzen passen, um reibungslose und einfache Workflows zu gewährleisten, die zu einer hohen Produktivität führen.

**Erfahren Sie mehr** über die vielen Möglichkeiten unter [3shape.com/design](https://3shape.com/design)



## Dentaldesigns mit KI

3Shape Automate ist eine Self-Service-Plattform für Dentaldesign, die ausschließlich auf KI basiert, um zuverlässige Ergebnisse zu liefern, die Ihre Produktivität steigern und Ihre Kosten senken.



### Designs in nur 5 Minuten – rund um die Uhr

Sie müssen nicht gegen die Zeit arbeiten. Wählen Sie die Bearbeitungszeit nach Ihrem Bedarf aus. 3Shape Automate bietet Ihnen rund um die Uhr garantierte Ergebnisse in nur 5 Minuten.



### Zuverlässige KI-gesteuerte Ergebnisse

Mit einer Design-Akzeptanzrate von über 92 % und Hunderttausenden von Designs können Sie sich bei der Bearbeitung Ihrer Aufträge auf Automate verlassen.



### Zahlen Sie nur für das, was Sie genehmigen

Bei Automate zahlen Sie nur für die Designs, mit denen Sie einverstanden sind und die Sie genehmigen. Mit Automate können Sie die Fertigung Ihres Labors kostengünstig skalieren.

Automate, beim ersten Mal, jedes Mal. **Erfahren Sie mehr** unter [3shape.com/Automate](https://3shape.com/Automate)

## Über 3Shape

3Shape wurde im Jahr 2000 in Dänemark von zwei jungen Unternehmern gegründet, die neue Möglichkeiten im Bereich der digitalen 3D-Technologie erschließen wollten. Seit unseren Anfängen sind wir von 2 auf über 2.000 Mitarbeiter angewachsen, die in über 100 Ländern weltweit tätig sind.

Unser Ziel ist es, die digitale Zahnmedizin weiterzuentwickeln, um medizinische Fachkräfte und Patienten noch besser miteinander zu vernetzen.

Wir treiben die digitale Zahnheilkunde voran, indem wir innovative und branchenweit anerkannte Scanner für Praxen und Labore entwickeln. Darüber hinaus fördern wir die Kooperation von Zahnärzten und Zahntechnikern durch reibungslose Software-Workflows. Wir schulen und begleiten unsere Kunden bei jedem Schritt ihrer digitalen Reise und bieten ihnen eine überragende Nutzererfahrung.

Unser Einfluss spiegelt sich in den erzielten Ergebnissen wider. Zu jeder Zeit helfen unsere preisgekrönten Produkte den Patienten, ihr Selbstvertrauen wiederzuerlangen. Über unsere Produkte hinaus bieten wir auch fortlaufend Schulungen und Weiterbildungen an, die Zahnärzten dabei helfen, stets auf dem aktuellen technologischen Stand zu sein und sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Wir fördern und vernetzen aktiv Zahnärzte und Labortechniker – also die Menschen, die das Rückgrat der Branche bilden.

**Fördern. Verbinden. Gemeinsam.**

[www.3shape.com](http://www.3shape.com)

Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, um die Verfügbarkeit von 3Shape Produkte in Ihrer Region zu prüfen.

86660056 - Lab Solutions Brochure 2023 DE Global

© 3Shape A/S und 3Shape TRIOS A/S, 2023. Alle Rechte vorbehalten.

Der Name und das Logo von 3Shape und/oder andere hier erwähnte Marken sind Marken von 3Shape A/S, die in der EU und in anderen Ländern eingetragen sind.

3shape 