


## Die Sortimente.

### Lingualbrackets.

Fall	REF	Inhalt	Brackets*	REF
1. Social six pack	891-406-00	6 x	Frontzahnbracket	790-450-00
2. Single jaw	891-407-00	6 x	Frontzahnbracket	790-450-00
		4 x	Seitenzahnbracket	790-452-00
3. Single jaw + tubes	891-408-00	6 x	Frontzahnbracket	790-450-00
		4 x	Seitenzahnbracket	790-452-00
		2 x	Molarenröhrchen	724-102-51
4. Complete case	891-409-00	12 x	Frontzahnbracket	790-450-00
		8 x	Seitenzahnbracket	790-452-00
		4 x	Molarenröhrchen	724-102-51

\* Slot:  $\square$  0,51 x 0,51 mm / 20 x 20



# Die Bogensequenzen.

## Lingualbogen.

Fall	Folge	Durchmesser	Material	REF
<b>1. Social six</b>	1.	∅ 0,38 mm / 15	dentaflex® Lingualbogen, rund, 6-fach verseilt	766-771-00
	2.	∅ 0,25 mm / 10	rematitan® "LITE" Lingualbogen, rund	766-760-00
	3.	∅ 0,30 mm / 12	rematitan® "LITE" Lingualbogen, rund	766-761-00
	4.	∅ 0,40 mm / 16	remanium® Lingualbogen, rund	766-767-00
<b>2. Single jaw</b>	1.	∅ 0,38 mm / 15	dentaflex® Lingualbogen, rund, 6-fach verseilt	766-771-00
	2.	∅ 0,25 mm / 10	rematitan® "LITE" Lingualbogen, rund	766-760-00
	3.	∅ 0,30 mm / 12	rematitan® "LITE" Lingualbogen, rund	766-761-00
	4.	∅ 0,35 mm / 14	rematitan® "LITE" Lingualbogen, rund	766-762-00
	5.	∅ 0,40 mm / 16	rematitan® "LITE" Lingualbogen, rund	766-763-00
	6.	∅ 0,40 mm / 16	remanium® Lingualbogen, rund	766-767-00
<b>3. Single jaw + tubes</b>	1.	∅ 0,38 mm / 15	dentaflex® Lingualbogen, rund, 6-fach verseilt	766-771-00
	2.	∅ 0,25 mm / 10	rematitan® "LITE" Lingualbogen, rund	766-760-00
	3.	∅ 0,30 mm / 12	rematitan® "LITE" Lingualbogen, rund	766-761-00
	4.	∅ 0,35 mm / 14	rematitan® "LITE" Lingualbogen, rund	766-762-00
	5.	∅ 0,40 mm / 16	rematitan® "LITE" Lingualbogen, rund	766-763-00
	6.	∅ 0,41 x 0,41 mm / 16 x 16	rematitan® "LITE" Lingualbogen, vierkant	766-765-00
	7.	∅ 0,46 x 0,46 mm / 18 x 18	remanium® Lingualbogen, vierkant	766-769-00
<b>4. Complete case</b>	1.	∅ 0,38 mm / 15	dentaflex® Lingualbogen, rund, 6-fach verseilt	766-771-00
	2.	∅ 0,25 mm / 10	rematitan® "LITE" Lingualbogen, rund	766-760-00
	3.	∅ 0,30 mm / 12	rematitan® "LITE" Lingualbogen, rund	766-761-00
	4.	∅ 0,35 mm / 14	rematitan® "LITE" Lingualbogen, rund	766-762-00
	5.	∅ 0,40 mm / 16	rematitan® "LITE" Lingualbogen, rund	766-763-00
	6.	∅ 0,41 x 0,41 mm / 16 x 16	rematitan® "LITE" Lingualbogen, vierkant	766-765-00
	7.	∅ 0,48 x 0,48 mm / 19 x 19	rematitan® "LITE" Lingualbogen, vierkant	766-766-00
	8.	∅ 0,48 x 0,48 mm / 19 x 19	remanium® Lingualbogen, vierkant	766-770-00