

CONTEC



Frei von
BisGMA*
TEGDMA*
HEMA*!



Die sichere Verbindung.

Das lichthärtende Bracketadhäsiv.

Zur adhäsiven Befestigung von Metall-, Keramik- und Kunststoffbrackets sowie Bukkalröhrchen.

CONTEC Ic bietet alle Vorzüge lichthärtender Adhäsive. So steht Ihnen mehr Zeit zum Platzieren der Brackets zur Verfügung, bevor das Adhäsiv aushärtet.

Durch die hohe Viskosität verbleibt das Adhäsiv auf dem Bracket und fließt nicht weg. Gleichzeitig hat CONTEC Ic eine ausgezeichnete Haftkraft. Somit ist es die Lösung für alle Bonding-Aufgaben.

Die ergonomisch geformte Spritze ermöglicht ein einfaches Handling und ein gezieltes Steuern der Adhäsivmenge.

Der besondere Vorteil von CONTEC Ic ist, dass das Adhäsiv frei von BisGMA*, TEGDMA* und HEMA* ist. Bei diesen Stoffen besteht nachweislich ein allergisches Potential.



CONTEC Ic Set (REF 163-110-00) bestehend aus:

- 3 x 3 g CONTEC Ic Adhäsiv
- 1 x 5 ml CONTEC Ic/Icr Primer
- 2 x 2,5 ml CONTEC Ätzgel
- 6 x CONTEC Einmalkanüle für Ätzgel
- 50 x CONTEC Einmalpinsel
- 1 x CONTEC Kombi Instrument
- 1 x CONTEC Mischblock

Für ca. 800 Brackets (40 Behandlungsfälle).



* CONTEC Ic ist frei von BisGMA (Bisphenol A Glyceroldimethacrylat), TEGDMA (Triethylglykoldimethacrylat) und HEMA (Hydroxyethylmethacrylat).

- Sehr gute Haftkraft
- Gut dosierbare Adhäsivpaste mit sehr guter Standfestigkeit
- Härtet unter allen Bracketbasen aus (für Kunststoffbrackets wird ein zusätzlicher Primer benötigt)
- Frei von BisGMA*, TEGDMA* und HEMA*



Einzelpackung	Inhalt	REF
CONTEC Ic Adhäsiv	2 x 3 g Spritze	163-111-00
CONTEC Ic/Icr Primer	1 x 5 ml Flasche	163-113-10
CONTEC Ätzzel	2 x 2,5 ml Spritze	163-115-00

Entwickelt in Kooperation mit:

SAREMCO
DENTAL

Das lichthärtende Retaineradhäsiv.

Zur adhäsiven Befestigung von festsitzenden Retainern.



CONTEC Icr wurde entwickelt, um die speziellen Anforderungen an das Bonden von kieferorthopädischen festsitzenden Retainern zu erfüllen. CONTEC Icr erlaubt es, Retainer sicher und mit maximalem Patientenkomfort zu befestigen. Dabei ist das Adhäsiv überaus langlebig und haltbar und überzeugt durch hervorragende Haftwerte.

Die gebogene Kanüle bietet zusammen mit der grazilen Spritze eine einfache Handhabung im lingualen Frontzahnbereich.

CONTEC Icr ist frei von TEGDMA* und HEMA*. Für Patienten mit einer diagnostizierten Allergie auf diese Inhaltsstoffe ist CONTEC Icr somit die erste Wahl.

Einzelpackung	Inhalt	REF
CONTEC Icr Adhäsiv	1 x 3,4 g Spritze	163-131-00
CONTEC Icr/Icr Primer	1 x 5 ml Flasche	163-113-10
CONTEC Ätzgel	2 x 2,5 ml Spritze	163-115-00

Entwickelt in Kooperation mit:

SAREMCO
DENTAL

* CONTEC Icr ist frei von TEGDMA (Triethylenglykoldimethacrylat) und HEMA (Hydroxyethylmethacrylat).

- Hochgefülltes, pastöses Adhäsiv
- Besonders langlebig und haltbar
- Härtet mit einer spiegelglatten Oberfläche aus
- Frei von TEGDMA* und HEMA*

Frei von
TEGDMA*
HEMA*!



CONTEC Icr Set (REF 163-130-00) bestehend aus:

- 2 x 3,4 g CONTEC Icr Adhäsiv
- 6 x CONTEC Icr Einmalkanüle
- 1 x 5 ml CONTEC Ic/Icr Primer
- 2 x 2,5 ml CONTEC Ätzgel
- 6 x CONTEC Einmalkanüle für Ätzgel
- 50 x CONTEC Einmalpinsel
- 1 x CONTEC Kombi Instrument
- 1 x CONTEC Mischblock

Für ca. 80 Retainer, verselt oder ca. 250 Retainer 3-3.

Das gebrauchsfertige, chemisch härtende Adhäsiv.

Zur Befestigung von Metall-, Keramik- und Kunststoffbrackets sowie Bukkalröhrchen.



CONTEC go ist ein chemisch härtendes, gebrauchsfertiges Bracket-adhäsiv, bestehend aus einer Adhäsivpaste und einem Primer. Die Aushärtung wird durch Druck initiiert. Dies erlaubt eine optimale Positionierung des Brackets auf dem Zahn, bevor das Adhäsiv aushärtet.

Die Haftkräfte, die für das Einlagern des Bogens benötigt werden, entstehen bereits 5 Minuten nach der Positionierung des Brackets. CONTEC go hat eine hohe Viskosität und ist dabei so eingestellt, dass die Standfestigkeit auf dem Bracket optimal gewährleistet werden kann. Darüber hinaus verfügt CONTEC go über eine gute Farbstabilität über die gesamte Behandlungsdauer hinweg.

CONTEC go ist frei von TEGDMA* und HEMA*.

Für Patienten mit einer diagnostizierten Allergie auf diese Inhaltsstoffe ist CONTEC go somit die erste Wahl.

Einzelpackung	Inhalt	REF
CONTEC go Adhäsiv	2 x 2,5 g Spritze	163-121-00
CONTEC go Primer	1 x 5 ml Flasche	163-114-00
CONTEC Ätzelgel	2 x 2,5 ml Spritze	163-115-00

- Viskoses Adhäsiv für eine spürbar höhere Standfestigkeit
- Reduzierung der Aushärtezeit auf 5 Minuten
- Ergonomisch geformte Spritzen für ein angenehmes Handling und sichere Dosierung
- Frei von TEGDMA* und HEMA*

Frei von
TEGDMA*
HEMA*!

CONTEC go Set (REF 163-107-00) bestehend aus:

- 3 x 2,5 g CONTEC go Adhäsiv
- 1 x 5 ml CONTEC go Primer
- 2 x 2,5 ml CONTEC Ätzelgel
- 6 x CONTEC Einmalkanüle für Ätzelgel
- 50 x Einmalpinsel
- 1 x CONTEC Kombi-Instrument
- 1 x CONTEC Mischblock

Für ca. 600 Brackets (30 Behandlungsfälle).



Dentaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

KUNDENSERVICE

+49 72 31 / 803 - Durchwahl

Festsitzende Technik - 550
Herausnehmbare Technik - 555
Customer Support Digital - 280
Auftragsannahme - 210

Faxbestellung 0800/4 14 24 34
(gebührenfrei aus Deutschland)



ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com



Stand der Information: 2022-09
Änderungen vorbehalten

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Germany | Telefon +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com