

CONTEC



Libre de
BisGMA*
TEGDMA*
HEMA*



Adherencia perfecta.

Adhesivo para brackets fotopolimerizable.

Para pegar brackets metálicos, cerámicos y de policarbonato, así como tubos bucales.

CONTEC Ic ofrece todas las ventajas de un adhesivo fotopolimerizable. Tendrá más tiempo para posicionar el brackets antes de que cure el adhesivo.

Gracias a su alta viscosidad el adhesivo permanece sobre el bracket y no se escapa de la base. Además CONTEC Ic tiene excelente adherencia. Es la solución ideal para un cementado perfecto.

La jeringa ergonómica facilita un manejo sencillo y una aplicación precisa del adhesivo.

La ventaja especial del adhesivo CONTEC Ic es que está exento de BisGMA*, TEGDMA* y HEMA*. Se ha demostrado que estas sustancias tienen potencial alérgico.



El set CONTEC Ic (REF 163-110-00) consiste de:

- 3 x 3 g adhesivo CONTEC Ic
 - 1 x 5 ml imprimador CONTEC Ic/lcr
 - 2 x 2,5 ml gel de ácido CONTEC
 - 6 x cánulas desechables para gel de ácido CONTEC
 - 50 x pinceles desechables CONTEC
 - 1 x espátula 2 en 1 CONTEC
 - 1 x bloc de mezcla CONTEC
- Para aprox. 800 brackets (40 casos).



* CONTEC Ic está exento de BisGMA (bisfenol A glicidil metacrilato), TEGDMA (dimetacrilato de trietilenglicol) y HEMA (metacrilato de hidroxietilo).

- Excelente adherencia
- Pasta adhesiva dosificable con muy buena estabilidad
- Cura bajo todo tipo de bases de brackets (brackets de policarbonato requieren de un imprimador adicional)
- Libre de BisGMA*, TEGDMA* y HEMA*



Envase individual	Contenido	REF
Adhesivo CONTEC Ic	2 x 3 g (jeringas)	163-111-00
Imprimador CONTEC Ic/lcr	1 x 5 ml (botella)	163-113-10
Gel de ácido CONTEC	2 x 2,5 ml (jeringa)	163-115-00

Desarrollado en colaboración con:

SAREMCO
DENTAL

El adhesivo para retenedores fotopolimerizable.

Para pegar retenedores fijos.



CONTEC lcr fue diseñado para cumplir con las exigencias especiales de pegar retenedores fijos de ortodoncia. CONTEC lcr le permite fijar retenedores de forma segura y cómoda para el paciente. El adhesivo es muy duradero y proporciona excelente adherencia.

Esta fina jeringa con cánula doblada garantiza un manejo sencillo en la parte lingual de la zona anterior.

CONTEC lcr está exento de TEGDMA* y HEMA*. CONTEC lcr es la mejor opción para pacientes con alergias a estos materiales.

Envase individual	Contenido	REF
Adhesivo CONTEC lcr	1 x 3,4 g (jeringa)	163-131-00
Imprimador CONTEC lc/lcr	1 x 5 ml (botella)	163-113-10
Gel de ácido CONTEC	2 x 2,5 ml (jeringa)	163-115-00

Desarrollado en colaboración con:

SAREMCO
DENTAL

* CONTEC lcr está exento de TEGDMA (dimetacrilato de trietilenglicol) y HEMA (metacrilato de hidroxietilo).

- Adhesivo pastoso con alto contenido de relleno
- Muy duradero
- Cura con una superficie perfectamente lisa
- Libre de TEGDMA* y HEMA*

Libre de
TEGDMA*
HEMA*!



El set CONTEC Icr (REF 163-130-00) consiste de:

- 2 x 3, 4 g adhesivo CONTEC Icr
- 6 x cánulas desechables CONTEC Icr
- 1 x 5 ml imprimador CONTEC Icr/Icr
- 2 x 2,5 ml gel de ácido CONTEC
- 6 x cánulas desechables para gel de ácido CONTEC
- 50 x pinceles desechables CONTEC
- 1 x espátula 2 en 1 CONTEC
- 1 x bloc de mezcla CONTEC

Para aprox. 80 retenedores trenzados o aprox. 250 retenedores 3-3.

El adhesivo de curado químico listo para su uso.

Para pegar brackets metálicos, cerámicos y de policarbonato, así como tubos bucales.



CONTEC go es un adhesivo de brackets de curado químico listo para su uso. Consiste de una pasta adhesiva y un imprimador. La polimerización del adhesivo se inicia por medio de presión. Esto le permite posicionar los brackets sobre el diente antes de que cure el adhesivo.

5 minutos después de posicionar los brackets hay suficiente adherencia para ligar el arco.

CONTEC go tiene una alta viscosidad y una consistencia que garantiza óptima estabilidad sobre el bracket. Además CONTEC go mantiene su estabilidad de color mas allá de la duración del tratamiento.

CONTEC go está exento de TEGDMA* y HEMA*.

CONTEC go es la mejor opción para pacientes con alergias a estos materiales.

envase individual	Contenido	REF
Adhesivo CONTEC go	2 x 2,5 g (jeringa)	163-121-00
Imprimador CONTEC go	1 x 5 ml (botella)	163-114-00
Gel de ácido CONTEC	2 x 2,5 ml (jeringa)	163-115-00

- Adhesivo viscoso para una estabilidad perceptiblemente mayor
- Tiempo de curado de solo 5 minutos
- Jeringas ergonómicas para un manejo más cómodo y una dosificación segura
- Libre de TEGDMA* y HEMA*

Libre de
TEGDMA*
HEMA*!

El set CONTEC go (REF 163-107-00) consiste de:

- 3 x 2, 5 g adhesivo CONTEC go
- 1 x 5 ml imprimador CONTEC go
- 2 x 2,5 ml gel de ácido CONTEC
- 6 x cánulas desechables para gel de ácido CONTEC
- 50 x pinceles desechables
- 1 x espátula 2 en 1 CONTEC
- 1 x bloc de mezcla CONTEC

Para aprox. 600 brackets (30 casos).



Dentaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
y en más de 130 países a nivel mundial.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE



Fecha de la información: 2022-10
Reservado el derecho de modificación



Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Alemania | Teléfono +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com