

ceraMotion®

# Chroma Concept

Cliché de : © Christian Ferrario

Le concept « Chroma »

Une vaste palette de teintes, identiques à celles de la dent naturelle



**D**  
DENTAURUM

# Chroma Concept

ceraMotion®

## Une vaste palette de teintes, identiques à celles de la dent naturelle – Le concept « Chroma »

Bien spécifiques, les masses céramique du concept « Chroma » élaboré par Dentaureum Ceramics, élargissent l'espace chromatique.




Les masses dentine du concept ceraMotion® « Chroma » permettent de saturer la dentine et de créer des effets colorés.



Avec ce concept, l'éventail des nuances de rouge, de jaune et de blanc est quasi illimité. Ce qui vous permet de reproduire aussi toutes les nuances (masses « standard » et « bleach ») d'autres teintiers comme le Vita-3 D-Master® ou le Ivoclar-Chromascop®.

L'assortiment contient également des opaques bien spécifiques, ainsi qu'une masse incisale.

Les masses du concept « Chroma » s'utilisent pures ou mélangées, et leurs indications correspondent à celles des gammes ceraMotion® correspondantes.

- convient pour toutes les indications chromatiques
- teintes « standard » et « bleach (blanchiment) »
- couvre tous les teintiers du marché
- effets chromatiques faciles à réaliser

	ceraMotion® <sub>Me</sub>	<b>Chroma Concept Me</b>
	ceraMotion® <sub>Zr</sub>	<b>Chroma Concept Zr</b>
	ceraMotion® <sub>Ti</sub>	<b>Chroma Concept Ti</b>



# Chroma Concept

ceraMotion®

## Tableau chromatique pour la réalisation des teintes du concept « Chroma »

Les mélanges indiqués présentent un équilibre optimal entre opaque, dentine et incisale.

Opaque	Dentine	Incisale
CC O 1 (bleach)	CC D 1 (bleach)	CC I 1 (bleach)
CC O 1 (bleach)	CC D 2 (bleach)	CC I 1 (bleach)
CC O 2	CC D 2	I 3
CC O 2	CC D 3	I 3
CC O 2	CC D 4	I 3
CC O 2	CC D 5	I 3
CC O 2	CC D 6	I 3
CC O 3	CC D 7	I 3
CC O 3	CC D 8	I 3
CC O 3	CC D 9	I 3
CC O 3	CC D 10	I 3
CC O 4	CC D 11	I 3
CC O 4	CC D 12	I 3



# Chroma Concept

ceraMotion®

## Sets ceraMotion® Me / Zr / Ti Chroma Concept

ceraMotion® Me	Quantité	REF
<b>Chroma Concept Set</b>	<b>1 Set</b>	<b>252-800-45</b>
Conditionnement :		
CC Paste Opaque	1, bleach 3 g	252-541-03
CC Paste Opaque	2 3 g	252-542-03
CC Paste Opaque	3 3 g	252-543-03
CC Paste Opaque	4 3 g	252-544-03
CC Dentin	1, bleach 20 g	252-231-20
CC Dentin	2, bleach 20 g	252-232-20
CC Dentin	3 20 g	252-233-20
CC Dentin	4 20 g	252-234-20
CC Dentin	5 20 g	252-235-20
CC Dentin	6 20 g	252-236-20
CC Dentin	7 20 g	252-237-20
CC Dentin	8 20 g	252-238-20
CC Dentin	9 20 g	252-239-20
CC Dentin	10 20 g	252-240-20
CC Dentin	11 20 g	252-241-20
CC Dentin	12 20 g	252-242-20
CC Dentin	1, bleach 20 g	252-245-20
Shade Disc Chroma Concept/Bleach	1 pièce	254-102-00

ceraMotion® Zr	Quantité	REF
<b>Chroma Concept Set</b>	<b>1 Set</b>	<b>250-800-45</b>
Conditionnement :		
CC Liner	1, bleach 20 g	250-221-20
CC Liner	2 20 g	250-222-20
CC Liner	3 20 g	250-223-20
CC Liner	4 20 g	250-224-20
CC Dentin	1, bleach 20 g	250-231-20
CC Dentin	2, bleach 20 g	250-232-20
CC Dentin	3 20 g	250-233-20
CC Dentin	4 20 g	250-234-20
CC Dentin	5 20 g	250-235-20
CC Dentin	6 20 g	250-236-20
CC Dentin	7 20 g	250-237-20
CC Dentin	8 20 g	250-238-20
CC Dentin	9 20 g	250-239-20
CC Dentin	10 20 g	250-240-20
CC Dentin	11 20 g	250-241-20
CC Dentin	12 20 g	250-242-20
CC Incisal	1, bleach 20 g	250-245-20
Shade Disc Chroma Concept/Bleach	1 pièce	254-102-00

ceraMotion® Ti	Quantité	REF
<b>Chroma Concept Set</b>	<b>1 Set</b>	<b>251-800-45</b>
Conditionnement :		
CC Opaque	1, bleach 20 g	251-221-20
CC Opaque	2 20 g	251-222-20
CC Opaque	3 20 g	251-223-20
CC Opaque	4 20 g	251-224-20
CC Dentin	1, bleach 20 g	251-231-20
CC Dentin	2, bleach 20 g	251-232-20
CC Dentin	3 20 g	251-233-20
CC Dentin	4 20 g	251-234-20
CC Dentin	5 20 g	251-235-20
CC Dentin	6 20 g	251-236-20
CC Dentin	7 20 g	251-237-20
CC Dentin	8 20 g	251-238-20
CC Dentin	9 20 g	251-239-20
CC Dentin	10 20 g	251-240-20
CC Dentin	11 20 g	251-241-20
CC Dentin	12 20 g	251-242-20
CC Incisal	1, bleach 20 g	251-245-20
Shade Disc Chroma Concept/Bleach	1 pièce	254-102-00

## Vue d'ensemble des produits ceraMotion® Me / Zr / Ti Chroma Concept

		ceraMotion® Me	ceraMotion® Zr	ceraMotion® Ti
<b>Chroma Concept Paste Opaque CC PO</b>	<b>Quantité</b>	<b>REF</b>	<b>REF</b>	<b>REF</b>
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 1, bleach	3 g	252-541-03		
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 2	3 g	252-542-03		
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 3	3 g	252-543-03		
Chroma Concept Paste Opaque CC PO 4	3 g	252-544-03		
<b>Chroma Concept Opaque CC O</b>				
Chroma Concept Opaque CC O 1, bleach	20 g	252-221-20		251-221-20
Chroma Concept Opaque CC O 2	20 g	252-222-20		251-222-20
Chroma Concept Opaque CC O 3	20 g	252-223-20		251-223-20
Chroma Concept Opaque CC O 4	20 g	252-224-20		251-224-20
<b>Chroma Concept Liner CC L</b>				
Chroma Concept Liner CC L 1, bleach	20 g		250-221-20	
Chroma Concept Liner CC L 2	20 g		250-222-20	
Chroma Concept Liner CC L 3	20 g		250-223-20	
Chroma Concept Liner CC L 4	20 g		250-224-20	
<b>Chroma Concept Dentin CC D</b>				
Chroma Concept Dentin CC D 1, bleach	20 g	252-231-20	250-231-20	251-231-20
Chroma Concept Dentin CC D 2, bleach	20 g	252-232-20	250-232-20	251-232-20
Chroma Concept Dentin CC D 3	20 g	252-233-20	250-233-20	251-233-20
Chroma Concept Dentin CC D 4	20 g	252-234-20	250-234-20	251-234-20
Chroma Concept Dentin CC D 5	20 g	252-235-20	250-235-20	251-235-20
Chroma Concept Dentin CC D 6	20 g	252-236-20	250-236-20	251-236-20
Chroma Concept Dentin CC D 7	20 g	252-237-20	250-237-20	251-237-20
Chroma Concept Dentin CC D 8	20 g	252-238-20	250-238-20	251-238-20
Chroma Concept Dentin CC D 9	20 g	252-239-20	250-239-20	251-239-20
Chroma Concept Dentin CC D 10	20 g	252-240-20	250-240-20	251-240-20
Chroma Concept Dentin CC D 11	20 g	252-241-20	250-241-20	251-241-20
Chroma Concept Dentin CC D 12	20 g	252-242-20	250-242-20	251-242-20
<b>Chroma Concept Incisal CC I</b>				
Chroma Concept Incisal CC I 1, bleach	20 g	252-245-20	250-245-20	251-245-20
<b>Shade Disc Chroma Concept / Bleach</b>				
Shade Disc Chroma Concept / Bleach	1 pièce	254-102-00	254-102-00	254-102-00

▶ Vous trouvez davantage d'informations sur les produits Dentaureum sur notre site Internet

**www.dentaureum.de**  
www.dentaureum.de

CE 0483

Mise à jour : 07/11  
Sous réserve de modifications

Clichés de : Dentaureum GmbH & Co.KG | Christian Ferrari®, France