

discovery<sup>®</sup>  
smart



Petit et brillant.

**D**  
DENTAURUM

# L'important c'est la taille !



## Réduction significative de la taille.

20 % plus petit par rapport au discovery®, ce qui en fait un des plus petits brackets du monde.

Depuis plus de 20 ans, le design du discovery® est synonyme d'excellence et de qualité en matière de traitement avec des brackets. Avec discovery® smart, la gamme déjà bien éprouvée des brackets premium s'est vue élargie. Petit du point de vue de l'esthétique, impeccable du point de vue des fonctions.

discovery® smart se distingue par le tracé mésio-distal incurvé de sa gorge, calqué sur un profil d'arcade dentaire idéal. Chaque bracket présente ainsi un tracé de gorge bien individuel. La friction entre l'arc et le bracket, à l'intérieur de la gorge, s'en trouve réduite et permet un traitement plus rapide et plus précis.

discovery® smart séduit par ses dimensions réduites de 20 % par rapport aux discovery®.



**Propriétés de glissement remarquables.**

Tracé mésio-distal et incurvé de la gorge,  
calqué sur un profil d'arcade dentaire idéal.

# Caractéristiques brillantes.



## **Bracket monobloc.**

Biocompatibilité élevée.

## **Conception optimale des ailes.**

Ligature facile et en toute souplesse.

Le bracket est fabriqué en une seule pièce par injection-moulage de poudre métallurgique (procédé MIM - Metal Injection Molding) dans des unités de production modernes. La très faible hauteur générale, un In-Out de seulement 0,7 mm ainsi que des ailes savamment conçues confèrent à ce bracket un profil remarquable.

Outre sa petite taille et son design moderne, discovery® smart réunit en son sein toutes les caractéristiques brillantes de la famille discovery®. Ce bracket offre donc un maximum de sécurité et de contrôle ainsi qu'une esthétique fascinante.




## **Point de rupture prédéterminé.**

Dépose sûre.

## **Base structurée au laser.**

Base brevetée et structurée au laser avec numérotation FDI pour une manipulation optimale.



**Crochet au design  
en forme champignon.**

Fixation sûre des attaches.

**Marquage laser.**

Identification aisée.

**Faible hauteur.**

Excellent confort en bouche.

**Base du bracket  
conçue par CAO 3D.**

Excellent maintien sur la dent.

Riche sélection.



En plus du discovery® smart, vous aurez aussi le choix entre d'autres brackets de la gamme discovery®. Ces derniers permettent en effet de recourir aux différentes options thérapeutiques et offrent des possibilités de combinaisons multiples au sein de la gamme.

Des brackets pour chaque traitement.

**discovery**<sup>®</sup>  
**smart**

Petit et brillant.





*discovery*<sup>®</sup>

Le fruit de l'expérience.



*discovery*<sup>®</sup>  
*..pearl*

Naturellement fascinant.



*discovery*<sup>®</sup>  
*delight*

Le système lingual.



*discovery*<sup>®</sup> *sl*    *discovery*<sup>®</sup>  
*sl 2.0*

Une qualité éprouvée  
pour votre succès.



# Dentaurum

Allemagne | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
et dans plus de 130 pays à travers le monde.

[www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com)



Date of information: 04/21  
Subject to modifications

Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classe II a.  
Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

**D**  
**DENTAURUM**

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Allemagne | Téléphone +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295  
[www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com) | [info@dentaurum.com](mailto:info@dentaurum.com)