

easyClean
for tioLogic®

Reinigen ganz einfach. Die Arbeit macht nun die Maschine.

Das Wash-Tray weiter entwickelt in Zusammenarbeit mit

Miele
PROFESSIONAL



Reinigen – ganz einfach.


easyClean for tioLogic® – das Tray zur maschinellen Aufbereitung.^{1,2}

Entwickelt in
Zusammenarbeit mit:

Miele
PROFESSIONAL

Reinigungsvalidierung¹ durch:

SMP GmbH
Prüfen Validieren Forschen



¹ Validierung der Reinigung easyClean für tioLogic®, SMP GmbH, 2010.

² Reinigungsuntersuchung easyClean für tioLogic®, AFIP, 2012.



easyClean[®]

for tioLogic[®]

Innovative doppelte Gitterstruktur.



Stabile Doppel-Federn.



Eindeutiges Leitsystem.



Reproduzierbare maschinelle Aufbereitungsergebnisse.



Das easyClean for tioLogic[®] ist die Weiterentwicklung des ersten Wash-Tray für die dentale Implantologie. Es enthält alle für die Implantation benötigten rotierenden Instrumente und Zubehörkomponenten. Diese sind entsprechend dem Operationsablauf angeordnet. Zur optimalen Orientierung befindet sich neben jedem Instrument ein farbcodierter und laserbeschrifteter Kunststoffclip. Die verwendeten Instrumente und Zubehörkomponenten werden direkt nach jeder Anwendung in die entsprechenden Aufnahmen zurückgesteckt. Dies erhöht die Sicherheit bei der Implantation, da sich alle Instrumente immer am vorgesehenen Ort befinden. Nach der Implantation wird das komplett bestückte easyClean for tioLogic[®] so wie es ist einfach der maschinellen Aufbereitung zugeführt. Kleinteile sowie die zu zerlegenden Zubehörkomponenten werden in die Siebschale gelegt.

Vorteile:

Maschinelle Reinigung und Desinfektion des komplett bestückten Chirurgie-Trays für validierte Arbeitsprozesse.

Gewährleistet durch:

- optimale Umspülung aller Komponenten
- minimale Kontaktpunkte
- einzigartige Gitterstruktur
- feinmaschige Siebschale

Mehrwert für die Praxis:

- Einhaltung der Rkl Richtlinien
- einfache Einbindung in das QM-System
- keine aufwändige manuelle Reinigung notwendig
- reproduzierbare maschinelle Aufbereitungsergebnisse
- kein Sortieren der Komponenten notwendig
- deutliche Einsparung von Arbeitszeit

Optimal für Arztpraxen und zentrale Aufbereitungszentren, die wirtschaftlich arbeiten möchten.

easyClean for tioLogic[®] (ohne Inhalt)

REF 387-421-00

Unbestücktes Wash-Tray für Reinigungs- und Desinfektionsautomaten.



Dentaurum-Gruppe

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

- ➔ Informationen zu Produkten und Serviceleistungen finden Sie unter www.dentaurum.com
- ➔ Einfach und schnell bestellen im **Dentaurum Online-Shop**
- ➔ Beachten Sie auch unser spezielles Kursangebot. Hotline: +497231/803-470

Hotline zahnärztliche Implantologie: +497231/803-590 | Hotline zahntechnische Implantologie: +497231/803-410
Telefonische Auftragsannahme: +497231/803-560 | Gebührenfreie Fax-Nummer (Deutschland): 0800/4 14 24 34

Stand der Information: 03/17

Änderungen vorbehalten



www.dentaurum.com



Like us on Facebook!



YouTube

Visit us on YouTube!



Follow us on Pinterest!

