

Hightech für Ihren Erfolg

discovery[®]
sl 2.0

„Nicht mit Erfindungen,
sondern mit Verbesserungen
macht man Vermögen.“

Henry Ford

discovery[®]
sl 2.0



discovery[®] sl 2.0

Überarbeitung und Neuausrichtung


Die Funktion der discovery[®] sl Brackets wurde komplett überarbeitet und das Bracket neu ausgerichtet. Mit der Version 2.0 konnten wesentliche Verbesserungen in der Funktion der Deckel und im Öffnungsmechanismus umgesetzt werden.

Durch intensive Tests im Haus und in der Praxis musste die neue Version der Brackets auch seine einwandfreie Funktion in Handhabung und Therapie beweisen, um sich das Dentaforum-Qualitätssiegel zu verdienen.



Neuerungen im Überblick

- verbesserte, elastische Deckelbremse hält den Deckel beim Bogenwechsel offen
- neuer Öffnungsmechanismus in Krafrichtung garantiert einwandfreies Öffnen und Schließen
- neue Bracketgeometrie – Deckel öffnen immer gerade, Deckel verbiegen sich nicht



Bewährte Vorteile

- ✓ **Kleinstes sl-Bracket der Welt**
Für eine vollkommen ästhetische Behandlung.
- ✓ **Ausgezeichnetes Tragegefühl**
Der Patient profitiert von superglaten Oberflächen.
- ✓ **Einfaches Handling**
Zuordnung zum Zahn erfolgt durch FDI-Kennzeichnung auf der Bracketbasis.
- ✓ **Patentierter Laserstruktur auf der Basis**
Für einen optimalen Halt und einfaches Debonding.
- ✓ **Bewährte discovery[®] Bracketgeometrie**
Perfekter Sitz auf dem Zahn und problemlose Kombinierbarkeit innerhalb der discovery[®] Bracketfamilie.

Die Neuerungen von Dentaureum im Detail visualisiert.

discovery
sl 2.0

NEU!

■ spezielles
Öffnungsinstrument
garantiert optimale Funktionalität

■ **Twinflügel-Design**
für mehr Flexibilität in der Therapie

■ **basaler Flansch und
Kreuzmarkierung**
zum sicheren Positionieren
und Ausrichten

■ **Ein-Stück-Bracket**
für gute Bioverträglichkeit

■ **FDI-Kennzeichnung**
für einfache Zuordnung zum Zahn

■ **neue Geometrie-Deckel**
öffnen immer gerade, ohne sich zu verbiegen


■ **kleine Größe und
superglatte Oberflächen**
für angenehmes Gefühl im Mund

■ **neuer Öffnungsmechanismus
in Krafrichtung**
für einwandfreies Öffnen und Schließen

■ **patentierte 3D-Lasertechnik**
für perfekte Passung und sicheren Halt


Dentaurum

Qualität auf höchstem Niveau.



Bracketdesign

Das Design der discovery® Brackets liegt auch dem überarbeiteten discovery® sl 2.0 zu Grunde. Es hat sich über Jahre hinweg bewährt.



REM-Aufnahme

Die Laserstruktur auf der Basis wurde im Hause Dentaurum entwickelt und wird bei den Metallbrackets schon lange erfolgreich eingesetzt. Sie bietet Sicherheit für optimalen Halt und ein einfaches Debonding.



Gutes Flügeldesign

Falls gewünscht, finden bei discovery® sl 2.0 problemlos Ligaturen Platz. Die Flügel sind so grazil gestaltet, dass sie im Mund nicht störend sind und dem Patienten ein gutes Tragegefühl geben.



Klinische Situation

Das kleinste sl-Bracket der Welt spricht für sich. Eine Behandlung mit Metallbrackets kann nicht ästhetischer sein. Die Brackets sind durch superglatte Oberflächen und die kleine Größe sehr angenehm zu tragen.

Qualitätsmanagement

Unseren Markterfolg verdanken wir der konsequenten Umsetzung von Kunden- und Markterfordernissen. Deshalb verpflichten wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualität unserer Prozesse und Produkte.



Forschung und Entwicklung

Der Fokus der Forschung und Entwicklung bei Dentaurum liegt auf innovativen Produkten und Verfahren zum Nutzen des Kunden und zum Wohle des Patienten. Durch regelmäßige Marktanalysen und ständigen intensiven Dialog mit unseren Kunden weltweit erarbeiten wir mögliche Zukunftsszenarien des Dentalbereichs.



Service

Die Qualität ist sicher entscheidend, aber die Leistungen und der Service zu den Produkten machen den Unterschied. Nicht ohne Grund sind wir in den Jahren 2009 und 2010 beim Wettbewerb „Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister“ als einer der 50 besten Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.



Kurse und Veranstaltungen

Mit dem Centrum Dentale Kommunikation eröffnete die Dentaurum-Gruppe 1996 ein Kurs-, Veranstaltungs- und Kommunikationszentrum der besonderen Art. Die Kurse zeichnen sich durch den hohen Praxisbezug und die kleinen Teilnehmergruppen aus, wodurch ein effektives Lernen garantiert wird.



Für Ihre Fragen zur Verarbeitung unserer Produkte steht Ihnen unser Customer Support gerne zur Verfügung.

Hotline Telefon-Nummer Festsitzende Technik	+49 72 31 / 803 - 550
Hotline Telefon-Nummer Herausnehmbare Technik	+49 72 31 / 803 - 555
Gebührenfreie Fax-Nummer	0 800 / 4 14 24 34
Telefonische Auftragsannahme	+49 72 31 / 803 - 210

▶ **Mehr Informationen zu Dentaaurum Produkten finden Sie im Internet.**

Sie können unsere Produkte auch online bestellen unter:

www.dentaaurum.de

▶ **Beachten Sie hierzu auch unser spezielles Kursangebot:
Mehr Informationen unter unserer Hotline +49 72 31 / 803 - 470**

CE 0483

Stand der Information: 08/11

Änderungen vorbehalten

D
DENTAURUM

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany · Telefon +49 72 31 / 803 - 0 · Fax +49 72 31 / 803 - 295
www.dentaaurum.de · E-Mail: info@dentaaurum.de