

Du high-tech adapté à vos besoins

discovery[®]
sl 2.0

D
DENTAURUM

« C'est non pas en inventant
mais en améliorant qu'on
devient plus performant »

Henry Ford




discovery® sl 2.0

discovery sl nouvelle version


Le mode de fonctionnement du discovery® sl a été entièrement revu, réorienté. La nouvelle version (2.0) de ce bracket présente, par rapport à l'ancienne, de notables améliorations au niveau du couvercle et du mécanisme d'ouverture/fermeture.

Les résultats des nombreux tests effectués montrèrent que tant du point de vue thérapeutique que manipulabilité, le discovery® sl 2.0 répondait parfaitement aux critères requis pour l'obtention du label qualité Dentaurum.



Les nouveautés apportées

- Le frein du couvercle, de type élastique, a été amélioré. Il permet de maintenir le couvercle ouvert pendant le changement d'arc
- Le nouveau mécanisme – qui opère toujours dans l'axe de la force exercée – assure une ouverture et fermeture parfaites du couvercle
- Grâce à la nouvelle géométrie de ce bracket, le couvercle s'ouvre sans jamais dévier et donc ne se déforme pas.



discovery®
sl 2.0



Des avantages qui ont fait leurs preuves

- ✓ Le plus petit bracket au monde pour un esthétisme hors pair.
- ✓ Excellent confort pour le patient grâce aux surfaces super lisses de ce bracket.
- ✓ Facile affectation du bracket à la dent qui lui correspond grâce au marquage du numéro dentaire (FDI) sous le bracket.
- ✓ Relief du socle du bracket réalisé par procédé laser (breveté) pour une adhésion optimale du bracket et une dépose facile de celui-ci.
- ✓ Une géométrie discovery® éprouvée garante d'une assise parfaite du bracket sur la dent, et d'une compatibilité optimale avec les autres brackets de la gamme discovery®.

Zoom sur les améliorations Dentaurum apportées.

■ **Concept « ailettes »**
pour une flexibilité thérapeutique
encore meilleure.

■ **Bride basale avec
repère en croix**
pour un positionnement et
un alignement sûrs.

■ **Bracket monobloc**
garant d'une biocompatibilité satisfaisante.

■ **Marquage FDI
(numérotation dentaire)**
facilite l'affectation du bracket à sa dent.

discovery[®]
sl 2.0

NOUVEAU!

- Instrument spécial pour ouvrir le bracket garant d'une ouverture optimale.



- nouvelle géométrie du couvercle

grâce à laquelle celui-ci s'ouvre toujours dans l'axe et donc ne se déforme pas.

- Compacité et surfaces super lisses

d'où un confort en bouche optimal.

- Nouveau mécanisme pour une ouverture/fermeture toujours dans l'axe de la force exercée

garant d'une ouverture et fermeture impeccables.

- Relief du socle réalisé par procédé laser 3D breveté

garant d'une adaptation et d'une stabilité in situ excellentes.




Dentaurum

la qualité nec-plus-ultra.




Conception

Le discovery® sl 2.0 reprend le concept des brackets « discovery® » déjà existants. Un concept éprouvé de longue date !



Cliché MEB

Le procédé laser employé pour réaliser le relief du socle a été conçu par nos soins. Nous l'utilisons depuis des années pour nos brackets métalliques. Il leur confère une stabilité optimale in situ et facilite leur dépose.




Des ailettes bien conçues

Qui vous laissent assez de place pour une ligature éventuelle. Sveltes, les ailettes du discovery® sl 2.0 ne constituent aucune gêne en bouche, d'où un confort optimal pour le patient.



Situation clinique

Ce bracket (sl) le plus petit au monde a beaucoup de qualités. De par sa compacité et ses surfaces super lisses il est notamment plus esthétique et très agréable à porter.





Priorité à la qualité

La réussite de Dentaureum tient à sa grande faculté d'adaptation à l'évolution du marché et des besoins de ses clients. Une telle adaptation est le résultat de notre engagement à continuellement améliorer la qualité de nos procédés, produits et prestations.



Recherche & Développement

Notre R & D est axée sur l'élaboration de produits et procédés innovants, apportant des « plus » à nos clients et améliorant la qualité de vie de leurs patients. Nos études de marché périodiques, et le dialogue permanent et approfondi que nous entretenons avec nos clients du monde entier, nous permettent d'anticiper la dentisterie de demain.



Prestations client

Sur les marchés, c'est aussi par la qualité de nos prestations client que nous faisons la différence. Le fait qu'en 2009 et 2010 nous ayons été classés parmi les « 50 entreprises allemandes les mieux ciblées sur leur clientèle » l'atteste.



Cours & évènements

Inauguré en 1996, le Centre de Formation et Communication Dentaire Dentaureum organise divers évènements et stages de formation qui ont leur spécificité. Les cours qu'il vous propose sont très axés sur la pratique et se déroulent par petits groupes, afin que vous puissiez apprendre dans les meilleures conditions.





Vous trouverez davantage d'informations sur les produits Dentaaurum sur notre site Internet.

www.dentaaurum.de
www.dentaaurum.de
www.dentaaurum.de

CE 0483

Mise à jour : 11/11

Sous réserves de modifications

D
DENTAURUM

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany · Telefon +497231/803-0 · Fax +497231/803-295
www.dentaaurum.de · E-Mail: info@dentaaurum.de