

Alta tecnología para su éxito

discovery[®]
sl 2.0

D
DENTAURUM

„No con inventos,
sino con mejoramientos
se hace fortuna.“

Henry Ford




discovery® sl 2.0

Revisión y nuevo ajuste


Se ha revisado por completo la función y el nuevo ajuste de los discovery® sl. Con la versión 2.0 se han podido realizar importantes mejoramientos en la función de la tapa y en el mecanismo de abertura.

Mediante pruebas intensivas en la empresa y fuera en los consultorios la nueva versión de los brackets ha tenido que demostrar su función intachable en manejo y terapia para poder ganarse el sello de calidad de Dentaurum.



Innovaciones tecnológicas de un vistazo

- freno de tapa mejorado, elástico, mantiene la tapa abierta al cambiar el arco
- nuevo mecanismo de abertura en dirección de la fuerza garantiza abrir y cerrar correctamente
- nueva geometría del bracket – tapa abre siempre de forma recta, la tapa no se deforma



discovery®
sl 2.0



Ventajas acreditadas

- ✓ El braket sl más pequeño del mundo
Para un tratamiento estético perfecto.
- ✓ Extraordinaria sensación al llevarlo puesto
El paciente aprovecha las superficies superlisas.
- ✓ Sencilla manipulación
Asignación del diente mediante la nomenclatura FDI en la base del bracket.
- ✓ Base esculpida por láser, patentada
Para una buena retención y fácil Debonding.
- ✓ Acreditada geometría de los brackets discovery®
Perfecta adaptación sobre el diente, pudiéndose efectuar todo tipo de combinaciones dentro de la familia de brackets discovery®.

Las novedades de Dentaureum vistas en detalle.

■ **Diseño de aletas gemelares**
para más flexibilidad en el tratamiento

■ **Reborde en la base y
marcación de cruz**
para posicionado y ajuste seguros

■ **Bracket hecho de 1 sola pieza**
para buena biocompatibilidad

■ **Nomenclatura FDI**
para sencilla asignación del diente

discovery[®]
sl 2.0

Nuevo!

- Instrumento especial de abertura garantiza óptima funcionalidad



- Nueva geometría de la tapa abre siempre de forma recta, sin cambiar de sitio

- Tamaño pequeño y superficies superlisas para conseguir una agradable sensación en boca

- Nuevo mecanismo de abertura en dirección de la fuerza para abrir y cerrar sin problemas

- Técnica 3-D esculpida por láser, patentada para una retención segura y ajuste perfecto




Dentaurum

Calidad al más alto nivel.



Diseño del bracket

El diseño de los brackets discovery® sienta también las bases de la revisión de los brackets discovery® sl 2.0. Están acreditados desde hace años.



Fotografía REM

La estructura láser sobre la base fue desarrollada en la casa Dentaurum, siendo utilizada con éxito en los brackets de metal desde ya hace mucho tiempo. Ofrece seguridad de una óptima adherencia y fácil Debonding.



Buen diseño de las aletas

En caso de desearlo, en discovery® sl 2.0 hay sitio para poner ligaduras. Las aletas están conformadas de tal manera que no molestan en boca del paciente al llevarlas puestas.



Situación clínica

El bracket más pequeño del mundo habla por sí solo. Un tratamiento con brackets de metal no puede ser más estético. Los brackets son muy agradables de llevar puestos, gracias a las superficies superfinas y al pequeño tamaño.





Gestión de calidad

Nuestro éxito en el mercado se lo debemos a la adaptación a las necesidades del cliente y del mercado de forma consecuente. Por tanto nos comprometemos a mejorar de forma constante la la calidad de nuestros productos y de nuestros procedimientos.



Investigación y desarrollo

El foco de investigación y desarrollo en Dentaurum está orientado a productos y sistemas innovadores para provecho del cliente y bien del paciente. Mediante regulares análisis del mercado y constante diálogo intensivo con nuestros clientes en todo el mundo elaboramos posibles perspectivas de futuro del ramo dental.



Servicio

La calidad es con seguridad decisiva, pero las prestaciones y el servicio marcan la diferencia. No sin razón en los años 2009 y 2010 hemos sido premiados en el concurso „Empresas alemanas con orientación de servicio al cliente“ como una de las 50 mejores empresas en la República Federal de Alemania.



Cursos y eventos

Con el Centrum Dentale Kommunikation el Grupo Denaturum inauguró en el 1996 un centro especial en su clase para cursos, eventos y comunicación. Los cursos se caracterizan por estar muy orientados a la práctica y por constar de pequeños grupos de participantes, garantizando así un aprendizaje eficaz.





Más informaciones sobre los productos Dentaaurum halla usted en Internet.

www.dentaaurum.de
www.dentaaurum.de
www.dentaaurum.de

CE 0483

Fecha de la información: 11/11

Reservado el derecho de efectuar cambios

D
DENTAURUM

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Alemania · Teléfono +49 72 31/803-0 · Fax +49 72 31/803-295
www.dentaaurum.de · E-Mail: info@dentaaurum.de