

Accessoires pour brackets



Bite-Bumper™

A coller
Matériau : plastique
Inserts palatins élévateurs, pour le traitement de l'infraclusion en Classe II.

REF 705-000-00	10 pièces
----------------	-----------



Bouton titane avec chaînette selon Watted

A coller
Avec base structurée au laser et chaînette en titane.
Pour le repositionnement des dents antérieures et postérieures ectopiques.
Longueur : 5 cm

REF 750-003-51	1 pièce
----------------	---------



Bouton lingual

A coller
Avec base structurée au laser, plate, rectangulaire.
Pour incisives.
Dimensions (H x L) : 3,5 mm x 3,5 mm

REF 750-002-51	10 pièces
----------------	-----------



Bouton lingual

A coller
Avec base structurée au laser, convexe, ronde.
Pour canines et prémolaires.
ø 3,0 mm

REF 750-001-51	10 pièces
----------------	-----------



Crochet lingual double

A coller
Avec base munie de treillis à coller, plate. Pour accrocher simultanément plusieurs élastiques ou ressorts de traction.
Dimensions (H x L) : 3,8 mm x 3,8 mm

REF 750-602-50	10 pièces
----------------	-----------

Base munie de treillis

A coller
Galbe anatomique.



Indication	Base	Dimensions (H x L)	REF	Quantité
pour incisives	plate	3,8 mm x 3,8 mm	799-202-00	10 pièces
pour tubes vestibulaires et 2èmes molaires	petite	3,0 mm x 6,5 mm	799-206-00	10 pièces

Cire protectrice

Pour protéger la muqueuse et les lèvres dans les premiers jours suivant le collage des brackets jusqu'à ce que le patient s'habitue à l'appareil. S'utilise également en cas d'irritations au cours du traitement.

Conditionnement :

50 petits étuis de 5 bâtonnets de cire chacun.
Couleur : blanc

REF 124-305-01

50 paquets



Support à brackets

Avec film adhésif facilitant la préhension des brackets lors de la pose.

REF 891-002-00

50 pièces



Boîte à brackets

Pour conserver les brackets présélectionnés.

REF 891-001-00

1 pièce



Casier de rangement

Pour classer les brackets un à un.

REF 766-003-10

1 pièce

