


Adhésifs.

Pour un collage impeccable.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Nos adhésifs pour votre cabinet.

Avec sa gamme d'adhésifs, Dentaurum offre aux praticiens une solution complète pour tous les travaux de collage d'un cabinet d'orthodontie.

Les adhésifs photopolymérisables CONTEC Ic et CONTEC Icr ont été spécialement conçus pour le collage des produits orthodontiques fixes – CONTEC Ic pour le collage des brackets en métal, en céramique et en plastique ainsi que des tubes vestibulaires, CONTEC Icr pour le collage des contentions orthodontiques. Ces deux adhésifs se distinguent par leur force de liaison particulièrement élevée. Au lieu de l'adhésif photopolymérisable CONTEC Ic, on peut aussi utiliser l'adhésif chimopolymérisable CONTEC go. CONTEC Ic est exempt de BisGMA (méthacrylate de glycide et de bisphénol A), de TEGDMA (diméthacrylate de triéthylèneglycol) et de HEMA (méthacrylate d'hydroxyéthyle). CONTEC Icr et CONTEC go ne contiennent pas de TEGDMA ni de HEMA. Autant d'atouts qui font de ces adhésifs des produits appropriés pour les patients présentant une allergie avérée aux méthacrylates.

CONTEC

Excellente compatibilité, sans TEGDMA et HEMA.



Domaines d'utilisation des adhésifs.

	CONTEC Ic	CONTEC Icr	CONTEC go
discovery® sl	+++	+	+++
discovery® sl 2.0	+++	+	+++
discovery®	+++	+	+++
discovery® smart	+++	+	+++
discovery® pearl	+++	+	+++
discovery® delight	+++	++	+
topic	+++	+	+++
equilibrium® 2 / ti	+++	+	+++
equilibrium® mini	+++	+	+++
Contentions	++	+++	—
Tubes vestibulaires	++	+	++

- +++ convient très bien
- ++ convient
- + convient sous condition
- ne convient pas

Adhésifs et accessoires



Set CONTEC Ic

Photopolymérisable.

Pour le collage des brackets en métal, en plastique et en céramique ainsi que des tubes vestibulaires.

Pour env. 800 brackets (40 cas).

Pour le collage des brackets en plastique, utiliser impérativement un primer pour matières plastiques !

Conditionnement :

- 3 x adhésif pour brackets CONTEC Ic, de 3 g chacun (REF 163-111-00)
- 1 x primer CONTEC Ic / Icr, 5 ml (REF 163-113-10)
- 2 x gel de mordantage CONTEC, de 2,5 ml chacun (REF 163-115-00)
- 6 x canule à usage unique pour gel de mordantage CONTEC
- 50 x pinceau à usage unique CONTEC
- 1 x instrument deux en un CONTEC
- 1 x bloc de malaxage CONTEC

CONTEC Ic pour brackets en métal et en céramique ne contient pas de BisGMA, de TEGDMA ni de HEMA.

CONTEC Ic pour brackets en plastique ne contient pas de TEGDMA ni de HEMA.

REF 163-110-00	1 kit
----------------	-------



Adhésif pour brackets CONTEC Ic

Photopolymérisable.

Pour le collage des brackets en métal, en céramique et en plastique ainsi que des tubes vestibulaires.

Pour le collage des brackets en plastique, utiliser impérativement un primer pour matières plastiques !

CONTEC Ic pour brackets en métal et en céramique ne contient pas de BisGMA, de TEGDMA ni de HEMA.

CONTEC Ic pour brackets en plastique ne contient pas de TEGDMA ni de HEMA.

REF 163-111-00	2 pièces (3 g chacune)
----------------	------------------------



Set CONTEC Icr

Photopolymérisable.

Pour le collage de contentions.

Pour env. 80 contentions, torsadés ou env. 250 contentions 3-3.

Conditionnement :

- 2 x adhésif pour contentions CONTEC Icr, de 3,4 g chacun (REF 163-131-00)
- 1 x primer CONTEC Ic / Icr, 5 ml (REF 163-113-10)
- 2 x gel de mordantage CONTEC, de 2,5 ml chacun (REF 163-115-00)
- 6 x canule à usage unique CONTEC Icr
- 6 x canule à usage unique pour gel de mordantage CONTEC
- 50 x pinceau à usage unique CONTEC
- 1 x instrument deux en un CONTEC
- 1 x bloc de malaxage CONTEC

CONTEC Icr ne contient pas de TEGDMA ni de HEMA.

REF 163-130-00	1 kit
----------------	-------

Adhésif pour contentions CONTEC Icr

Photopolymérisable.

Pour le collage de contentions.

Sans canule à usage unique.

REF 163-131-00

3,4 g



CONTEC Icr ne contient pas de TEGDMA ni de HEMA.

Primer CONTEC Ic / Icr

Photopolymérisable.

Pour l'adhésif pour brackets CONTEC Ic (REF 163-111-00)

et l'adhésif pour contentions CONTEC Icr (REF 163-131-00).

REF 163-113-10

5 ml



Gel de mordantage CONTEC

35 % d'acide phosphorique

Pour le mordantage de l'émail.

Pour tous les adhésifs CONTEC.

Sans canule à usage unique.

REF 163-115-00

2 pièces
(2,5 ml chacune)



Adhésifs et accessoires



Set CONTEC go

Chémopolymérisable

Pour le collage des brackets en métal, en plastique et en céramique ainsi que des tubes vestibulaires.

Pour env. 600 brackets (30 cas).

Conditionnement :

- 3 x adhésif pour brackets CONTEC go, de 2,5 g chacun (REF 163-121-00)
- 1 x primer CONTEC go, 5 ml (REF 163-114-00)
- 2 x gel de mordantage CONTEC, de 2,5 ml chacun (REF 163-115-00)
- 6 x canule à usage unique pour gel de mordantage CONTEC
- 50 x pinceau à usage unique CONTEC
- 1 x instrument deux en un CONTEC
- 1 x bloc de malaxage CONTEC

CONTEC go ne contient pas de TEGDMA ni de HEMA.
Compatible uniquement avec la REF 163-114-00, primer CONTEC go et la REF 163-121-00, adhésif pour brackets CONTEC go. Tous les autres adhésifs Dentaaurum ne sont pas compatibles et ne doivent pas être combinés.

REF 163-107-00

1 kit

disponible à partir de 2023



Adhésif pour brackets CONTEC go

Chémopolymérisable

Pour le collage des brackets en métal, en céramique et en plastique ainsi que des tubes vestibulaires.

CONTEC go ne contient pas de TEGDMA ni de HEMA.
Compatible uniquement avec la REF 163-107-00, set CONTEC go et la REF 163-114-00, primer CONTEC go. Tous les autres adhésifs Dentaaurum ne sont pas compatibles et ne doivent pas être combinés.

REF 163-121-00

2 pièces
(de 2,5 g chacune)

disponible à partir de 2023



Primer CONTEC go

Chémopolymérisable

Pour le collage des brackets en métal, en céramique et en plastique ainsi que des tubes vestibulaires.

Compatible uniquement avec la REF 163-107-00, set CONTEC go et la REF 163-121-00, adhésif pour brackets CONTEC go. Tous les autres adhésifs Dentaaurum ne sont pas compatibles et ne doivent pas être combinés.

REF 163-114-00

5 ml

disponible à partir de 2023



Gel de mordantage CONTEC

35 % d'acide phosphorique

Pour le mordantage de l'émail.
Pour tous les adhésifs CONTEC.

Sans canule à usage unique.

REF 163-115-00

2 pièces
(2,5 ml chacune)

Éliminateur de résidus d'adhésif

Pour l'élimination des résidus d'adhésif/d'agent de fixation sans abîmer l'émail de la dent.

Refroidir à l'eau !

Vitesse de rotation recommandée : 5.000 min⁻¹ - max. 10.000 min⁻¹

Forme	REF	Quantité
conique	123-700-00	10 pièces
arrondie	123-701-00	10 pièces
poire, grande	123-702-00	10 pièces
poire, petite	123-703-00	10 pièces

**Fraise en métal dur****stérilisable**

Pour l'élimination des résidus d'adhésif.

Tige ø : 2,35 mm

Vitesse de rotation recommandée : 40.000 min⁻¹

Forme	REF	Quantité	REF	Quantité
fine	123-604-00	1 pièce	123-604-30	10 pièces
grosse	123-603-00	1 pièce	123-603-30	10 pièces

