

# Bagues.

Des systèmes de bagues modernes pour la satisfaction du patient et du praticien.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classe II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

Merci de contacter votre représentant local, si vous souhaitez commander des bagues présoudées.

**SERVICE**  
DENTAURUM



### La meilleure qualité.

Pose rapide et précise, élasticité et adaptation anatomique impeccable – tels sont les critères que les bagues pour le traitement orthodontique se doivent de remplir. Lors du processus de fabrication de ses bagues, Dentaform est toujours soucieuse d'offrir la meilleure qualité et de permettre un parfait ajustement de celles-ci, d'où le recours à des matériaux d'excellente qualité. Toutes les bagues portent un marquage indélébile et biocompatible. Elles présentent une finition polie miroir et leurs faces internes ont été dépolies, au moyen d'un procédé spécial, afin d'assurer une meilleure adhérence.

Les bagues dentaform®, aux contours anatomiques, sont fabriquées à partir d'un matériau très souple qui épouse parfaitement la forme de la dent. Les bagues dentaform® Snap sont d'une qualité plus rigide, ce qui assure une stabilité optimale et une adaptation solide. La grande stabilité des bords permet d'éviter toute déformation involontaire des lisières de la bague. De plus, nous offrons des bagues standard pour un usage universel.

---

### dentaform® Snap

Les bagues à effet ressort.

---

### dentaform®

Les bagues facilement adaptables.

---

### Standard

Les bagues standard universelles.

---



# Service de présoudage.

Rapide et fiable.

### Service optimal.

Tous les brackets, tubes vestibulaires, éléments linguaux et palatins Dentaurem peuvent être soudés, sur demande, sur les bagues Dentaurem dans notre propre service de présoudage. Notre équipe est à votre écoute et met toute sa compétence à votre service, afin d'assurer un traitement rapide de vos demandes. Les données client de base étant informatisées, la livraison est correcte et rapide.



---

## Commande rapide et facile.

- **Demandez à recevoir le bon de commande "Service de présoudage".**

Veillez toujours utiliser le bons de commande précité, afin de garantir un traitement rapide de votre commande.

- **Fiche client personnalisée avec variante de présoudage.**

Fiche établie en fonction de vos indications et souhaits personnels. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

- **Marchandise présoudée en stock.**

Ayez recours à notre marchandise présoudée\*, pour des délais de livraison encore plus courts.

- **Bagues présoudées.**

Vous recevrez vos bagues présoudées, emballées dans des sachets Minigrip et accompagnées d'une liste complète du contenu de la livraison.

---

\* Maxillaire/Mandibule 1ère molaire droite/gauche en qualité dentaform® Snap/dentaform® présoudées selon Roth 18/22 et Maxillaire/Mandibule 1ère et 2ème prémolaires droite/gauche en qualité standard présoudées selon Roth 18/22.

## dentaform® Snap / Assortiments

- avec effet ressort
- bagues dures, très fermes
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- idéales pour la technique extra-orale (arc facial) ou SUS
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoire à bagues REF 890-414-00)
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères molaires

#### Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>	REF	
16	N° 5-36 (2)	878-364-18	878-364-22	878-064-00	64 pièces
26	N° 5-36 (2)	879-364-18	879-364-22	879-064-00	64 pièces

#### Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>	REF	
16	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	878-350-18	878-350-22	878-150-00	150 pièces
26	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	879-350-18	879-350-22	879-150-00	150 pièces

<sup>1)</sup>(16) présoudées avec tube vestibulaire 818-131-10 et crochet double 750-602-10

(26) présoudées avec tube vestibulaire 818-131-20 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup>(16) présoudées avec tube vestibulaire 822-131-10 et crochet double 750-602-10

(26) présoudées avec tube vestibulaire 822-131-20 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Mandibule, bagues 1ères molaires

#### Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>	REF	
46	N° 5-36 (2)	880-364-18	880-364-22	880-264-00	64 pièces
36	N° 5-36 (2)	881-364-18	881-364-22	881-264-00	64 pièces

#### Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>	REF	
46	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	880-350-18	880-350-22	880-250-00	150 pièces
36	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	881-350-18	881-350-22	881-250-00	150 pièces

<sup>1)</sup>(36) présoudées avec tube vestibulaire 818-151-30 et crochet double 750-602-10

(46) présoudées avec tube vestibulaire 818-151-40 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup>(36) présoudées avec tube vestibulaire 822-151-30 et crochet double 750-602-10

(46) présoudées avec tube vestibulaire 822-151-40 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- avec effet ressort
- bagues dures, très fermes
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- idéales pour la technique extra-orale (arc facial) ou SUS
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères molaires, droite

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
							REF	
16	1	0,12 mm	8,78 mm	878-301-18	878-301-22	1 pièce	878-001-00	10 pièces
16	2	0,12 mm	8,89 mm	878-302-18	878-302-22	1 pièce	878-002-00	10 pièces
16	3	0,12 mm	8,99 mm	878-303-18	878-303-22	1 pièce	878-003-00	10 pièces
16	4	0,12 mm	9,09 mm	878-304-18	878-304-22	1 pièce	878-004-00	10 pièces
16	5	0,12 mm	9,20 mm	878-305-18	878-305-22	1 pièce	878-005-00	10 pièces
16	6	0,12 mm	9,30 mm	878-306-18	878-306-22	1 pièce	878-006-00	10 pièces
16	7	0,12 mm	9,40 mm	878-307-18	878-307-22	1 pièce	878-007-00	10 pièces
16	8	0,12 mm	9,50 mm	878-308-18	878-308-22	1 pièce	878-008-00	10 pièces
16	9	0,15 mm	9,61 mm	878-309-18	878-309-22	1 pièce	878-009-00	10 pièces
16	10	0,15 mm	9,71 mm	878-310-18	878-310-22	1 pièce	878-010-00	10 pièces
16	11	0,15 mm	9,81 mm	878-311-18	878-311-22	1 pièce	878-011-00	10 pièces
16	12	0,15 mm	9,92 mm	878-312-18	878-312-22	1 pièce	878-012-00	10 pièces
16	13	0,15 mm	10,02 mm	878-313-18	878-313-22	1 pièce	878-013-00	10 pièces
16	14	0,15 mm	10,12 mm	878-314-18	878-314-22	1 pièce	878-014-00	10 pièces
16	15	0,15 mm	10,23 mm	878-315-18	878-315-22	1 pièce	878-015-00	10 pièces
16	16	0,15 mm	10,33 mm	878-316-18	878-316-22	1 pièce	878-016-00	10 pièces
16	17	0,15 mm	10,43 mm	878-317-18	878-317-22	1 pièce	878-017-00	10 pièces
16	18	0,15 mm	10,54 mm	878-318-18	878-318-22	1 pièce	878-018-00	10 pièces
16	19	0,15 mm	10,64 mm	878-319-18	878-319-22	1 pièce	878-019-00	10 pièces
16	20	0,15 mm	10,74 mm	878-320-18	878-320-22	1 pièce	878-020-00	10 pièces
16	21	0,15 mm	10,85 mm	878-321-18	878-321-22	1 pièce	878-021-00	10 pièces
16	22	0,15 mm	10,95 mm	878-322-18	878-322-22	1 pièce	878-022-00	10 pièces
16	23	0,15 mm	11,05 mm	878-323-18	878-323-22	1 pièce	878-023-00	10 pièces
16	24	0,15 mm	11,16 mm	878-324-18	878-324-22	1 pièce	878-024-00	10 pièces
16	25	0,18 mm	11,26 mm	878-325-18	878-325-22	1 pièce	878-025-00	10 pièces
16	26	0,18 mm	11,36 mm	878-326-18	878-326-22	1 pièce	878-026-00	10 pièces
16	27	0,18 mm	11,47 mm	878-327-18	878-327-22	1 pièce	878-027-00	10 pièces
16	28	0,18 mm	11,57 mm	878-328-18	878-328-22	1 pièce	878-028-00	10 pièces
16	29	0,18 mm	11,67 mm	878-329-18	878-329-22	1 pièce	878-029-00	10 pièces
16	30	0,18 mm	11,78 mm	878-330-18	878-330-22	1 pièce	878-030-00	10 pièces
16	31	0,18 mm	11,88 mm	878-331-18	878-331-22	1 pièce	878-031-00	10 pièces
16	32	0,18 mm	11,98 mm	878-332-18	878-332-22	1 pièce	878-032-00	10 pièces
16	33	0,18 mm	12,08 mm	878-333-18	878-333-22	1 pièce	878-033-00	10 pièces
16	34	0,18 mm	12,19 mm	878-334-18	878-334-22	1 pièce	878-034-00	10 pièces
16	35	0,18 mm	12,29 mm	878-335-18	878-335-22	1 pièce	878-035-00	10 pièces
16	36	0,18 mm	12,39 mm	878-336-18	878-336-22	1 pièce	878-036-00	10 pièces

<sup>1)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 818-131-10 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 822-131-10 et crochet double 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## dentaform® Snap / Réassort

- avec effet ressort
- bagues dures, très fermes
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- idéales pour la technique extra-orale (arc facial) ou SUS
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères molaires, gauche

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
26	1	0,12 mm	8,78 mm	879-301-18	879-301-22	1 pièce	879-001-00	10 pièces
26	2	0,12 mm	8,89 mm	879-302-18	879-302-22	1 pièce	879-002-00	10 pièces
26	3	0,12 mm	8,99 mm	879-303-18	879-303-22	1 pièce	879-003-00	10 pièces
26	4	0,12 mm	9,09 mm	879-304-18	879-304-22	1 pièce	879-004-00	10 pièces
26	5	0,12 mm	9,20 mm	879-305-18	879-305-22	1 pièce	879-005-00	10 pièces
26	6	0,12 mm	9,30 mm	879-306-18	879-306-22	1 pièce	879-006-00	10 pièces
26	7	0,12 mm	9,40 mm	879-307-18	879-307-22	1 pièce	879-007-00	10 pièces
26	8	0,12 mm	9,50 mm	879-308-18	879-308-22	1 pièce	879-008-00	10 pièces
26	9	0,15 mm	9,61 mm	879-309-18	879-309-22	1 pièce	879-009-00	10 pièces
26	10	0,15 mm	9,71 mm	879-310-18	879-310-22	1 pièce	879-010-00	10 pièces
26	11	0,15 mm	9,81 mm	879-311-18	879-311-22	1 pièce	879-011-00	10 pièces
26	12	0,15 mm	9,92 mm	879-312-18	879-312-22	1 pièce	879-012-00	10 pièces
26	13	0,15 mm	10,02 mm	879-313-18	879-313-22	1 pièce	879-013-00	10 pièces
26	14	0,15 mm	10,12 mm	879-314-18	879-314-22	1 pièce	879-014-00	10 pièces
26	15	0,15 mm	10,23 mm	879-315-18	879-315-22	1 pièce	879-015-00	10 pièces
26	16	0,15 mm	10,33 mm	879-316-18	879-316-22	1 pièce	879-016-00	10 pièces
26	17	0,15 mm	10,43 mm	879-317-18	879-317-22	1 pièce	879-017-00	10 pièces
26	18	0,15 mm	10,54 mm	879-318-18	879-318-22	1 pièce	879-018-00	10 pièces
26	19	0,15 mm	10,64 mm	879-319-18	879-319-22	1 pièce	879-019-00	10 pièces
26	20	0,15 mm	10,74 mm	879-320-18	879-320-22	1 pièce	879-020-00	10 pièces
26	21	0,15 mm	10,85 mm	879-321-18	879-321-22	1 pièce	879-021-00	10 pièces
26	22	0,15 mm	10,95 mm	879-322-18	879-322-22	1 pièce	879-022-00	10 pièces
26	23	0,15 mm	11,05 mm	879-323-18	879-323-22	1 pièce	879-023-00	10 pièces
26	24	0,15 mm	11,16 mm	879-324-18	879-324-22	1 pièce	879-024-00	10 pièces
26	25	0,18 mm	11,26 mm	879-325-18	879-325-22	1 pièce	879-025-00	10 pièces
26	26	0,18 mm	11,36 mm	879-326-18	879-326-22	1 pièce	879-026-00	10 pièces
26	27	0,18 mm	11,47 mm	879-327-18	879-327-22	1 pièce	879-027-00	10 pièces
26	28	0,18 mm	11,57 mm	879-328-18	879-328-22	1 pièce	879-028-00	10 pièces
26	29	0,18 mm	11,67 mm	879-329-18	879-329-22	1 pièce	879-029-00	10 pièces
26	30	0,18 mm	11,78 mm	879-330-18	879-330-22	1 pièce	879-030-00	10 pièces
26	31	0,18 mm	11,88 mm	879-331-18	879-331-22	1 pièce	879-031-00	10 pièces
26	32	0,18 mm	11,98 mm	879-332-18	879-332-22	1 pièce	879-032-00	10 pièces
26	33	0,18 mm	12,08 mm	879-333-18	879-333-22	1 pièce	879-033-00	10 pièces
26	34	0,18 mm	12,19 mm	879-334-18	879-334-22	1 pièce	879-034-00	10 pièces
26	35	0,18 mm	12,29 mm	879-335-18	879-335-22	1 pièce	879-035-00	10 pièces
26	36	0,18 mm	12,39 mm	879-336-18	879-336-22	1 pièce	879-036-00	10 pièces

<sup>1)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 818-131-20 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 822-131-20 et crochet double 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- avec effet ressort
- bagues dures, très fermes
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- idéales pour la technique extra-orale (arc facial) ou SUS
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues 1ères molaires, droite

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
							REF	
46	1	0,12 mm	8,91 mm	880-301-18	880-301-22	1 pièce	880-201-00	10 pièces
46	2	0,12 mm	9,03 mm	880-302-18	880-302-22	1 pièce	880-202-00	10 pièces
46	3	0,12 mm	9,15 mm	880-303-18	880-303-22	1 pièce	880-203-00	10 pièces
46	4	0,12 mm	9,28 mm	880-304-18	880-304-22	1 pièce	880-204-00	10 pièces
46	5	0,12 mm	9,40 mm	880-305-18	880-305-22	1 pièce	880-205-00	10 pièces
46	6	0,12 mm	9,52 mm	880-306-18	880-306-22	1 pièce	880-206-00	10 pièces
46	7	0,12 mm	9,65 mm	880-307-18	880-307-22	1 pièce	880-207-00	10 pièces
46	8	0,12 mm	9,77 mm	880-308-18	880-308-22	1 pièce	880-208-00	10 pièces
46	9	0,15 mm	9,89 mm	880-309-18	880-309-22	1 pièce	880-209-00	10 pièces
46	10	0,15 mm	10,01 mm	880-310-18	880-310-22	1 pièce	880-210-00	10 pièces
46	11	0,15 mm	10,14 mm	880-311-18	880-311-22	1 pièce	880-211-00	10 pièces
46	12	0,15 mm	10,25 mm	880-312-18	880-312-22	1 pièce	880-212-00	10 pièces
46	13	0,15 mm	10,38 mm	880-313-18	880-313-22	1 pièce	880-213-00	10 pièces
46	14	0,15 mm	10,50 mm	880-314-18	880-314-22	1 pièce	880-214-00	10 pièces
46	15	0,15 mm	10,63 mm	880-315-18	880-315-22	1 pièce	880-215-00	10 pièces
46	16	0,15 mm	10,75 mm	880-316-18	880-316-22	1 pièce	880-216-00	10 pièces
46	17	0,15 mm	10,87 mm	880-317-18	880-317-22	1 pièce	880-217-00	10 pièces
46	18	0,15 mm	10,99 mm	880-318-18	880-318-22	1 pièce	880-218-00	10 pièces
46	19	0,15 mm	11,12 mm	880-319-18	880-319-22	1 pièce	880-219-00	10 pièces
46	20	0,15 mm	11,24 mm	880-320-18	880-320-22	1 pièce	880-220-00	10 pièces
46	21	0,15 mm	11,36 mm	880-321-18	880-321-22	1 pièce	880-221-00	10 pièces
46	22	0,15 mm	11,48 mm	880-322-18	880-322-22	1 pièce	880-222-00	10 pièces
46	23	0,15 mm	11,61 mm	880-323-18	880-323-22	1 pièce	880-223-00	10 pièces
46	24	0,15 mm	11,73 mm	880-324-18	880-324-22	1 pièce	880-224-00	10 pièces
46	25	0,18 mm	11,85 mm	880-325-18	880-325-22	1 pièce	880-225-00	10 pièces
46	26	0,18 mm	11,97 mm	880-326-18	880-326-22	1 pièce	880-226-00	10 pièces
46	27	0,18 mm	12,10 mm	880-327-18	880-327-22	1 pièce	880-227-00	10 pièces
46	28	0,18 mm	12,22 mm	880-328-18	880-328-22	1 pièce	880-228-00	10 pièces
46	29	0,18 mm	12,34 mm	880-329-18	880-329-22	1 pièce	880-229-00	10 pièces
46	30	0,18 mm	12,46 mm	880-330-18	880-330-22	1 pièce	880-230-00	10 pièces
46	31	0,18 mm	12,59 mm	880-331-18	880-331-22	1 pièce	880-231-00	10 pièces
46	32	0,18 mm	12,71 mm	880-332-18	880-332-22	1 pièce	880-232-00	10 pièces
46	33	0,18 mm	12,83 mm	880-333-18	880-333-22	1 pièce	880-233-00	10 pièces
46	34	0,18 mm	12,96 mm	880-334-18	880-334-22	1 pièce	880-234-00	10 pièces
46	35	0,18 mm	13,08 mm	880-335-18	880-335-22	1 pièce	880-235-00	10 pièces
46	36	0,18 mm	13,20 mm	880-336-18	880-336-22	1 pièce	880-236-00	10 pièces

<sup>1)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 818-151-40 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 822-151-40 et crochet double 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## dentaform® Snap / Réassort

- avec effet ressort
- bagues dures, très fermes
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- idéales pour la technique extra-orale (arc facial) ou SUS
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues 1ères molaires, gauche

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
36	1	0,12 mm	8,91 mm	881-301-18	881-301-22	1 pièce	881-201-00	10 pièces
36	2	0,12 mm	9,03 mm	881-302-18	881-302-22	1 pièce	881-202-00	10 pièces
36	3	0,12 mm	9,15 mm	881-303-18	881-303-22	1 pièce	881-203-00	10 pièces
36	4	0,12 mm	9,28 mm	881-304-18	881-304-22	1 pièce	881-204-00	10 pièces
36	5	0,12 mm	9,40 mm	881-305-18	881-305-22	1 pièce	881-205-00	10 pièces
36	6	0,12 mm	9,52 mm	881-306-18	881-306-22	1 pièce	881-206-00	10 pièces
36	7	0,12 mm	9,65 mm	881-307-18	881-307-22	1 pièce	881-207-00	10 pièces
36	8	0,12 mm	9,77 mm	881-308-18	881-308-22	1 pièce	881-208-00	10 pièces
36	9	0,15 mm	9,89 mm	881-309-18	881-309-22	1 pièce	881-209-00	10 pièces
36	10	0,15 mm	10,01 mm	881-310-18	881-310-22	1 pièce	881-210-00	10 pièces
36	11	0,15 mm	10,14 mm	881-311-18	881-311-22	1 pièce	881-211-00	10 pièces
36	12	0,15 mm	10,25 mm	881-312-18	881-312-22	1 pièce	881-212-00	10 pièces
36	13	0,15 mm	10,38 mm	881-313-18	881-313-22	1 pièce	881-213-00	10 pièces
36	14	0,15 mm	10,50 mm	881-314-18	881-314-22	1 pièce	881-214-00	10 pièces
36	15	0,15 mm	10,63 mm	881-315-18	881-315-22	1 pièce	881-215-00	10 pièces
36	16	0,15 mm	10,75 mm	881-316-18	881-316-22	1 pièce	881-216-00	10 pièces
36	17	0,15 mm	10,87 mm	881-317-18	881-317-22	1 pièce	881-217-00	10 pièces
36	18	0,15 mm	10,99 mm	881-318-18	881-318-22	1 pièce	881-218-00	10 pièces
36	19	0,15 mm	11,12 mm	881-319-18	881-319-22	1 pièce	881-219-00	10 pièces
36	20	0,15 mm	11,24 mm	881-320-18	881-320-22	1 pièce	881-220-00	10 pièces
36	21	0,15 mm	11,36 mm	881-321-18	881-321-22	1 pièce	881-221-00	10 pièces
36	22	0,15 mm	11,48 mm	881-322-18	881-322-22	1 pièce	881-222-00	10 pièces
36	23	0,15 mm	11,61 mm	881-323-18	881-323-22	1 pièce	881-223-00	10 pièces
36	24	0,15 mm	11,73 mm	881-324-18	881-324-22	1 pièce	881-224-00	10 pièces
36	25	0,18 mm	11,85 mm	881-325-18	881-325-22	1 pièce	881-225-00	10 pièces
36	26	0,18 mm	11,97 mm	881-326-18	881-326-22	1 pièce	881-226-00	10 pièces
36	27	0,18 mm	12,10 mm	881-327-18	881-327-22	1 pièce	881-227-00	10 pièces
36	28	0,18 mm	12,22 mm	881-328-18	881-328-22	1 pièce	881-228-00	10 pièces
36	29	0,18 mm	12,34 mm	881-329-18	881-329-22	1 pièce	881-229-00	10 pièces
36	30	0,18 mm	12,46 mm	881-330-18	881-330-22	1 pièce	881-230-00	10 pièces
36	31	0,18 mm	12,59 mm	881-331-18	881-331-22	1 pièce	881-231-00	10 pièces
36	32	0,18 mm	12,71 mm	881-332-18	881-332-22	1 pièce	881-232-00	10 pièces
36	33	0,18 mm	12,83 mm	881-333-18	881-333-22	1 pièce	881-233-00	10 pièces
36	34	0,18 mm	12,96 mm	881-334-18	881-334-22	1 pièce	881-234-00	10 pièces
36	35	0,18 mm	13,08 mm	881-335-18	881-335-22	1 pièce	881-235-00	10 pièces
36	36	0,18 mm	13,20 mm	881-336-18	881-336-22	1 pièce	881-236-00	10 pièces



<sup>1)</sup>présoudées avec tube vestibulaire 818-151-30 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup>présoudées avec tube vestibulaire 822-151-30 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoire à bagues REF 890-414-00)
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères molaires

#### Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
16	N° 5-36 (2)	882-364-18	882-364-22	882-064-00	64 pièces
26	N° 5-36 (2)	883-364-18	883-364-22	883-064-00	64 pièces

#### Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
16	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	882-350-18	882-350-22	882-150-00	150 pièces
26	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	883-350-18	883-350-22	883-150-00	150 pièces

#### Maxi

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
16	N° 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			882-300-00	300 pièces
26	N° 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			883-300-00	300 pièces

<sup>1)</sup>(16) présoudées avec tube vestibulaire 818-131-10 et crochet double 750-602-10

(26) présoudées avec tube vestibulaire 818-131-20 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup>(16) présoudées avec tube vestibulaire 822-131-10 et crochet double 750-602-10

(26) présoudées avec tube vestibulaire 822-131-20 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Maxillaire, bagues 2èmes molaires

#### Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
17	N° 1-32 (2)			886-064-00	64 pièces
27	N° 1-32 (2)			887-064-00	64 pièces

#### Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
17	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			886-150-00	150 pièces
27	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			887-150-00	150 pièces

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## dentaform® / Assortiments

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour le technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoire à bagues REF 890-414-00)
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues 1ères molaires

#### Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
46	N° 5-36 (2)	884-364-18	884-364-22	884-064-00	64 pièces
36	N° 5-36 (2)	885-364-18	885-364-22	885-064-00	64 pièces

#### Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
46	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	884-350-18	884-350-22	884-150-00	150 pièces
36	N° 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	885-350-18	885-350-22	885-150-00	150 pièces

#### Maxi

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
46	N° 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			884-300-00	300 pièces
36	N° 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			885-300-00	300 pièces

<sup>1)</sup>(36) présoudées avec tube vestibulaire 818-151-30 et crochet double 750-602-10

(46) présoudées avec tube vestibulaire 818-151-40 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup>(36) présoudées avec tube vestibulaire 822-151-30 et crochet double 750-602-10

(46) présoudées avec tube vestibulaire 822-151-40 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Mandibule, bagues 2èmes molaires

#### Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
47	N° 1-32 (2)			888-064-00	64 pièces
37	N° 1-32 (2)			889-064-00	64 pièces

#### Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
47	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			888-150-00	150 pièces
37	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			889-150-00	150 pièces

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères molaires, droite

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
							REF	
16	1	0,12 mm	8,78 mm	882-301-18	882-301-22	1 pièce	882-001-00	10 pièces
16	2	0,12 mm	8,89 mm	882-302-18	882-302-22	1 pièce	882-002-00	10 pièces
16	3	0,12 mm	8,99 mm	882-303-18	882-303-22	1 pièce	882-003-00	10 pièces
16	4	0,12 mm	9,09 mm	882-304-18	882-304-22	1 pièce	882-004-00	10 pièces
16	5	0,12 mm	9,20 mm	882-305-18	882-305-22	1 pièce	882-005-00	10 pièces
16	6	0,12 mm	9,30 mm	882-306-18	882-306-22	1 pièce	882-006-00	10 pièces
16	7	0,12 mm	9,40 mm	882-307-18	882-307-22	1 pièce	882-007-00	10 pièces
16	8	0,12 mm	9,50 mm	882-308-18	882-308-22	1 pièce	882-008-00	10 pièces
16	9	0,15 mm	9,61 mm	882-309-18	882-309-22	1 pièce	882-009-00	10 pièces
16	10	0,15 mm	9,71 mm	882-310-18	882-310-22	1 pièce	882-010-00	10 pièces
16	11	0,15 mm	9,81 mm	882-311-18	882-311-22	1 pièce	882-011-00	10 pièces
16	12	0,15 mm	9,92 mm	882-312-18	882-312-22	1 pièce	882-012-00	10 pièces
16	13	0,15 mm	10,02 mm	882-313-18	882-313-22	1 pièce	882-013-00	10 pièces
16	14	0,15 mm	10,12 mm	882-314-18	882-314-22	1 pièce	882-014-00	10 pièces
16	15	0,15 mm	10,23 mm	882-315-18	882-315-22	1 pièce	882-015-00	10 pièces
16	16	0,15 mm	10,33 mm	882-316-18	882-316-22	1 pièce	882-016-00	10 pièces
16	17	0,15 mm	10,43 mm	882-317-18	882-317-22	1 pièce	882-017-00	10 pièces
16	18	0,15 mm	10,54 mm	882-318-18	882-318-22	1 pièce	882-018-00	10 pièces
16	19	0,15 mm	10,64 mm	882-319-18	882-319-22	1 pièce	882-019-00	10 pièces
16	20	0,15 mm	10,74 mm	882-320-18	882-320-22	1 pièce	882-020-00	10 pièces
16	21	0,15 mm	10,85 mm	882-321-18	882-321-22	1 pièce	882-021-00	10 pièces
16	22	0,15 mm	10,95 mm	882-322-18	882-322-22	1 pièce	882-022-00	10 pièces
16	23	0,15 mm	11,05 mm	882-323-18	882-323-22	1 pièce	882-023-00	10 pièces
16	24	0,15 mm	11,16 mm	882-324-18	882-324-22	1 pièce	882-024-00	10 pièces
16	25	0,18 mm	11,26 mm	882-325-18	882-325-22	1 pièce	882-025-00	10 pièces
16	26	0,18 mm	11,36 mm	882-326-18	882-326-22	1 pièce	882-026-00	10 pièces
16	27	0,18 mm	11,47 mm	882-327-18	882-327-22	1 pièce	882-027-00	10 pièces
16	28	0,18 mm	11,57 mm	882-328-18	882-328-22	1 pièce	882-028-00	10 pièces
16	29	0,18 mm	11,67 mm	882-329-18	882-329-22	1 pièce	882-029-00	10 pièces
16	30	0,18 mm	11,78 mm	882-330-18	882-330-22	1 pièce	882-030-00	10 pièces
16	31	0,18 mm	11,88 mm	882-331-18	882-331-22	1 pièce	882-031-00	10 pièces
16	32	0,18 mm	11,98 mm	882-332-18	882-332-22	1 pièce	882-032-00	10 pièces
16	33	0,18 mm	12,08 mm	882-333-18	882-333-22	1 pièce	882-033-00	10 pièces
16	34	0,18 mm	12,19 mm	882-334-18	882-334-22	1 pièce	882-034-00	10 pièces
16	35	0,18 mm	12,29 mm	882-335-18	882-335-22	1 pièce	882-035-00	10 pièces
16	36	0,18 mm	12,39 mm	882-336-18	882-336-22	1 pièce	882-036-00	10 pièces

<sup>1)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 818-131-10 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 822-131-10 et crochet double 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères molaires, gauche

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
26	1	0,12 mm	8,78 mm	883-301-18	883-301-22	1 pièce	883-001-00	10 pièces
26	2	0,12 mm	8,89 mm	883-302-18	883-302-22	1 pièce	883-002-00	10 pièces
26	3	0,12 mm	8,99 mm	883-303-18	883-303-22	1 pièce	883-003-00	10 pièces
26	4	0,12 mm	9,09 mm	883-304-18	883-304-22	1 pièce	883-004-00	10 pièces
26	5	0,12 mm	9,20 mm	883-305-18	883-305-22	1 pièce	883-005-00	10 pièces
26	6	0,12 mm	9,30 mm	883-306-18	883-306-22	1 pièce	883-006-00	10 pièces
26	7	0,12 mm	9,40 mm	883-307-18	883-307-22	1 pièce	883-007-00	10 pièces
26	8	0,12 mm	9,50 mm	883-308-18	883-308-22	1 pièce	883-008-00	10 pièces
26	9	0,15 mm	9,61 mm	883-309-18	883-309-22	1 pièce	883-009-00	10 pièces
26	10	0,15 mm	9,71 mm	883-310-18	883-310-22	1 pièce	883-010-00	10 pièces
26	11	0,15 mm	9,81 mm	883-311-18	883-311-22	1 pièce	883-011-00	10 pièces
26	12	0,15 mm	9,92 mm	883-312-18	883-312-22	1 pièce	883-012-00	10 pièces
26	13	0,15 mm	10,02 mm	883-313-18	883-313-22	1 pièce	883-013-00	10 pièces
26	14	0,15 mm	10,12 mm	883-314-18	883-314-22	1 pièce	883-014-00	10 pièces
26	15	0,15 mm	10,23 mm	883-315-18	883-315-22	1 pièce	883-015-00	10 pièces
26	16	0,15 mm	10,33 mm	883-316-18	883-316-22	1 pièce	883-016-00	10 pièces
26	17	0,15 mm	10,43 mm	883-317-18	883-317-22	1 pièce	883-017-00	10 pièces
26	18	0,15 mm	10,54 mm	883-318-18	883-318-22	1 pièce	883-018-00	10 pièces
26	19	0,15 mm	10,64 mm	883-319-18	883-319-22	1 pièce	883-019-00	10 pièces
26	20	0,15 mm	10,74 mm	883-320-18	883-320-22	1 pièce	883-020-00	10 pièces
26	21	0,15 mm	10,85 mm	883-321-18	883-321-22	1 pièce	883-021-00	10 pièces
26	22	0,15 mm	10,95 mm	883-322-18	883-322-22	1 pièce	883-022-00	10 pièces
26	23	0,15 mm	11,05 mm	883-323-18	883-323-22	1 pièce	883-023-00	10 pièces
26	24	0,15 mm	11,16 mm	883-324-18	883-324-22	1 pièce	883-024-00	10 pièces
26	25	0,18 mm	11,26 mm	883-325-18	883-325-22	1 pièce	883-025-00	10 pièces
26	26	0,18 mm	11,36 mm	883-326-18	883-326-22	1 pièce	883-026-00	10 pièces
26	27	0,18 mm	11,47 mm	883-327-18	883-327-22	1 pièce	883-027-00	10 pièces
26	28	0,18 mm	11,57 mm	883-328-18	883-328-22	1 pièce	883-028-00	10 pièces
26	29	0,18 mm	11,67 mm	883-329-18	883-329-22	1 pièce	883-029-00	10 pièces
26	30	0,18 mm	11,78 mm	883-330-18	883-330-22	1 pièce	883-030-00	10 pièces
26	31	0,18 mm	11,88 mm	883-331-18	883-331-22	1 pièce	883-031-00	10 pièces
26	32	0,18 mm	11,98 mm	883-332-18	883-332-22	1 pièce	883-032-00	10 pièces
26	33	0,18 mm	12,08 mm	883-333-18	883-333-22	1 pièce	883-033-00	10 pièces
26	34	0,18 mm	12,19 mm	883-334-18	883-334-22	1 pièce	883-034-00	10 pièces
26	35	0,18 mm	12,29 mm	883-335-18	883-335-22	1 pièce	883-035-00	10 pièces
26	36	0,18 mm	12,39 mm	883-336-18	883-336-22	1 pièce	883-036-00	10 pièces

<sup>1)</sup>présoudées avec tube vestibulaire 818-131-20 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup>présoudées avec tube vestibulaire 822-131-20 et crochet double 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues 1ères molaires, droite

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>			
							REF	
46	1	0,12 mm	8,91 mm	884-301-18	884-301-22	1 pièce	884-001-00	10 pièces
46	2	0,12 mm	9,03 mm	884-302-18	884-302-22	1 pièce	884-002-00	10 pièces
46	3	0,12 mm	9,15 mm	884-303-18	884-303-22	1 pièce	884-003-00	10 pièces
46	4	0,12 mm	9,28 mm	884-304-18	884-304-22	1 pièce	884-004-00	10 pièces
46	5	0,12 mm	9,40 mm	884-305-18	884-305-22	1 pièce	884-005-00	10 pièces
46	6	0,12 mm	9,52 mm	884-306-18	884-306-22	1 pièce	884-006-00	10 pièces
46	7	0,12 mm	9,65 mm	884-307-18	884-307-22	1 pièce	884-007-00	10 pièces
46	8	0,12 mm	9,77 mm	884-308-18	884-308-22	1 pièce	884-008-00	10 pièces
46	9	0,15 mm	9,89 mm	884-309-18	884-309-22	1 pièce	884-009-00	10 pièces
46	10	0,15 mm	10,01 mm	884-310-18	884-310-22	1 pièce	884-010-00	10 pièces
46	11	0,15 mm	10,14 mm	884-311-18	884-311-22	1 pièce	884-011-00	10 pièces
46	12	0,15 mm	10,25 mm	884-312-18	884-312-22	1 pièce	884-012-00	10 pièces
46	13	0,15 mm	10,38 mm	884-313-18	884-313-22	1 pièce	884-013-00	10 pièces
46	14	0,15 mm	10,50 mm	884-314-18	884-314-22	1 pièce	884-014-00	10 pièces
46	15	0,15 mm	10,63 mm	884-315-18	884-315-22	1 pièce	884-015-00	10 pièces
46	16	0,15 mm	10,75 mm	884-316-18	884-316-22	1 pièce	884-016-00	10 pièces
46	17	0,15 mm	10,87 mm	884-317-18	884-317-22	1 pièce	884-017-00	10 pièces
46	18	0,15 mm	10,99 mm	884-318-18	884-318-22	1 pièce	884-018-00	10 pièces
46	19	0,15 mm	11,12 mm	884-319-18	884-319-22	1 pièce	884-019-00	10 pièces
46	20	0,15 mm	11,24 mm	884-320-18	884-320-22	1 pièce	884-020-00	10 pièces
46	21	0,15 mm	11,36 mm	884-321-18	884-321-22	1 pièce	884-021-00	10 pièces
46	22	0,15 mm	11,48 mm	884-322-18	884-322-22	1 pièce	884-022-00	10 pièces
46	23	0,15 mm	11,61 mm	884-323-18	884-323-22	1 pièce	884-023-00	10 pièces
46	24	0,15 mm	11,73 mm	884-324-18	884-324-22	1 pièce	884-024-00	10 pièces
46	25	0,18 mm	11,85 mm	884-325-18	884-325-22	1 pièce	884-025-00	10 pièces
46	26	0,18 mm	11,97 mm	884-326-18	884-326-22	1 pièce	884-026-00	10 pièces
46	27	0,18 mm	12,10 mm	884-327-18	884-327-22	1 pièce	884-027-00	10 pièces
46	28	0,18 mm	12,22 mm	884-328-18	884-328-22	1 pièce	884-028-00	10 pièces
46	29	0,18 mm	12,34 mm	884-329-18	884-329-22	1 pièce	884-029-00	10 pièces
46	30	0,18 mm	12,46 mm	884-330-18	884-330-22	1 pièce	884-030-00	10 pièces
46	31	0,18 mm	12,59 mm	884-331-18	884-331-22	1 pièce	884-031-00	10 pièces
46	32	0,18 mm	12,71 mm	884-332-18	884-332-22	1 pièce	884-032-00	10 pièces
46	33	0,18 mm	12,83 mm	884-333-18	884-333-22	1 pièce	884-033-00	10 pièces
46	34	0,18 mm	12,96 mm	884-334-18	884-334-22	1 pièce	884-034-00	10 pièces
46	35	0,18 mm	13,08 mm	884-335-18	884-335-22	1 pièce	884-035-00	10 pièces
46	36	0,18 mm	13,20 mm	884-336-18	884-336-22	1 pièce	884-036-00	10 pièces

<sup>1)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 818-151-40 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec tube vestibulaire 822-151-40 et crochet double 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- excellente capacité d'adaptation
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues 1ères molaires, gauche

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		REF	
36	1	0,12 mm	8,91 mm	885-301-18	885-301-22	1 pièce	885-001-00	10 pièces
36	2	0,12 mm	9,03 mm	885-302-18	885-302-22	1 pièce	885-002-00	10 pièces
36	3	0,12 mm	9,15 mm	885-303-18	885-303-22	1 pièce	885-003-00	10 pièces
36	4	0,12 mm	9,28 mm	885-304-18	885-304-22	1 pièce	885-004-00	10 pièces
36	5	0,12 mm	9,40 mm	885-305-18	885-305-22	1 pièce	885-005-00	10 pièces
36	6	0,12 mm	9,52 mm	885-306-18	885-306-22	1 pièce	885-006-00	10 pièces
36	7	0,12 mm	9,65 mm	885-307-18	885-307-22	1 pièce	885-007-00	10 pièces
36	8	0,12 mm	9,77 mm	885-308-18	885-308-22	1 pièce	885-008-00	10 pièces
36	9	0,15 mm	9,89 mm	885-309-18	885-309-22	1 pièce	885-009-00	10 pièces
36	10	0,15 mm	10,01 mm	885-310-18	885-310-22	1 pièce	885-010-00	10 pièces
36	11	0,15 mm	10,14 mm	885-311-18	885-311-22	1 pièce	885-011-00	10 pièces
36	12	0,15 mm	10,25 mm	885-312-18	885-312-22	1 pièce	885-012-00	10 pièces
36	13	0,15 mm	10,38 mm	885-313-18	885-313-22	1 pièce	885-013-00	10 pièces
36	14	0,15 mm	10,50 mm	885-314-18	885-314-22	1 pièce	885-014-00	10 pièces
36	15	0,15 mm	10,63 mm	885-315-18	885-315-22	1 pièce	885-015-00	10 pièces
36	16	0,15 mm	10,75 mm	885-316-18	885-316-22	1 pièce	885-016-00	10 pièces
36	17	0,15 mm	10,87 mm	885-317-18	885-317-22	1 pièce	885-017-00	10 pièces
36	18	0,15 mm	10,99 mm	885-318-18	885-318-22	1 pièce	885-018-00	10 pièces
36	19	0,15 mm	11,12 mm	885-319-18	885-319-22	1 pièce	885-019-00	10 pièces
36	20	0,15 mm	11,24 mm	885-320-18	885-320-22	1 pièce	885-020-00	10 pièces
36	21	0,15 mm	11,36 mm	885-321-18	885-321-22	1 pièce	885-021-00	10 pièces
36	22	0,15 mm	11,48 mm	885-322-18	885-322-22	1 pièce	885-022-00	10 pièces
36	23	0,15 mm	11,61 mm	885-323-18	885-323-22	1 pièce	885-023-00	10 pièces
36	24	0,15 mm	11,73 mm	885-324-18	885-324-22	1 pièce	885-024-00	10 pièces
36	25	0,18 mm	11,85 mm	885-325-18	885-325-22	1 pièce	885-025-00	10 pièces
36	26	0,18 mm	11,97 mm	885-326-18	885-326-22	1 pièce	885-026-00	10 pièces
36	27	0,18 mm	12,10 mm	885-327-18	885-327-22	1 pièce	885-027-00	10 pièces
36	28	0,18 mm	12,22 mm	885-328-18	885-328-22	1 pièce	885-028-00	10 pièces
36	29	0,18 mm	12,34 mm	885-329-18	885-329-22	1 pièce	885-029-00	10 pièces
36	30	0,18 mm	12,46 mm	885-330-18	885-330-22	1 pièce	885-030-00	10 pièces
36	31	0,18 mm	12,59 mm	885-331-18	885-331-22	1 pièce	885-031-00	10 pièces
36	32	0,18 mm	12,71 mm	885-332-18	885-332-22	1 pièce	885-032-00	10 pièces
36	33	0,18 mm	12,83 mm	885-333-18	885-333-22	1 pièce	885-033-00	10 pièces
36	34	0,18 mm	12,96 mm	885-334-18	885-334-22	1 pièce	885-034-00	10 pièces
36	35	0,18 mm	13,08 mm	885-335-18	885-335-22	1 pièce	885-035-00	10 pièces
36	36	0,18 mm	13,20 mm	885-336-18	885-336-22	1 pièce	885-036-00	10 pièces

<sup>1)</sup>présoudées avec tube vestibulaire 818-151-30 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup>présoudées avec tube vestibulaire 822-151-30 et crochet double 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intradors
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 2èmes molaires, droite

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
17	1	0,12 mm	8,10 mm				886-001-00	10 pièces
17	2	0,12 mm	8,22 mm				886-002-00	10 pièces
17	3	0,12 mm	8,33 mm				886-003-00	10 pièces
17	4	0,12 mm	8,45 mm				886-004-00	10 pièces
17	5	0,12 mm	8,56 mm				886-005-00	10 pièces
17	6	0,12 mm	8,68 mm				886-006-00	10 pièces
17	7	0,15 mm	8,80 mm				886-007-00	10 pièces
17	8	0,15 mm	8,91 mm				886-008-00	10 pièces
17	9	0,15 mm	9,03 mm				886-009-00	10 pièces
17	10	0,15 mm	9,14 mm				886-010-00	10 pièces
17	11	0,15 mm	9,26 mm				886-011-00	10 pièces
17	12	0,15 mm	9,38 mm				886-012-00	10 pièces
17	13	0,15 mm	9,49 mm				886-013-00	10 pièces
17	14	0,15 mm	9,61 mm				886-014-00	10 pièces
17	15	0,15 mm	9,72 mm				886-015-00	10 pièces
17	16	0,15 mm	9,84 mm				886-016-00	10 pièces
17	17	0,15 mm	9,96 mm				886-017-00	10 pièces
17	18	0,15 mm	10,07 mm				886-018-00	10 pièces
17	19	0,15 mm	10,19 mm				886-019-00	10 pièces
17	20	0,15 mm	10,30 mm				886-020-00	10 pièces
17	21	0,15 mm	10,42 mm				886-021-00	10 pièces
17	22	0,15 mm	10,54 mm				886-022-00	10 pièces
17	23	0,18 mm	10,65 mm				886-023-00	10 pièces
17	24	0,18 mm	10,77 mm				886-024-00	10 pièces
17	25	0,18 mm	10,88 mm				886-025-00	10 pièces
17	26	0,18 mm	11,00 mm				886-026-00	10 pièces
17	27	0,18 mm	11,12 mm				886-027-00	10 pièces
17	28	0,18 mm	11,23 mm				886-028-00	10 pièces
17	29	0,18 mm	11,35 mm				886-029-00	10 pièces
17	30	0,18 mm	11,46 mm				886-030-00	10 pièces
17	31	0,18 mm	11,58 mm				886-031-00	10 pièces
17	32	0,18 mm	11,70 mm				886-032-00	10 pièces

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 2èmes molaires, gauche

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
27	1	0,12 mm	8,10 mm				887-001-00	10 pièces
27	2	0,12 mm	8,22 mm				887-002-00	10 pièces
27	3	0,12 mm	8,33 mm				887-003-00	10 pièces
27	4	0,12 mm	8,45 mm				887-004-00	10 pièces
27	5	0,12 mm	8,56 mm				887-005-00	10 pièces
27	6	0,12 mm	8,68 mm				887-006-00	10 pièces
27	7	0,15 mm	8,80 mm				887-007-00	10 pièces
27	8	0,15 mm	8,91 mm				887-008-00	10 pièces
27	9	0,15 mm	9,03 mm				887-009-00	10 pièces
27	10	0,15 mm	9,14 mm				887-010-00	10 pièces
27	11	0,15 mm	9,26 mm				887-011-00	10 pièces
27	12	0,15 mm	9,38 mm				887-012-00	10 pièces
27	13	0,15 mm	9,49 mm				887-013-00	10 pièces
27	14	0,15 mm	9,61 mm				887-014-00	10 pièces
27	15	0,15 mm	9,72 mm				887-015-00	10 pièces
27	16	0,15 mm	9,84 mm				887-016-00	10 pièces
27	17	0,15 mm	9,96 mm				887-017-00	10 pièces
27	18	0,15 mm	10,07 mm				887-018-00	10 pièces
27	19	0,15 mm	10,19 mm				887-019-00	10 pièces
27	20	0,15 mm	10,30 mm				887-020-00	10 pièces
27	21	0,15 mm	10,42 mm				887-021-00	10 pièces
27	22	0,15 mm	10,54 mm				887-022-00	10 pièces
27	23	0,18 mm	10,65 mm				887-023-00	10 pièces
27	24	0,18 mm	10,77 mm				887-024-00	10 pièces
27	25	0,18 mm	10,88 mm				887-025-00	10 pièces
27	26	0,18 mm	11,00 mm				887-026-00	10 pièces
27	27	0,18 mm	11,12 mm				887-027-00	10 pièces
27	28	0,18 mm	11,23 mm				887-028-00	10 pièces
27	29	0,18 mm	11,35 mm				887-029-00	10 pièces
27	30	0,18 mm	11,46 mm				887-030-00	10 pièces
27	31	0,18 mm	11,58 mm				887-031-00	10 pièces
27	32	0,18 mm	11,70 mm				887-032-00	10 pièces

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intradors
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues 2èmes molaires, droite

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
47	1	0,12 mm	9,88 mm				888-001-00	10 pièces
47	2	0,12 mm	9,92 mm				888-002-00	10 pièces
47	3	0,12 mm	10,04 mm				888-003-00	10 pièces
47	4	0,12 mm	10,17 mm				888-004-00	10 pièces
47	5	0,12 mm	10,29 mm				888-005-00	10 pièces
47	6	0,12 mm	10,41 mm				888-006-00	10 pièces
47	7	0,15 mm	10,53 mm				888-007-00	10 pièces
47	8	0,15 mm	10,65 mm				888-008-00	10 pièces
47	9	0,15 mm	10,78 mm				888-009-00	10 pièces
47	10	0,15 mm	10,90 mm				888-010-00	10 pièces
47	11	0,15 mm	11,02 mm				888-011-00	10 pièces
47	12	0,15 mm	11,14 mm				888-012-00	10 pièces
47	13	0,15 mm	11,26 mm				888-013-00	10 pièces
47	14	0,15 mm	11,39 mm				888-014-00	10 pièces
47	15	0,15 mm	11,51 mm				888-015-00	10 pièces
47	16	0,15 mm	11,63 mm				888-016-00	10 pièces
47	17	0,15 mm	11,75 mm				888-017-00	10 pièces
47	18	0,15 mm	11,87 mm				888-018-00	10 pièces
47	19	0,15 mm	11,99 mm				888-019-00	10 pièces
47	20	0,15 mm	12,12 mm				888-020-00	10 pièces
47	21	0,15 mm	12,24 mm				888-021-00	10 pièces
47	22	0,15 mm	12,36 mm				888-022-00	10 pièces
47	23	0,18 mm	12,48 mm				888-023-00	10 pièces
47	24	0,18 mm	12,61 mm				888-024-00	10 pièces
47	25	0,18 mm	12,73 mm				888-025-00	10 pièces
47	26	0,18 mm	12,85 mm				888-026-00	10 pièces
47	27	0,18 mm	12,97 mm				888-027-00	10 pièces
47	28	0,18 mm	13,09 mm				888-028-00	10 pièces
47	29	0,18 mm	13,22 mm				888-029-00	10 pièces
47	30	0,18 mm	13,34 mm				888-030-00	10 pièces
47	31	0,18 mm	13,46 mm				888-031-00	10 pièces
47	32	0,18 mm	13,59 mm				888-032-00	10 pièces

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues 2èmes molaires, gauche

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
37	1	0,12 mm	9,88 mm				889-001-00	10 pièces
37	2	0,12 mm	9,92 mm				889-002-00	10 pièces
37	3	0,12 mm	10,04 mm				889-003-00	10 pièces
37	4	0,12 mm	10,17 mm				889-004-00	10 pièces
37	5	0,12 mm	10,29 mm				889-005-00	10 pièces
37	6	0,12 mm	10,41 mm				889-006-00	10 pièces
37	7	0,15 mm	10,53 mm				889-007-00	10 pièces
37	8	0,15 mm	10,65 mm				889-008-00	10 pièces
37	9	0,15 mm	10,78 mm				889-009-00	10 pièces
37	10	0,15 mm	10,90 mm				889-010-00	10 pièces
37	11	0,15 mm	11,02 mm				889-011-00	10 pièces
37	12	0,15 mm	11,14 mm				889-012-00	10 pièces
37	13	0,15 mm	11,26 mm				889-013-00	10 pièces
37	14	0,15 mm	11,39 mm				889-014-00	10 pièces
37	15	0,15 mm	11,51 mm				889-015-00	10 pièces
37	16	0,15 mm	11,63 mm				889-016-00	10 pièces
37	17	0,15 mm	11,75 mm				889-017-00	10 pièces
37	18	0,15 mm	11,87 mm				889-018-00	10 pièces
37	19	0,15 mm	11,99 mm				889-019-00	10 pièces
37	20	0,15 mm	12,12 mm				889-020-00	10 pièces
37	21	0,15 mm	12,24 mm				889-021-00	10 pièces
37	22	0,15 mm	12,36 mm				889-022-00	10 pièces
37	23	0,18 mm	12,48 mm				889-023-00	10 pièces
37	24	0,18 mm	12,61 mm				889-024-00	10 pièces
37	25	0,18 mm	12,73 mm				889-025-00	10 pièces
37	26	0,18 mm	12,85 mm				889-026-00	10 pièces
37	27	0,18 mm	12,97 mm				889-027-00	10 pièces
37	28	0,18 mm	13,09 mm				889-028-00	10 pièces
37	29	0,18 mm	13,22 mm				889-029-00	10 pièces
37	30	0,18 mm	13,34 mm				889-030-00	10 pièces
37	31	0,18 mm	13,46 mm				889-031-00	10 pièces
37	32	0,18 mm	13,59 mm				889-032-00	10 pièces

\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## Bagues standard / Assortiments

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoire à bagues REF 890-414-00)
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères et 2èmes prémolaires

#### Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
15-14 / 24-25	N° 1-32 (2)	860-064-18	860-064-22	864-064-00	64 pièces

#### Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
15-14 / 24-25	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	860-150-18	860-150-22	864-150-00	150 pièces

#### Maxi

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
15-14 / 24-25	N° 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			864-300-00	300 pièces

<sup>1)</sup>présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-206-02 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup>présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-218-02 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Mandibule, bagues 1ères prémolaires

#### Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
44 / 34	N° 1-32 (2)	861-064-18	861-064-22		64 pièces

#### Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
44 / 34	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	861-150-18	861-150-22		150 pièces

<sup>1)</sup>présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-210-02 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup>présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-222-02 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## Bagues standard / Assortiments

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoire à bagues REF 890-414-00)
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues 2èmes prémolaires

#### Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
45 / 35	N° 1-32 (2)	862-064-18	862-064-22	REF	64 pièces

#### Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		
45 / 35	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	862-150-18	862-150-22	REF	150 pièces

<sup>1)</sup> présoudées avec bracket equilibrium\* 2 790-211-02 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec bracket equilibrium\* 2 790-223-02 et crochet double 750-602-10

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Mandibule, bagues 1ères et 2èmes prémolaires

#### Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
45-44 / 34-35	N° 1-32 (2)			865-064-00	64 pièces

#### Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
45-44 / 34-35	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			865-150-00	150 pièces

#### Maxi

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
45-44 / 34-35	N° 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			865-300-00	300 pièces

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoire à bagues REF 890-414-00)
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères et 2èmes molaires

#### Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
17-16 / 26-27	N° 1-32 (2)			872-064-00	64 pièces

#### Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
17-16 / 26-27	N° 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)			872-150-00	150 pièces

\* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Mandibule, bagues 1ères et 2èmes molaires

#### Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
47-46 / 36-37	N° 1-32 (2)			873-064-00	64 pièces

#### Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
47-46 / 36-37	N° 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)			873-150-00	150 pièces

\* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



# Bagues

## Bagues standard / Assortiments

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoires à bagues REF 890-414-00)
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues canines

#### Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
13 / 23	N° 1-20 (2)			855-050-00	50 pièces

#### Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
13 / 23	N° 1-5; 19-20 (4), 6-8; 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 12,5; 16-18 (6), 9; 10; 11; 12; 13-15 (8)			855-150-00	150 pièces

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Mandibule, bagues canines

#### Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
43 / 33	N° 1-16 (2)			857-042-00	42 pièces

#### Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
43 / 33	N° 1-2; 5,5; 6,5; 15-16 (4), 7,5; 8,5; 9,5 (6), 3-5; 12-14 (8), 6; 7; 8; 9; 10-11 (10)			857-150-00	150 pièces

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères et 2èmes prémolaires, droite et gauche

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	Ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		REF	
15-14 / 24-25	1	0,12 mm	5,52 mm	860-101-18	860-101-22	1 pièce	860-101-00	10 pièces
15-14 / 24-25	2	0,12 mm	5,57 mm	860-102-18	860-102-22	1 pièce	860-102-00	10 pièces
15-14 / 24-25	3	0,12 mm	5,62 mm	860-103-18	860-103-22	1 pièce	860-103-00	10 pièces
15-14 / 24-25	4	0,12 mm	5,67 mm	860-104-18	860-104-22	1 pièce	860-104-00	10 pièces
15-14 / 24-25	5	0,12 mm	5,75 mm	860-105-18	860-105-22	1 pièce	860-105-00	10 pièces
15-14 / 24-25	6	0,12 mm	5,82 mm	860-106-18	860-106-22	1 pièce	860-106-00	10 pièces
15-14 / 24-25	7	0,12 mm	5,89 mm	860-107-18	860-107-22	1 pièce	860-107-00	10 pièces
15-14 / 24-25	8	0,12 mm	5,94 mm	860-108-18	860-108-22	1 pièce	860-108-00	10 pièces
15-14 / 24-25	9	0,12 mm	6,01 mm	860-109-18	860-109-22	1 pièce	860-109-00	10 pièces
15-14 / 24-25	10	0,12 mm	6,08 mm	860-110-18	860-110-22	1 pièce	860-110-00	10 pièces
15-14 / 24-25	11	0,12 mm	6,13 mm	860-111-18	860-111-22	1 pièce	860-111-00	10 pièces
15-14 / 24-25	12	0,12 mm	6,20 mm	860-112-18	860-112-22	1 pièce	860-112-00	10 pièces
15-14 / 24-25	13	0,12 mm	6,24 mm	860-113-18	860-113-22	1 pièce	860-113-00	10 pièces
15-14 / 24-25	14	0,12 mm	6,30 mm	860-114-18	860-114-22	1 pièce	860-114-00	10 pièces
15-14 / 24-25	15	0,12 mm	6,34 mm	860-115-18	860-115-22	1 pièce	860-115-00	10 pièces
15-14 / 24-25	16	0,12 mm	6,42 mm	860-116-18	860-116-22	1 pièce	860-116-00	10 pièces
15-14 / 24-25	17	0,12 mm	6,48 mm	860-117-18	860-117-22	1 pièce	860-117-00	10 pièces
15-14 / 24-25	18	0,12 mm	6,56 mm	860-118-18	860-118-22	1 pièce	860-118-00	10 pièces
15-14 / 24-25	19	0,12 mm	6,64 mm	860-119-18	860-119-22	1 pièce	860-119-00	10 pièces
15-14 / 24-25	20	0,12 mm	6,71 mm	860-120-18	860-120-22	1 pièce	860-120-00	10 pièces
15-14 / 24-25	21	0,12 mm	6,80 mm	860-121-18	860-121-22	1 pièce	860-121-00	10 pièces
15-14 / 24-25	22	0,12 mm	6,90 mm	860-122-18	860-122-22	1 pièce	860-122-00	10 pièces
15-14 / 24-25	23	0,12 mm	7,00 mm	860-123-18	860-123-22	1 pièce	860-123-00	10 pièces
15-14 / 24-25	24	0,12 mm	7,11 mm	860-124-18	860-124-22	1 pièce	860-124-00	10 pièces
15-14 / 24-25	25	0,12 mm	7,18 mm	860-125-18	860-125-22	1 pièce	860-125-00	10 pièces
15-14 / 24-25	26	0,12 mm	7,26 mm	860-126-18	860-126-22	1 pièce	860-126-00	10 pièces
15-14 / 24-25	27	0,12 mm	7,35 mm	860-127-18	860-127-22	1 pièce	860-127-00	10 pièces
15-14 / 24-25	28	0,12 mm	7,43 mm	860-128-18	860-128-22	1 pièce	860-128-00	10 pièces
15-14 / 24-25	29	0,12 mm	7,51 mm	860-129-18	860-129-22	1 pièce	860-129-00	10 pièces
15-14 / 24-25	30	0,12 mm	7,61 mm	860-130-18	860-130-22	1 pièce	860-130-00	10 pièces
15-14 / 24-25	31	0,12 mm	7,71 mm	860-131-18	860-131-22	1 pièce	860-131-00	10 pièces
15-14 / 24-25	32	0,12 mm	7,80 mm	860-132-18	860-132-22	1 pièce	860-132-00	10 pièces

<sup>1)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-206-02 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-218-02 et crochet double 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## Bagues standard / Réassort

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

## Mandibule, bagues 1ères prémolaires, droite et gauche

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	Ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		REF	
44 / 34	1	0,12 mm	6,34 mm	861-101-18	861-101-22	1 pièce	861-101-00	10 pièces
44 / 34	2	0,12 mm	6,45 mm	861-102-18	861-102-22	1 pièce	861-102-00	10 pièces
44 / 34	3	0,12 mm	6,56 mm	861-103-18	861-103-22	1 pièce	861-103-00	10 pièces
44 / 34	4	0,12 mm	6,68 mm	861-104-18	861-104-22	1 pièce	861-104-00	10 pièces
44 / 34	5	0,12 mm	6,80 mm	861-105-18	861-105-22	1 pièce	861-105-00	10 pièces
44 / 34	6	0,12 mm	6,90 mm	861-106-18	861-106-22	1 pièce	861-106-00	10 pièces
44 / 34	7	0,12 mm	7,02 mm	861-107-18	861-107-22	1 pièce	861-107-00	10 pièces
44 / 34	8	0,12 mm	7,13 mm	861-108-18	861-108-22	1 pièce	861-108-00	10 pièces
44 / 34	9	0,12 mm	7,25 mm	861-109-18	861-109-22	1 pièce	861-109-00	10 pièces
44 / 34	10	0,12 mm	7,37 mm	861-110-18	861-110-22	1 pièce	861-110-00	10 pièces
44 / 34	11	0,12 mm	7,50 mm	861-111-18	861-111-22	1 pièce	861-111-00	10 pièces
44 / 34	12	0,12 mm	7,63 mm	861-112-18	861-112-22	1 pièce	861-112-00	10 pièces
44 / 34	13	0,12 mm	7,75 mm	861-113-18	861-113-22	1 pièce	861-113-00	10 pièces
44 / 34	14	0,12 mm	7,88 mm	861-114-18	861-114-22	1 pièce	861-114-00	10 pièces
44 / 34	15	0,12 mm	8,05 mm	861-115-18	861-115-22	1 pièce	861-115-00	10 pièces
44 / 34	16	0,12 mm	8,13 mm	861-116-18	861-116-22	1 pièce	861-116-00	10 pièces
44 / 34	17	0,12 mm	8,26 mm	861-117-18	861-117-22	1 pièce	861-117-00	10 pièces
44 / 34	18	0,12 mm	8,40 mm	861-118-18	861-118-22	1 pièce	861-118-00	10 pièces
44 / 34	19	0,12 mm	8,53 mm	861-119-18	861-119-22	1 pièce	861-119-00	10 pièces
44 / 34	20	0,12 mm	8,70 mm	861-120-18	861-120-22	1 pièce	861-120-00	10 pièces
44 / 34	21	0,12 mm	8,84 mm	861-121-18	861-121-22	1 pièce	861-121-00	10 pièces
44 / 34	22	0,12 mm	9,02 mm	861-122-18	861-122-22	1 pièce	861-122-00	10 pièces
44 / 34	23	0,12 mm	9,17 mm	861-123-18	861-123-22	1 pièce	861-123-00	10 pièces
44 / 34	24	0,12 mm	9,28 mm	861-124-18	861-124-22	1 pièce	861-124-00	10 pièces
44 / 34	25	0,12 mm	9,38 mm	861-125-18	861-125-22	1 pièce	861-125-00	10 pièces
44 / 34	26	0,12 mm	9,48 mm	861-126-18	861-126-22	1 pièce	861-126-00	10 pièces
44 / 34	27	0,12 mm	9,59 mm	861-127-18	861-127-22	1 pièce	861-127-00	10 pièces
44 / 34	28	0,12 mm	9,70 mm	861-128-18	861-128-22	1 pièce	861-128-00	10 pièces
44 / 34	29	0,12 mm	9,82 mm	861-129-18	861-129-22	1 pièce	861-129-00	10 pièces
44 / 34	30	0,12 mm	9,96 mm	861-130-18	861-130-22	1 pièce	861-130-00	10 pièces
44 / 34	31	0,12 mm	10,11 mm	861-131-18	861-131-22	1 pièce	861-131-00	10 pièces
44 / 34	32	0,12 mm	10,28 mm	861-132-18	861-132-22	1 pièce	861-132-00	10 pièces

<sup>1)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-210-02 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-222-02 et crochet double 750-602-10



\* The Dentaurm version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurm imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues 2èmes prémolaires, droite et gauche

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	Ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18) <sup>1)</sup>	REF (Roth 22) <sup>2)</sup>		REF	
45 / 35	1	0,12 mm	6,34 mm	862-101-18	862-101-22	1 pièce	861-101-00	10 pièces
45 / 35	2	0,12 mm	6,45 mm	862-102-18	862-102-22	1 pièce	861-102-00	10 pièces
45 / 35	3	0,12 mm	6,56 mm	862-103-18	862-103-22	1 pièce	861-103-00	10 pièces
45 / 35	4	0,12 mm	6,68 mm	862-104-18	862-104-22	1 pièce	861-104-00	10 pièces
45 / 35	5	0,12 mm	6,80 mm	862-105-18	862-105-22	1 pièce	861-105-00	10 pièces
45 / 35	6	0,12 mm	6,90 mm	862-106-18	862-106-22	1 pièce	861-106-00	10 pièces
45 / 35	7	0,12 mm	7,02 mm	862-107-18	862-107-22	1 pièce	861-107-00	10 pièces
45 / 35	8	0,12 mm	7,13 mm	862-108-18	862-108-22	1 pièce	861-108-00	10 pièces
45 / 35	9	0,12 mm	7,25 mm	862-109-18	862-109-22	1 pièce	861-109-00	10 pièces
45 / 35	10	0,12 mm	7,37 mm	862-110-18	862-110-22	1 pièce	861-110-00	10 pièces
45 / 35	11	0,12 mm	7,50 mm	862-111-18	862-111-22	1 pièce	861-111-00	10 pièces
45 / 35	12	0,12 mm	7,63 mm	862-112-18	862-112-22	1 pièce	861-112-00	10 pièces
45 / 35	13	0,12 mm	7,75 mm	862-113-18	862-113-22	1 pièce	861-113-00	10 pièces
45 / 35	14	0,12 mm	7,88 mm	862-114-18	862-114-22	1 pièce	861-114-00	10 pièces
45 / 35	15	0,12 mm	8,05 mm	862-115-18	862-115-22	1 pièce	861-115-00	10 pièces
45 / 35	16	0,12 mm	8,13 mm	862-116-18	862-116-22	1 pièce	861-116-00	10 pièces
45 / 35	17	0,12 mm	8,26 mm	862-117-18	862-117-22	1 pièce	861-117-00	10 pièces
45 / 35	18	0,12 mm	8,40 mm	862-118-18	862-118-22	1 pièce	861-118-00	10 pièces
45 / 35	19	0,12 mm	8,53 mm	862-119-18	862-119-22	1 pièce	861-119-00	10 pièces
45 / 35	20	0,12 mm	8,70 mm	862-120-18	862-120-22	1 pièce	861-120-00	10 pièces
45 / 35	21	0,12 mm	8,84 mm	862-121-18	862-121-22	1 pièce	861-121-00	10 pièces
45 / 35	22	0,12 mm	9,02 mm	862-122-18	862-122-22	1 pièce	861-122-00	10 pièces
45 / 35	23	0,12 mm	9,17 mm	862-123-18	862-123-22	1 pièce	861-123-00	10 pièces
45 / 35	24	0,12 mm	9,28 mm	862-124-18	862-124-22	1 pièce	861-124-00	10 pièces
45 / 35	25	0,12 mm	9,38 mm	862-125-18	862-125-22	1 pièce	861-125-00	10 pièces
45 / 35	26	0,12 mm	9,48 mm	862-126-18	862-126-22	1 pièce	861-126-00	10 pièces
45 / 35	27	0,12 mm	9,59 mm	862-127-18	862-127-22	1 pièce	861-127-00	10 pièces
45 / 35	28	0,12 mm	9,70 mm	862-128-18	862-128-22	1 pièce	861-128-00	10 pièces
45 / 35	29	0,12 mm	9,82 mm	862-129-18	862-129-22	1 pièce	861-129-00	10 pièces
45 / 35	30	0,12 mm	9,96 mm	862-130-18	862-130-22	1 pièce	861-130-00	10 pièces
45 / 35	31	0,12 mm	10,11 mm	862-131-18	862-131-22	1 pièce	861-131-00	10 pièces
45 / 35	32	0,12 mm	10,28 mm	862-132-18	862-132-22	1 pièce	861-132-00	10 pièces

<sup>1)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-211-02 et crochet double 750-602-10

<sup>2)</sup> présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-223-02 et crochet double 750-602-10



\* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

# Bagues

## Bagues standard / Réassort

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues 1ères et 2èmes molaires, droite et gauche

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
17-16 / 26-27	1	0,15 mm	7,94 mm				REF	
17-16 / 26-27	2	0,15 mm	8,06 mm				870-001-00	10 pièces
17-16 / 26-27	3	0,15 mm	8,18 mm				870-002-00	10 pièces
17-16 / 26-27	4	0,15 mm	8,30 mm				870-003-00	10 pièces
17-16 / 26-27	5	0,15 mm	8,42 mm				870-004-00	10 pièces
17-16 / 26-27	6	0,15 mm	8,54 mm				870-005-00	10 pièces
17-16 / 26-27	7	0,15 mm	8,66 mm				870-006-00	10 pièces
17-16 / 26-27	8	0,15 mm	8,78 mm				870-007-00	10 pièces
17-16 / 26-27	9	0,15 mm	8,90 mm				870-008-00	10 pièces
17-16 / 26-27	10	0,15 mm	9,02 mm				870-009-00	10 pièces
17-16 / 26-27	11	0,15 mm	9,14 mm				870-010-00	10 pièces
17-16 / 26-27	12	0,15 mm	9,26 mm				870-011-00	10 pièces
17-16 / 26-27	13	0,15 mm	9,38 mm				870-012-00	10 pièces
17-16 / 26-27	14	0,15 mm	9,50 mm				870-013-00	10 pièces
17-16 / 26-27	15	0,15 mm	9,62 mm				870-014-00	10 pièces
17-16 / 26-27	16	0,15 mm	9,74 mm				870-015-00	10 pièces
17-16 / 26-27	17	0,15 mm	9,86 mm				870-016-00	10 pièces
17-16 / 26-27	18	0,15 mm	9,98 mm				870-017-00	10 pièces
17-16 / 26-27	19	0,15 mm	10,10 mm				870-018-00	10 pièces
17-16 / 26-27	20	0,15 mm	10,22 mm				870-019-00	10 pièces
17-16 / 26-27	21	0,15 mm	10,34 mm				870-020-00	10 pièces
17-16 / 26-27	22	0,15 mm	10,46 mm				870-021-00	10 pièces
17-16 / 26-27	23	0,15 mm	10,58 mm				870-022-00	10 pièces
17-16 / 26-27	24	0,15 mm	10,70 mm				870-023-00	10 pièces
17-16 / 26-27	25	0,15 mm	10,82 mm				870-024-00	10 pièces
17-16 / 26-27	26	0,15 mm	10,94 mm				870-025-00	10 pièces
17-16 / 26-27	27	0,15 mm	11,06 mm				870-026-00	10 pièces
17-16 / 26-27	28	0,15 mm	11,18 mm				870-027-00	10 pièces
17-16 / 26-27	29	0,15 mm	11,30 mm				870-028-00	10 pièces
17-16 / 26-27	30	0,15 mm	11,42 mm				870-029-00	10 pièces
17-16 / 26-27	31	0,15 mm	11,54 mm				870-030-00	10 pièces
17-16 / 26-27	32	0,15 mm	11,66 mm				870-031-00	10 pièces
							870-032-00	10 pièces

\* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues 1ères et 2èmes molaires, droite et gauche

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
47-46 / 36-37	1	0,15 mm	8,94 mm				871-001-00	10 pièces
47-46 / 36-37	2	0,15 mm	9,06 mm				871-002-00	10 pièces
47-46 / 36-37	3	0,15 mm	9,18 mm				871-003-00	10 pièces
47-46 / 36-37	4	0,15 mm	9,30 mm				871-004-00	10 pièces
47-46 / 36-37	5	0,15 mm	9,42 mm				871-005-00	10 pièces
47-46 / 36-37	6	0,15 mm	9,54 mm				871-006-00	10 pièces
47-46 / 36-37	7	0,15 mm	9,56 mm				871-007-00	10 pièces
47-46 / 36-37	8	0,15 mm	9,78 mm				871-008-00	10 pièces
47-46 / 36-37	9	0,15 mm	9,90 mm				871-009-00	10 pièces
47-46 / 36-37	10	0,15 mm	10,02 mm				871-010-00	10 pièces
47-46 / 36-37	11	0,15 mm	10,14 mm				871-011-00	10 pièces
47-46 / 36-37	12	0,15 mm	10,25 mm				871-012-00	10 pièces
47-46 / 36-37	13	0,15 mm	10,38 mm				871-013-00	10 pièces
47-46 / 36-37	14	0,15 mm	10,50 mm				871-014-00	10 pièces
47-46 / 36-37	15	0,15 mm	10,62 mm				871-015-00	10 pièces
47-46 / 36-37	16	0,15 mm	10,74 mm				871-016-00	10 pièces
47-46 / 36-37	17	0,15 mm	10,86 mm				871-017-00	10 pièces
47-46 / 36-37	18	0,15 mm	10,98 mm				871-018-00	10 pièces
47-46 / 36-37	19	0,15 mm	11,10 mm				871-019-00	10 pièces
47-46 / 36-37	20	0,15 mm	11,22 mm				871-020-00	10 pièces
47-46 / 36-37	21	0,15 mm	11,34 mm				871-021-00	10 pièces
47-46 / 36-37	22	0,15 mm	11,46 mm				871-022-00	10 pièces
47-46 / 36-37	23	0,15 mm	11,58 mm				871-023-00	10 pièces
47-46 / 36-37	24	0,15 mm	11,70 mm				871-024-00	10 pièces
47-46 / 36-37	25	0,15 mm	11,82 mm				871-025-00	10 pièces
47-46 / 36-37	26	0,15 mm	11,94 mm				871-026-00	10 pièces
47-46 / 36-37	27	0,15 mm	12,06 mm				871-027-00	10 pièces
47-46 / 36-37	28	0,15 mm	12,18 mm				871-028-00	10 pièces
47-46 / 36-37	29	0,15 mm	12,30 mm				871-029-00	10 pièces
47-46 / 36-37	30	0,15 mm	12,42 mm				871-030-00	10 pièces
47-46 / 36-37	31	0,15 mm	12,54 mm				871-031-00	10 pièces
47-46 / 36-37	32	0,15 mm	12,66 mm				871-032-00	10 pièces

\* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## Bagues standard / Réassort

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Maxillaire, bagues canines, droite et gauche

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	Ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
13 / 23	1	0,12 mm	7,10 mm				850-101-00	10 pièces
13 / 23	2	0,12 mm	7,20 mm				850-102-00	10 pièces
13 / 23	3	0,12 mm	7,30 mm				850-103-00	10 pièces
13 / 23	4	0,12 mm	7,50 mm				850-104-00	10 pièces
13 / 23	5	0,12 mm	7,60 mm				850-105-00	10 pièces
13 / 23	6	0,12 mm	7,80 mm				850-106-00	10 pièces
13 / 23	7	0,12 mm	7,90 mm				850-107-00	10 pièces
13 / 23	8	0,12 mm	8,00 mm				850-108-00	10 pièces
13 / 23	8,5	0,12 mm	8,10 mm				850-121-00	10 pièces
13 / 23	9	0,12 mm	8,20 mm				850-109-00	10 pièces
13 / 23	9,5	0,12 mm	8,30 mm				850-122-00	10 pièces
13 / 23	10	0,12 mm	8,40 mm				850-110-00	10 pièces
13 / 23	10,5	0,12 mm	8,50 mm				850-123-00	10 pièces
13 / 23	11	0,12 mm	8,60 mm				850-111-00	10 pièces
13 / 23	11,5	0,12 mm	8,70 mm				850-124-00	10 pièces
13 / 23	12	0,12 mm	8,80 mm				850-112-00	10 pièces
13 / 23	12,5	0,12 mm	8,90 mm				850-125-00	10 pièces
13 / 23	13	0,12 mm	9,10 mm				850-113-00	10 pièces
13 / 23	14	0,12 mm	9,20 mm				850-114-00	10 pièces
13 / 23	15	0,12 mm	9,40 mm				850-115-00	10 pièces
13 / 23	16	0,12 mm	9,50 mm				850-116-00	10 pièces
13 / 23	17	0,12 mm	9,80 mm				850-117-00	10 pièces
13 / 23	18	0,12 mm	9,90 mm				850-118-00	10 pièces
13 / 23	19	0,12 mm	10,00 mm				850-119-00	10 pièces
13 / 23	20	0,12 mm	10,10 mm				850-120-00	10 pièces

\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi\* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre méso-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

### Mandibule, bagues canines, droite et gauche

Dent	Taille de bague	Épaisseur de bague	Ø méso-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
43 / 33	1	0,12 mm	6,20 mm				851-101-00	10 pièces
43 / 33	2	0,12 mm	6,30 mm				851-102-00	10 pièces
43 / 33	3	0,12 mm	6,50 mm				851-103-00	10 pièces
43 / 33	4	0,12 mm	6,60 mm				851-104-00	10 pièces
43 / 33	5	0,12 mm	6,80 mm				851-105-00	10 pièces
43 / 33	5,5	0,12 mm	6,90 mm				851-117-00	10 pièces
43 / 33	6	0,12 mm	7,00 mm				851-106-00	10 pièces
43 / 33	6,5	0,12 mm	7,10 mm				851-118-00	10 pièces
43 / 33	7	0,12 mm	7,20 mm				851-107-00	10 pièces
43 / 33	7,5	0,12 mm	7,30 mm				851-119-00	10 pièces
43 / 33	8	0,12 mm	7,40 mm				851-108-00	10 pièces
43 / 33	8,5	0,12 mm	7,50 mm				851-120-00	10 pièces
43 / 33	9	0,12 mm	7,60 mm				851-109-00	10 pièces
43 / 33	9,5	0,12 mm	7,80 mm				851-121-00	10 pièces
43 / 33	10	0,12 mm	7,90 mm				851-110-00	10 pièces
43 / 33	11	0,12 mm	8,00 mm				851-111-00	10 pièces
43 / 33	12	0,12 mm	8,20 mm				851-112-00	10 pièces
43 / 33	13	0,12 mm	8,30 mm				851-113-00	10 pièces
43 / 33	14	0,12 mm	8,40 mm				851-114-00	10 pièces
43 / 33	15	0,12 mm	8,60 mm				851-115-00	10 pièces
43 / 33	16	0,12 mm	8,70 mm				851-116-00	10 pièces

\* The Dentaforum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaforum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## Accessoires



### Matériau à bagues

en rouleau

mou, face extérieure brillante, face intérieure mate.

Épaisseur x largeur	Longueur	REF	Quantité
0,10 mm x 3,80 mm / 4 x 150	10 m	<b>812-038-00</b>	1 pièce
0,12 mm x 4,55 mm / 5 x 180	10 m	<b>813-045-00</b>	1 pièce
0,15 mm x 4,55 mm / 6 x 180	10 m	<b>814-045-00</b>	1 pièce



### Bande pour matrices

en rouleau

No. matériau : 1.4310

dur-élastique

Épaisseur x largeur	Longueur	REF	Quantité
0,05 mm x 5,00 mm	1 m	<b>831-601-00</b>	1 pièce
0,05 mm x 5,00 mm	10 m	<b>831-701-00</b>	1 pièce
0,05 mm x 6,00 mm	1 m	<b>831-606-00</b>	1 pièce
0,05 mm x 7,00 mm	1 m	<b>831-603-00</b>	1 pièce
0,05 mm x 7,00 mm	10 m	<b>831-703-00</b>	1 pièce



**Armoire à bagues****Modèle standard en plastique**

Pour bagues préformées, 10 tiroirs (vides, sans modules couverts).

Dimensions (H x L x P)	REF	Quantité
31 cm x 27,5 cm x 25 cm	<b>890-414-00</b>	1 pièce

**Coffrets avec modules couverts**

Pour armoire à bagues (REF 890-414-00).

Inscription	REF	Quantité
Standard maxillaire, bagues pour canines	<b>890-420-00</b>	1 pièce
Standard mandibule, bagues pour canines	<b>890-421-00</b>	1 pièce
Standard maxillaire, bagues pour prémolaires	<b>890-422-00</b>	1 pièce
Standard mandibule, bagues pour prémolaires	<b>890-423-00</b>	1 pièce
Standard maxillaire, bagues pour molaires	<b>890-424-00</b>	1 pièce
Standard mandibule, bagues pour molaires	<b>890-425-00</b>	1 pièce
dentaform® maxillaire, bagues pour 1ères molaires, droite	<b>890-426-00</b>	1 pièce
dentaform® maxillaire, bagues pour 1ères molaires, gauche	<b>890-427-00</b>	1 pièce
dentaform® maxillaire, bagues pour 2èmes molaires, droite	<b>890-428-00</b>	1 pièce
dentaform® maxillaire, bagues pour 2èmes molaires, gauche	<b>890-429-00</b>	1 pièce
dentaform® mandibule, bagues pour 1ères molaires, droite	<b>890-430-00</b>	1 pièce
dentaform® mandibule, bagues pour 1ères molaires, gauche	<b>890-431-00</b>	1 pièce
dentaform® mandibule, bagues pour 2èmes molaires, droite	<b>890-432-00</b>	1 pièce
dentaform® mandibule, bagues pour 2èmes molaires, gauche	<b>890-433-00</b>	1 pièce
Bagues à coller	<b>890-412-00</b>	1 pièce
Sans inscription	<b>890-406-00</b>	1 pièce



## Accessoires



### Butée

Pour armoire à bagues (REF 890-414-00).

REF 890-414-10

1 pièce



### Cadre

Pour personnaliser l'armoire (REF 890-414-00).  
Sans butée (REF 890-414-10).

REF 890-402-00

1 pièce



### Tiroir supplémentaire

Pour agrandir l'armoire à bagues selon vos besoins  
(REF 890-414-00).  
Avec butée (REF 890-414-10).

REF 890-407-00

1 pièce



### Socle

Pour personnaliser l'armoire (REF 890-414-00).  
Sans butée (REF 890-414-10).

REF 890-403-00

1 pièce

