

Brackets en métal.

Toujours le bon choix.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE
SHOP
shop.dentaurum.com





Hautes performances et précision.

Ces brackets de qualité sont conçus et fabriqués en recourant aux procédés les plus modernes. L'extrême précision joue ici un rôle central, car elle est garante de fiabilité et de sécurité lors du traitement orthodontique. D'une diversité unique au monde, l'assortiment de brackets en métal de Dentaureum couvre toutes les indications. Ces brackets en métal sont tous fabriqués à partir d'alliages médicaux ultra-résistants en acier inoxydable, et ce en une seule pièce. Pour le patient, ils sont donc particulièrement biocompatibles du fait de l'absence de brasures. Cette vaste gamme comprend aussi des brackets sans nickel* (en alliage CoCr) et des brackets en titane pur, particulièrement indiqués pour le patient souffrant d'allergies.



* voir liste des matériaux orthodontiques

discovery®

Le fruit de l'expérience.



discovery® smart

Petit et brillant.



topic

Le bracket sans nickel*.



equilibrium® mini

Le mini-bracket.



equilibrium® 2

Performant et agréable en bouche.



equilibrium® ti

Excellente biocompatibilité.



Système FDI

	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
R	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

La gamme discovery®.



La gamme discovery®.

La gamme discovery® est constituée de brackets premium en métal. Entièrement monoblocs, ces brackets sont fabriqués au moyen de la technique de moulage par injection de métal (MIM – Metal Injection Molding) dans des unités de production modernes. Les brackets munis d'un crochet (bracket pour 3ème, voire pour 4ème et pour 5ème) sont, eux aussi, fabriqués par injection-moulage, et ce en une seule pièce avec le corps du bracket. La forme champignon est une innovation qui assure un ancrage efficace des élastiques additionnels. La diversité du système offre des brackets adaptés à tout type de thérapie.

Procédés de fabrication innovants pour un succès maximal.

Conçues par CAO 3D, les bases de tous les brackets discovery® épousent parfaitement la forme de la dent, ce qui permet à l'orthodontiste de les positionner facilement lors du collage sur cette dernière. Par sa forme proche de celle de la dent, il est facile de positionner le bracket. Ce dernier s'accroche donc littéralement à la dent.



Adhérence optimale à la dent et dépose facile.

Brevetée et structurée au laser, la base du bracket portant la numérotation FDI confère à ce dernier une stabilité optimale pendant toute la durée du traitement. La judicieuse répartition des microrétentions et macrorétentions assure une liaison efficace entre le bracket/l'adhésif et la dent. Des rétentions régulières assurent le maintien du bracket sur la surface dentaire. Les brackets autoligaturables conventionnels présentent un point de rupture prédéterminé, ce qui facilite grandement la dépose. Ce point permet de déformer le bracket et de le désolidariser de la dent sans abîmer cette dernière.

Individualité et facilité de manipulation.

Tous les brackets discovery® offrent, de par leur forme, suffisamment de place pour la pose de ligatures multiples. De plus, des ailes de bracket arrondis facilitent la pose de ligatures, ce qui se traduit par un meilleur confort en bouche, le patient n'ayant plus à supporter des bords tranchants. Tous les brackets discovery® portent un marquage laser biocompatible pour une meilleure identification et un meilleur positionnement.

Une foule de combinaisons possibles.

Tous les brackets discovery® présentent le même design et sont parfaitement compatibles les uns avec les autres, ce qui offre à l'orthodontiste une infinité de possibilités dans la conduite du traitement. Le petit In/Out de 0,7 mm permet de combiner les brackets les uns avec les autres de manière individuelle, sans devoir effectuer de pliages compensateurs.



La gamme equilibrium®.

equilibrium® **mini**

equilibrium® **2**

equilibrium® **ti**

La gamme equilibrium®.

equilibrium® constitue la marque classique des brackets Dentaureum. Attrayant et fonctionnel, le design a fait ses preuves en livrant des résultats fiables au fil des années.

La fabrication des brackets equilibrium®, à partir d'un matériau en barres, compte de nombreuses étapes (mise en forme, coupe, etc.) entièrement automatisées. Ce sont des brackets monoblocs, comme beaucoup d'autres brackets Dentaureum.

Les equilibrium® 2 et equilibrium® mini sont fabriqués en une seule pièce (corps et base) à partir d'acier inoxydable* hautement résistant. Les equilibrium® ti sont fabriqués à partir de titane** et ne contiennent pas de nickel. Les brackets de la gamme equilibrium® sont particulièrement biocompatibles, du fait de l'absence de brasures.



* Numéro de matériau selon DIN 1.4404

** Numéro de matériau selon DIN 3.7035



Adhérence optimale à la dent et dépose facile.

Brevetée et structurée elle aussi au laser, la base des brackets equilibrium® portant la numérotation FDI confère à ces derniers une stabilité optimale pendant le traitement. La judicieuse répartition des microrétentions et macrorétentions assure une liaison efficace entre le bracket/l'adhésif et la dent. La répartition uniforme des rétentions prévient tout risque de désolidarisation prématurée des brackets.

Facilité de manipulation et thérapie efficace.

Tous les brackets equilibrium® portent un marquage laser bio-compatible pour une meilleure identification et un meilleur positionnement. La base, elle aussi, porte la numérotation FDI. C'est un système de symboles qui facilite l'assignation du bracket à la dent respective. Ce marquage est résistant à l'abrasion et ne contient pas de colorants dangereux.

Design éprouvé.

Les ailes des brackets equilibrium® présentent des contre-dépouilles optimales pour la pose de ligatures multiples. Les faces mésiale et distale de ce bracket ont été conçues pour faciliter sa préhension et sa pose. Dotée d'un repère central, la base rhomboïde facilite le positionnement du bracket sur la couronne clinique. Les valeurs minimales de l'In/Out permettent d'appliquer les forces de façon idéale.


Brackets en métal

discovery® / Assortiments

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-106-00	790-106-00	790-104-00	790-102-00	790-163-00	790-164-00	790-103-00	790-105-00	790-106-00	790-106-00
Quantité	10 pièces									



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-111-00	790-110-00	790-108-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-109-00	790-110-00	790-111-00
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 891-180-00
10 cas	200 brackets	REF 891-181-00
50 cas	1.000 brackets	REF 891-182-00


Note :

Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-141-00	790-141-00	790-104-00	790-102-00	790-163-00	790-164-00	790-103-00	790-105-00	790-142-00	790-142-00
Quantité	10 pièces									



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-145-00	790-143-00	790-108-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-109-00	790-144-00	790-146-00
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 891-295-00
10 cas	200 brackets	REF 891-296-00
50 cas	1.000 brackets	REF 891-297-00


Note :

Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-118-00	790-118-00	790-116-00	790-114-00	790-165-00	790-166-00	790-115-00	790-117-00	790-118-00	790-118-00
Quantité	10 pièces									



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-123-00	790-122-00	790-120-00	790-119-00	790-119-00	790-119-00	790-119-00	790-121-00	790-122-00	790-123-00
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 891-183-00
10 cas	200 brackets	REF 891-184-00
50 cas	1.000 brackets	REF 891-185-00


Note :

Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-147-00	790-147-00	790-116-00	790-114-00	790-165-00	790-166-00	790-115-00	790-117-00	790-148-00	790-148-00
Quantité	10 pièces									



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-151-00	790-149-00	790-120-00	790-119-00	790-119-00	790-119-00	790-119-00	790-121-00	790-150-00	790-152-00
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 891-298-00
10 cas	200 brackets	REF 891-299-00
50 cas	1.000 brackets	REF 891-300-00

Note :

Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.


Brackets en métal

discovery® / Assortiments

Ricketts® - IV. Dimension 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm									
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-106-00	790-106-00	790-134-00	790-132-00	790-130-00	790-131-00	790-133-00	790-135-00	790-106-00	790-106-00
Quantité	10 pièces									



Torque	- 17°	- 11°	+ 7°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	+ 7°	- 11°	- 17°
Angulation	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-110-00	790-128-00	790-138-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-139-00	790-128-00	790-110-00
Quantité	10 pièces									


Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 891-375-00
10 cas	200 brackets	REF 891-376-00
50 cas	1.000 brackets	REF 891-377-00

Ricketts® Universal 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	0°	0°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	0°	0°
Angulation	0°	0°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm									
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-136-00	790-136-00	790-134-00	790-132-00	790-130-00	790-131-00	790-133-00	790-135-00	790-136-00	790-136-00
Quantité	10 pièces									



Torque	- 14°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	- 14°
Angulation	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm									
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-140-00	790-136-00	790-138-00	790-137-00	790-137-00	790-137-00	790-137-00	790-139-00	790-136-00	790-140-00
Quantité	10 pièces									


Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 891-188-00
10 cas	200 brackets	REF 891-189-00
50 cas	1.000 brackets	REF 891-196-00

Hilgers 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm									
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-106-00	790-106-00	790-134-00	790-132-00	790-130-00	790-131-00	790-133-00	790-135-00	790-106-00	790-106-00
Quantité	10 pièces									



Torque	- 17°	- 11°	+ 7°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	+ 7°	- 11°	- 17°
Angulation	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	790-110-00	790-128-00	790-138-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-139-00	790-128-00	790-110-00
Quantité	10 pièces									

Assortiments :


1 cas	20 brackets	REF 891-261-00
10 cas	200 brackets	REF 891-262-00
50 cas	1.000 brackets	REF 891-263-00

Standard Edgewise 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · sans crochet

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm									
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,0 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-205-15	718-205-14	718-205-13	718-205-12	718-205-11	718-205-21	718-205-22	718-205-23	718-205-24	718-205-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm									
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-205-45	718-205-44	718-205-43	718-205-42	718-205-41	718-205-31	718-205-32	718-205-33	718-205-34	718-205-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 718-205-01
10 cas	200 brackets	REF 718-205-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-205-50

Brackets en métal


discovery® / Assortiments

Standard Edgewise 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · sans crochet

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm									
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	3,0 mm	3,0 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-205-15	722-205-14	722-205-13	722-205-12	722-205-11	722-205-21	722-205-22	722-205-23	722-205-24	722-205-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm									
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-205-45	722-205-44	722-205-43	722-205-42	722-205-41	722-205-31	722-205-32	722-205-33	722-205-34	722-205-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 722-205-01
10 cas	200 brackets	REF 722-205-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-205-50

Roth 18/22

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
11	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,8 mm	790-100-00	790-112-00	10 pièces
21	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,8 mm	790-101-00	790-113-00	10 pièces
13	- 2°	+ 9°	0,7 mm	•	3,4 mm	790-155-00	790-157-00	10 pièces
23	- 2°	+ 9°	0,7 mm	•	3,4 mm	790-156-00	790-158-00	10 pièces



Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
 Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30



Brackets en métal


discovery® smart / Assortiments

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-901-15	718-901-14	718-941-13	718-901-12	718-901-11	718-901-21	718-901-22	718-941-23	718-901-24	718-901-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-901-45	718-901-44	718-941-43	718-901-42	718-901-41	718-901-31	718-901-32	718-941-33	718-901-34	718-901-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :


1 cas	20 brackets	REF 718-901-01
10 cas	200 brackets	REF 718-901-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-901-50

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-941-15	718-941-14	718-941-13	718-901-12	718-901-11	718-901-21	718-901-22	718-941-23	718-941-24	718-941-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-941-45	718-941-44	718-941-43	718-901-42	718-901-41	718-901-31	718-901-32	718-941-33	718-941-34	718-941-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :


1 cas	20 brackets	REF 718-941-01
10 cas	200 brackets	REF 718-941-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-941-50

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-901-15	722-901-14	722-941-13	722-901-12	722-901-11	722-901-21	722-901-22	722-941-23	722-901-24	722-901-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-901-45	722-901-44	722-941-43	722-901-42	722-901-41	722-901-31	722-901-32	722-941-33	722-901-34	722-901-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :


1 cas	20 brackets	REF 722-901-01
10 cas	200 brackets	REF 722-901-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-901-50

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-941-15	722-941-14	722-941-13	722-901-12	722-901-11	722-901-21	722-901-22	722-941-23	722-941-24	722-941-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-941-45	722-941-44	722-941-43	722-901-42	722-901-41	722-901-31	722-901-32	722-941-33	722-941-34	722-941-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 722-941-01
10 cas	200 brackets	REF 722-941-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-941-50

Brackets en métal


discovery® smart / Assortiments

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-902-15	718-902-14	718-942-13	718-902-12	718-902-11	718-902-21	718-902-22	718-942-23	718-902-24	718-902-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-902-45	718-902-44	718-942-43	718-902-42	718-902-41	718-902-31	718-902-32	718-942-33	718-902-34	718-902-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 718-902-01
10 cas	200 brackets	REF 718-902-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-902-50


** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-942-15	718-942-14	718-942-13	718-902-12	718-902-11	718-902-21	718-902-22	718-942-23	718-942-24	718-942-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-942-45	718-942-44	718-942-43	718-902-42	718-902-41	718-902-31	718-902-32	718-942-33	718-942-34	718-942-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 718-942-01
10 cas	200 brackets	REF 718-942-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-942-50


** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-902-15	722-902-14	722-942-13	722-902-12	722-902-11	722-902-21	722-902-22	722-942-23	722-902-24	722-902-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-902-45	722-902-44	722-942-43	722-902-42	722-902-41	722-902-31	722-902-32	722-942-33	722-902-34	722-902-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 722-902-01
10 cas	200 brackets	REF 722-902-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-902-50


** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-942-15	722-942-14	722-942-13	722-902-12	722-902-11	722-902-21	722-902-22	722-942-23	722-942-24	722-942-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-942-45	722-942-44	722-942-43	722-902-42	722-902-41	722-902-31	722-902-32	722-942-33	722-942-34	722-942-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 722-942-01
10 cas	200 brackets	REF 722-942-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-942-50

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.


Brackets en métal

topic / Assortiments

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes - exempte de nickel*

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-306-00	790-306-00	790-304-00	790-302-00	790-363-00	790-364-00	790-303-00	790-305-00	790-306-00	790-306-00
Quantité	10 pièces									



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-311-00	790-310-00	790-308-00	790-307-00	790-307-00	790-307-00	790-307-00	790-309-00	790-310-00	790-311-00
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 891-333-00
10 cas	200 brackets	REF 891-334-00
50 cas	1.000 brackets	REF 891-335-00

Note :


Autres brackets avec valeurs Roth voir ressort.

* voir liste des matériaux orthodontiques

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes · exempte de nickel*

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-341-00	790-341-00	790-304-00	790-302-00	790-363-00	790-364-00	790-303-00	790-305-00	790-342-00	790-342-00
Quantité	10 pièces									



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-345-00	790-343-00	790-308-00	790-307-00	790-307-00	790-307-00	790-307-00	790-309-00	790-344-00	790-346-00
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 891-336-00
10 cas	200 brackets	REF 891-337-00
50 cas	1.000 brackets	REF 891-338-00

Note :


Autres brackets avec valeurs Roth voir ressort.

* voir liste des matériaux orthodontiques

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes - exempt de nickel*

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-318-00	790-318-00	790-316-00	790-314-00	790-365-00	790-366-00	790-315-00	790-317-00	790-318-00	790-318-00
Quantité	10 pièces									



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-323-00	790-322-00	790-320-00	790-319-00	790-319-00	790-319-00	790-319-00	790-321-00	790-322-00	790-323-00
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 891-339-00
10 cas	200 brackets	REF 891-340-00
50 cas	1.000 brackets	REF 891-341-00

Note :


Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

* voir liste des matériaux orthodontiques

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes - exempt de nickel*

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-347-00	790-347-00	790-316-00	790-314-00	790-365-00	790-366-00	790-315-00	790-317-00	790-348-00	790-348-00
Quantité	10 pièces									



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	790-351-00	790-349-00	790-320-00	790-319-00	790-319-00	790-319-00	790-319-00	790-321-00	790-350-00	790-352-00
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 891-342-00
10 cas	200 brackets	REF 891-343-00
50 cas	1.000 brackets	REF 891-344-00

Note :

Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

* voir liste des matériaux orthodontiques

Brackets en métal

topic / Réassort – à coller



Roth 18/22

exempt de nickel*

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
11	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,9 mm	790-300-00	790-312-00	10 pièces
21	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,9 mm	790-301-00	790-313-00	10 pièces

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30


* voir liste des matériaux orthodontiques

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-401-15	718-401-14	718-441-13	718-401-12	718-401-11	718-401-21	718-401-22	718-441-23	718-401-24	718-401-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-401-45	718-401-44	718-441-43	718-401-42	718-401-41	718-401-31	718-401-32	718-441-33	718-401-34	718-401-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :


1 cas	20 brackets	REF 718-401-01
10 cas	200 brackets	REF 718-401-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-401-50

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-441-15	718-441-14	718-441-13	718-401-12	718-401-11	718-401-21	718-401-22	718-441-23	718-441-24	718-441-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-441-45	718-441-44	718-441-43	718-401-42	718-401-41	718-401-31	718-401-32	718-441-33	718-441-34	718-441-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 718-441-01
10 cas	200 brackets	REF 718-441-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-441-50

Brackets en métal


equilibrium® mini / Assortiments

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-401-15	722-401-14	722-441-13	722-401-12	722-401-11	722-401-21	722-401-22	722-441-23	722-401-24	722-401-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-401-45	722-401-44	722-441-43	722-401-42	722-401-41	722-401-31	722-401-32	722-441-33	722-401-34	722-401-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :


1 cas	20 brackets	REF 722-401-01
10 cas	200 brackets	REF 722-401-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-401-50

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-441-15	722-441-14	722-441-13	722-401-12	722-401-11	722-401-21	722-401-22	722-441-23	722-441-24	722-441-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-441-45	722-441-44	722-441-43	722-401-42	722-401-41	722-401-31	722-401-32	722-441-33	722-441-34	722-441-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :


1 cas	20 brackets	REF 722-441-01
10 cas	200 brackets	REF 722-441-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-441-50

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-402-15	718-402-14	718-442-13	718-402-12	718-402-11	718-402-21	718-402-22	718-442-23	718-402-24	718-402-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-402-45	718-402-44	718-442-43	718-402-42	718-402-41	718-402-31	718-402-32	718-442-33	718-402-34	718-402-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 718-402-01
10 cas	200 brackets	REF 718-402-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-402-50

Note :

Autres brackets avec valeurs McLaughlin-Bennett-Trevisi** voir réassort.


** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-442-15	718-442-14	718-442-13	718-402-12	718-402-11	718-402-21	718-402-22	718-442-23	718-442-24	718-442-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-442-45	718-442-44	718-442-43	718-402-42	718-402-41	718-402-31	718-402-32	718-442-33	718-442-34	718-442-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 718-442-01
10 cas	200 brackets	REF 718-442-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-442-50

Note :

Autres brackets avec valeurs McLaughlin-Bennett-Trevisi** voir réassort.

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Brackets en métal


equilibrium® mini / Assortiments

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-402-15	722-402-14	722-442-13	722-402-12	722-402-11	722-402-21	722-402-22	722-442-23	722-402-24	722-402-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-402-45	722-402-44	722-442-43	722-402-42	722-402-41	722-402-31	722-402-32	722-442-33	722-402-34	722-402-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 722-402-01
10 cas	200 brackets	REF 722-402-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-402-50

Note :

Autres brackets avec valeurs McLaughlin-Bennett-Trevisi** voir réassort.


** The Dentaarum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaarum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-442-15	722-442-14	722-442-13	722-402-12	722-402-11	722-402-21	722-402-22	722-442-23	722-442-24	722-442-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-442-45	722-442-44	722-442-43	722-402-42	722-402-41	722-402-31	722-402-32	722-442-33	722-442-34	722-442-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 722-442-01
10 cas	200 brackets	REF 722-442-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-442-50

Note :

Autres brackets avec valeurs McLaughlin-Bennett-Trevisi** voir réassort.

** The Dentaarum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaarum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
11	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		2,8 mm		722-462-11	10 pièces
21	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		2,8 mm		722-462-21	10 pièces
12	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,4 mm		722-462-12	10 pièces
22	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,4 mm		722-462-22	10 pièces
15	- 7°	0°	0,7 mm		2,4 mm	718-452-15		10 pièces
25	- 7°	0°	0,7 mm		2,4 mm	718-452-25		10 pièces
15	- 7°	0°	0,7 mm	•	2,4 mm	718-462-15		10 pièces
25	- 7°	0°	0,7 mm	•	2,4 mm	718-462-25		10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Brackets en métal


equilibrium® 2 / Assortiments

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-301-15	718-301-14	718-341-13	718-301-12	718-301-11	718-301-21	718-301-22	718-341-23	718-301-24	718-301-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-301-45	718-301-44	718-341-43	718-301-42	718-301-41	718-301-31	718-301-32	718-341-33	718-301-34	718-301-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 718-301-01
10 cas	200 brackets	REF 718-301-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-301-50

Note :


Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-341-15	718-341-14	718-341-13	718-301-12	718-301-11	718-301-21	718-301-22	718-341-23	718-341-24	718-341-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-341-45	718-341-44	718-341-43	718-301-42	718-301-41	718-301-31	718-301-32	718-341-33	718-341-34	718-341-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 718-341-01
10 cas	200 brackets	REF 718-341-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-341-50

Note :


Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-301-15	722-301-14	722-341-13	722-301-12	722-301-11	722-301-21	722-301-22	722-341-23	722-301-24	722-301-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-301-45	722-301-44	722-341-43	722-301-42	722-301-41	722-301-31	722-301-32	722-341-33	722-301-34	722-301-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 722-301-01
10 cas	200 brackets	REF 722-301-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-301-50

Note :


Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-341-15	722-341-14	722-341-13	722-301-12	722-301-11	722-301-21	722-301-22	722-341-23	722-341-24	722-341-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-341-45	722-341-44	722-341-43	722-301-42	722-301-41	722-301-31	722-301-32	722-341-33	722-341-34	722-341-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 722-341-01
10 cas	200 brackets	REF 722-341-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-341-50

Note :

Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

Brackets en métal


equilibrium® 2 / Assortiments

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-302-15	718-302-14	718-342-13	718-302-12	718-302-11	718-302-21	718-302-22	718-342-23	718-302-24	718-302-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-302-45	718-302-44	718-342-43	718-302-42	718-302-41	718-302-31	718-302-32	718-342-33	718-302-34	718-302-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 718-302-01
10 cas	200 brackets	REF 718-302-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-302-50


** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-342-15	718-342-14	718-342-13	718-302-12	718-302-11	718-302-21	718-302-22	718-342-23	718-342-24	718-342-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-342-45	718-342-44	718-342-43	718-302-42	718-302-41	718-302-31	718-302-32	718-342-33	718-342-34	718-342-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 718-342-01
10 cas	200 brackets	REF 718-342-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-342-50


** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-302-15	722-302-14	722-342-13	722-302-12	722-302-11	722-302-21	722-302-22	722-342-23	722-302-24	722-302-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-302-45	722-302-44	722-342-43	722-302-42	722-302-41	722-302-31	722-302-32	722-342-33	722-302-34	722-302-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 722-302-01
10 cas	200 brackets	REF 722-302-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-302-50


** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-342-15	722-342-14	722-342-13	722-302-12	722-302-11	722-302-21	722-302-22	722-342-23	722-342-24	722-342-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-342-45	722-342-44	722-342-43	722-302-42	722-302-41	722-302-31	722-302-32	722-342-33	722-342-34	722-342-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 722-342-01
10 cas	200 brackets	REF 722-342-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-342-50

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Brackets en métal


equilibrium® 2 / Assortiments

Ricketts® Universal 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · sans crochet

Torque	0°	0°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	0°	0°
Angulation	0°	0°	+ 5°	+ 8°	0°	0°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm									
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,9 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,9 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-303-15	718-303-14	718-303-13	718-303-12	718-303-11	718-303-21	718-303-22	718-303-23	718-303-24	718-303-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
Angulation	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm									
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-303-45	718-303-44	718-303-43	718-303-42	718-303-41	718-303-31	718-303-32	718-303-33	718-303-34	718-303-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 718-303-01
10 cas	200 brackets	REF 718-303-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-303-50

Note :


Autres brackets avec valeurs Ricketts® Universal voir réassort.

Standard Edgewise 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · sans crochet

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm									
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,9 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,9 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-305-15	718-305-14	718-305-13	718-305-12	718-305-11	718-305-21	718-305-22	718-305-23	718-305-24	718-305-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm									
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-305-45	718-305-44	718-305-43	718-305-42	718-305-41	718-305-31	718-305-32	718-305-33	718-305-34	718-305-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :


1 cas	20 brackets	REF 718-305-01
10 cas	200 brackets	REF 718-305-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-305-50

Standard Edgewise 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · sans crochet

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm									
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,9 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,9 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-305-15	722-305-14	722-305-13	722-305-12	722-305-11	722-305-21	722-305-22	722-305-23	722-305-24	722-305-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm									
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-305-45	722-305-44	722-305-43	722-305-42	722-305-41	722-305-31	722-305-32	722-305-33	722-305-34	722-305-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 722-305-01
10 cas	200 brackets	REF 722-305-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-305-50



Brackets en métal

equilibrium® 2 / Réassort – à coller



Roth 18/22

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
13	- 2°	+ 13°	0,7 mm		3,1 mm		722-301-13	10 pièces
23	- 2°	+ 13°	0,7 mm		3,1 mm		722-301-23	10 pièces



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
43	- 11°	+ 7°	0,7 mm		3,1 mm	718-301-43	722-301-43	10 pièces
33	- 11°	+ 7°	0,7 mm		3,1 mm	718-301-33	722-301-33	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !
 Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
 Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30



Ricketts® Universal 18

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
13	+ 7°	+ 5°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-343-13		10 pièces
23	+ 7°	+ 5°	0,7 mm	•	3,1 mm	718-343-23		10 pièces



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
43	+ 7°	+ 5°	0,7 mm	•	2,7 mm	718-343-43		10 pièces
33	+ 7°	+ 5°	0,7 mm	•	2,7 mm	718-343-33		10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !
 Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Roth 18/22

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
13	- 2°	+ 13°	0,7 mm		3,1 mm	790-259-02	790-263-02	10 pièces
13	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-204-02	790-216-02	10 pièces
23	- 2°	+ 13°	0,7 mm		3,1 mm	790-260-02	790-264-02	10 pièces
23	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-205-02	790-217-02	10 pièces



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
43	- 11°	+ 7°	0,7 mm		3,1 mm	790-261-02	790-265-02	10 pièces
43	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-208-02	790-220-02	10 pièces
33	- 11°	+ 7°	0,7 mm		3,1 mm	790-262-02	790-266-02	10 pièces
33	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-209-02	790-221-02	10 pièces
44 / 34	- 17°	0°	0,7 mm		3,1 mm	790-210-02	790-222-02	10 pièces
44	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-251-02	790-255-02	10 pièces
34	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-252-02	790-256-02	10 pièces
45 / 35	- 22°	0°	0,7 mm		3,1 mm	790-211-02	790-223-02	10 pièces
45	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-253-02	790-257-02	10 pièces
35	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-254-02	790-258-02	10 pièces



Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
15-14 / 24-25	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	790-206-02	790-218-02	10 pièces
15-14	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-249-02	790-243-02	10 pièces
24-25	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-250-02	790-244-02	10 pièces



Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
13	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-274-02	790-228-02	10 pièces
13	- 7°	+ 8°	0,7 mm		3,1 mm		790-230-02	10 pièces
23	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-275-02	790-229-02	10 pièces
23	- 7°	+ 8°	0,7 mm		3,1 mm		790-231-02	10 pièces
Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
43	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-278-02	790-234-02	10 pièces
43	- 6°	+ 3°	0,7 mm		3,1 mm		790-236-02	10 pièces
33	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-279-02	790-235-02	10 pièces
33	- 6°	+ 3°	0,7 mm		3,1 mm		790-237-02	10 pièces



Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Brackets en métal

equilibrium® 2 / Réassort – à souder



Standard Edgewise 18/22

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
42-41 / 31-32	0°	0°	0,7 mm		2,4 mm	790-603-02	790-607-02	10 pièces



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
15-13 / 23-25 / 45-43 / 33-35	0°	0°	0,7 mm		3,1 mm	790-602-02	790-606-02	10 pièces

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30



Systèmes individuels 18/22

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
13 / 24-25	+ 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-290-02		10 pièces
15-14 / 23	+ 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	790-291-02		10 pièces



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
45-43	- 11°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm		790-294-02	10 pièces
33-35	- 11°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm		790-295-02	10 pièces

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30


Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-501-15	718-501-14	718-541-13	718-501-12	718-501-11	718-501-21	718-501-22	718-541-23	718-501-24	718-501-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-501-45	718-501-44	718-541-43	718-501-42	718-501-41	718-501-31	718-501-32	718-541-33	718-501-34	718-501-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 718-501-01
10 cas	200 brackets	REF 718-501-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-501-50

Note :


L'assortiment pour 1 cas REF 718-501-02 correspond à la REF 718-501-01, mais contient en plus 4 tubes vestibulaires avec crochet vertical (1 x 723-028-00 / 1 x 723-032-00 / 2 x 723-026-00).

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-501-15	722-501-14	722-541-13	722-501-12	722-501-11	722-501-21	722-501-22	722-541-23	722-501-24	722-501-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-501-45	722-501-44	722-541-43	722-501-42	722-501-41	722-501-31	722-501-32	722-541-33	722-501-34	722-501-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 722-501-01
10 cas	200 brackets	REF 722-501-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-501-50

Note :

L'assortiment pour 1 cas REF 722-501-02 correspond à la REF 722-501-01, mais contient en plus 4 tubes vestibulaires avec crochet vertical (1 x 723-029-00 / 1 x 723-033-00 / 2 x 723-027-00).

Brackets en métal


equilibrium® ti / Assortiments

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-502-15	718-502-14	718-542-13	718-502-12	718-502-11	718-502-21	718-502-22	718-542-23	718-502-24	718-502-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-502-45	718-502-44	718-542-43	718-502-42	718-502-41	718-502-31	718-502-32	718-542-33	718-502-34	718-502-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 718-502-01
10 cas	200 brackets	REF 718-502-10
50 cas	1.000 brackets	REF 718-502-50

Note :

L'assortiment pour 1 cas REF 718-502-02 correspond à la REF 718-502-01, mais contient en plus 4 tubes vestibulaires avec crochet vertical (1 x 723-028-00 / 1 x 723-032-00 / 2 x 723-030-00).


** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-502-15	722-502-14	722-542-13	722-502-12	722-502-11	722-502-21	722-502-22	722-542-23	722-502-24	722-502-25
Quantité	10 pièces									

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-502-45	722-502-44	722-542-43	722-502-42	722-502-41	722-502-31	722-502-32	722-542-33	722-502-34	722-502-35
Quantité	10 pièces									

Assortiments :

1 cas	20 brackets	REF 722-502-01
10 cas	200 brackets	REF 722-502-10
50 cas	1.000 brackets	REF 722-502-50

Note :

L'assortiment pour 1 cas REF 722-502-02 correspond à la REF 722-502-01, mais contient en plus 4 tubes vestibulaires avec crochet vertical (1 x 723-029-00 / 1 x 723-033-00 / 2 x 723-031-00).

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

