

Intra-oral/Extra-oral.

Pour toutes les techniques de traitement.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Une gamme complète pour tous les champs d'utilisation.

La palette de produits intra et extra-oraux de Dentaaurum va du simple élastique au séparateur intra-oral en passant par appareils innovants tels que le FaceFormer.

Lors de la conception, de la production et du choix des produits intra et extra-oraux, il est primordial d'offrir la qualité Dentaaurum. Pour le patient et l'orthodontiste, cela signifie non seulement plus de sécurité mais aussi un travail rapide et efficace.




Éléments en élastomère


Plusieurs couleurs et diamètres,
différentes forces de traction.

Séparateurs Dentalastics®

Pour une séparation rapide et sans problèmes.



Appareils extra-oraux



Arc facial Noninium® medium

exempt de nickel

(La teneur en nickel $\leq 0,2$ % résulte du processus de fabrication)

Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.

Consigne de sécurité :

l'arc facial doit être utilisé uniquement avec des têtes et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

ø arc interne	Gouttières de protection	REF	Quantité
1,15 mm / 45	blanc	740-000-00	1 pièce




Arc facial standard mini

Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.

Consigne de sécurité :

l'arc facial doit être utilisé uniquement avec des têtes et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

ø arc interne	Anses de contention	Gouttières de protection	REF	Quantité
1,15 mm / 45		blanc	740-019-00	1 pièce
1,15 mm / 45	97 mm	rouge	741-049-00	1 pièce



Arc facial standard medium

Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.

Consigne de sécurité :

l'arc facial doit être utilisé uniquement avec des têtes et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

ø arc interne	Gouttières de protection	REF	Quantité
1,00 mm / 40	blanc	740-010-00	1 pièce
1,15 mm / 45	blanc	740-020-00	1 pièce

Arc facial standard maxi

Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.

Consigne de sécurité :

l'arc facial doit être utilisé uniquement avec des têtes et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

ø arc interne	Gouttières de protection	REF	Quantité
1,15 mm / 45	blanc	740-021-00	1 pièce



Arc facial medium, avec anses de contention

Arc facial : sans revêtement

ø arc interne : 1,15 mm / 45


Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.

Arc externe uniquement disponible en version medium.

Consigne de sécurité :

l'arc facial doit être utilisé uniquement avec des têtes et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

Hauteur de l'arc externe	Hauteur de l'arc interne	Ansés de contention	Gouttières de protection / Taille	Crochets pour canines	REF	Quantité
49 mm	29 mm	83 mm	jaune / taille 1		741-040-00	1 pièce
49 mm	32 mm	90 mm	gris / taille 2		741-045-00	1 pièce
49 mm	35 mm	97 mm	rouge / taille 3		741-050-00	1 pièce
49 mm	38 mm	104 mm	vert / taille 4		741-055-00	1 pièce
49 mm	41 mm	111 mm	bleu / taille 5		741-060-00	1 pièce
49 mm	35 mm	97 mm	rouge / taille 3	•	741-150-00	1 pièce



Accessoires / Extra-oraux



Chaînette en élastomère extra-orale Dentalastics®

Couleur	Longueur	REF	Quantité
transparent	118 mm	774-300-00	10 pièces



Elastiques en latex extra-oraux

Elasticité et résistance à la fatigue maximales.

Des pictogrammes permettent de différencier les élastiques en fonction de leur diamètre intérieur et de leur force de traction. Chaque modèle est ainsi rapidement identifié sans risque d'erreur.

Forces de traction :

Les forces de traction indiquées sont obtenues en étirant les élastiques au triple de leur diamètre initial.

Conditionnement :

30 x 100 anneaux = 3.000 pièces ou 30 x 50 anneaux = 1.500 pièces



Force de traction	ø intérieur	REF	Quantité
faible 2,2 N (225 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-203-02	3.000 pièces
faible 2,2 N (225 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-204-02	3.000 pièces
faible 2,2 N (225 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-205-02	3.000 pièces
forte 4,0 N (400 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-208-02	1.500 pièces
forte 4,0 N (400 g)	12,7 mm / 1/2 inch	772-210-02	1.500 pièces



Lip bumper

Avec bouclier en plastique et crochets pour élastiques intermaxillaires.

Indications :

- pour la distalisation des molaires
- pour la stabilisation des molaires de la denture mixte tardive
- en cas d'inclinaison vestibulaire des dents antérieures par pression de la langue

pour tubes	REF	Quantité
ø 0,90 mm / 36	748-009-00	1 pièce
ø 1,15 mm / 45	748-114-00	1 pièce

Tube de butée

Pou arcs faciaux et lip bumper.



ø intérieur	Longueur	REF	Quantité
1,15 mm / 45	2 mm	480-914-00	100 pièces

Vis de butée

selon Ladanyi

Pour arcs faciaux et lip bumper.



ø intérieur	REF	Quantité
1,15 mm / 45	480-918-02	10 pièces

Clé pour vis à six pans creux

Pour vis de butée selon Ladanyi.

Pour le laboratoire uniquement !



Diamètre clé	REF	Quantité
0,9 mm	480-924-02	1 pièce

Tubes d'activateur

P. ex. pour activateur selon Teuscher. Peuvent être montés directement dans l'activateur par leur nervure de rétention et servir au montage d'un arc facial.



ø intérieur	REF	Quantité
1,15 mm / 45	607-300-00	10 pièces
1,30 mm / 51	607-301-00	10 pièces

Éléments en élastomère / Intra-oraux



Elastic placer

Pour poser ou enlever les élastiques intra-oraux.
Couleur : multicolore

REF 772-400-00

50 pièces



Elastiques en latex intra-oraux

Elasticité et résistance à la fatigue maximales.


Des pictogrammes permettent de différencier les élastiques en fonction de leur diamètre intérieur et de leur force de traction. Chaque modèle est ainsi rapidement identifié sans risque d'erreur.

Forces de traction :

Les forces de traction indiquées sont obtenues en étirant les élastiques au triple de leur diamètre initial.

Conditionnement :

10 x 100 pièces = 1.000 pièces



	Couleur	Force de traction	ø intérieur	REF	Quantité
1	naturel	faible 0,7 N (71 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-103-00	1.000 pièces
2	naturel	faible 0,7 N (71 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-104-00	1.000 pièces
3	naturel	faible 0,7 N (71 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-106-00	1.000 pièces
4	naturel	faible 0,7 N (71 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-107-00	1.000 pièces
5	naturel	faible 0,7 N (71 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-109-00	1.000 pièces
6	naturel	moyenne 1,3 N (128 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-113-00	1.000 pièces
7	naturel	moyenne 1,3 N (128 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-114-00	1.000 pièces
8	naturel	moyenne 1,3 N (128 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-116-00	1.000 pièces
9	naturel	moyenne 1,3 N (128 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-117-00	1.000 pièces
10	naturel	moyenne 1,3 N (128 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-119-00	1.000 pièces
11	naturel	forte 1,8 N (184 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-123-00	1.000 pièces
12	naturel	forte 1,8 N (184 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-124-00	1.000 pièces
13	naturel	forte 1,8 N (184 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-125-00	1.000 pièces
14	naturel	forte 1,8 N (184 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-126-00	1.000 pièces
15	naturel	forte 1,8 N (184 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-127-00	1.000 pièces

Elastiques intra-oraux sans latex

Elasticité et résistance à la fatigue maximales.

Des pictogrammes permettent de différencier les élastiques en fonction de leur diamètre intérieur et de leur force de traction. Chaque modèle est ainsi rapidement identifiable sans risque d'erreurs.

Forces de traction :

Les forces de traction indiquées déploient leur effet lorsque l'étirement du diamètre intérieur des différents élastiques est triplé.

Conditionnement :

30 x 100 pièces = 3.000 pièces



Couleur	Force de traction	ø intérieur	REF	Quantité
transparent	moyenne 1,3 N (128 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-313-01	3.000 pièces
transparent	moyenne 1,3 N (128 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-314-01	3.000 pièces
transparent	moyenne 1,3 N (128 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-316-01	3.000 pièces
transparent	moyenne 1,3 N (128 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-317-01	3.000 pièces
transparent	forte 1,8 N (184 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-323-01	3.000 pièces
transparent	forte 1,8 N (184 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-324-01	3.000 pièces
transparent	forte 1,8 N (184 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-325-01	3.000 pièces
transparent	forte 1,8 N (184 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-326-01	3.000 pièces



Boîte distributrice pour élastiques intra-oraux

Pour mini-sachets pour patients. Avec crochet de suspension.

Dimensions (L x H x P) : 508 mm x 169 mm x 107 mm

Couleur : blanc

REF 772-000-00

1 pièce



Elastiques en latex intra-oraux

Grands diamètres

Pour la rétraction du secteur incisivo-canin. Pour arcs faciaux avec crochets pour canines.

Elasticité et résistance à la fatigue maximales. Les forces de traction indiquées sont obtenues en étirant les élastiques au triple de leur diamètre initial.



Force de traction	ø intérieur	REF	Quantité
moyenne 1,3 N (128 g)	16 mm / 5/8 inch	772-100-00	1.000 pièces
moyenne 1,3 N (128 g)	19 mm / 3/4 inch	772-200-00	1.000 pièces

Éléments en élastomère / Intra-oraux



Anneaux en élastomère Dentalastics®

Pour fixer les arcs sur les brackets, remplacent les ligatures métalliques.

Couleur	ø intérieur	Hauteur	REF	Quantité
transparent	1,3 mm	0,9 mm	774-002-01	1.000 pièces



Séparateurs Dentalastics®

Pour une séparation rapide et sans problèmes. Effet radio-opaque (réglage idéal 60 kV et 3 mA).

Couleur	ø intérieur	Indication	REF	Quantité
vert	1,5 mm	pour incisives	774-100-01	1.000 pièces
bleu	2,1 mm	pour molaires et prémolaires	774-200-01	1.000 pièces



Chaînettes en élastomère SUPER Elasto-Force

Force de traction constante et plus longue. Élasticité élevée et très bonne mémoire de forme.

Couleur	ø intérieur	Longueur	Entretoise	REF	Quantité
transparent	1,3 mm	4,6 m	•	774-220-01	1 rouleau
rose	1,3 mm	4,6 m	•	774-231-01	1 rouleau
bleu	1,3 mm	4,6 m	•	774-232-01	1 rouleau
rouge	1,3 mm	4,6 m	•	774-233-01	1 rouleau
argent	1,3 mm	4,6 m	•	774-235-01	1 rouleau
transparent	1,3 mm	4,6 m		774-221-01	1 rouleau
bleu	1,3 mm	4,6 m		774-226-01	1 rouleau
argent	1,3 mm	4,6 m		774-229-01	1 rouleau
pearl	1,3 mm	4,6 m		774-236-01	1 rouleau



Dentalastics® Personal / Assortiment


Anneaux à ligature colorés

Particulièrement fins et élastiques, pour fixer les arcs sur les brackets, remplacent les ligatures métalliques.

Conditionnement :

10 couleurs (sans jaune & orange), 5 barrettes par couleur, total : 50 barrettes x 20 anneaux = 1.000 pièces

Couleur	ø intérieur	Hauteur	REF	Quantité
10 couleurs	1,3 mm	0,7 mm	774-561-04	1 assortiment



Dentalastics® Personal / Réassort

Anneaux à ligature colorés

Particulièrement fins et élastiques, pour fixer les arcs sur les brackets, remplacent les ligatures métalliques.

Conditionnement : 50 barrettes x 20 anneaux = 1.000 pièces

Couleur	ø intérieur	Hauteur	REF	Quantité
argent	1,3 mm	0,7 mm	774-549-01	1 sachet
transparent	1,3 mm	0,7 mm	774-551-02	1 sachet
noir	1,3 mm	0,7 mm	774-552-01	1 sachet
blanc	1,3 mm	0,7 mm	774-553-01	1 sachet
rose	1,3 mm	0,7 mm	774-554-01	1 sachet
bleu	1,3 mm	0,7 mm	774-555-01	1 sachet
rouge	1,3 mm	0,7 mm	774-556-01	1 sachet
pourpre	1,3 mm	0,7 mm	774-557-01	1 sachet
jaune	1,3 mm	0,7 mm	774-558-01	1 sachet
vert	1,3 mm	0,7 mm	774-559-01	1 sachet
orange	1,3 mm	0,7 mm	774-560-01	1 sachet
pearl	1,3 mm	0,7 mm	774-563-01	1 sachet



Ecrans labiaux



Ecran labial modèle Ulm

Indications :

- dysfonctionnements linguaux (compression, mauvaise position)
- morsure des lèvres
- succion des lèvres
- onychophagie
- succion du pouce

Avantages :

- pas d'agression tissulaire du fait de la souplesse du matériau
- plus de confort
- très bien toléré par le patient
- contrôle efficace des exercices myofonctionnels

Boîtier spécial pour écrans labiaux : voir produits pour cabinet !

Taille	REF	Quantité
Mini/Taille 1 = pour patients qui n'ont pas encore atteint l'âge scolaire	074-000-00	1 pièce
Maxi/Taille 2 = pour enfants d'âge scolaire et adultes	074-001-00	1 pièce



FaceFormer ONE blue avec boîtier hygiénique

selon Berndsen

La thérapie avec le FaceFormer est à la fois globale et axée sur la cause. Des exercices réguliers avec le FaceFormer ont un effet positif sur la tension des tissus et de la musculature buccofaciale. De plus, il renforce et harmonise les fonctions musculaires influant sur la mastication, la déglutition, l'élocution, la respiration, la position des dents ainsi que la mimique et la tension des tissus cutanés.

Indications :

- troubles de la déglutition (dysphagies)
- troubles de la langue
- troubles des fonctions masticatrices
- troubles du langage, de l'élocution et du débit
- élimination de la succion du pouce, de la tétine, du mordillement des lèvres etc.
- paralysies de la région buccofaciale
- usage avant/après des opérations du visage, de la mâchoire et de la langue
- malpositions dentaires, anomalies maxillaires
- grincement des dents, bruxisme
- dysfonctions temporo-mandibulaires
- prothèses dentaires, implants dentaires
- troubles du sommeil, ronflement, apnée du sommeil
- perte soudaine de l'audition, acouphène
- vertiges, maladie de Menière
- problèmes d'équilibrage de la pression dans l'oreille moyenne
- passage de la respiration buccale à la respiration nasale
- etc.

Couleur	Forme	REF	Quantité
bleu-transparent	anatomical	074-101-01	1 pièce

