

Produits pour cabinet.

Grande fiabilité à coûts réduits.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classe I.
Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com





Produits orthodontiques professionnels pour le cabinet.

Notre large gamme de produits pour le cabinet va du matériau à empreintes à la brosse à dents orthodontique. A l'aide de nos modèles de démonstration et de nos modèles orthodontiques d'étude, le praticien peut apporter des réponses à toutes les questions du patient lors de l'entretien avec ce dernier.

Qu'ils soient mini, maxi ou magnum, les orthobox multicolores vont ravir vos patients.

Avec Ortho Brush, le nettoyage des appareils multibrackets est rapide et fiable.



Orthalgenat® Duo

Le matériau à empreintes universel.

Flexaponal®

Cire spéciale selon Uhlig.

Orthalgenat® Ex

Le nettoyant idéal pour les porte-empreintes.

Rapidur®

Le plâtre blanc synthétique extra dur.

Modèles d'étude / Modèles de démonstration pour l'ODF

Large éventail de modèles.

Orthobox

Dans toutes les tailles et couleurs.

Empreinte



Orthalgenat® Duo

Matériau à empreintes, avec accessoires de dosage.

Goût	Couleur	REF	Quantité
menthe	vert	150-501-20	1 kg
menthe	vert	150-509-20	9 kg
menthe	vert	150-520-20	20 kg

Contenu de livraison : 1 kg (boîte), 9 x 1 kg et 20 x 1 kg (carton)
DIN EN ISO 21563



Flacon de dosage

Pour liquides.

Contenance	REF	Quantité
500 ml	150-000-00	1 pièce



Orthalgenat® Ex

Désinfectant pour le nettoyage des porte-empreintes.

Pour éliminer les restes d'alginate et de plâtre.

Concentré pour le nettoyage manuel ou aux ultrasons.


REF 150-010-00	1,5 kg
----------------	--------

Flexaponal®, cire spéciale

selon Uhlig

- pour prise d'occlusions (s'utilise comme mordou ou bourrelet d'occlusion)
- pour pourtour des porte-empreintes
- souple, flexible et collante

Épaisseur : 1,0 mm



Dimensions (longueur x largeur)	Couleur	REF	Quantité
120 mm x 15 mm	rouge	124-003-00	50 pièces
200 mm x 10 mm	rouge	124-002-00	50 pièces
200 mm x 10 mm	blanc	124-202-00	50 pièces

Rapidur®

Plâtre synthétique dur

- extra dur, faible expansion
- à prise rapide

Applications :

Convient pour tous les domaines de l'orthodontie et de la prothèse dentaire

Norme : DIN EN ISO 6873

Classe 4

Expansion de prise	max. 0,15 %
Temps de travail	min. 3 min
Résistance à la pression	min. 35 MPa
Temps de durcissement	max. 30 min
Couleur	blanc

REF 164-450-00

6 kg



Bol de mélange

Pour plâtres, matériaux à empreintes et revêtements ; facile à nettoyer.

Contenance	REF	Quantité
400 ml	164-651-00	1 pièce
600 ml	164-650-00	1 pièce



Solution de glaçage

Liquide écologique pour l'imprégnation de modèles de démonstration en plâtre (p. ex. Rapidur®, REF 164-450-00).

Fait briller les modèles et les protège efficacement des poussières.

REF 166-450-00

4,5 kg



Solution de nettoyage aux ultrasons

Pour éliminer	REF	Quantité
Agent de polissage, cire, graisse	094-610-00	1.000 ml
Plâtre et revêtement pour plâtre	094-611-00	1.000 ml
Tartre, ciment, déchets de décapage	094-612-00	1.000 ml



Fabrication du modèle



Articulateur

selon Hinz

Pour réaliser des modèles tridimensionnels. Facile à utiliser, cet appareil assure aux modèles une hauteur uniforme de 6 cm.

REF 050-500-00

1 pièce



Socle avec charnières

Réalisé à partir d'un matériau synthétique résistant aux chocs. Plus besoin d'investir beaucoup de temps dans la finition d'un socle en plâtre. Adapté à l'articulateur selon Hinz.

Matériau	Couleur	REF	Quantité
plastique	blanc	050-501-00	100 paires



Barre à charnière

Pour socle (REF 050-501-00).

Adaptée à l'articulateur selon Hinz.

Matériau	Couleur	REF	Quantité
plastique	blanc	050-503-01	200 pièces

 disponible à partir de 2023



Porte-modèle

Muni d'étiquettes colorées.

Pour 5 paires de modèles, empilables.

Dimensions (L x H x P) : 94 mm x 83 mm x 330 mm

Matériau : plastique

Couleur : blanc

REF 050-502-00

10 pièces

Orthobox mini

Le modèle mini convient particulièrement aux appareils simples et écrans labiaux (p. ex. modèle Ulm).

Matériau : plastique (indéformable et résistant aux chocs)

Dimensions (L x H x P) : 7,00 cm x 3,30 cm x 4,80 cm

Taille	Couleur	REF	Quantité
mini	bleu nacré	163-602-01	10 pièces
mini	turquoise	163-610-01	10 pièces
mini	corail-néon	163-611-01	10 pièces
mini	vert-néon	163-612-01	10 pièces



Orthobox maxi

Le modèle maxi convient particulièrement aux appareils bimaxillaires (p. ex. activateur, Bionator).

Matériau : plastique (indéformable et résistant aux chocs)

Dimensions (L x H x P) : 7,80 cm x 4,50 cm x 5,60 cm

Taille	Couleur	REF	Quantité
maxi	rouge rubis	163-701-01	10 pièces
maxi	bleu nacré	163-702-01	10 pièces
maxi	rose	163-703-01	10 pièces
maxi	noir	163-707-01	10 pièces
maxi	turquoise	163-710-01	10 pièces
maxi	corail-néon	163-711-01	10 pièces
maxi	vert-néon	163-712-01	10 pièces
maxi	jaune-néon	163-713-01	10 pièces



Orthobox magnum

Le modèle magnum convient particulièrement aux appareils d'ODF fonctionnelle volumineux (p. ex. régulateur de fonction selon Fränkel, appareils pour adultes ou prothèses dentaires).

Matériau : plastique (indéformable et résistant aux chocs)

Dimensions (L x H x P) : 6,80 cm x 4,70 cm x 7,80 cm

Taille	Couleur	REF	Quantité
magnum	rouge rubis	163-801-01	10 pièces
magnum	bleu nacré	163-802-01	10 pièces



Orthobox et accessoires



Orthobox football

Taille standard pour ranger les plaques, les appareils bimaxillaires et les régulateurs de fonction, avec mousqueton.
Matériau : plastique (indéformable et résistant aux chocs)

Couleur	REF	Quantité
noir et blanc	163-805-01	10 pièces



Mousqueton

Pour accrocher l'orthobox à la ceinture.

REF 163-801-00	10 pièces
----------------	-----------



Bandoulière avec fermoir de sécurité

Pour orthobox avec logo Dentaureum.

Couleur	REF	Quantité
différents coloris	163-807-00	25 pièces

Modèles d'étude / Modèles de démonstration pour l'ODF

Typodont / Dentoform

Appareil pédagogique se présentant sous forme d'un articulateur conçu pour recevoir des modèles en cire munis de dents métalliques ou plastiques sur lesquelles des bagues ou des brackets peuvent être scellés et des arcs ligaturés.

Contenu de livraison :

Articulateur sans dents ni accessoires.

REF 050-801-00

1 pièce



Dents en métal/en plastique

Pour appareil Typodont / Dentoform (REF 050-801-00).
Couronne de la dent en plastique, racine de la dent en métal.

REF 050-803-01

28 pièces



Cire préformée

Pour appareil Typodont / Dentoform (REF 050-801-00).
Occlusion idéale (maxillaire et mandibule, plaques de cires incluses).

REF 050-802-00

1 paire



Modèle d'étude pour l'ODF

Classe I d'Angle, normocclusion

Maxillaire et mandibule en plastique.

REF 892-001-00

1 pièce



Modèle d'étude pour l'ODF

Classe II/1 d'Angle, distocclusion avec supraclusion

Maxillaire et mandibule en plastique.

REF 892-002-01

1 pièce



Modèles d'étude / Modèles de démonstration pour l'ODF



Modèle d'étude pour l'ODF

Classe II/2 d'Angle, distocclusion avec supraocclusion
Maxillaire et mandibule en plastique.

REF 892-002-02

1 pièce



Modèle d'étude pour l'ODF

Classe III d'Angle, mesioocclusion, prognathie
Maxillaire et mandibule en plastique.

REF 892-003-00

1 pièce



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery®

Classe I d'Angle, normocclusion

Roth 22

Avec :

- brackets en métal discovery®
- tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series et M-Series mini
- bagues dentaform®
- arcs rematitan® LITE

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.

REF 892-000-07

1 pièce



Modèle de démonstration pour l'ODF equilibrium® mini / equilibrium® 2

Classe I d'Angle, normocclusion

Roth 22

Avec :

- brackets en métal equilibrium® mini et equilibrium® 2
- tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series et M-Series mini
- bagues dentaform®
- arcs rematitan® LITE

Maxillaire et mandibule en plastique reliés par une charnière.

REF 892-000-14

1 pièce

Modèles d'étude / Modèles de démonstration pour l'ODF

Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® delight

Avec :

- brackets linguaux discovery® delight
- tubes molaires discovery® delight
- arc lingual rematitan® LITE
- arc lingual dentaflex®

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.



REF 892-000-22

1 pièce



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® smart

Classe I d'Angle, normocclusion

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Avec :

- brackets en métal discovery® smart
- tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series et M-Series mini
- arcs rematitan® LITE

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.

REF 892-000-20

1 pièce

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® pearl

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Avec :

- brackets en céramique discovery® pearl
- arc translucide pearl
- anneaux à ligature Dentalastics® pearl

Maxillaire en plastique.

REF 892-000-18

1 pièce

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® pearl

Roth 22

Avec :

- brackets en céramique discovery® pearl, maxillaire / mandibule 5-5
- tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series, maxillaire / mandibule 6
- arc translucide pearl, maxillaire
- arc Tensic®, mandibule
- anneaux à ligature Dentalastics® pearl

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.

REF 892-000-21

1 pièce



Modèles d'étude / Modèles de démonstration pour l'ODF



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® sl

Classe I d'Angle, normocclusion

Roth 22

Avec :

- brackets autoligaturants en métal discovery® sl
- tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series mini
- arc en acier inoxydable Equire, maxillaire
- arc rematitan® sl, mandibule

Maxillaire et mandibule en plastique reliés par une charnière.

REF 892-000-17

1 pièce



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® sl 2.0

Classe I d'Angle, normocclusion

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Avec :

- brackets autoligaturants en métal discovery® sl 2.0
- tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series et M-Series mini
- arcs Tensic®

Maxillaire et mandibule en plastique reliés par une charnière.

REF 892-000-19

1 pièce

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Modèle de démonstration pour l'ODF prime4me® RETAIN3R

Pour la démonstration aux patients.

Avec :

- modèle de base prime4me®
- prime4me® RETAIN3R maxillaire
- transfer tray pour prime4me® RETAIN3R

REF 892-000-29

1 pièce

disponible à partir de 2023



Modèle de démonstration pour l'ODF tomas® / amda®

Avec :

- tomas®-pin EP
- amda®
- fourreaux linguaux/palatins easy in soudés sur des bagues molaires standard

Maxillaire en plastique.

REF 892-000-26

1 pièce



Modèles d'étude / Modèles de démonstration pour l'ODF

tomas®-demonstration pin SD 08 autoforant

Pour une démonstration devant le patient.

Echelle 5 : 1

REF 302-007-20

1 pièce



tomas®-demonstration pin EP 08 autoforant

Pour une démonstration devant le patient.

Echelle 5 : 1

REF 302-007-30

1 pièce



Divers



Ortho Brush

Brosse à dents orthodontique.

Idéale pour le massage des papilles gingivales interdentaires et pour le nettoyage des appareils fixes.

REF 163-300-00

10 pièces

