

Systeme lingual.

Etonnamment different.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE
SHOP
shop.dentaurum.com



discovery[®]
delight



Remarquablement efficace.

discovery[®] delight permet de réduire systématiquement le nombre d'instruments requis pour un traitement tout en garantissant le libre choix de toutes les options thérapeutiques linguales, allant du traitement 2D au traitement 3D.

En collaboration avec le professeur Rubens Demichieri, Montevideo, un système lingual répondant aux besoins des patients et possédant toutes les qualités des brackets discovery[®] a pu voir le jour :

- qualité haut de gamme.
- quasiment invisible.
- courte période de traitement.
- très agréable à porter.
- design parfait.






Brackets linguaux / Assortiments

discovery® delight

Gorge : 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20 - avec crochet vertical

Dent	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26
Largeur	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,0 mm
REF	724-102-51	790-452-00	790-452-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-452-00	790-452-00	724-102-51
Quantité	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
REF	724-103-51	790-453-00	790-453-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-453-00	790-453-00	724-103-51
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces



Dent	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36
Largeur	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,0 mm
REF	724-102-51	790-452-00	790-452-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-452-00	790-452-00	724-102-51
Quantité	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
REF	724-103-51	790-453-00	790-453-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-453-00	790-453-00	724-103-51
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

discovery® delight social six pack	1 cas	6 brackets antérieurs (REF 790-450-00)	REF 891-406-00
discovery® delight single jaw	1 cas	6 brackets antérieurs (REF 790-450-00) + 4 brackets postérieurs (REF 790-452-00)	REF 891-407-00
discovery® delight single jaw + tubes	1 cas	6 brackets antérieurs (REF 790-450-00) + 4 brackets postérieurs (REF 790-452-00) + 2 tubes molaires (REF 724-102-51)	REF 891-408-00
discovery® delight complete case	1 cas	12 brackets antérieurs (REF 790-450-00) + 8 brackets postérieurs (REF 790-452-00) + 4 tubes molaires (REF 724-102-51)	REF 891-409-00

Bracket antérieur discovery® delight

avec crochet vertical

Dent	Torque	Distal Offset	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33				•	1,5 mm	790-450-00	1 pièce
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33				•	1,5 mm	790-451-00	10 pièces

Gorge : 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20



Bracket postérieur discovery® delight, ouvert

avec crochet vertical

Dent	Torque	Distal Offset	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	1,5 mm	790-452-00	1 pièce
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	1,5 mm	790-453-00	10 pièces

Gorge : 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20



Bracket postérieur discovery® delight, fermé

non-convertible · avec crochet vertical

Dent	Torque	Distal Offset	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	2,0 mm	724-100-51	1 pièce
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	2,0 mm	724-101-51	10 pièces

Gorge : 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20




Tube molaire discovery® delight / À coller

non-convertible · avec crochet vertical

Dent	Torque	Offset Distal	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
16 / 26 / 46 / 36				•	2,0 mm	724-102-51	1 pièce
16 / 26 / 46 / 36				•	2,0 mm	724-103-51	10 pièces

Gorge : 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20





Arc lingual rematitan® LITE, rond

Niveau d'élasticité : superélastique

∅	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,25 mm / 10			766-760-00	10 pièces
0,30 mm / 12			766-761-00	10 pièces
0,35 mm / 14			766-762-00	10 pièces
0,40 mm / 16			766-763-00	10 pièces
0,45 mm / 18			766-764-00	10 pièces



Arc lingual rematitan® LITE, rectangulaire

Niveau d'élasticité : superélastique

∅	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-765-00	10 pièces
0,48 mm x 0,48 mm / 19 x 19		0,62 mm	766-766-00	10 pièces



Arc lingual remanium®, rond

Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

∅	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			766-767-00	10 pièces
0,45 mm / 18			766-768-00	10 pièces



Arc lingual remanium®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

∅	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18			766-769-00	10 pièces
0,48 mm x 0,48 mm / 19 x 19			766-770-00	10 pièces



Arc lingual dentaflex®, rond, 6 brins torsadés

Niveau d'élasticité : super dur-élastique · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²

∅	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15			766-771-00	10 pièces

**Pince pour former les arcs linguaux
stérilisable**

Pour former des boucles et des échelons en technique linguale.
Largeur des échelons : 1,5 mm ; 2,0 mm ; 2,5 mm et 3,0 mm
Pour fil max. : \varnothing 0,5 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-001-00

1 pièce

**Pince mosquito, courbée
stérilisable**

Pour la pose et la mise en place des ligatures en élastomère
Dentalastics® en technique linguale.

REF 000-732-00

1 pièce

**Précelle
stérilisable**

Précelle au design fin pour un positionnement aisé
des brackets et tubes vestibulaires.

REF 025-280-00

1 pièce

**Outil de positionnement, lingual
stérilisable**

REF 023-278-00

1 pièce

**Miroir buccal avec lignes de repère
(assemblé), lingual
stérilisable**

REF 023-279-00

1 pièce

**Miroir buccal avec lignes de repère
(sans poignée), lingual
stérilisable**

REF 023-279-10

1 pièce

**Pince à retirer les brackets, coudée
stérilisable**

Pour une dépose facile des brackets linguaux et des brackets
situés dans le secteur postérieur. Embouts en métal dur.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-347-00

1 pièce



Accessoires



Chaînettes en élastomère SUPER Elasto-Force

Force de traction constante et plus longue. Élasticité élevée et très bonne mémoire de forme.

Couleur	ø intérieur	Longueur	Entretoise	REF	Quantité
transparent	1,3 mm	4,6 m	•	774-220-01	1 rouleau
transparent	1,3 mm	4,6 m		774-221-01	1 rouleau



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® delight

Avec :

- brackets linguaux discovery® delight
- tubes molaires discovery® delight
- arc lingual rematitan® LITE
- arc lingual dentaflex®

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.



REF 892-000-22	1 pièce
----------------	---------

