

# Tubes vestibulaires.

Parfaite harmonie entre design et fonction.




Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classe II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM  
**ONLINE  
SHOP**  
[shop.dentaurum.com](http://shop.dentaurum.com)





### **Parfaite harmonie entre design et fonction.**

Les tubes vestibulaires, tout comme les brackets Dentaurum, sont conçus et fabriqués en recourant aux procédés les plus modernes. Plusieurs modèles de tubes sont disponibles en fonction du matériel : du simple tube non convertible au tube triple sophistiqué. Ceci garantit un peu plus de flexibilité lors de la planification thérapeutique. De nombreux tubes vestibulaires peuvent être non seulement collés mais également soudés. Dans notre service de présoudage, les tubes vestibulaires peuvent être soudés sans problème sur des bagues de votre choix.

La nouvelle génération de tubes vestibulaires est regroupée sous l'appellation Ortho-Cast M-Series et se distingue par sa grande facilité de manipulation. Grâce au contour visible sur sa base et à l'encoche pour la pince spéciale, la pose du tube est pratiquement un jeu d'enfant. L'ouverture en entonnoir facilite l'introduction de l'arc. Les M-Series vous sont également proposés sous Ortho-Cast M-Series version mini pour la 7.



---

## Ortho-Cast M-Series mini

Les tubes vestibulaires fins.



---

## Ortho-Cast M-Series

La dernière génération.



---

## Ortho-Cast

Les tubes vestibulaires MIM.



---

## Ortho

Les tubes vestibulaires classiques.



---

## rematitan®

Les seuls tubes vestibulaires en titane pur.



# Tubes vestibulaires

## A collar

### simples ronds



#### Ortho

non-convertisible · avec tube pour lip bumper/arc facial · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		6,0 mm	725-203-51	

Gorge : 0,9 mm / 36

### simples rectangulaires



#### Ortho-Cast M-Series mini 18/22

non-convertisible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-17	822-411-17	Roth
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-27	822-411-27	Roth
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-17	822-412-17	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-27	822-412-27	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-17		Ricketts® Universal
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-27		Ricketts® Universal
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-17	822-415-17	Standard Edgewise
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-27	822-415-27	Standard Edgewise



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-47	822-411-47	Roth
37	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-37	822-411-37	Roth
47	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-47	822-412-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-37	822-412-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-46	822-412-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-36	822-412-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-47		Ricketts® Universal
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-37		Ricketts® Universal
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-47	822-415-47	Standard Edgewise
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-37	822-415-37	Standard Edgewise

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

\*\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### simples rectangulaires

#### Ortho-Cast M-Series 18/22

non-convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-16	822-211-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-26	822-211-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-16	822-212-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-26	822-212-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
16	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-16	822-215-16	Standard Edgewise
26	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-26	822-215-26	Standard Edgewise



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-46	822-211-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-36	822-211-36	Roth
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-47	822-212-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-37	822-212-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-46	822-212-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-36	822-212-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-46	822-215-46	Standard Edgewise
36	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-36	822-215-36	Standard Edgewise
46	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-46	822-219-46	
36	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-36	822-219-36	



Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

\*\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

#### Ortho-Cast M-Series 18/ 22

convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-16	822-111-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-26	822-111-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-16	822-112-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-26	822-112-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-46	822-111-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-36	822-111-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-46	822-112-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-36	822-112-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

\*\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

# Tubes vestibulaires

## A collar

### simples rectangulaires



#### Ortho-Cast 18/22

non-convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 36-37	0°	6°	•	4,0 mm	724-092-51	724-094-51	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	4,0 mm	724-093-51	724-095-51	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		4,0 mm	724-090-51	724-091-51	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



#### Ortho-Cast 18

non-convertible · avec base élargie · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		4,0 mm	724-090-50		

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25



#### Ortho-Cast 18/22

non-convertible · encoche distale · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 36-37	0°	6°	•	3,3 mm	724-607-51	724-610-51	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	3,3 mm	724-608-51	724-611-51	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		3,3 mm	724-609-51	724-612-51	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



#### Ortho 18/22

non-convertible · extension distale · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 36-37	0°	0°	•	6,0 mm	725-164-50	725-166-50	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27 / 47-46	0°	0°	•	6,0 mm	725-165-50	725-167-50	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 36-37	0°	6°	•	6,0 mm	725-168-50	725-170-50	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	6,0 mm	725-169-50	725-171-50	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

### simples rectangulaires

#### Ortho-Cast 18

convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 10°	8°	•	4,0 mm	724-048-51		
26-27	- 10°	8°	•	4,0 mm	724-049-51		

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25



### doubles rectangulaires

#### Ortho-Cast M-Series 18/22

non-convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-16	822-221-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-26	822-221-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-16	822-222-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-26	822-222-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-46	822-221-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-36	822-221-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-46	822-222-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-36	822-222-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
 Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
 \*\* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



#### Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-16	822-121-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-26	822-121-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-16	822-122-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-26	822-122-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-46	822-121-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-36	822-121-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-46	822-122-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-36	822-122-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
 Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
 \*\* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



## A coller

### doubles rectangulaires



#### Ortho-Cast 18/22

non-convertible · avec crochet vertical · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°	•	3,5 mm	724-018-51	724-019-51	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 - Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 - Gorge tube auxiliaire : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

### doubles



#### Ortho-Cast 18/22

convertible · avec tube pour lip bumper/arc facial gingival · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-240-51	724-222-51	McLaughlin-Bennett- Trevisi** pour 6ème
36-37	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-241-51	724-223-51	McLaughlin-Bennett- Trevisi** pour 6ème

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 - Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 - Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)

\*\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



### doubles rectangulaires

#### rematitan® 18/22

non-convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 26-27	- 10°	0°		4,0 mm	723-020-00	723-021-00	
Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46 / 36-37	- 22°	0°		4,0 mm	723-022-00	723-023-00	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



#### rematitan® 18/22

non-convertible · avec crochet vertical · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 14°	10°	•	4,0 mm	723-028-00	723-029-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4,0 mm	723-032-00	723-033-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46 / 36-37	- 20°	0°	•	4,0 mm	723-030-00	723-031-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème
47-46 / 36-37	- 22°	0°	•	4,0 mm	723-026-00	723-027-00	
Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	- 10°	0°	•	4,0 mm	723-024-00	723-025-00	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28  
\*\* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



# Tubes vestibulaires

## A souder

### simples ronds



#### Ortho

**non-convertible** · avec tube pour lip bumper/arc facial · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		6,0 mm	725-203-00	

Gorge : 0,9 mm / 36



#### Ortho

**non-convertible** · avec tube pour lip bumper/arc facial · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		6,0 mm	725-206-00	

Gorge : 1,15 mm / 45

### doubles ronds



#### Ortho

**non-convertible** · avec tube pour lip bumper/arc facial · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		4,6 mm	726-011-00	

Gorge : 0,9 mm / 36 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)

### simples rectangulaires

#### Ortho-Cast M-Series 18/22

non-convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-10	822-212-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-20	822-212-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 10°	8°	•	3,3 mm	818-217-10	822-217-10	
26-27	- 10°	8°	•	3,3 mm	818-217-20	822-217-20	



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-512-40	822-512-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-512-30	822-512-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47-46	- 25°	8°	•	3,3 mm	818-217-40	822-217-40	
36-37	- 25°	8°	•	3,3 mm	818-217-30	822-217-30	
47-46	- 30°	12°	•	3,3 mm	818-218-40	822-218-40	
36-37	- 30°	12°	•	3,3 mm	818-218-30	822-218-30	



Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

\*\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

#### Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-10	822-111-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-20	822-111-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-10	822-112-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-20	822-112-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-40	822-111-40	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-30	822-111-30	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-40	822-112-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème
36-37	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-30	822-112-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème



Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

\*\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

# Tubes vestibulaires

## A souder

### simples rectangulaires



#### Ortho-Cast 18/22

non-convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 36-37	0°	6°	•	4,0 mm	724-092-00	724-094-00	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	4,0 mm	724-093-00	724-095-00	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		4,0 mm	724-090-00	724-091-00	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



#### Ortho-Cast 18

convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 10°	8°	•	4,0 mm	724-048-00		
26-27	- 10°	8°	•	4,0 mm	724-049-00		

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25



#### Ortho-Cast 18/22

non-convertible · encoche distale · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 36-37	0°	6°	•	3,3 mm	724-607-00	724-610-00	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	3,3 mm	724-608-00	724-611-00	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		3,3 mm	724-609-00	724-612-00	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



#### Ortho 18/22

non-convertible · extension distale · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 36-37	0°	0°	•	6,0 mm	725-164-00	725-166-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27 / 47-46	0°	0°	•	6,0 mm	725-165-00	725-167-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 36-37	0°	6°	•	6,0 mm	725-168-00	725-170-00	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	6,0 mm	725-169-00	725-171-00	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

### doubles rectangulaires

#### Ortho-Cast M-Series 18/22

non-convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-10	822-221-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-20	822-221-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-10	822-222-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-20	822-222-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 9°	10°	•	3,6 mm	818-227-10	822-227-10	
26-27	- 9°	10°	•	3,6 mm	818-227-20	822-227-20	



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-40	822-221-40	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-30	822-221-30	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-40	822-222-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème
36-37	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-30	822-222-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème
47-46	- 22°	12°	•	3,6 mm	818-224-40	822-224-40	Ricketts® 18 – IV. Dimension pour 6ème
36-37	- 22°	12°	•	3,6 mm	818-224-30	822-224-30	Ricketts® 18 – IV. Dimension pour 6ème



Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
 Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
 \*\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

#### Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-10	822-121-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-20	822-121-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-10	822-122-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-20	822-122-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	0°	0°	•	3,6 mm	818-125-40	822-125-40	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
36-37	0°	0°	•	3,6 mm	818-125-30	822-125-30	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise



Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
 Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
 \*\* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

## A souder

### doubles rectangulaires



#### Ortho-Cast M-Series 18/22

**convertible** · Tube auxiliaire décalé dans le sens gingivo-vestibulaire · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 30°	4°	•	3,6 mm	818-151-40	822-151-40	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,6 mm	818-151-30	822-151-30	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,6 mm	818-152-40	822-152-40	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème
36-37	- 20°	0°	•	3,6 mm	818-152-30	822-152-30	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
 Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
 \*\* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



#### Ortho-Cast 18/22

**non-convertible** · avec crochet vertical · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46 / 36-37	- 30°	0°	•	4,0 mm	724-616-00	724-617-00	



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°	•	3,5 mm	724-018-00	724-019-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
 Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



#### Ortho-Cast 18/22

**convertible** · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-056-00	724-156-00	
36-37	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-057-00	724-157-00	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25  
 Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

**doubles**

### Ortho-Cast M-Series 18/22

**convertible** · avec tube pour lip bumper/arc facial occlusal · **Quantité : 10 pièces**



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-141-10	822-141-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-141-20	822-141-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,6 mm		822-142-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,6 mm		822-142-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)

\*\* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Ortho-Cast M-Series 18/22

**convertible** · avec tube pour lip bumper/arc facial gingival · **Quantité : 10 pièces**



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 25°	8°	•	3,6 mm	818-147-40	822-147-40	
36-37	- 25°	8°	•	3,6 mm	818-147-30	822-147-30	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)

### Ortho-Cast 18/22

**convertible** · avec tube pour lip bumper/arc facial gingival · **Quantité : 10 pièces**



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-240-00	724-222-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour Gême
36-37	- 20°	0°	•	4,0 mm	724-241-00	724-223-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour Gême

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)

\*\* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

### Ortho 18/22

**non-convertible** · avec tube pour lip bumper/arc facial occlusal · **Quantité : 10 pièces**



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	0°	0°	•	4,6 mm	727-365-00	727-385-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27	0°	0°	•	4,6 mm	727-366-00	727-386-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 26-27	0°	0°		4,6 mm	727-265-00	727-266-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16	0°	6°	•	4,6 mm	727-367-00	727-387-00	
26-27	0°	6°	•	4,6 mm	727-368-00	727-388-00	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)

# Tubes vestibulaires

## A souder

### doubles



#### Ortho 18/22

**non-convertible** · avec tube pour lip bumper/arc facial gingival · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	0°	0°	•	4,6 mm	727-267-00	727-269-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
36-37	0°	0°	•	4,6 mm	727-268-00	727-270-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)

### triples



#### Ortho-Cast M-Series 18/22

**convertible** · avec tube pour lip bumper/arc facial occlusal · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-131-10	822-131-10	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,6 mm	818-131-20	822-131-20	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,6 mm	818-132-10	822-132-10	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,6 mm	818-132-20	822-132-20	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 10°	8°	•	3,6 mm		822-137-10	
26-27	- 10°	8°	•	3,6 mm		822-137-20	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)

\*\* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



#### Ortho-Cast 18/22

**non-convertible** · avec tube pour lip bumper/arc facial central · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	0°	0°	•	3,6 mm	724-600-00		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27	0°	0°	•	3,6 mm	724-601-00		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16	0°	6°	•	3,6 mm	724-602-00	724-613-00	
26-27	0°	6°	•	3,6 mm	724-603-00	724-614-00	
17-16	- 9°	10°	•	3,6 mm	724-618-00	724-620-00	
26-27	- 9°	10°	•	3,6 mm	724-619-00	724-621-00	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (central)  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (central)



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-060-00	724-160-00	
36-37	- 25°	8°	•	4,0 mm	724-061-00	724-161-00	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (central)  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (central)



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°		3,6 mm	724-604-00	724-615-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		3,6 mm	724-605-00		

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (central)  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (central)



triples

## Ortho-Cast 18

non-convertible · avec crochet mésial/distal · avec tube pour lip bumper/arc facial central · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°	•	3,6 mm	724-606-00		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise



Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (central)

## Ortho-Cast 18/22

convertible · avec tube pour lip bumper/arc facial occlusal · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	0°	8°	•	4,0 mm	724-006-00	724-106-00	
26-27	0°	8°	•	4,0 mm	724-007-00	724-107-00	



Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)  
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)



## Attaches à souder



### Fourreaux linguaux/palatins

pour Orthorama®, arcs linguaux/palatins, Goshgarian, Quad Helix · ouverts

Dent	Torque	Offset Distal	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°	0,25 mm		3,5 mm	728-010-00	10 pièces

Gorge : 2 x 0,9 mm / 36



### Fourreaux linguaux/palatins

pour Orthorama®, arcs linguaux/palatins, Goshgarian, Quad Helix · fermés

Dent	Torque	Offset Distal	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°	0,25 mm		3,5 mm	728-110-00	10 pièces

Gorge : 2 x 0,9 mm / 36



### Fourreaux linguaux/palatins

pour Orthorama®, arcs linguaux/palatins, Goshgarian, Quad Helix · ouverts · avec crochet mésial/distal

Dent	Torque	Offset Distal	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-011-00	10 pièces
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-012-00	10 pièces

Gorge : 2 x 0,9 mm / 36



### Fourreaux linguaux/palatins

pour Orthorama®, arcs linguaux/palatins, Goshgarian, Quad Helix · fermés · avec crochet mésial/distal

Dent	Torque	Offset Distal	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-111-00	10 pièces
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-112-00	10 pièces

Gorge : 2 x 0,9 mm / 36



### Fourreaux linguaux/palatins

pour Orthorama®, arcs linguaux/palatins, Goshgarian, Quad Helix · ouverts · avec crochet distal

Dent	Torque	Offset Distal	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-016-00	10 pièces
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	728-017-00	10 pièces

Gorge : 2 x 0,9 mm / 36



### Fourreaux linguaux/palatins easy in

pour Orthorama®, arcs linguaux/palatins, Goshgarian, Quad Helix · fermés · avec encoche d'introduction

On peut facilement introduire Orthorama®, les arcs linguaux/palatins, Goshgarian ainsi que Quad Helix dans les fourreaux linguaux/palatins easy in et les en extraire, sans que les dents antérieures ne créent une quelconque entrave. Lors du soudage sur les bagues, l'encoche d'introduction easy in est toujours orientée vers le côté occlusal, ce qui permet d'introduire les arcs du côté occlusal à l'horizontale.

Dent	Torque	Offset Distal	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm		3,5 mm	728-113-00	10 pièces
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm		3,5 mm	728-114-00	10 pièces

Gorge : 2 x 0,9 mm / 36

### Bouton / A souder

Pour élastiques ou anneaux Dentalastics®.

Version	REF	Quantité
base ronde, col long	750-002-00	10 pièces
base large, col court	750-101-00	10 pièces



### Taquet d'appui / A souder

Pour toutes les bagues préformées.


Contenu de livraison	REF	Quantité
en bande	750-201-00	100 pièces



### Crochet double / A souder

Pour plusieurs élastiques ou ressorts de traction.

Version	Contenu de livraison	REF	Quantité
étroit, pour bagues canines et prémolaires	en bande	750-602-00	10 pièces
étroit, pour bagues canines et prémolaires	individuel	750-602-10	10 pièces
large, pour bagues molaires	en bande	750-603-00	10 pièces
large, pour bagues molaires	individuel	750-603-10	10 pièces



### Crochet avec jauge de positionnement / A souder

Pour élastiques, ligatures etc.

Contenu de livraison	REF	Quantité
individuel	750-401-00	100 pièces

