



# Acrílicos de ortodoncia.

Colores vivos: variedad fascinante.



DENTAURUM  
**ONLINE  
SHOP**  
[shop.dentaurum.com](http://shop.dentaurum.com)






### El sistema de acrílicos versátil.

Orthocryl® es un éxito en laboratorios de ortodoncia desde hace 60 años. Une excelentes características técnicas y un manejo sencillo desde hace décadas.

La creatividad del procesado no conoce límites. Ya sea en negro, en blanco o multicolor, Orthocryl® ofrece una libertad de diseño óptima gracias a la variedad de colores vivos, las micas Disco y figuritas. Junto al autopolimerizable en frío convencional, Orthocryl®, también está disponible en versión fotopolimerizable. Orthocryl® LC se diseñó, sobre todo, para cumplir con las exigencias de la fabricación de aparatos de ortodoncia. Es fotopolimerizable, ahorra tiempo y es fácil de manipular.



---

### Orthocryl® LC

El acrílico fotopolimerizable.

---

### Orthocryl®

Apropiado para la técnica de rociado.

---

### Orthocryl® Neon

Colores luminosos.

---

### Orthocryl® EQ

Apropiado para la técnica de mezcla polvo y líquido.

---

### Orthocryl® black & white

Rico en contrastes y variado.

---

### Amplia gama de accesorios comprobados

Todo de una misma empresa.

---



# Orthocryl® LC

El acrílico fotopolimerizable para la ortodoncia.



## Todo menos corriente.

El acrílico de ortodoncia moderno Orthocryl® LC impresiona con nuevas ventajas: es fotopolimerizable, ahorra tiempo y es fácil de manipular. Orthocryl® LC está diseñado especialmente para cumplir con las exigencias de la ortodoncia en la fabricación de aparatos de ortodoncia. Dicho esto, se presta también para fabricar guías de fresado para la implantología, placas de mordida y aparatos antirronquido especiales en solo unos minutos y con poco esfuerzo.

Orthocryl® LC es exclusivo, único y diferente a todo lo que podrá encontrar en el mercado por su novedad. Un auténtico producto premium que aporta valor añadido.

## Ventajas:

- Uso sencillo.
- Ahorra tiempo y material.
- Fluidez perfectamente estructurada.
- Amplio campo de aplicación.
- Completamente inodoro.
- Biocompatible.


## Muy fácil de usar y flexible.

La aplicación de Orthocryl® LC es sumamente fácil. El producto se suministra listo para su uso, en cartuchos negros y opacos. Ya no necesita una preparación laboriosa, pues no tiene que mezclar o rociar el acrílico.

El material se aplica directamente del cartucho al modelo preparado anteriormente. El inyector correspondiente permite una dosificación precisa. Este sencillo manejo no solo ahorra tiempo en la fabricación y el acabado, sino también material.

Gracias a su fluidez perfectamente estructurada, Orthocryl® LC puede adaptarse de forma muy eficiente al modelo de yeso preparado.

Orthocryl® LC está disponible en tres colores vivos. Con las diversas micas Disco y numerosas figuritas de la gama de Orthocryl® cada aparato se convierte en una pieza única.



## Orthocryl® LC



### Kit de inicio Orthocryl® LC

Acrílico fotopolimerizable.

<b>REF 160-400-00</b>	1 set
-----------------------	-------

**Contenido:**

2 x Orthocryl® LC, incoloro	REF 160-401-00
2 x Orthocryl® LC, rosa transparente	REF 160-402-00
2 x Orthocryl® LC, azul	REF 160-404-00
1 x inyector para Orthocryl® LC	REF 160-420-00
50 x punta de cartucho para Orthocryl® LC	REF 160-421-00



### Kit de inicio Orthocryl® LC, incoloro

Acrílico fotopolimerizable.

<b>REF 160-400-20</b>	1 set
-----------------------	-------

**Contenido:**

6 x Orthocryl® LC, incoloro	REF 160-401-00
1 x inyector para Orthocryl® LC	REF 160-420-00
50 x punta de cartucho para Orthocryl® LC	REF 160-421-00

### Orthocryl® LC

Acrílico fotopolimerizable en cartucho opaco.

Color	REF	Cantidad
incoloro	160-401-00	30 g
rosa transparente	160-402-00	30 g
azul	160-404-00	30 g



### Pasta de mordida

Para Orthocryl® LC.  
Color: transparente

REF 160-410-00	50 g
----------------	------



### Inyector

Para Orthocryl® LC.

REF 160-420-00	1 pieza
----------------	---------



### Punta de cartucho

Para Orthocryl® LC.

REF 160-421-00	50 piezas
----------------	-----------



### Líquido de limpieza

Para Orthocryl® LC.

REF 160-430-00	100 ml
----------------	--------



### Soporte para cartuchos

Para Orthocryl® LC. Apropriado para 6 cartuchos.

Material: policarbonato

No apropiado para utilizar con sustancias desinfectantes con contenido de etanol o alcohol.

Dimensiones: aprox. 170 mm x 110 mm x 110 mm (anchura x altura x profundidad)

Color: transparente, incoloro

REF 160-422-00	1 pieza
----------------	---------



## Orthocryl® / Surtidos



### Kit de inicio Orthocryl®, incoloro

REF 161-912-00	1 set
<b>Contenido:</b>	
1 x polvo (polímero) Orthocryl®, incoloro	REF 160-112-00
1 x líquido (monómero) Orthocryl®, incoloro	REF 161-100-00
1 x barniz aislante	REF 162-800-00
2 x frasco dosificador	REF 162-100-00
1 x vaso graduado para mediciones	REF 162-200-00
1 x embudo	REF 162-600-00
1 x boquilla para rociar polvo (polímero)	REF 162-751-00
1 x aguja para rociar líquido (monómero)	REF 162-752-00



### Set de Orthocryl®, pequeño

Set pequeño de 200 g de polvo (polímero) y 100 ml de líquido (monómero)

Color	REF	Cantidad
rosa transparente	<b>160-501-00</b>	1 set
incoloro	<b>160-502-00</b>	1 set



### Surtido Orthocryl® multicolor

REF 160-600-00	1 surtido
<b>Contenido:</b>	
1 x polvo (polímero) Orthocryl®, incoloro	REF 160-112-00
1 x líquido (monómero) Orthocryl®, rojo	REF 161-127-00
1 x líquido (monómero) Orthocryl®, verde	REF 161-128-00
1 x líquido (monómero) Orthocryl®, azul	REF 161-129-00
1 x líquido (monómero) Orthocryl®, amarillo	REF 161-130-00
1 x embudo	REF 162-600-00



### Surtido Orthocryl® Neon

#### Acrílico luminoso Líquido (monómero)

Líquido (monómero) Orthocryl® teñidos en colores brillantes para la construcción de aparatos ortodónticos de colores intensivos. Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un empleo racional en ortodoncia. Fácil elaboración tanto para la técnica de rociado como para la técnica de mezcla polvo y líquido (polímero, REF 160-112-00 / 160-212-00). También es posible su empleo con mica Disco aumentando el efecto cromático.

REF 160-700-00	1 surtido
<b>Contenido:</b>	
1 x polvo (polímero) Orthocryl®, incoloro	REF 160-112-00
1 x líquido Orthocryl® (monómero), amarillo-neón	REF 161-135-00
1 x líquido Orthocryl® (monómero), naranja-neón	REF 161-136-00
1 x líquido Orthocryl® (monómero), fucsia-neón	REF 161-137-00
1 x líquido Orthocryl® (monómero), verde-neón	REF 161-138-00
1 x líquido Orthocryl® (monómero), azul-neón	REF 161-139-00
1 x embudo	REF 162-600-00



### Orthocryl®

#### Polvo (polímero)

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un empleo racional en ortodoncia.

**Óptima estabilidad al emplearlo en la técnica de rociado.**

También muy apropiado para la técnica de mezcla polvo y líquido.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad
incoloro	<b>160-112-00</b>	1 kg	<b>160-212-00</b>	10 kg



### Orthocryl® EQ

#### Polvo (polímero)

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un empleo racional en ortodoncia.

**Óptima fluidez al emplearlo en la técnica de mezcla polvo y líquido.**

También muy apropiado para la técnica de rociado.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad
incoloro	<b>160-300-00</b>	1 kg	<b>160-301-00</b>	10 kg



### Orthocryl® black & white

#### Polvo (polímero), opaco

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un empleo racional en ortodoncia.

**Óptima estabilidad al emplearlo en la técnica de rociado.**

También muy apropiado para la técnica de mezcla polvo y líquido.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad
negro	<b>160-011-00</b>	200 g	<b>160-013-00</b>	1 kg
blanco	<b>160-012-00</b>	200 g	<b>160-014-00</b>	1 kg



### Orthocryl® Neon

#### Acrílico luminoso

#### Líquido (monómero)

Líquido (monómero) Orthocryl® teñido en colores brillantes para la construcción de aparatos ortodónticos de colores intensivos. Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un empleo racional en ortodoncia. Fácil elaboración tanto para la técnica de rociado como para la técnica de mezcla polvo y líquido (polímero, REF 160-112-00 / 160-212-00). También es posible su empleo con mica Disco aumentando el efecto cromático.

Color	REF	Cantidad
amarillo-neón	<b>161-135-00</b>	250 ml
naranja-neón	<b>161-136-00</b>	250 ml
fucsia-neón	<b>161-137-00</b>	250 ml
verde-neón	<b>161-138-00</b>	250 ml
azul-neón	<b>161-139-00</b>	250 ml



## Orthocryl® / Envases individuales



### Orthocryl®

#### Líquido (monómero)

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para un empleo racional en ortodoncia.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad	REF	Cantidad
rojo	<b>161-127-00</b>	250 ml				
verde	<b>161-128-00</b>	250 ml				
azul	<b>161-129-00</b>	250 ml				
amarillo	<b>161-130-00</b>	250 ml				
turquesa	<b>161-131-00</b>	250 ml				
fucsia	<b>161-132-00</b>	250 ml				
verde esmeralda	<b>161-133-00</b>	250 ml				
violeta	<b>161-134-00</b>	250 ml				
incoloro			<b>161-100-00</b>	500 ml	<b>161-150-00</b>	1.000 ml
rosa transparente			<b>161-300-00</b>	500 ml	<b>161-350-00</b>	1.000 ml



### Orthocryl®

#### Concentrado de colorante

Para teñir el líquido Orthocryl® incoloro (monómero, REF 161-100-00 / 161-150-00). Con 1 pipeta dosificadora.

Color	Proporción de mezcla	REF	Cantidad
rojo	1 : 10	<b>161-620-00</b>	100 ml
azul	1 : 50	<b>161-622-00</b>	100 ml

#### Proporciones de mezcla:

	Líquido, incoloro	Concentrado de colorante	Líquido, incoloro	Concentrado de colorante
<b>1 : 10 (rojo)</b>	100 ml	10 ml	50 ml	5 ml
<b>1 : 50 (azul)</b>	100 ml	2 ml	50 ml	1 ml

### Mica Disco para Orthocryl®

Para teñir aparatos removibles de ortodoncia. La mica se mezcla con el polvo (polímero) Orthocryl®, de acuerdo con la intensidad deseada, obteniendo entonces el brillo de la mica. El modo de empleo normal del Orthocryl® no se modifica con la adición de la mica. Las placas se tallan y pulen normalmente sin problemas.

#### Proporción de mezcla:

0,5 : 100 (componentes del volumen mica : polvo)

Color	REF	Cantidad
iris	161-605-00	50 g
rojo	161-606-00	50 g
azul	161-607-00	50 g
plateado	161-608-00	50 g
oro	161-609-00	50 g
nácar	161-611-00	50 g



## Figuritas



### Surtido de figuritas

Para aparatos removibles de ortodoncia. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®. Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

#### Forma de suministro:

El surtido consta de 20 motivos de 20 piezas = 400 piezas incl. las pinzas.

REF 160-100-00	1 surtido
<b>Contenido:</b>	
20 x cocodrilo	REF 160-100-01
20 x rana	REF 160-100-02
20 x papagayo	REF 160-100-04
20 x mariquita	REF 160-100-05
20 x dragón	REF 160-100-06
20 x pez	REF 160-100-07
20 x fórmula 1	REF 160-100-09
20 x elefante	REF 160-100-10
20 x corazón	REF 160-100-11
20 x pato	REF 160-100-12
20 x dinosaurio	REF 160-100-13
20 x motocicleta	REF 160-100-14
20 x caracol	REF 160-100-15
20 x osito	REF 160-100-16
20 x hongos	REF 160-100-18
20 x coche	REF 160-100-19
20 x cuervo	REF 160-100-27
20 x diablo	REF 160-100-29
20 x futbolista	REF 160-100-31
20 x ratón	REF 160-100-45



### Figurita Fútbol

#### Pliego con dos tamaños diferentes del motivo

Para incluir en aparatos removibles de ortodoncia. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®. Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Fútbol	160-100-39	1 pliego = 20 piezas



### Figurita Castor

Para incluir en aparatos removibles de ortodoncia. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®. Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Castor	160-100-40	1 pliego = 20 piezas



### Figuritas Black Edition

Para incluir en aparatos removibles de ortodoncia. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®. Así cada aparato puede ser construido de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Black Edition	160-100-41	1 pliego = 12 motivos

### Figurita

Para incluir en aparatos removibles de ortodoncia. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.

Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Hola Castor	160-100-42	2 pliegos = 20 piezas
Caballo	160-100-43	2 pliegos = 20 piezas
Pink Pony	160-100-44	2 pliegos = 20 piezas
Unicornio	160-100-46	2 pliegos = 20 piezas



### Figurita

Para incluir en aparatos removibles de ortodoncia. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.

Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Cocodrilo	160-100-01	20 piezas
Rana	160-100-02	20 piezas
Papagayo	160-100-04	20 piezas



## Figuritas

### Figurita

Para incluir en aparatos removibles de ortodoncia. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.

Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.



Motivo	REF	Cantidad
Mariquita	<b>160-100-05</b>	20 piezas
Dragón	<b>160-100-06</b>	20 piezas
Pez	<b>160-100-07</b>	20 piezas
Fórmula 1	<b>160-100-09</b>	20 piezas
Elefante	<b>160-100-10</b>	20 piezas
Corazón	<b>160-100-11</b>	20 piezas
Pato	<b>160-100-12</b>	20 piezas
Dinosaurio	<b>160-100-13</b>	20 piezas
Motocicleta	<b>160-100-14</b>	20 piezas
Caracol	<b>160-100-15</b>	20 piezas

### Figurita

Para incluir en aparatos removibles de ortodoncia. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®.

Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Osito	160-100-16	20 piezas
Hongos	160-100-18	20 piezas
Coche	160-100-19	20 piezas
Cuervo	160-100-27	20 piezas
Araña	160-100-28	20 piezas
Diablo	160-100-29	20 piezas
Graffiti	160-100-30	20 piezas
Futbolista	160-100-31	20 piezas
Ratón	160-100-45	20 piezas
Delfín	160-100-34	20 piezas



## Accesorios



### Frasco dosificador

Para polvo (polímero) y líquido (monómero).

Cabida	REF	Cantidad
100 ml	162-100-00	1 pieza



### Aguja para rociar líquido (monómero) Orthocryl®

∅ interior	Longitud	REF	Cantidad
0,40 mm	10 mm	162-752-00	12 piezas



### Boquilla para rociar polvo (polímero) Orthocryl®

REF 162-751-00	1 pieza
----------------	---------



### Taza para mezclar

Flexible, con base de succión. Para todo tipo de trabajos de mezcla en la clínica dental y en el laboratorio.

**¡No apropiada para pasta de silicona!**

Material: silicona

Cabida	REF	Cantidad
5 ml	162-501-00	3 piezas
25 ml	162-502-00	1 pieza
75 ml	162-503-00	1 pieza



### Embudo

REF 162-600-00	1 pieza
----------------	---------



### Vaso graduado para mediciones

REF 162-200-00	1 pieza
----------------	---------



### Pipeta dosificadora

Para concentrados de colorantes Orthocryl®.

REF 162-101-00	10 piezas
----------------	-----------



### Barniz aislante

REF 162-800-00	1.000 ml
----------------	----------

Aislante especial a base de alginato para modelos de yeso, formándose una fina película aislante, resistente a la abrasión.

#### Aisla:

- yeso contra acrílicos
- yeso contra yeso

Color: rosa



### Barniz aislante 3D

REF 162-801-00	100 ml
----------------	--------

Forma una capa aislante entre modelos de resina y Orthocryl® / Orthocryl® LC.

Color: verde



### Cera para modelar, rosa

Para la técnica de acrílicos, la construcción de mordidas, etc.

- se modela muy bien
- muy buena moldeabilidad
- estable hasta los 37 °C aproximadamente
- fácil fijación de dientes



Punto de fusión	Dimensiones (longitud x anchura)	Grosor	REF	Cantidad
60 °C	175 mm x 80 mm	1,50 mm	119-150-00	500 g

### Cera térmica

- cera para alivios, resistente al calor
- para el recubrimiento de resortes en la técnica Orthocryl®
- impide que el acrílico adquiera lechosidad

Punto de fusión	Color	REF	Cantidad
87 °C	rosa	120-170-00	50 g



### Cera adhesiva

- buena adherencia sobre todos los materiales
- ideal para fijar elementos de retención y apoyo, trabajos de reparación y de soldadura

Punto de fusión	Color	REF	Cantidad
71 °C	roja	122-300-00	60 g



## Accesorios

### Fresas para acrílicos

#### con dentado, recto

- propiedades de corte con arranque de virutas

**Aplicación:** acrílicos

Máximo número de revoluciones: 15.000 min<sup>-1</sup>



Codificación numérica ISO	Tamaño	Forma	REF	Cantidad
310.104.266.171.040	pequeño	capullo, redondo, largo	<b>180-201-00</b>	1 pieza
310.104.266.171.050	mediano	capullo, redondo, largo	<b>180-202-00</b>	1 pieza
310.104.260.171.070	mediano	capullo, redondo	<b>180-304-00</b>	1 pieza
310.104.260.171.080	grande	capullo, redondo	<b>180-305-00</b>	1 pieza



### Fresas de metal superduro

#### dentado cruzado, grueso

- fresado de precisión
- las mejores propiedades de corte

**Aplicación:** yeso, acrílicos

Número de revoluciones recomendado: 15.000 min<sup>-1</sup> - 20.000 min<sup>-1</sup>

Máximo número de revoluciones: 30.000 min<sup>-1</sup>

Codificación numérica ISO	Forma	REF	Cantidad
500.104.263.190.070	capullo, redondo, delgado	<b>180-308-00</b>	1 pieza

### Fresas/taladros de metal superduro

#### dentado cruzado, grueso

- fresado de precisión
- las mejores propiedades de corte

**Aplicación:** acrílicos, esqueléticos

Número de revoluciones recomendado: 20.000 min<sup>-1</sup> - 25.000 min<sup>-1</sup>

Máximo número de revoluciones: 50.000 min<sup>-1</sup>

Codificación numérica ISO	Forma	REF	Cantidad
500.104.116.190.023	cilíndrica, sólo con corte lateral	<b>123-580-00</b>	1 pieza
500.104.137.190.023	cilíndrica, lado frontal redondo	<b>123-581-00</b>	1 pieza
500.104.292.190.023	torpedo, cilíndrica	<b>123-582-00</b>	1 pieza
500.104.001.190.023	forma esférica (redonda), ø 2,1 mm	<b>123-583-00</b>	1 pieza
500.104.274.190.060	granada	<b>123-584-00</b>	1 pieza
500.104.194.190.023	cónica, lado frontal redondo	<b>123-585-00</b>	1 pieza



### Fresas de metal superduro

#### dentado cruzado, grueso

- fresado de precisión
- las mejores propiedades de corte

**Aplicación:** yeso, acrílicos

Número de revoluciones recomendado: 20.000 min<sup>-1</sup> - 25.000 min<sup>-1</sup>

Máximo número de revoluciones: 30.000 min<sup>-1</sup>

Codificación numérica ISO	Forma	REF	Cantidad
500.104.237.220.060	pera	<b>123-594-00</b>	1 pieza
500.104.194.220.060	cónica, lado frontal redondo	<b>123-596-00</b>	1 pieza



## Accesorios

### Fresas de metal superduro dentado torcido hacia la derecha

- carburo de tungsteno
- rectificado de precisión
- las mejores propiedades de corte


**Aplicación:** aleaciones de CoCr, acrílicos

Número de revoluciones recomendado: 20.000 min<sup>-1</sup> - 25.000 min<sup>-1</sup>

Máximo número de revoluciones: 30.000 min<sup>-1</sup>



Codificación numérica ISO	Forma	REF	Cantidad
500.104.274.175.060	granada	<b>123-597-00</b>	1 pieza
500.104.194.175.045	cónica, lado frontal redondo	<b>123-598-00</b>	1 pieza



### Sierra de arco

Para ortodoncia / prótesis dental.

Pequeña y manejable sierra de arco con hojas de sierra intercambiables.

**Forma de suministro:**

Sierra con 3 hojas de sierra intercambiables para repuesto

<b>REF 180-702-00</b>	1 pieza
-----------------------	---------



### Hoja de sierra

Para sierra de arco.

Longitud	REF	Cantidad
70 mm	<b>180-703-00</b>	5 piezas



### Cepillo para pulir

Para pulidora.

**Aplicación:** ortodoncia, coronas y puentes, prótesis acrílica, esqueléticos

Máximo número de revoluciones: 2.800 min<sup>-1</sup>

Ø	REF	Cantidad	REF	Cantidad
50 mm	<b>141-700-00</b>	1 pieza	<b>141-700-10</b>	10 piezas



### Cepillo para pulir

Combinación de cerdas Chungking / algodón, para pulidora.

**Aplicación:** ortodoncia, coronas y puentes, prótesis acrílica

Máximo número de revoluciones: 1.500 min<sup>-1</sup>

Ø	REF	Cantidad
80 mm	<b>141-710-00</b>	1 pieza

### Cepillo para pulir

Cerdas cortas tipo Chungking, para pulidora.

**Aplicación:** ortodoncia, coronas y puentes, esqueléticos

Máximo número de revoluciones: 6.000 min<sup>-1</sup>

Número de hileras	∅	REF	Cantidad
2	60 mm	141-711-00	10 piezas
3	60 mm	141-712-00	10 piezas



### Cepillo palatino de cabeza redonda

Cerdas Chungking, para pulidora.

**Aplicación:** ortodoncia, prótesis acrílica

Máximo número de revoluciones: 3.000 min<sup>-1</sup>

∅	REF	Cantidad	REF	Cantidad
30 mm	141-713-10	1 pieza	141-713-00	10 piezas



### Cepillo de tela montado

Para pieza de mano.

**Aplicación:** ortodoncia, coronas y puentes, prótesis acrílica, esqueléticos

Número de revoluciones recomendado: 1.500 min<sup>-1</sup> - 4.000 min<sup>-1</sup>

Máximo número de revoluciones: 5.000 min<sup>-1</sup>

∅	REF	Cantidad
20 mm	181-100-01	6 piezas



### Cepillo de tela

Para pulidora.

**Aplicación:** ortodoncia, coronas y puentes, prótesis acrílica, esqueléticos

Máximo número de revoluciones: 5.000 min<sup>-1</sup>

∅	REF	Cantidad
100 mm	181-200-00	1 pieza



### Cepillo de tela de gamuza

Para pulido brillante, para pulidora.

**Aplicación:** ortodoncia, coronas y puentes, prótesis acrílica, esqueléticos

Máximo número de revoluciones: 1.500 min<sup>-1</sup>

∅	REF	Cantidad
90 mm	181-201-00	1 pieza



## Accesorios



### Barra para pulir Edelweiss

Ideal para el pulido final de acrílico.

REF 190-100-00

80 g



### Líquido Edelweiss para pulir acrílico

Ideal para el pulido final de acrílico.

REF 190-200-00

1.000 g

### Pulidor de silicona

- no deterioran las partes metálicas ni los elementos de alambre

**Aplicación:** aparatos de ortodoncia, pulido previo de acrílico protésico

Número de revoluciones recomendado: 5.000 min<sup>-1</sup> - 7.000 min<sup>-1</sup>

Máximo número de revoluciones: 15.000 min<sup>-1</sup>



Codificación numérica ISO	Forma	REF	Cantidad
658.104.275.523.100	torpedo	<b>138-623-00</b>	10 piezas



### Mandril

Versión	Máximo número de revoluciones	REF	Cantidad
para cinta esmerilada	16.000 min <sup>-1</sup>	<b>139-500-00</b>	10 piezas



### Cinta de esmerilar

Granulación	Anchura	REF	Cantidad
120 = fina	15 mm	<b>140-015-00</b>	25 m

### Oclusor fijador

según Gordon

Aparato auxiliar manejable para fijar con toda exactitud los modelos en la posición de mordida deseada. Con doble guía de barras telescópicas redondas. Los modelos fijados en yeso pueden ser desmontados del aparato y montados de nuevo con toda facilidad.

REF 072-004-00

1 pieza



### Polyclav®

Recipiente de presión para la polimerización de acrílicos autopolimerizables, apto para la inducción.

Con válvula de seguridad.

**Sin manguera de presión.**

Cabida: 4,5 l

REF 070-010-00

1 pieza



### Manguera de presión

Para Polyclav® (REF 070-010-00).

Con racor adecuado para la válvula de entrada y conexión estándar para aire comprimido.

Longitud: 1,5 m

Pmax: 8,0 bar

REF 070-015-00

1 pieza



### Hornillo

Para Polyclav® (REF 070-000-00 y 070-010-00).

Tensión de la red	REF	Cantidad
230 V~	070-900-00	1 pieza

#### Datos técnicos

Potencia	125 W
Temperatura del agua regulada por termostato	43 °C
Frecuencia de la red	50 Hz / 60 Hz
Peso	2,6 kg
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	240 mm x 240 mm x 75 mm



## Accesorios



### Aparato aspirador con filtro de carbón activo

Para la protección contra vapores al trabajar con acrílicos en el laboratorio.

- aparato regulado por barrera de luz (se conecta y desconecta automáticamente)
- con contador de horas de servicio
- cambio sencillo del filtro (cambiar casete con filtro, REF 072-001-40, después de unas 50 horas de funcionamiento)

Tensión de la red	REF	Cantidad
230 V~	<b>072-001-00</b>	1 pieza

#### Datos técnicos

Potencia	100 W
Frecuencia de la red	50 Hz
Peso	6 kg
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	220 mm x 260 mm x 260 mm



### Aparato de limpieza activeblue

Con líquido de limpieza activefluid.

Para la eliminación suave de placa en aparatos ortodónticos removibles.

#### Forma de suministro:

- 1 x líquido de limpieza, 1.000 ml (REF 150-020-00)
- 1 x vaso de limpieza, blanco
- 1 x aguja de limpieza, 75 g (REF 098-001-00)
- 1 x pinza
- 1 x imán de soporte
- 1 x cable de alimentación (230 V)

#### Datos técnicos

Tensión de la red	100 V~ - 240 V~ con 50 Hz / 60 Hz
Número de revoluciones	1.200 min <sup>-1</sup> / 1.600 min <sup>-1</sup> / 2.000 min <sup>-1</sup>
Fusibles de red	T 1,6 A L 250 V
Nivel de ruido	< 70 dB (A)
Peso	3 kg
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	150 mm x 240 mm x 280 mm

<b>REF 098-000-00</b>	1 pieza
-----------------------	---------



### Agujas de limpieza para activeblue

Para aparato de limpieza activeblue.

<b>REF 098-001-00</b>	1 bote de 75 g
-----------------------	----------------



### Líquido de limpieza activefluid

Para aparato de limpieza activeblue.

REF 150-020-00

1.000 ml



### Caja de guantes de protección desechables Dermatril®

Para la protección durante la elaboración de polimetacrilatos de metilo como Orthocryl®.

Fabricados de nitrilo especial, exentos de polvo y de látex natural.



Espesor de la capa	Tamaño	REF	Cantidad
0,10 mm	S	162-907-00	100 piezas
0,10 mm	M	162-908-00	100 piezas
0,10 mm	L	162-909-00	100 piezas

