

Adhesivos.

Para un cementado perfecto.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Nuestros adhesivos para su clínica dental.

Con el programa de adhesivos Dentaureum ofrece una solución integral para todo tipo de cementado en la clínica de ortodoncia.

Los adhesivos fotopolimerizables CONTEC Icr y CONTEC Icr se desarrollaron especialmente para el cementado de productos de ortodoncia fija – CONTEC Icr para fijar brackets metálicos, cerámicos y de policarbonato, así como tubos bucales, CONTEC Icr para pegar retenedores de ortodoncia. Los dos adhesivos destacan por una excelente adherencia. Como alternativa al adhesivo fotopolimerizable CONTEC Icr sirve el adhesivo de curado químico CONTEC go. CONTEC Icr está exento de BisGMA (bisfenol A glicidil metacrilato), TEGDMA (dimetacrilato de trietilenglicol) y HEMA (metacrilato de hidroxietilo). CONTEC Icr y CONTEC go están exentos de TEGDMA y HEMA. Por lo tanto, los nuevos adhesivos también son adecuados para pacientes con una alergia previamente demostrada a los metacrilatos.

CONTEC

La mejor tolerancia, sin TEGDMA y HEMA.



Áreas de aplicación de adhesivos.

	CONTEC Ic	CONTEC Icr	CONTEC go
discovery® sl	+++	+	+++
discovery® sl 2.0	+++	+	+++
discovery®	+++	+	+++
discovery® smart	+++	+	+++
discovery® pearl	+++	+	+++
discovery® delight	+++	++	+
topic	+++	+	+++
equilibrium® 2 / ti	+++	+	+++
equilibrium® mini	+++	+	+++
Retenedores	++	+++	—
Tubos bucales	++	+	++

- +++ muy adecuado
- ++ bastante adecuado
- + algo adecuado
- inadecuado

Adhesivos y accesorios



Set CONTEC Ic

Fotopolimerizable.

Para pegar brackets metálicos, tubos bucales, brackets cerámicos y brackets de policarbonato.

Para aprox. 800 brackets (40 casos).

¡Para pegar brackets de policarbonato es imprescindible utilizar un imprimador para policarbonato!

Contenido:

- 3 x adhesivo para brackets CONTEC Ic , c/u 3 g (REF 163-111-00)
- 1 x imprimador CONTEC Ic / lcr, 5 ml (REF 163-113-10)
- 2 x gel de ácido CONTEC, c/u 2,5 ml (REF 163-115-00)
- 6 x cánula desechable para gel de ácido CONTEC
- 50 x pincel desechable CONTEC
- 1 x espátula 2 en 1 CONTEC
- 1 x bloc de mezcla CONTEC

En combinación con brackets metálicos y cerámicos, CONTEC Ic está exento de BisGMA, TEGDMA y HEMA.

En combinación con brackets de policarbonato, CONTEC Ic está exento de TEGDMA y HEMA.

REF 163-110-00	1 set
----------------	-------



Adhesivo para brackets CONTEC Ic

Fotopolimerizable.

Para pegar brackets metálicos, tubos bucales, brackets cerámicos y brackets de policarbonato.

¡Para pegar brackets de policarbonato es imprescindible utilizar un imprimador para policarbonato!

En combinación con brackets metálicos y cerámicos, CONTEC Ic está exento de BisGMA, TEGDMA y HEMA.

En combinación con brackets de policarbonato, CONTEC Ic está exento de TEGDMA y HEMA.

REF 163-111-00	2 piezas (c/u 3 g)
----------------	--------------------



Set CONTEC lcr

Fotopolimerizable.

Para pegar retenedores.

Para aprox. 80 retenedores, trenzados o

aprox. 250 retenedores 3-3.

Contenido:

- 2 x adhesivo para brackets CONTEC Ic , c/u 3 g (REF 163-131-00)
- 1 x imprimador CONTEC Ic / lcr, 5 ml (REF 163-113-10)
- 2 x gel de ácido CONTEC, c/u 2,5 ml (REF 163-115-00)
- 6 x cánula desechable CONTEC lcr
- 6 x cánula desechable para gel de ácido CONTEC
- 50 x pincel desechable CONTEC
- 1 x espátula 2 en 1 CONTEC
- 1 x bloc de mezcla CONTEC

CONTEC lcr está exento de TEGDMA y HEMA.

REF 163-130-00	1 set
----------------	-------

Adhesivo para retenedores CONTEC Icr Fotopolimerizable.

Para pegar retenedores.
Sin cánula desechable.

CONTEC Icr está exento de TEGDMA y HEMA.

REF 163-131-00

3,4 g



Imprimador CONTEC Ic / Icr Fotopolimerizable.

Para el adhesivo para brackets CONTEC Ic (REF 163-111-00)
y el adhesivo para retenedores CONTEC Icr (REF 163-131-00).

REF 163-113-10

5 ml



Gel de ácido CONTEC

35% ácido fosfórico
Para grabar el esmalte.
Empleo con todos los adhesivos CONTEC.
Sin cánula desechable.

REF 163-115-00

2 piezas (c/u 2,5 ml)



Adhesivos y accesorios



Set CONTEC go

De curado químico.

Para pegar brackets metálicos y tubos bucales, brackets cerámicos y brackets de policarbonato.

Para aprox. 600 brackets (30 casos).

Contenido:

- 3 x adhesivo para brackets CONTEC go, c/u 2,5 g (REF 163-121-00)
- 1 x imprimador CONTEC go, 5 ml (REF 163-114-00)
- 2 x gel de ácido CONTEC, c/u 2,5 ml (REF 163-115-00)
- 6 x cánula desechable para gel de ácido CONTEC
- 50 x pincel desechable CONTEC
- 1 x espátula 2 en 1 CONTEC
- 1 x bloc de mezcla CONTEC

CONTEC go está exento de TEGDMA y HEMA.

Solo compatible con REF 163-114-00, imprimador CONTEC go y REF 163-121-00, adhesivo para brackets CONTEC go. Todos los demás adhesivos Dentaaurum

no son compatibles y no deben combinarse.

REF 163-107-00

1 set

NUEVO



Adhesivo para brackets CONTEC go

De curado químico

Para pegar brackets metálicos y tubos bucales, brackets cerámicos y brackets de policarbonato.

CONTEC go está exento de TEGDMA y HEMA.

Solo compatible con REF 163-107-00, set CONTEC go y REF 163-114-00, imprimador CONTEC go. Todos los demás adhesivos Dentaaurum no son compatibles y no deben combinarse.

REF 163-121-00

2 piezas (c/u 2,5 g)

NUEVO



Imprimador CONTEC go

De curado químico

Para pegar brackets metálicos y tubos bucales, brackets cerámicos y brackets de policarbonato

Solo compatible con REF 163-107-00, set CONTEC go y REF 163-121-00, adhesivo para brackets CONTEC go. Todos los demás adhesivos Dentaaurum no son compatibles y no deben combinarse.

REF 163-114-00

5 ml

NUEVO



Gel de ácido CONTEC

35% ácido fosfórico

Para grabar el esmalte.

Empleo con todos los adhesivos CONTEC.

Sin cánula desechable.

REF 163-115-00

2 piezas (c/u 2,5 ml)

Botadores de restos de adhesivo

Para quitar con cuidado residuos de adhesivo y de cemento sin lesionar el esmalte dentario.

¡Aplicar refrigeración por agua!

Número de revoluciones recomendado: 5.000 min⁻¹ - máx. 10.000 min⁻¹

Forma	REF	Cantidad
cono invertido	123-700-00	10 piezas
rueda	123-701-00	10 piezas
punta de flecha, grande	123-702-00	10 piezas
punta de flecha, pequeña	123-703-00	10 piezas

**Fresa de tungsteno de acabar esterilizable**

Para quitar residuos de adhesivo.

Mango ø: 2,35 mm

Número de revoluciones recomendado: 40.000 min⁻¹

Forma	REF	Cantidad	REF	Cantidad
fina	123-604-00	1 pieza	123-604-30	10 piezas
gruesa	123-603-00	1 pieza	123-603-30	10 piezas

