

Bandas.

Modernos sistemas de bandas para satisfacer a odontólogos y pacientes.



Póngase en contacto con su representante local si desea pedir bandas presoldadas.

**DENTAURUM
SERVICE**



De la mejor calidad.

El posicionamiento sencillo y preciso, la elasticidad y el ajuste anatómico de las bandas son criterios imprescindibles para el tratamiento ortodóncico. Dentaaurum le da gran importancia a una calidad y un ajuste óptimos, así como a la utilización de los mejores materiales en la fabricación de sus bandas. Todas las bandas tienen una marca láser biocompatible y permanente. Pulidas con alto brillo y rugosas en su interior gracias a un proceso especial que mejora su adherencia.

Las bandas anatómicamente preformadas dentaform® son de un material muy blando que se deja adaptar perfectamente al diente. Las bandas dentaform® Snap hechas de un material más duro garantiza una estabilidad óptima y un ajuste duradero. La alta estabilidad de sus bordes evita la deformación no deseada de estos. También tenemos a su disposición bandas estándar económicas para uso universal.

dentaform® Snap

Las bandas con efecto súper retráctil.

dentaform®

Las bandas de fácil adaptación.

Estándar

Las bandas universales estándar.



Servicio de presoldado: Técnica de bandas.

Fiable y rápido.

Servicio óptimo.

Si así lo desea, nuestro departamento de presoldado puede soldar todos los brackets, tubos bucales, y piezas auxiliares linguales y palatinas de Dentaureum sobre bandas Dentaureum. Nuestro competente equipo está a su disposición para ayudarle y garantizar la gestión rápida de su pedido. La recogida de datos maestros individuales asistida por ordenador facilita un suministro veloz y correcto.



Gestión de pedidos rápida y sencilla.

- **Solicitar el formulario de pedido para el servicio de presoldado.**

Para agilizar la gestión, le rogamos que utilice siempre este formulario.

- **Hoja de control del servicio de presoldado con variante de pedido.**

La realización tendrá lugar siguiendo sus indicaciones y sus peticiones individuales. Le asesoraremos con sumo gusto.

- **Existencias presoldadas.**

Aproveche nuestras existencias presoldadas*, para un suministro aun más rápido.

- **Bandas terminadas.**

Recibirá sus bandas soldadas, empaquetadas en bolsas minigríp, con indicación completa del contenido.

* Maxilar/Mandibula 1er molar derecho/izquierdo en calidad de banda dentaform® Snap/dentaform® soldado según Roth 18/22 y Maxilar/Mandibula 1er y 2do premolar derecho/izquierdo en calidad de banda estándar soldado según Roth 18/22.

dentaform® Snap / Surtidos

- con efecto súper retráctil
- calidad de banda dura, rígida
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- ideales para utilizar en la técnica extraoral (arco facial) o en SUS
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- suministro en caja clasificadora (apropiada para montar en el armario de surtidos REF 890-414-00)
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros molares, maxilar

Mini

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
16	Núm. 5-36 (2)	878-364-18	878-364-22	878-064-00	64 piezas
26	Núm. 5-36 (2)	879-364-18	879-364-22	879-064-00	64 piezas

Medium

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
16	Núm. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	878-350-18	878-350-22	878-150-00	150 piezas
26	Núm. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	879-350-18	879-350-22	879-150-00	150 piezas

¹⁾(16) presoldados con tubo bucal 818-131-10 y gancho doble 750-602-10

(26) presoldados con tubo bucal 818-131-20 y gancho doble 750-602-10

²⁾(16) presoldados con tubo bucal 822-131-10 y gancho doble 750-602-10

(26) presoldados con tubo bucal 822-131-20 y gancho doble 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandas para primeros molares, mandíbula

Mini

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
46	Núm. 5-36 (2)	880-364-18	880-364-22	880-264-00	64 piezas
36	Núm. 5-36 (2)	881-364-18	881-364-22	881-264-00	64 piezas

Medium

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
46	Núm. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	880-350-18	880-350-22	880-250-00	150 piezas
36	Núm. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	881-350-18	881-350-22	881-250-00	150 piezas

¹⁾(36) presoldados con tubo bucal 818-151-30 y gancho doble 750-602-10

(46) presoldados con tubo bucal 818-151-40 y gancho doble 750-602-10

²⁾(36) presoldados con tubo bucal 822-151-30 y gancho doble 750-602-10

(46) presoldados con tubo bucal 822-151-40 y gancho doble 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- con efecto súper retráctil
- calidad de banda dura, rígida
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- ideales para utilizar en la técnica extraoral (arco facial) o en SUS²
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros molares, maxilar, derecha

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾			
							REF	
16	1	0,12 mm	8,78 mm	878-301-18	878-301-22	1 pieza	878-001-00	10 piezas
16	2	0,12 mm	8,89 mm	878-302-18	878-302-22	1 pieza	878-002-00	10 piezas
16	3	0,12 mm	8,99 mm	878-303-18	878-303-22	1 pieza	878-003-00	10 piezas
16	4	0,12 mm	9,09 mm	878-304-18	878-304-22	1 pieza	878-004-00	10 piezas
16	5	0,12 mm	9,20 mm	878-305-18	878-305-22	1 pieza	878-005-00	10 piezas
16	6	0,12 mm	9,30 mm	878-306-18	878-306-22	1 pieza	878-006-00	10 piezas
16	7	0,12 mm	9,40 mm	878-307-18	878-307-22	1 pieza	878-007-00	10 piezas
16	8	0,12 mm	9,50 mm	878-308-18	878-308-22	1 pieza	878-008-00	10 piezas
16	9	0,15 mm	9,61 mm	878-309-18	878-309-22	1 pieza	878-009-00	10 piezas
16	10	0,15 mm	9,71 mm	878-310-18	878-310-22	1 pieza	878-010-00	10 piezas
16	11	0,15 mm	9,81 mm	878-311-18	878-311-22	1 pieza	878-011-00	10 piezas
16	12	0,15 mm	9,92 mm	878-312-18	878-312-22	1 pieza	878-012-00	10 piezas
16	13	0,15 mm	10,02 mm	878-313-18	878-313-22	1 pieza	878-013-00	10 piezas
16	14	0,15 mm	10,12 mm	878-314-18	878-314-22	1 pieza	878-014-00	10 piezas
16	15	0,15 mm	10,23 mm	878-315-18	878-315-22	1 pieza	878-015-00	10 piezas
16	16	0,15 mm	10,33 mm	878-316-18	878-316-22	1 pieza	878-016-00	10 piezas
16	17	0,15 mm	10,43 mm	878-317-18	878-317-22	1 pieza	878-017-00	10 piezas
16	18	0,15 mm	10,54 mm	878-318-18	878-318-22	1 pieza	878-018-00	10 piezas
16	19	0,15 mm	10,64 mm	878-319-18	878-319-22	1 pieza	878-019-00	10 piezas
16	20	0,15 mm	10,74 mm	878-320-18	878-320-22	1 pieza	878-020-00	10 piezas
16	21	0,15 mm	10,85 mm	878-321-18	878-321-22	1 pieza	878-021-00	10 piezas
16	22	0,15 mm	10,95 mm	878-322-18	878-322-22	1 pieza	878-022-00	10 piezas
16	23	0,15 mm	11,05 mm	878-323-18	878-323-22	1 pieza	878-023-00	10 piezas
16	24	0,15 mm	11,16 mm	878-324-18	878-324-22	1 pieza	878-024-00	10 piezas
16	25	0,18 mm	11,26 mm	878-325-18	878-325-22	1 pieza	878-025-00	10 piezas
16	26	0,18 mm	11,36 mm	878-326-18	878-326-22	1 pieza	878-026-00	10 piezas
16	27	0,18 mm	11,47 mm	878-327-18	878-327-22	1 pieza	878-027-00	10 piezas
16	28	0,18 mm	11,57 mm	878-328-18	878-328-22	1 pieza	878-028-00	10 piezas
16	29	0,18 mm	11,67 mm	878-329-18	878-329-22	1 pieza	878-029-00	10 piezas
16	30	0,18 mm	11,78 mm	878-330-18	878-330-22	1 pieza	878-030-00	10 piezas
16	31	0,18 mm	11,88 mm	878-331-18	878-331-22	1 pieza	878-031-00	10 piezas
16	32	0,18 mm	11,98 mm	878-332-18	878-332-22	1 pieza	878-032-00	10 piezas
16	33	0,18 mm	12,08 mm	878-333-18	878-333-22	1 pieza	878-033-00	10 piezas
16	34	0,18 mm	12,19 mm	878-334-18	878-334-22	1 pieza	878-034-00	10 piezas
16	35	0,18 mm	12,29 mm	878-335-18	878-335-22	1 pieza	878-035-00	10 piezas
16	36	0,18 mm	12,39 mm	878-336-18	878-336-22	1 pieza	878-036-00	10 piezas

¹⁾presoldados con tubo bucal 818-131-10 y gancho doble 750-602-10

²⁾presoldados con tubo bucal 822-131-10 y gancho doble 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



dentaform® Snap / Envases individuales

- con efecto súper retráctil
- calidad de banda dura, rígida
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- ideales para utilizar en la técnica extraoral (arco facial) o en SUS
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros molares, maxilar, izquierda

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾			
							REF	
26	1	0,12 mm	8,78 mm	879-301-18	879-301-22	1 pieza	879-001-00	10 piezas
26	2	0,12 mm	8,89 mm	879-302-18	879-302-22	1 pieza	879-002-00	10 piezas
26	3	0,12 mm	8,99 mm	879-303-18	879-303-22	1 pieza	879-003-00	10 piezas
26	4	0,12 mm	9,09 mm	879-304-18	879-304-22	1 pieza	879-004-00	10 piezas
26	5	0,12 mm	9,20 mm	879-305-18	879-305-22	1 pieza	879-005-00	10 piezas
26	6	0,12 mm	9,30 mm	879-306-18	879-306-22	1 pieza	879-006-00	10 piezas
26	7	0,12 mm	9,40 mm	879-307-18	879-307-22	1 pieza	879-007-00	10 piezas
26	8	0,12 mm	9,50 mm	879-308-18	879-308-22	1 pieza	879-008-00	10 piezas
26	9	0,15 mm	9,61 mm	879-309-18	879-309-22	1 pieza	879-009-00	10 piezas
26	10	0,15 mm	9,71 mm	879-310-18	879-310-22	1 pieza	879-010-00	10 piezas
26	11	0,15 mm	9,81 mm	879-311-18	879-311-22	1 pieza	879-011-00	10 piezas
26	12	0,15 mm	9,92 mm	879-312-18	879-312-22	1 pieza	879-012-00	10 piezas
26	13	0,15 mm	10,02 mm	879-313-18	879-313-22	1 pieza	879-013-00	10 piezas
26	14	0,15 mm	10,12 mm	879-314-18	879-314-22	1 pieza	879-014-00	10 piezas
26	15	0,15 mm	10,23 mm	879-315-18	879-315-22	1 pieza	879-015-00	10 piezas
26	16	0,15 mm	10,33 mm	879-316-18	879-316-22	1 pieza	879-016-00	10 piezas
26	17	0,15 mm	10,43 mm	879-317-18	879-317-22	1 pieza	879-017-00	10 piezas
26	18	0,15 mm	10,54 mm	879-318-18	879-318-22	1 pieza	879-018-00	10 piezas
26	19	0,15 mm	10,64 mm	879-319-18	879-319-22	1 pieza	879-019-00	10 piezas
26	20	0,15 mm	10,74 mm	879-320-18	879-320-22	1 pieza	879-020-00	10 piezas
26	21	0,15 mm	10,85 mm	879-321-18	879-321-22	1 pieza	879-021-00	10 piezas
26	22	0,15 mm	10,95 mm	879-322-18	879-322-22	1 pieza	879-022-00	10 piezas
26	23	0,15 mm	11,05 mm	879-323-18	879-323-22	1 pieza	879-023-00	10 piezas
26	24	0,15 mm	11,16 mm	879-324-18	879-324-22	1 pieza	879-024-00	10 piezas
26	25	0,18 mm	11,26 mm	879-325-18	879-325-22	1 pieza	879-025-00	10 piezas
26	26	0,18 mm	11,36 mm	879-326-18	879-326-22	1 pieza	879-026-00	10 piezas
26	27	0,18 mm	11,47 mm	879-327-18	879-327-22	1 pieza	879-027-00	10 piezas
26	28	0,18 mm	11,57 mm	879-328-18	879-328-22	1 pieza	879-028-00	10 piezas
26	29	0,18 mm	11,67 mm	879-329-18	879-329-22	1 pieza	879-029-00	10 piezas
26	30	0,18 mm	11,78 mm	879-330-18	879-330-22	1 pieza	879-030-00	10 piezas
26	31	0,18 mm	11,88 mm	879-331-18	879-331-22	1 pieza	879-031-00	10 piezas
26	32	0,18 mm	11,98 mm	879-332-18	879-332-22	1 pieza	879-032-00	10 piezas
26	33	0,18 mm	12,08 mm	879-333-18	879-333-22	1 pieza	879-033-00	10 piezas
26	34	0,18 mm	12,19 mm	879-334-18	879-334-22	1 pieza	879-034-00	10 piezas
26	35	0,18 mm	12,29 mm	879-335-18	879-335-22	1 pieza	879-035-00	10 piezas
26	36	0,18 mm	12,39 mm	879-336-18	879-336-22	1 pieza	879-036-00	10 piezas

¹⁾ presoldados con tubo bucal 818-131-20 y gancho doble 750-602-10

²⁾ presoldados con tubo bucal 822-131-20 y gancho doble 750-602-10



* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® Snap / Envases individuales

- con efecto súper retráctil
- calidad de banda dura, rígida
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- ideales para utilizar en la técnica extraoral (arco facial) o en SUS
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros molares, mandíbula, derecha

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾			
							REF	
46	1	0,12 mm	8,91 mm	880-301-18	880-301-22	1 pieza	880-201-00	10 piezas
46	2	0,12 mm	9,03 mm	880-302-18	880-302-22	1 pieza	880-202-00	10 piezas
46	3	0,12 mm	9,15 mm	880-303-18	880-303-22	1 pieza	880-203-00	10 piezas
46	4	0,12 mm	9,28 mm	880-304-18	880-304-22	1 pieza	880-204-00	10 piezas
46	5	0,12 mm	9,40 mm	880-305-18	880-305-22	1 pieza	880-205-00	10 piezas
46	6	0,12 mm	9,52 mm	880-306-18	880-306-22	1 pieza	880-206-00	10 piezas
46	7	0,12 mm	9,65 mm	880-307-18	880-307-22	1 pieza	880-207-00	10 piezas
46	8	0,12 mm	9,77 mm	880-308-18	880-308-22	1 pieza	880-208-00	10 piezas
46	9	0,15 mm	9,89 mm	880-309-18	880-309-22	1 pieza	880-209-00	10 piezas
46	10	0,15 mm	10,01 mm	880-310-18	880-310-22	1 pieza	880-210-00	10 piezas
46	11	0,15 mm	10,14 mm	880-311-18	880-311-22	1 pieza	880-211-00	10 piezas
46	12	0,15 mm	10,25 mm	880-312-18	880-312-22	1 pieza	880-212-00	10 piezas
46	13	0,15 mm	10,38 mm	880-313-18	880-313-22	1 pieza	880-213-00	10 piezas
46	14	0,15 mm	10,50 mm	880-314-18	880-314-22	1 pieza	880-214-00	10 piezas
46	15	0,15 mm	10,63 mm	880-315-18	880-315-22	1 pieza	880-215-00	10 piezas
46	16	0,15 mm	10,75 mm	880-316-18	880-316-22	1 pieza	880-216-00	10 piezas
46	17	0,15 mm	10,87 mm	880-317-18	880-317-22	1 pieza	880-217-00	10 piezas
46	18	0,15 mm	10,99 mm	880-318-18	880-318-22	1 pieza	880-218-00	10 piezas
46	19	0,15 mm	11,12 mm	880-319-18	880-319-22	1 pieza	880-219-00	10 piezas
46	20	0,15 mm	11,24 mm	880-320-18	880-320-22	1 pieza	880-220-00	10 piezas
46	21	0,15 mm	11,36 mm	880-321-18	880-321-22	1 pieza	880-221-00	10 piezas
46	22	0,15 mm	11,48 mm	880-322-18	880-322-22	1 pieza	880-222-00	10 piezas
46	23	0,15 mm	11,61 mm	880-323-18	880-323-22	1 pieza	880-223-00	10 piezas
46	24	0,15 mm	11,73 mm	880-324-18	880-324-22	1 pieza	880-224-00	10 piezas
46	25	0,18 mm	11,85 mm	880-325-18	880-325-22	1 pieza	880-225-00	10 piezas
46	26	0,18 mm	11,97 mm	880-326-18	880-326-22	1 pieza	880-226-00	10 piezas
46	27	0,18 mm	12,10 mm	880-327-18	880-327-22	1 pieza	880-227-00	10 piezas
46	28	0,18 mm	12,22 mm	880-328-18	880-328-22	1 pieza	880-228-00	10 piezas
46	29	0,18 mm	12,34 mm	880-329-18	880-329-22	1 pieza	880-229-00	10 piezas
46	30	0,18 mm	12,46 mm	880-330-18	880-330-22	1 pieza	880-230-00	10 piezas
46	31	0,18 mm	12,59 mm	880-331-18	880-331-22	1 pieza	880-231-00	10 piezas
46	32	0,18 mm	12,71 mm	880-332-18	880-332-22	1 pieza	880-232-00	10 piezas
46	33	0,18 mm	12,83 mm	880-333-18	880-333-22	1 pieza	880-233-00	10 piezas
46	34	0,18 mm	12,96 mm	880-334-18	880-334-22	1 pieza	880-234-00	10 piezas
46	35	0,18 mm	13,08 mm	880-335-18	880-335-22	1 pieza	880-235-00	10 piezas
46	36	0,18 mm	13,20 mm	880-336-18	880-336-22	1 pieza	880-236-00	10 piezas

¹⁾presoldados con tubo bucal 818-151-40 y gancho doble 750-602-10

²⁾presoldados con tubo bucal 822-151-40 y gancho doble 750-602-10



* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® Snap / Envases individuales

- con efecto súper retráctil
- calidad de banda dura, rígida
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- ideales para utilizar en la técnica extraoral (arco facial) o en SUS
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros molares, mandíbula, izquierda

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾			
							REF	
36	1	0,12 mm	8,91 mm	881-301-18	881-301-22	1 pieza	881-201-00	10 piezas
36	2	0,12 mm	9,03 mm	881-302-18	881-302-22	1 pieza	881-202-00	10 piezas
36	3	0,12 mm	9,15 mm	881-303-18	881-303-22	1 pieza	881-203-00	10 piezas
36	4	0,12 mm	9,28 mm	881-304-18	881-304-22	1 pieza	881-204-00	10 piezas
36	5	0,12 mm	9,40 mm	881-305-18	881-305-22	1 pieza	881-205-00	10 piezas
36	6	0,12 mm	9,52 mm	881-306-18	881-306-22	1 pieza	881-206-00	10 piezas
36	7	0,12 mm	9,65 mm	881-307-18	881-307-22	1 pieza	881-207-00	10 piezas
36	8	0,12 mm	9,77 mm	881-308-18	881-308-22	1 pieza	881-208-00	10 piezas
36	9	0,15 mm	9,89 mm	881-309-18	881-309-22	1 pieza	881-209-00	10 piezas
36	10	0,15 mm	10,01 mm	881-310-18	881-310-22	1 pieza	881-210-00	10 piezas
36	11	0,15 mm	10,14 mm	881-311-18	881-311-22	1 pieza	881-211-00	10 piezas
36	12	0,15 mm	10,25 mm	881-312-18	881-312-22	1 pieza	881-212-00	10 piezas
36	13	0,15 mm	10,38 mm	881-313-18	881-313-22	1 pieza	881-213-00	10 piezas
36	14	0,15 mm	10,50 mm	881-314-18	881-314-22	1 pieza	881-214-00	10 piezas
36	15	0,15 mm	10,63 mm	881-315-18	881-315-22	1 pieza	881-215-00	10 piezas
36	16	0,15 mm	10,75 mm	881-316-18	881-316-22	1 pieza	881-216-00	10 piezas
36	17	0,15 mm	10,87 mm	881-317-18	881-317-22	1 pieza	881-217-00	10 piezas
36	18	0,15 mm	10,99 mm	881-318-18	881-318-22	1 pieza	881-218-00	10 piezas
36	19	0,15 mm	11,12 mm	881-319-18	881-319-22	1 pieza	881-219-00	10 piezas
36	20	0,15 mm	11,24 mm	881-320-18	881-320-22	1 pieza	881-220-00	10 piezas
36	21	0,15 mm	11,36 mm	881-321-18	881-321-22	1 pieza	881-221-00	10 piezas
36	22	0,15 mm	11,48 mm	881-322-18	881-322-22	1 pieza	881-222-00	10 piezas
36	23	0,15 mm	11,61 mm	881-323-18	881-323-22	1 pieza	881-223-00	10 piezas
36	24	0,15 mm	11,73 mm	881-324-18	881-324-22	1 pieza	881-224-00	10 piezas
36	25	0,18 mm	11,85 mm	881-325-18	881-325-22	1 pieza	881-225-00	10 piezas
36	26	0,18 mm	11,97 mm	881-326-18	881-326-22	1 pieza	881-226-00	10 piezas
36	27	0,18 mm	12,10 mm	881-327-18	881-327-22	1 pieza	881-227-00	10 piezas
36	28	0,18 mm	12,22 mm	881-328-18	881-328-22	1 pieza	881-228-00	10 piezas
36	29	0,18 mm	12,34 mm	881-329-18	881-329-22	1 pieza	881-229-00	10 piezas
36	30	0,18 mm	12,46 mm	881-330-18	881-330-22	1 pieza	881-230-00	10 piezas
36	31	0,18 mm	12,59 mm	881-331-18	881-331-22	1 pieza	881-231-00	10 piezas
36	32	0,18 mm	12,71 mm	881-332-18	881-332-22	1 pieza	881-232-00	10 piezas
36	33	0,18 mm	12,83 mm	881-333-18	881-333-22	1 pieza	881-233-00	10 piezas
36	34	0,18 mm	12,96 mm	881-334-18	881-334-22	1 pieza	881-234-00	10 piezas
36	35	0,18 mm	13,08 mm	881-335-18	881-335-22	1 pieza	881-235-00	10 piezas
36	36	0,18 mm	13,20 mm	881-336-18	881-336-22	1 pieza	881-236-00	10 piezas



¹⁾ presoldados con tubo bucal 818-151-30 y gancho doble 750-602-10

²⁾ presoldados con tubo bucal 822-151-30 y gancho doble 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- bandas no presoldadas (con y sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldado de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- suministro en caja clasificadora (apropiada para montar en el armario de surtidos REF 890-414-00)
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros molares, maxilar

Mini

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		
16	Núm. 5-36 (2)	882-364-18	882-364-22	882-064-00	64 piezas
26	Núm. 5-36 (2)	883-364-18	883-364-22	883-064-00	64 piezas

Medium

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		
16	Núm. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	882-350-18	882-350-22	882-150-00	150 piezas
26	Núm. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	883-350-18	883-350-22	883-150-00	150 piezas

Maxi

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
16	Núm. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			882-300-00	300 piezas
26	Núm. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			883-300-00	300 piezas

¹⁾(16) presoldados con tubo bucal 818-131-10 y gancho doble 750-602-10

(26) presoldados con tubo bucal 818-131-20 y gancho doble 750-602-10

²⁾(16) presoldados con tubo bucal 822-131-10 y gancho doble 750-602-10

(26) presoldados con tubo bucal 822-131-20 y gancho doble 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandas para segundos molares, maxilar

Mini

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
17	Núm. 1-32 (2)			886-064-00	64 piezas
27	Núm. 1-32 (2)			887-064-00	64 piezas

Medium

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
17	Núm. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			886-150-00	150 piezas
27	Núm. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			887-150-00	150 piezas

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® / Surtidos

- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- bandas no presoldadas (con y sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldado de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- suministro en caja clasificadora (apropiada para montar en el armario de surtidos REF 890-414-00)
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros molares, mandíbula

Mini

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		
46	Núm. 5-36 (2)	884-364-18	884-364-22	884-064-00	64 piezas
36	Núm. 5-36 (2)	885-364-18	885-364-22	885-064-00	64 piezas

Medium

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		
46	Núm. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	884-350-18	884-350-22	884-150-00	150 piezas
36	Núm. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	885-350-18	885-350-22	885-150-00	150 piezas

Maxi

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
46	Núm. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			884-300-00	300 piezas
36	Núm. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			885-300-00	300 piezas

¹⁾(36) presoldados con tubo bucal 818-151-30 y gancho doble 750-602-10

(46) presoldados con tubo bucal 818-151-40 y gancho doble 750-602-10

²⁾(36) presoldados con tubo bucal 822-151-30 y gancho doble 750-602-10

(46) presoldados con tubo bucal 822-151-40 y gancho doble 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandas para segundos molares, mandíbula

Mini

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
47	Núm. 1-32 (2)			888-064-00	64 piezas
37	Núm. 1-32 (2)			889-064-00	64 piezas

Medium

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
47	Núm. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			888-150-00	150 piezas
37	Núm. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			889-150-00	150 piezas

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- bandas no presoldadas (con y sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldado de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros molares, maxilar, derecha

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾			
							REF	
16	1	0,12 mm	8,78 mm	882-301-18	882-301-22	1 pieza	882-001-00	10 piezas
16	2	0,12 mm	8,89 mm	882-302-18	882-302-22	1 pieza	882-002-00	10 piezas
16	3	0,12 mm	8,99 mm	882-303-18	882-303-22	1 pieza	882-003-00	10 piezas
16	4	0,12 mm	9,09 mm	882-304-18	882-304-22	1 pieza	882-004-00	10 piezas
16	5	0,12 mm	9,20 mm	882-305-18	882-305-22	1 pieza	882-005-00	10 piezas
16	6	0,12 mm	9,30 mm	882-306-18	882-306-22	1 pieza	882-006-00	10 piezas
16	7	0,12 mm	9,40 mm	882-307-18	882-307-22	1 pieza	882-007-00	10 piezas
16	8	0,12 mm	9,50 mm	882-308-18	882-308-22	1 pieza	882-008-00	10 piezas
16	9	0,15 mm	9,61 mm	882-309-18	882-309-22	1 pieza	882-009-00	10 piezas
16	10	0,15 mm	9,71 mm	882-310-18	882-310-22	1 pieza	882-010-00	10 piezas
16	11	0,15 mm	9,81 mm	882-311-18	882-311-22	1 pieza	882-011-00	10 piezas
16	12	0,15 mm	9,92 mm	882-312-18	882-312-22	1 pieza	882-012-00	10 piezas
16	13	0,15 mm	10,02 mm	882-313-18	882-313-22	1 pieza	882-013-00	10 piezas
16	14	0,15 mm	10,12 mm	882-314-18	882-314-22	1 pieza	882-014-00	10 piezas
16	15	0,15 mm	10,23 mm	882-315-18	882-315-22	1 pieza	882-015-00	10 piezas
16	16	0,15 mm	10,33 mm	882-316-18	882-316-22	1 pieza	882-016-00	10 piezas
16	17	0,15 mm	10,43 mm	882-317-18	882-317-22	1 pieza	882-017-00	10 piezas
16	18	0,15 mm	10,54 mm	882-318-18	882-318-22	1 pieza	882-018-00	10 piezas
16	19	0,15 mm	10,64 mm	882-319-18	882-319-22	1 pieza	882-019-00	10 piezas
16	20	0,15 mm	10,74 mm	882-320-18	882-320-22	1 pieza	882-020-00	10 piezas
16	21	0,15 mm	10,85 mm	882-321-18	882-321-22	1 pieza	882-021-00	10 piezas
16	22	0,15 mm	10,95 mm	882-322-18	882-322-22	1 pieza	882-022-00	10 piezas
16	23	0,15 mm	11,05 mm	882-323-18	882-323-22	1 pieza	882-023-00	10 piezas
16	24	0,15 mm	11,16 mm	882-324-18	882-324-22	1 pieza	882-024-00	10 piezas
16	25	0,18 mm	11,26 mm	882-325-18	882-325-22	1 pieza	882-025-00	10 piezas
16	26	0,18 mm	11,36 mm	882-326-18	882-326-22	1 pieza	882-026-00	10 piezas
16	27	0,18 mm	11,47 mm	882-327-18	882-327-22	1 pieza	882-027-00	10 piezas
16	28	0,18 mm	11,57 mm	882-328-18	882-328-22	1 pieza	882-028-00	10 piezas
16	29	0,18 mm	11,67 mm	882-329-18	882-329-22	1 pieza	882-029-00	10 piezas
16	30	0,18 mm	11,78 mm	882-330-18	882-330-22	1 pieza	882-030-00	10 piezas
16	31	0,18 mm	11,88 mm	882-331-18	882-331-22	1 pieza	882-031-00	10 piezas
16	32	0,18 mm	11,98 mm	882-332-18	882-332-22	1 pieza	882-032-00	10 piezas
16	33	0,18 mm	12,08 mm	882-333-18	882-333-22	1 pieza	882-033-00	10 piezas
16	34	0,18 mm	12,19 mm	882-334-18	882-334-22	1 pieza	882-034-00	10 piezas
16	35	0,18 mm	12,29 mm	882-335-18	882-335-22	1 pieza	882-035-00	10 piezas
16	36	0,18 mm	12,39 mm	882-336-18	882-336-22	1 pieza	882-036-00	10 piezas

¹⁾presoldados con tubo bucal 818-131-10 y gancho doble 750-602-10

²⁾presoldados con tubo bucal 822-131-10 y gancho doble 750-602-10



* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® / Envases individuales

- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- bandas no presoldadas (con y sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldado de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros molares, maxilar, izquierda

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		REF	
26	1	0,12 mm	8,78 mm	883-301-18	883-301-22	1 pieza	883-001-00	10 piezas
26	2	0,12 mm	8,89 mm	883-302-18	883-302-22	1 pieza	883-002-00	10 piezas
26	3	0,12 mm	8,99 mm	883-303-18	883-303-22	1 pieza	883-003-00	10 piezas
26	4	0,12 mm	9,09 mm	883-304-18	883-304-22	1 pieza	883-004-00	10 piezas
26	5	0,12 mm	9,20 mm	883-305-18	883-305-22	1 pieza	883-005-00	10 piezas
26	6	0,12 mm	9,30 mm	883-306-18	883-306-22	1 pieza	883-006-00	10 piezas
26	7	0,12 mm	9,40 mm	883-307-18	883-307-22	1 pieza	883-007-00	10 piezas
26	8	0,12 mm	9,50 mm	883-308-18	883-308-22	1 pieza	883-008-00	10 piezas
26	9	0,15 mm	9,61 mm	883-309-18	883-309-22	1 pieza	883-009-00	10 piezas
26	10	0,15 mm	9,71 mm	883-310-18	883-310-22	1 pieza	883-010-00	10 piezas
26	11	0,15 mm	9,81 mm	883-311-18	883-311-22	1 pieza	883-011-00	10 piezas
26	12	0,15 mm	9,92 mm	883-312-18	883-312-22	1 pieza	883-012-00	10 piezas
26	13	0,15 mm	10,02 mm	883-313-18	883-313-22	1 pieza	883-013-00	10 piezas
26	14	0,15 mm	10,12 mm	883-314-18	883-314-22	1 pieza	883-014-00	10 piezas
26	15	0,15 mm	10,23 mm	883-315-18	883-315-22	1 pieza	883-015-00	10 piezas
26	16	0,15 mm	10,33 mm	883-316-18	883-316-22	1 pieza	883-016-00	10 piezas
26	17	0,15 mm	10,43 mm	883-317-18	883-317-22	1 pieza	883-017-00	10 piezas
26	18	0,15 mm	10,54 mm	883-318-18	883-318-22	1 pieza	883-018-00	10 piezas
26	19	0,15 mm	10,64 mm	883-319-18	883-319-22	1 pieza	883-019-00	10 piezas
26	20	0,15 mm	10,74 mm	883-320-18	883-320-22	1 pieza	883-020-00	10 piezas
26	21	0,15 mm	10,85 mm	883-321-18	883-321-22	1 pieza	883-021-00	10 piezas
26	22	0,15 mm	10,95 mm	883-322-18	883-322-22	1 pieza	883-022-00	10 piezas
26	23	0,15 mm	11,05 mm	883-323-18	883-323-22	1 pieza	883-023-00	10 piezas
26	24	0,15 mm	11,16 mm	883-324-18	883-324-22	1 pieza	883-024-00	10 piezas
26	25	0,18 mm	11,26 mm	883-325-18	883-325-22	1 pieza	883-025-00	10 piezas
26	26	0,18 mm	11,36 mm	883-326-18	883-326-22	1 pieza	883-026-00	10 piezas
26	27	0,18 mm	11,47 mm	883-327-18	883-327-22	1 pieza	883-027-00	10 piezas
26	28	0,18 mm	11,57 mm	883-328-18	883-328-22	1 pieza	883-028-00	10 piezas
26	29	0,18 mm	11,67 mm	883-329-18	883-329-22	1 pieza	883-029-00	10 piezas
26	30	0,18 mm	11,78 mm	883-330-18	883-330-22	1 pieza	883-030-00	10 piezas
26	31	0,18 mm	11,88 mm	883-331-18	883-331-22	1 pieza	883-031-00	10 piezas
26	32	0,18 mm	11,98 mm	883-332-18	883-332-22	1 pieza	883-032-00	10 piezas
26	33	0,18 mm	12,08 mm	883-333-18	883-333-22	1 pieza	883-033-00	10 piezas
26	34	0,18 mm	12,19 mm	883-334-18	883-334-22	1 pieza	883-034-00	10 piezas
26	35	0,18 mm	12,29 mm	883-335-18	883-335-22	1 pieza	883-035-00	10 piezas
26	36	0,18 mm	12,39 mm	883-336-18	883-336-22	1 pieza	883-036-00	10 piezas

¹⁾presoldados con tubo bucal 818-131-20 y gancho doble 750-602-10

²⁾presoldados con tubo bucal 822-131-20 y gancho doble 750-602-10



* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- bandas no presoldadas (con y sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldado de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros molares, mandíbula, derecha

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		REF	
46	1	0,12 mm	8,91 mm	884-301-18	884-301-22	1 pieza	884-001-00	10 piezas
46	2	0,12 mm	9,03 mm	884-302-18	884-302-22	1 pieza	884-002-00	10 piezas
46	3	0,12 mm	9,15 mm	884-303-18	884-303-22	1 pieza	884-003-00	10 piezas
46	4	0,12 mm	9,28 mm	884-304-18	884-304-22	1 pieza	884-004-00	10 piezas
46	5	0,12 mm	9,40 mm	884-305-18	884-305-22	1 pieza	884-005-00	10 piezas
46	6	0,12 mm	9,52 mm	884-306-18	884-306-22	1 pieza	884-006-00	10 piezas
46	7	0,12 mm	9,65 mm	884-307-18	884-307-22	1 pieza	884-007-00	10 piezas
46	8	0,12 mm	9,77 mm	884-308-18	884-308-22	1 pieza	884-008-00	10 piezas
46	9	0,15 mm	9,89 mm	884-309-18	884-309-22	1 pieza	884-009-00	10 piezas
46	10	0,15 mm	10,01 mm	884-310-18	884-310-22	1 pieza	884-010-00	10 piezas
46	11	0,15 mm	10,14 mm	884-311-18	884-311-22	1 pieza	884-011-00	10 piezas
46	12	0,15 mm	10,25 mm	884-312-18	884-312-22	1 pieza	884-012-00	10 piezas
46	13	0,15 mm	10,38 mm	884-313-18	884-313-22	1 pieza	884-013-00	10 piezas
46	14	0,15 mm	10,50 mm	884-314-18	884-314-22	1 pieza	884-014-00	10 piezas
46	15	0,15 mm	10,63 mm	884-315-18	884-315-22	1 pieza	884-015-00	10 piezas
46	16	0,15 mm	10,75 mm	884-316-18	884-316-22	1 pieza	884-016-00	10 piezas
46	17	0,15 mm	10,87 mm	884-317-18	884-317-22	1 pieza	884-017-00	10 piezas
46	18	0,15 mm	10,99 mm	884-318-18	884-318-22	1 pieza	884-018-00	10 piezas
46	19	0,15 mm	11,12 mm	884-319-18	884-319-22	1 pieza	884-019-00	10 piezas
46	20	0,15 mm	11,24 mm	884-320-18	884-320-22	1 pieza	884-020-00	10 piezas
46	21	0,15 mm	11,36 mm	884-321-18	884-321-22	1 pieza	884-021-00	10 piezas
46	22	0,15 mm	11,48 mm	884-322-18	884-322-22	1 pieza	884-022-00	10 piezas
46	23	0,15 mm	11,61 mm	884-323-18	884-323-22	1 pieza	884-023-00	10 piezas
46	24	0,15 mm	11,73 mm	884-324-18	884-324-22	1 pieza	884-024-00	10 piezas
46	25	0,18 mm	11,85 mm	884-325-18	884-325-22	1 pieza	884-025-00	10 piezas
46	26	0,18 mm	11,97 mm	884-326-18	884-326-22	1 pieza	884-026-00	10 piezas
46	27	0,18 mm	12,10 mm	884-327-18	884-327-22	1 pieza	884-027-00	10 piezas
46	28	0,18 mm	12,22 mm	884-328-18	884-328-22	1 pieza	884-028-00	10 piezas
46	29	0,18 mm	12,34 mm	884-329-18	884-329-22	1 pieza	884-029-00	10 piezas
46	30	0,18 mm	12,46 mm	884-330-18	884-330-22	1 pieza	884-030-00	10 piezas
46	31	0,18 mm	12,59 mm	884-331-18	884-331-22	1 pieza	884-031-00	10 piezas
46	32	0,18 mm	12,71 mm	884-332-18	884-332-22	1 pieza	884-032-00	10 piezas
46	33	0,18 mm	12,83 mm	884-333-18	884-333-22	1 pieza	884-033-00	10 piezas
46	34	0,18 mm	12,96 mm	884-334-18	884-334-22	1 pieza	884-034-00	10 piezas
46	35	0,18 mm	13,08 mm	884-335-18	884-335-22	1 pieza	884-035-00	10 piezas
46	36	0,18 mm	13,20 mm	884-336-18	884-336-22	1 pieza	884-036-00	10 piezas

¹⁾presoldados con tubo bucal 818-151-40 y gancho doble 750-602-10

²⁾presoldados con tubo bucal 822-151-40 y gancho doble 750-602-10



* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® / Envases individuales

- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- bandas no presoldadas (con y sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldado de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros molares, mandíbula, izquierda

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		REF	
36	1	0,12 mm	8,91 mm	885-301-18	885-301-22	1 pieza	885-001-00	10 piezas
36	2	0,12 mm	9,03 mm	885-302-18	885-302-22	1 pieza	885-002-00	10 piezas
36	3	0,12 mm	9,15 mm	885-303-18	885-303-22	1 pieza	885-003-00	10 piezas
36	4	0,12 mm	9,28 mm	885-304-18	885-304-22	1 pieza	885-004-00	10 piezas
36	5	0,12 mm	9,40 mm	885-305-18	885-305-22	1 pieza	885-005-00	10 piezas
36	6	0,12 mm	9,52 mm	885-306-18	885-306-22	1 pieza	885-006-00	10 piezas
36	7	0,12 mm	9,65 mm	885-307-18	885-307-22	1 pieza	885-007-00	10 piezas
36	8	0,12 mm	9,77 mm	885-308-18	885-308-22	1 pieza	885-008-00	10 piezas
36	9	0,15 mm	9,89 mm	885-309-18	885-309-22	1 pieza	885-009-00	10 piezas
36	10	0,15 mm	10,01 mm	885-310-18	885-310-22	1 pieza	885-010-00	10 piezas
36	11	0,15 mm	10,14 mm	885-311-18	885-311-22	1 pieza	885-011-00	10 piezas
36	12	0,15 mm	10,25 mm	885-312-18	885-312-22	1 pieza	885-012-00	10 piezas
36	13	0,15 mm	10,38 mm	885-313-18	885-313-22	1 pieza	885-013-00	10 piezas
36	14	0,15 mm	10,50 mm	885-314-18	885-314-22	1 pieza	885-014-00	10 piezas
36	15	0,15 mm	10,63 mm	885-315-18	885-315-22	1 pieza	885-015-00	10 piezas
36	16	0,15 mm	10,75 mm	885-316-18	885-316-22	1 pieza	885-016-00	10 piezas
36	17	0,15 mm	10,87 mm	885-317-18	885-317-22	1 pieza	885-017-00	10 piezas
36	18	0,15 mm	10,99 mm	885-318-18	885-318-22	1 pieza	885-018-00	10 piezas
36	19	0,15 mm	11,12 mm	885-319-18	885-319-22	1 pieza	885-019-00	10 piezas
36	20	0,15 mm	11,24 mm	885-320-18	885-320-22	1 pieza	885-020-00	10 piezas
36	21	0,15 mm	11,36 mm	885-321-18	885-321-22	1 pieza	885-021-00	10 piezas
36	22	0,15 mm	11,48 mm	885-322-18	885-322-22	1 pieza	885-022-00	10 piezas
36	23	0,15 mm	11,61 mm	885-323-18	885-323-22	1 pieza	885-023-00	10 piezas
36	24	0,15 mm	11,73 mm	885-324-18	885-324-22	1 pieza	885-024-00	10 piezas
36	25	0,18 mm	11,85 mm	885-325-18	885-325-22	1 pieza	885-025-00	10 piezas
36	26	0,18 mm	11,97 mm	885-326-18	885-326-22	1 pieza	885-026-00	10 piezas
36	27	0,18 mm	12,10 mm	885-327-18	885-327-22	1 pieza	885-027-00	10 piezas
36	28	0,18 mm	12,22 mm	885-328-18	885-328-22	1 pieza	885-028-00	10 piezas
36	29	0,18 mm	12,34 mm	885-329-18	885-329-22	1 pieza	885-029-00	10 piezas
36	30	0,18 mm	12,46 mm	885-330-18	885-330-22	1 pieza	885-030-00	10 piezas
36	31	0,18 mm	12,59 mm	885-331-18	885-331-22	1 pieza	885-031-00	10 piezas
36	32	0,18 mm	12,71 mm	885-332-18	885-332-22	1 pieza	885-032-00	10 piezas
36	33	0,18 mm	12,83 mm	885-333-18	885-333-22	1 pieza	885-033-00	10 piezas
36	34	0,18 mm	12,96 mm	885-334-18	885-334-22	1 pieza	885-034-00	10 piezas
36	35	0,18 mm	13,08 mm	885-335-18	885-335-22	1 pieza	885-035-00	10 piezas
36	36	0,18 mm	13,20 mm	885-336-18	885-336-22	1 pieza	885-036-00	10 piezas

¹⁾ presoldados con tubo bucal 818-151-30 y gancho doble 750-602-10

²⁾ presoldados con tubo bucal 822-151-30 y gancho doble 750-602-10

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para segundos molares, maxilar, derecha

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
17	1	0,12 mm	8,10 mm				886-001-00	10 piezas
17	2	0,12 mm	8,22 mm				886-002-00	10 piezas
17	3	0,12 mm	8,33 mm				886-003-00	10 piezas
17	4	0,12 mm	8,45 mm				886-004-00	10 piezas
17	5	0,12 mm	8,56 mm				886-005-00	10 piezas
17	6	0,12 mm	8,68 mm				886-006-00	10 piezas
17	7	0,15 mm	8,80 mm				886-007-00	10 piezas
17	8	0,15 mm	8,91 mm				886-008-00	10 piezas
17	9	0,15 mm	9,03 mm				886-009-00	10 piezas
17	10	0,15 mm	9,14 mm				886-010-00	10 piezas
17	11	0,15 mm	9,26 mm				886-011-00	10 piezas
17	12	0,15 mm	9,38 mm				886-012-00	10 piezas
17	13	0,15 mm	9,49 mm				886-013-00	10 piezas
17	14	0,15 mm	9,61 mm				886-014-00	10 piezas
17	15	0,15 mm	9,72 mm				886-015-00	10 piezas
17	16	0,15 mm	9,84 mm				886-016-00	10 piezas
17	17	0,15 mm	9,96 mm				886-017-00	10 piezas
17	18	0,15 mm	10,07 mm				886-018-00	10 piezas
17	19	0,15 mm	10,19 mm				886-019-00	10 piezas
17	20	0,15 mm	10,30 mm				886-020-00	10 piezas
17	21	0,15 mm	10,42 mm				886-021-00	10 piezas
17	22	0,15 mm	10,54 mm				886-022-00	10 piezas
17	23	0,18 mm	10,65 mm				886-023-00	10 piezas
17	24	0,18 mm	10,77 mm				886-024-00	10 piezas
17	25	0,18 mm	10,88 mm				886-025-00	10 piezas
17	26	0,18 mm	11,00 mm				886-026-00	10 piezas
17	27	0,18 mm	11,12 mm				886-027-00	10 piezas
17	28	0,18 mm	11,23 mm				886-028-00	10 piezas
17	29	0,18 mm	11,35 mm				886-029-00	10 piezas
17	30	0,18 mm	11,46 mm				886-030-00	10 piezas
17	31	0,18 mm	11,58 mm				886-031-00	10 piezas
17	32	0,18 mm	11,70 mm				886-032-00	10 piezas

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



DENTAURUM
ONLINE
SHOP
shop.dentaform.com



dentaform® / Envases individuales

- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para segundos molares, maxilar, izquierda

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
27	1	0,12 mm	8,10 mm				887-001-00	10 piezas
27	2	0,12 mm	8,22 mm				887-002-00	10 piezas
27	3	0,12 mm	8,33 mm				887-003-00	10 piezas
27	4	0,12 mm	8,45 mm				887-004-00	10 piezas
27	5	0,12 mm	8,56 mm				887-005-00	10 piezas
27	6	0,12 mm	8,68 mm				887-006-00	10 piezas
27	7	0,15 mm	8,80 mm				887-007-00	10 piezas
27	8	0,15 mm	8,91 mm				887-008-00	10 piezas
27	9	0,15 mm	9,03 mm				887-009-00	10 piezas
27	10	0,15 mm	9,14 mm				887-010-00	10 piezas
27	11	0,15 mm	9,26 mm				887-011-00	10 piezas
27	12	0,15 mm	9,38 mm				887-012-00	10 piezas
27	13	0,15 mm	9,49 mm				887-013-00	10 piezas
27	14	0,15 mm	9,61 mm				887-014-00	10 piezas
27	15	0,15 mm	9,72 mm				887-015-00	10 piezas
27	16	0,15 mm	9,84 mm				887-016-00	10 piezas
27	17	0,15 mm	9,96 mm				887-017-00	10 piezas
27	18	0,15 mm	10,07 mm				887-018-00	10 piezas
27	19	0,15 mm	10,19 mm				887-019-00	10 piezas
27	20	0,15 mm	10,30 mm				887-020-00	10 piezas
27	21	0,15 mm	10,42 mm				887-021-00	10 piezas
27	22	0,15 mm	10,54 mm				887-022-00	10 piezas
27	23	0,18 mm	10,65 mm				887-023-00	10 piezas
27	24	0,18 mm	10,77 mm				887-024-00	10 piezas
27	25	0,18 mm	10,88 mm				887-025-00	10 piezas
27	26	0,18 mm	11,00 mm				887-026-00	10 piezas
27	27	0,18 mm	11,12 mm				887-027-00	10 piezas
27	28	0,18 mm	11,23 mm				887-028-00	10 piezas
27	29	0,18 mm	11,35 mm				887-029-00	10 piezas
27	30	0,18 mm	11,46 mm				887-030-00	10 piezas
27	31	0,18 mm	11,58 mm				887-031-00	10 piezas
27	32	0,18 mm	11,70 mm				887-032-00	10 piezas

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para segundos molares, mandíbula, derecha

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
47	1	0,12 mm	9,88 mm				888-001-00	10 piezas
47	2	0,12 mm	9,92 mm				888-002-00	10 piezas
47	3	0,12 mm	10,04 mm				888-003-00	10 piezas
47	4	0,12 mm	10,17 mm				888-004-00	10 piezas
47	5	0,12 mm	10,29 mm				888-005-00	10 piezas
47	6	0,12 mm	10,41 mm				888-006-00	10 piezas
47	7	0,15 mm	10,53 mm				888-007-00	10 piezas
47	8	0,15 mm	10,65 mm				888-008-00	10 piezas
47	9	0,15 mm	10,78 mm				888-009-00	10 piezas
47	10	0,15 mm	10,90 mm				888-010-00	10 piezas
47	11	0,15 mm	11,02 mm				888-011-00	10 piezas
47	12	0,15 mm	11,14 mm				888-012-00	10 piezas
47	13	0,15 mm	11,26 mm				888-013-00	10 piezas
47	14	0,15 mm	11,39 mm				888-014-00	10 piezas
47	15	0,15 mm	11,51 mm				888-015-00	10 piezas
47	16	0,15 mm	11,63 mm				888-016-00	10 piezas
47	17	0,15 mm	11,75 mm				888-017-00	10 piezas
47	18	0,15 mm	11,87 mm				888-018-00	10 piezas
47	19	0,15 mm	11,99 mm				888-019-00	10 piezas
47	20	0,15 mm	12,12 mm				888-020-00	10 piezas
47	21	0,15 mm	12,24 mm				888-021-00	10 piezas
47	22	0,15 mm	12,36 mm				888-022-00	10 piezas
47	23	0,18 mm	12,48 mm				888-023-00	10 piezas
47	24	0,18 mm	12,61 mm				888-024-00	10 piezas
47	25	0,18 mm	12,73 mm				888-025-00	10 piezas
47	26	0,18 mm	12,85 mm				888-026-00	10 piezas
47	27	0,18 mm	12,97 mm				888-027-00	10 piezas
47	28	0,18 mm	13,09 mm				888-028-00	10 piezas
47	29	0,18 mm	13,22 mm				888-029-00	10 piezas
47	30	0,18 mm	13,34 mm				888-030-00	10 piezas
47	31	0,18 mm	13,46 mm				888-031-00	10 piezas
47	32	0,18 mm	13,59 mm				888-032-00	10 piezas

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



dentaform® / Envases individuales

- fácil adaptación
- calidad de banda algo más blanda (en comparación con dentaform® Snap)
- anatómicamente preformadas
- muy buen ajuste
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para segundos molares, mandíbula, izquierda

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
							REF	
37	1	0,12 mm	9,88 mm				889-001-00	10 piezas
37	2	0,12 mm	9,92 mm				889-002-00	10 piezas
37	3	0,12 mm	10,04 mm				889-003-00	10 piezas
37	4	0,12 mm	10,17 mm				889-004-00	10 piezas
37	5	0,12 mm	10,29 mm				889-005-00	10 piezas
37	6	0,12 mm	10,41 mm				889-006-00	10 piezas
37	7	0,15 mm	10,53 mm				889-007-00	10 piezas
37	8	0,15 mm	10,65 mm				889-008-00	10 piezas
37	9	0,15 mm	10,78 mm				889-009-00	10 piezas
37	10	0,15 mm	10,90 mm				889-010-00	10 piezas
37	11	0,15 mm	11,02 mm				889-011-00	10 piezas
37	12	0,15 mm	11,14 mm				889-012-00	10 piezas
37	13	0,15 mm	11,26 mm				889-013-00	10 piezas
37	14	0,15 mm	11,39 mm				889-014-00	10 piezas
37	15	0,15 mm	11,51 mm				889-015-00	10 piezas
37	16	0,15 mm	11,63 mm				889-016-00	10 piezas
37	17	0,15 mm	11,75 mm				889-017-00	10 piezas
37	18	0,15 mm	11,87 mm				889-018-00	10 piezas
37	19	0,15 mm	11,99 mm				889-019-00	10 piezas
37	20	0,15 mm	12,12 mm				889-020-00	10 piezas
37	21	0,15 mm	12,24 mm				889-021-00	10 piezas
37	22	0,15 mm	12,36 mm				889-022-00	10 piezas
37	23	0,18 mm	12,48 mm				889-023-00	10 piezas
37	24	0,18 mm	12,61 mm				889-024-00	10 piezas
37	25	0,18 mm	12,73 mm				889-025-00	10 piezas
37	26	0,18 mm	12,85 mm				889-026-00	10 piezas
37	27	0,18 mm	12,97 mm				889-027-00	10 piezas
37	28	0,18 mm	13,09 mm				889-028-00	10 piezas
37	29	0,18 mm	13,22 mm				889-029-00	10 piezas
37	30	0,18 mm	13,34 mm				889-030-00	10 piezas
37	31	0,18 mm	13,46 mm				889-031-00	10 piezas
37	32	0,18 mm	13,59 mm				889-032-00	10 piezas

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar/de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con y sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldado de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- suministro en caja clasificadora (apropiada para montar en el armario de surtidos REF 890-414-00)
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros y segundos premolares, maxilar

Mini

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		
15-14 / 24-25	Núm. 1-32 (2)	860-064-18	860-064-22	864-064-00	64 piezas

Medium

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		
15-14 / 24-25	Núm. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	860-150-18	860-150-22	864-150-00	150 piezas

Maxi

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		
15-14 / 24-25	Núm. 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			864-300-00	300 piezas

¹⁾ presoldados con bracket equilibrium® 2 790-206-02 y gancho doble 750-602-10

²⁾ presoldados con bracket equilibrium® 2 790-218-02 y gancho doble 750-602-10

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandas para primeros premolares, mandíbula

Mini

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		
44 / 34	Núm. 1-32 (2)	861-064-18	861-064-22		64 piezas

Medium

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		
44 / 34	Núm. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	861-150-18	861-150-22		150 piezas

¹⁾ presoldados con bracket equilibrium® 2 790-210-02 y gancho doble 750-602-10

²⁾ presoldados con bracket equilibrium® 2 790-222-02 y gancho doble 750-602-10

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandas estándar / Surtidos

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar/de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con y sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldado de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- suministro en caja clasificadora (apropiada para montar en el armario de surtidos REF 890-414-00)
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para segundos premolares, mandíbula

Mini

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
45 / 35	Núm. 1-32 (2)	862-064-18	862-064-22		64 piezas

Medium

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾	REF	
45 / 35	Núm. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	862-150-18	862-150-22		150 piezas

¹⁾ presoldados con bracket equilibrium® 2 790-211-02 y gancho doble 750-602-10

²⁾ presoldados con bracket equilibrium® 2 790-223-02 y gancho doble 750-602-10

* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandas para primeros y segundos premolares, mandíbula

Mini

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
45-44 / 34-35	Núm. 1-32 (2)			865-064-00	64 piezas

Medium

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
45-44 / 34-35	Núm. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			865-150-00	150 piezas

Maxi

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
45-44 / 34-35	Núm. 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			865-300-00	300 piezas

* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar/de la mandíbula
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- suministro en caja clasificadora (apropiada para montar en el armario de surtidos REF 890-414-00)
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros y segundos molares, maxilar

Mini

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
17-16 / 26-27	Núm. 1-32 (2)			872-064-00	64 piezas

Medium

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
17-16 / 26-27	Núm. 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)			872-150-00	150 piezas

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandas para primeros y segundos molares, mandíbula

Mini

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
47-46 / 36-37	Núm. 1-32 (2)			873-064-00	64 piezas

Medium

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
47-46 / 36-37	Núm. 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)			873-150-00	150 piezas

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Bandas

Bandas estándar / Surtidos

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar/de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con y sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (a petición servicio gratuito de presoldado)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- suministro en caja clasificadora (apropiada para montar en el armario de surtidos REF 890-414-00)
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para caninos, maxilar

Mini

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
13 / 23	Núm. 1-20 (2)			855-050-00	50 piezas

Medium

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
13 / 23	Núm. 1-5; 19-20 (4), 6-8; 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 12,5; 16-18 (6), 9; 10; 11; 12; 13-15 (8)			855-150-00	150 piezas

* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandas para caninos, mandíbula

Mini

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
43 / 33	Núm. 1-16 (2)			857-042-00	42 piezas

Medium

Diente	Tamaños de banda (Contenido por tamaño)	presoldados		no presoldados	Cantidad
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
43 / 33	Núm. 1-2; 5,5; 6,5; 15-16 (4), 7,5; 8,5; 9,5 (6), 3-5; 12-14 (8), 6; 7; 8; 9; 10-11 (10)			857-150-00	150 piezas

* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandas estándar / Envases individuales

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar/de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con y sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldado de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros y segundos premolares, maxilar, derecha e izquierda

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		REF	
15-14 / 24-25	1	0,12 mm	5,52 mm	860-101-18	860-101-22	1 pieza	860-101-00	10 piezas
15-14 / 24-25	2	0,12 mm	5,57 mm	860-102-18	860-102-22	1 pieza	860-102-00	10 piezas
15-14 / 24-25	3	0,12 mm	5,62 mm	860-103-18	860-103-22	1 pieza	860-103-00	10 piezas
15-14 / 24-25	4	0,12 mm	5,67 mm	860-104-18	860-104-22	1 pieza	860-104-00	10 piezas
15-14 / 24-25	5	0,12 mm	5,75 mm	860-105-18	860-105-22	1 pieza	860-105-00	10 piezas
15-14 / 24-25	6	0,12 mm	5,82 mm	860-106-18	860-106-22	1 pieza	860-106-00	10 piezas
15-14 / 24-25	7	0,12 mm	5,89 mm	860-107-18	860-107-22	1 pieza	860-107-00	10 piezas
15-14 / 24-25	8	0,12 mm	5,94 mm	860-108-18	860-108-22	1 pieza	860-108-00	10 piezas
15-14 / 24-25	9	0,12 mm	6,01 mm	860-109-18	860-109-22	1 pieza	860-109-00	10 piezas
15-14 / 24-25	10	0,12 mm	6,08 mm	860-110-18	860-110-22	1 pieza	860-110-00	10 piezas
15-14 / 24-25	11	0,12 mm	6,13 mm	860-111-18	860-111-22	1 pieza	860-111-00	10 piezas
15-14 / 24-25	12	0,12 mm	6,20 mm	860-112-18	860-112-22	1 pieza	860-112-00	10 piezas
15-14 / 24-25	13	0,12 mm	6,24 mm	860-113-18	860-113-22	1 pieza	860-113-00	10 piezas
15-14 / 24-25	14	0,12 mm	6,30 mm	860-114-18	860-114-22	1 pieza	860-114-00	10 piezas
15-14 / 24-25	15	0,12 mm	6,34 mm	860-115-18	860-115-22	1 pieza	860-115-00	10 piezas
15-14 / 24-25	16	0,12 mm	6,42 mm	860-116-18	860-116-22	1 pieza	860-116-00	10 piezas
15-14 / 24-25	17	0,12 mm	6,48 mm	860-117-18	860-117-22	1 pieza	860-117-00	10 piezas
15-14 / 24-25	18	0,12 mm	6,56 mm	860-118-18	860-118-22	1 pieza	860-118-00	10 piezas
15-14 / 24-25	19	0,12 mm	6,64 mm	860-119-18	860-119-22	1 pieza	860-119-00	10 piezas
15-14 / 24-25	20	0,12 mm	6,71 mm	860-120-18	860-120-22	1 pieza	860-120-00	10 piezas
15-14 / 24-25	21	0,12 mm	6,80 mm	860-121-18	860-121-22	1 pieza	860-121-00	10 piezas
15-14 / 24-25	22	0,12 mm	6,90 mm	860-122-18	860-122-22	1 pieza	860-122-00	10 piezas
15-14 / 24-25	23	0,12 mm	7,00 mm	860-123-18	860-123-22	1 pieza	860-123-00	10 piezas
15-14 / 24-25	24	0,12 mm	7,11 mm	860-124-18	860-124-22	1 pieza	860-124-00	10 piezas
15-14 / 24-25	25	0,12 mm	7,18 mm	860-125-18	860-125-22	1 pieza	860-125-00	10 piezas
15-14 / 24-25	26	0,12 mm	7,26 mm	860-126-18	860-126-22	1 pieza	860-126-00	10 piezas
15-14 / 24-25	27	0,12 mm	7,35 mm	860-127-18	860-127-22	1 pieza	860-127-00	10 piezas
15-14 / 24-25	28	0,12 mm	7,43 mm	860-128-18	860-128-22	1 pieza	860-128-00	10 piezas
15-14 / 24-25	29	0,12 mm	7,51 mm	860-129-18	860-129-22	1 pieza	860-129-00	10 piezas
15-14 / 24-25	30	0,12 mm	7,61 mm	860-130-18	860-130-22	1 pieza	860-130-00	10 piezas
15-14 / 24-25	31	0,12 mm	7,71 mm	860-131-18	860-131-22	1 pieza	860-131-00	10 piezas
15-14 / 24-25	32	0,12 mm	7,80 mm	860-132-18	860-132-22	1 pieza	860-132-00	10 piezas

¹⁾ presoldados con bracket equilibrium® 2 790-206-02 y gancho doble 750-602-10

²⁾ presoldados con bracket equilibrium® 2 790-218-02 y gancho doble 750-602-10



* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandas estándar / Envases individuales

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar/de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con y sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldado de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros premolares, mandíbula, derecha e izquierda

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		REF	
44 / 34	1	0,12 mm	6,34 mm	861-101-18	861-101-22	1 pieza	861-101-00	10 piezas
44 / 34	2	0,12 mm	6,45 mm	861-102-18	861-102-22	1 pieza	861-102-00	10 piezas
44 / 34	3	0,12 mm	6,56 mm	861-103-18	861-103-22	1 pieza	861-103-00	10 piezas
44 / 34	4	0,12 mm	6,68 mm	861-104-18	861-104-22	1 pieza	861-104-00	10 piezas
44 / 34	5	0,12 mm	6,80 mm	861-105-18	861-105-22	1 pieza	861-105-00	10 piezas
44 / 34	6	0,12 mm	6,90 mm	861-106-18	861-106-22	1 pieza	861-106-00	10 piezas
44 / 34	7	0,12 mm	7,02 mm	861-107-18	861-107-22	1 pieza	861-107-00	10 piezas
44 / 34	8	0,12 mm	7,13 mm	861-108-18	861-108-22	1 pieza	861-108-00	10 piezas
44 / 34	9	0,12 mm	7,25 mm	861-109-18	861-109-22	1 pieza	861-109-00	10 piezas
44 / 34	10	0,12 mm	7,37 mm	861-110-18	861-110-22	1 pieza	861-110-00	10 piezas
44 / 34	11	0,12 mm	7,50 mm	861-111-18	861-111-22	1 pieza	861-111-00	10 piezas
44 / 34	12	0,12 mm	7,63 mm	861-112-18	861-112-22	1 pieza	861-112-00	10 piezas
44 / 34	13	0,12 mm	7,75 mm	861-113-18	861-113-22	1 pieza	861-113-00	10 piezas
44 / 34	14	0,12 mm	7,88 mm	861-114-18	861-114-22	1 pieza	861-114-00	10 piezas
44 / 34	15	0,12 mm	8,05 mm	861-115-18	861-115-22	1 pieza	861-115-00	10 piezas
44 / 34	16	0,12 mm	8,13 mm	861-116-18	861-116-22	1 pieza	861-116-00	10 piezas
44 / 34	17	0,12 mm	8,26 mm	861-117-18	861-117-22	1 pieza	861-117-00	10 piezas
44 / 34	18	0,12 mm	8,40 mm	861-118-18	861-118-22	1 pieza	861-118-00	10 piezas
44 / 34	19	0,12 mm	8,53 mm	861-119-18	861-119-22	1 pieza	861-119-00	10 piezas
44 / 34	20	0,12 mm	8,70 mm	861-120-18	861-120-22	1 pieza	861-120-00	10 piezas
44 / 34	21	0,12 mm	8,84 mm	861-121-18	861-121-22	1 pieza	861-121-00	10 piezas
44 / 34	22	0,12 mm	9,02 mm	861-122-18	861-122-22	1 pieza	861-122-00	10 piezas
44 / 34	23	0,12 mm	9,17 mm	861-123-18	861-123-22	1 pieza	861-123-00	10 piezas
44 / 34	24	0,12 mm	9,28 mm	861-124-18	861-124-22	1 pieza	861-124-00	10 piezas
44 / 34	25	0,12 mm	9,38 mm	861-125-18	861-125-22	1 pieza	861-125-00	10 piezas
44 / 34	26	0,12 mm	9,48 mm	861-126-18	861-126-22	1 pieza	861-126-00	10 piezas
44 / 34	27	0,12 mm	9,59 mm	861-127-18	861-127-22	1 pieza	861-127-00	10 piezas
44 / 34	28	0,12 mm	9,70 mm	861-128-18	861-128-22	1 pieza	861-128-00	10 piezas
44 / 34	29	0,12 mm	9,82 mm	861-129-18	861-129-22	1 pieza	861-129-00	10 piezas
44 / 34	30	0,12 mm	9,96 mm	861-130-18	861-130-22	1 pieza	861-130-00	10 piezas
44 / 34	31	0,12 mm	10,11 mm	861-131-18	861-131-22	1 pieza	861-131-00	10 piezas
44 / 34	32	0,12 mm	10,28 mm	861-132-18	861-132-22	1 pieza	861-132-00	10 piezas

¹⁾ presoldados con bracket equilibrium® 2 790-210-02 y gancho doble 750-602-10

²⁾ presoldados con bracket equilibrium® 2 790-222-02 y gancho doble 750-602-10



* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandas estándar / Envases individuales

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar/de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con y sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldado de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para segundos premolares, mandíbula, derecha e izquierda

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18) ¹⁾	REF (Roth 22) ²⁾		REF	
45 / 35	1	0,12 mm	6,34 mm	862-101-18	862-101-22	1 pieza	861-101-00	10 piezas
45 / 35	2	0,12 mm	6,45 mm	862-102-18	862-102-22	1 pieza	861-102-00	10 piezas
45 / 35	3	0,12 mm	6,56 mm	862-103-18	862-103-22	1 pieza	861-103-00	10 piezas
45 / 35	4	0,12 mm	6,68 mm	862-104-18	862-104-22	1 pieza	861-104-00	10 piezas
45 / 35	5	0,12 mm	6,80 mm	862-105-18	862-105-22	1 pieza	861-105-00	10 piezas
45 / 35	6	0,12 mm	6,90 mm	862-106-18	862-106-22	1 pieza	861-106-00	10 piezas
45 / 35	7	0,12 mm	7,02 mm	862-107-18	862-107-22	1 pieza	861-107-00	10 piezas
45 / 35	8	0,12 mm	7,13 mm	862-108-18	862-108-22	1 pieza	861-108-00	10 piezas
45 / 35	9	0,12 mm	7,25 mm	862-109-18	862-109-22	1 pieza	861-109-00	10 piezas
45 / 35	10	0,12 mm	7,37 mm	862-110-18	862-110-22	1 pieza	861-110-00	10 piezas
45 / 35	11	0,12 mm	7,50 mm	862-111-18	862-111-22	1 pieza	861-111-00	10 piezas
45 / 35	12	0,12 mm	7,63 mm	862-112-18	862-112-22	1 pieza	861-112-00	10 piezas
45 / 35	13	0,12 mm	7,75 mm	862-113-18	862-113-22	1 pieza	861-113-00	10 piezas
45 / 35	14	0,12 mm	7,88 mm	862-114-18	862-114-22	1 pieza	861-114-00	10 piezas
45 / 35	15	0,12 mm	8,05 mm	862-115-18	862-115-22	1 pieza	861-115-00	10 piezas
45 / 35	16	0,12 mm	8,13 mm	862-116-18	862-116-22	1 pieza	861-116-00	10 piezas
45 / 35	17	0,12 mm	8,26 mm	862-117-18	862-117-22	1 pieza	861-117-00	10 piezas
45 / 35	18	0,12 mm	8,40 mm	862-118-18	862-118-22	1 pieza	861-118-00	10 piezas
45 / 35	19	0,12 mm	8,53 mm	862-119-18	862-119-22	1 pieza	861-119-00	10 piezas
45 / 35	20	0,12 mm	8,70 mm	862-120-18	862-120-22	1 pieza	861-120-00	10 piezas
45 / 35	21	0,12 mm	8,84 mm	862-121-18	862-121-22	1 pieza	861-121-00	10 piezas
45 / 35	22	0,12 mm	9,02 mm	862-122-18	862-122-22	1 pieza	861-122-00	10 piezas
45 / 35	23	0,12 mm	9,17 mm	862-123-18	862-123-22	1 pieza	861-123-00	10 piezas
45 / 35	24	0,12 mm	9,28 mm	862-124-18	862-124-22	1 pieza	861-124-00	10 piezas
45 / 35	25	0,12 mm	9,38 mm	862-125-18	862-125-22	1 pieza	861-125-00	10 piezas
45 / 35	26	0,12 mm	9,48 mm	862-126-18	862-126-22	1 pieza	861-126-00	10 piezas
45 / 35	27	0,12 mm	9,59 mm	862-127-18	862-127-22	1 pieza	861-127-00	10 piezas
45 / 35	28	0,12 mm	9,70 mm	862-128-18	862-128-22	1 pieza	861-128-00	10 piezas
45 / 35	29	0,12 mm	9,82 mm	862-129-18	862-129-22	1 pieza	861-129-00	10 piezas
45 / 35	30	0,12 mm	9,96 mm	862-130-18	862-130-22	1 pieza	861-130-00	10 piezas
45 / 35	31	0,12 mm	10,11 mm	862-131-18	862-131-22	1 pieza	861-131-00	10 piezas
45 / 35	32	0,12 mm	10,28 mm	862-132-18	862-132-22	1 pieza	861-132-00	10 piezas

¹⁾ presoldados con bracket equilibrium® 2 790-211-02 y gancho doble 750-602-10

²⁾ presoldados con bracket equilibrium® 2 790-223-02 y gancho doble 750-602-10



* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bandas estándar / Envases individuales

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar/de la mandíbula
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros y segundos molares, maxilar, derecha e izquierda

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
17-16 / 26-27	1	0,15 mm	7,94 mm				REF	
17-16 / 26-27	2	0,15 mm	8,06 mm				870-001-00	10 piezas
17-16 / 26-27	3	0,15 mm	8,18 mm				870-002-00	10 piezas
17-16 / 26-27	4	0,15 mm	8,30 mm				870-003-00	10 piezas
17-16 / 26-27	5	0,15 mm	8,42 mm				870-004-00	10 piezas
17-16 / 26-27	6	0,15 mm	8,54 mm				870-005-00	10 piezas
17-16 / 26-27	7	0,15 mm	8,66 mm				870-006-00	10 piezas
17-16 / 26-27	8	0,15 mm	8,78 mm				870-007-00	10 piezas
17-16 / 26-27	9	0,15 mm	8,90 mm				870-008-00	10 piezas
17-16 / 26-27	10	0,15 mm	9,02 mm				870-009-00	10 piezas
17-16 / 26-27	11	0,15 mm	9,14 mm				870-010-00	10 piezas
17-16 / 26-27	12	0,15 mm	9,26 mm				870-011-00	10 piezas
17-16 / 26-27	13	0,15 mm	9,38 mm				870-012-00	10 piezas
17-16 / 26-27	14	0,15 mm	9,50 mm				870-013-00	10 piezas
17-16 / 26-27	15	0,15 mm	9,62 mm				870-014-00	10 piezas
17-16 / 26-27	16	0,15 mm	9,74 mm				870-015-00	10 piezas
17-16 / 26-27	17	0,15 mm	9,86 mm				870-016-00	10 piezas
17-16 / 26-27	18	0,15 mm	9,98 mm				870-017-00	10 piezas
17-16 / 26-27	19	0,15 mm	10,10 mm				870-018-00	10 piezas
17-16 / 26-27	20	0,15 mm	10,22 mm				870-019-00	10 piezas
17-16 / 26-27	21	0,15 mm	10,34 mm				870-020-00	10 piezas
17-16 / 26-27	22	0,15 mm	10,46 mm				870-021-00	10 piezas
17-16 / 26-27	23	0,15 mm	10,58 mm				870-022-00	10 piezas
17-16 / 26-27	24	0,15 mm	10,70 mm				870-023-00	10 piezas
17-16 / 26-27	25	0,15 mm	10,82 mm				870-024-00	10 piezas
17-16 / 26-27	26	0,15 mm	10,94 mm				870-025-00	10 piezas
17-16 / 26-27	27	0,15 mm	11,06 mm				870-026-00	10 piezas
17-16 / 26-27	28	0,15 mm	11,18 mm				870-027-00	10 piezas
17-16 / 26-27	29	0,15 mm	11,30 mm				870-028-00	10 piezas
17-16 / 26-27	30	0,15 mm	11,42 mm				870-029-00	10 piezas
17-16 / 26-27	31	0,15 mm	11,54 mm				870-030-00	10 piezas
17-16 / 26-27	32	0,15 mm	11,66 mm				870-031-00	10 piezas
							870-032-00	10 piezas

* The Dentaarum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaarum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Bandas estándar / Envases individuales

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar/de la mandíbula
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para primeros y segundos molares, mandíbula, derecha e izquierda

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)			
47-46 / 36-37	1	0,15 mm	8,94 mm				871-001-00	10 piezas
47-46 / 36-37	2	0,15 mm	9,06 mm				871-002-00	10 piezas
47-46 / 36-37	3	0,15 mm	9,18 mm				871-003-00	10 piezas
47-46 / 36-37	4	0,15 mm	9,30 mm				871-004-00	10 piezas
47-46 / 36-37	5	0,15 mm	9,42 mm				871-005-00	10 piezas
47-46 / 36-37	6	0,15 mm	9,54 mm				871-006-00	10 piezas
47-46 / 36-37	7	0,15 mm	9,56 mm				871-007-00	10 piezas
47-46 / 36-37	8	0,15 mm	9,78 mm				871-008-00	10 piezas
47-46 / 36-37	9	0,15 mm	9,90 mm				871-009-00	10 piezas
47-46 / 36-37	10	0,15 mm	10,02 mm				871-010-00	10 piezas
47-46 / 36-37	11	0,15 mm	10,14 mm				871-011-00	10 piezas
47-46 / 36-37	12	0,15 mm	10,25 mm				871-012-00	10 piezas
47-46 / 36-37	13	0,15 mm	10,38 mm				871-013-00	10 piezas
47-46 / 36-37	14	0,15 mm	10,50 mm				871-014-00	10 piezas
47-46 / 36-37	15	0,15 mm	10,62 mm				871-015-00	10 piezas
47-46 / 36-37	16	0,15 mm	10,74 mm				871-016-00	10 piezas
47-46 / 36-37	17	0,15 mm	10,86 mm				871-017-00	10 piezas
47-46 / 36-37	18	0,15 mm	10,98 mm				871-018-00	10 piezas
47-46 / 36-37	19	0,15 mm	11,10 mm				871-019-00	10 piezas
47-46 / 36-37	20	0,15 mm	11,22 mm				871-020-00	10 piezas
47-46 / 36-37	21	0,15 mm	11,34 mm				871-021-00	10 piezas
47-46 / 36-37	22	0,15 mm	11,46 mm				871-022-00	10 piezas
47-46 / 36-37	23	0,15 mm	11,58 mm				871-023-00	10 piezas
47-46 / 36-37	24	0,15 mm	11,70 mm				871-024-00	10 piezas
47-46 / 36-37	25	0,15 mm	11,82 mm				871-025-00	10 piezas
47-46 / 36-37	26	0,15 mm	11,94 mm				871-026-00	10 piezas
47-46 / 36-37	27	0,15 mm	12,06 mm				871-027-00	10 piezas
47-46 / 36-37	28	0,15 mm	12,18 mm				871-028-00	10 piezas
47-46 / 36-37	29	0,15 mm	12,30 mm				871-029-00	10 piezas
47-46 / 36-37	30	0,15 mm	12,42 mm				871-030-00	10 piezas
47-46 / 36-37	31	0,15 mm	12,54 mm				871-031-00	10 piezas
47-46 / 36-37	32	0,15 mm	12,66 mm				871-032-00	10 piezas

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Bandas estándar / Envases individuales

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar/de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con y sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldado de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para caninos, maxilar, derecha e izquierda

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
13 / 23	1	0,12 mm	7,10 mm				850-101-00	10 piezas
13 / 23	2	0,12 mm	7,20 mm				850-102-00	10 piezas
13 / 23	3	0,12 mm	7,30 mm				850-103-00	10 piezas
13 / 23	4	0,12 mm	7,50 mm				850-104-00	10 piezas
13 / 23	5	0,12 mm	7,60 mm				850-105-00	10 piezas
13 / 23	6	0,12 mm	7,80 mm				850-106-00	10 piezas
13 / 23	7	0,12 mm	7,90 mm				850-107-00	10 piezas
13 / 23	8	0,12 mm	8,00 mm				850-108-00	10 piezas
13 / 23	8,5	0,12 mm	8,10 mm				850-121-00	10 piezas
13 / 23	9	0,12 mm	8,20 mm				850-109-00	10 piezas
13 / 23	9,5	0,12 mm	8,30 mm				850-122-00	10 piezas
13 / 23	10	0,12 mm	8,40 mm				850-110-00	10 piezas
13 / 23	10,5	0,12 mm	8,50 mm				850-123-00	10 piezas
13 / 23	11	0,12 mm	8,60 mm				850-111-00	10 piezas
13 / 23	11,5	0,12 mm	8,70 mm				850-124-00	10 piezas
13 / 23	12	0,12 mm	8,80 mm				850-112-00	10 piezas
13 / 23	12,5	0,12 mm	8,90 mm				850-125-00	10 piezas
13 / 23	13	0,12 mm	9,10 mm				850-113-00	10 piezas
13 / 23	14	0,12 mm	9,20 mm				850-114-00	10 piezas
13 / 23	15	0,12 mm	9,40 mm				850-115-00	10 piezas
13 / 23	16	0,12 mm	9,50 mm				850-116-00	10 piezas
13 / 23	17	0,12 mm	9,80 mm				850-117-00	10 piezas
13 / 23	18	0,12 mm	9,90 mm				850-118-00	10 piezas
13 / 23	19	0,12 mm	10,00 mm				850-119-00	10 piezas
13 / 23	20	0,12 mm	10,10 mm				850-120-00	10 piezas

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Bandas estándar / Envases individuales

- aplicación universal para la mitad derecha e izquierda del maxilar/de la mandíbula
- bandas no presoldadas (con y sin gancho doble) muy apropiadas para la técnica Herbst (servicio gratuito de presoldado de bandas dobles a pedido)
- sujeción segura y magnífica adherencia mediante superficie rugosa de la cara interna de la banda
- a petición, es posible realizar soldaduras individuales, por ejemplo, según McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22

Para hallar el mayor diámetro mesiodistal de la corona dentaria recomendamos utilizar nuestro calibrador dental (REF 042-751-00).

Bandas para caninos, mandíbula, derecha e izquierda

Diente	Tamaño de banda	Espesor de banda	Ø mesiodistal	presoldados		Cantidad	no presoldados	Cantidad
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
43 / 33	1	0,12 mm	6,20 mm				851-101-00	10 piezas
43 / 33	2	0,12 mm	6,30 mm				851-102-00	10 piezas
43 / 33	3	0,12 mm	6,50 mm				851-103-00	10 piezas
43 / 33	4	0,12 mm	6,60 mm				851-104-00	10 piezas
43 / 33	5	0,12 mm	6,80 mm				851-105-00	10 piezas
43 / 33	5,5	0,12 mm	6,90 mm				851-117-00	10 piezas
43 / 33	6	0,12 mm	7,00 mm				851-106-00	10 piezas
43 / 33	6,5	0,12 mm	7,10 mm				851-118-00	10 piezas
43 / 33	7	0,12 mm	7,20 mm				851-107-00	10 piezas
43 / 33	7,5	0,12 mm	7,30 mm				851-119-00	10 piezas
43 / 33	8	0,12 mm	7,40 mm				851-108-00	10 piezas
43 / 33	8,5	0,12 mm	7,50 mm				851-120-00	10 piezas
43 / 33	9	0,12 mm	7,60 mm				851-109-00	10 piezas
43 / 33	9,5	0,12 mm	7,80 mm				851-121-00	10 piezas
43 / 33	10	0,12 mm	7,90 mm				851-110-00	10 piezas
43 / 33	11	0,12 mm	8,00 mm				851-111-00	10 piezas
43 / 33	12	0,12 mm	8,20 mm				851-112-00	10 piezas
43 / 33	13	0,12 mm	8,30 mm				851-113-00	10 piezas
43 / 33	14	0,12 mm	8,40 mm				851-114-00	10 piezas
43 / 33	15	0,12 mm	8,60 mm				851-115-00	10 piezas
43 / 33	16	0,12 mm	8,70 mm				851-116-00	10 piezas

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Accesorios



Material para bandas

en rollo

Blando, lado exterior pulido brillante, lado interior mate.

Grosor x anchura	Longitud	REF	Cantidad
0,10 mm x 3,80 mm / 4 x 150	10 m	812-038-00	1 pieza
0,12 mm x 4,55 mm / 5 x 180	10 m	813-045-00	1 pieza
0,15 mm x 4,55 mm / 6 x 180	10 m	814-045-00	1 pieza



Banda para matrices

en rollo

Material Núm.: 1.4310

duro-elástico

Grosor x anchura	Longitud	REF	Cantidad
0,05 mm x 5,00 mm	1 m	831-601-00	1 pieza
0,05 mm x 5,00 mm	10 m	831-701-00	1 pieza
0,05 mm x 6,00 mm	1 m	831-606-00	1 pieza
0,05 mm x 7,00 mm	1 m	831-603-00	1 pieza
0,05 mm x 7,00 mm	10 m	831-703-00	1 pieza

Armario para surtidos**Presentación estándar de plástico**

Para bandas preformadas, 10 cajas clasificadoras (sin contenido y sin receptáculos incorporados).

Dimensiones (alto x ancho x largo)	REF	Cantidad
31 cm x 27,5 cm x 25 cm	890-414-00	1 pieza

**Cajas clasificadoras con tapadera y receptáculos incorporados**

Para armario para surtidos (REF 890-414-00).

Inscripción	REF	Cantidad
Estándar, bandas para caninos, maxilar	890-420-00	1 pieza
Estándar, bandas para caninos, mandíbula	890-421-00	1 pieza
Estándar, bandas para premolares, maxilar	890-422-00	1 pieza
Estándar, bandas para premolares, mandíbula	890-423-00	1 pieza
Estándar, bandas para molares, maxilar	890-424-00	1 pieza
Estándar, bandas para molares, mandíbula	890-425-00	1 pieza
dentaform®, bandas para primeros molares maxilar, derecha	890-426-00	1 pieza
dentaform®, bandas para primeros molares maxilar, izquierda	890-427-00	1 pieza
dentaform®, bandas para segundos molares maxilar, derecha	890-428-00	1 pieza
dentaform®, bandas para segundos molares maxilar, izquierda	890-429-00	1 pieza
dentaform®, bandas para primeros molares mandíbula, derecha	890-430-00	1 pieza
dentaform®, bandas para primeros molares mandíbula, izquierda	890-431-00	1 pieza
dentaform®, bandas para segundos molares mandíbula, derecha	890-432-00	1 pieza
dentaform®, bandas para segundos molares mandíbula, izquierda	890-433-00	1 pieza
Técnica de cementado	890-412-00	1 pieza
Sin inscripción	890-406-00	1 pieza



Accesorios



Dispositivo de tope

Para armario de surtidos (REF 890-414-00).

REF 890-414-10

1 pieza



Armazón básico para el armario de surtidos

Para componer de forma individualizada el armario de surtido de bandas (REF 890-414-00). Sin dispositivo de tope (REF 890-414-10).

REF 890-402-00

1 pieza



Armazón

Para ampliar de forma individual el armario para surtidos (REF 890-414-00). Incl. dispositivo de tope (REF 890-414-10).

REF 890-407-00

1 pieza



Placa base

Para componer de forma individualizada el armario de surtido de bandas (REF 890-414-00). Sin dispositivo de tope (REF 890-414-10).

REF 890-403-00

1 pieza



A series of 20 horizontal lines spaced evenly down the page, providing a template for writing.