


Intraoral/Extraoral.

Aparatos para todas las técnicas de tratamiento.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Programa completo de suministro para todos los campos de aplicación.

La gama de productos intraorales y extraorales de Dentaaurum abarca desde los simples anillos elásticos de goma o los separadores para el empleo intraoral, hasta los innovadores aparatos como el FaceFormer.

En la fase de desarrollo, producción y selección de los productos intraorales y extraorales, se concedió gran importancia a la ya proverbial calidad Dentaaurum. Esto significa no solo un alto grado de seguridad para ortodoncista y paciente, sino que también permite realizar un trabajo rápido y efectivo.



Elementos elastoméricos


En muchos colores, diámetros y con diferentes fuerzas de tracción.

Separadores Dentalastics®

Para separar de forma rápida y sin problemas.



Aparatos extraorales



Arco facial Noninium®, medium

sin níquel

(≤ 0,2% de níquel resultan del proceso técnico de producción)
Unión irrompible, soldada con láser del arco exterior con el interior.

Advertencia de seguridad:

¡Este arco facial está permitido utilizarlo solamente en combinación con casquetes craneocervicales y bandas cervicales de tracción con módulos de seguridad!

∅ arco interior	Caperuzas protectoras	REF	Cantidad
1,15 mm / 45	blanco	740-000-00	1 pieza




Arco facial estándar, mini

Unión irrompible, soldadura láser del arco exterior con el interior.

Advertencia de seguridad:

¡Este arco facial está permitido utilizarlo solamente en combinación con casquetes craneocervicales y bandas cervicales de tracción con módulos de seguridad!

∅ arco interior	Omegas de tope	Caperuzas protectoras	REF	Cantidad
1,15 mm / 45		blanco	740-019-00	1 pieza
1,15 mm / 45	97 mm	rojo	741-049-00	1 pieza



Arco facial standard, medium

Unión irrompible, soldadura láser del arco exterior con el interior.

Advertencia de seguridad:

¡Este arco facial está permitido utilizarlo solamente en combinación con casquetes craneocervicales y bandas cervicales de tracción con módulos de seguridad!

∅ arco interior	Caperuzas protectoras	REF	Cantidad
1,00 mm / 40	blanco	740-010-00	1 pieza
1,15 mm / 45	blanco	740-020-00	1 pieza

Arco facial standard, maxi

Unión irrompible, soldadura láser del arco exterior con el interior.

Advertencia de seguridad:

¡Este arco facial está permitido utilizarlo sólo en combinación con casquetes craneocervicales y bandas cervicales de tracción con módulos de seguridad!

∅ arco interior	Caperuzas protectoras	REF	Cantidad
1,15 mm / 45	blanco	740-021-00	1 pieza



Arco facial con topes en forma de omega, medium

Arco facial: sin recubrimiento


∅ arco interior: 1,15 mm / 45

Unión irrompible, soldadura láser del arco exterior con el interior. Arco exterior sólo en tamaño medium.

Advertencia de seguridad:

¡Este arco facial está permitido utilizarlo sólo en combinación con casquetes craneocervicales y bandas cervicales de tracción con módulos de seguridad!

Altura del arco exterior	Altura del arco interior	Omegas de tope	Caperuzas protectoras / Tamaño	Ganchos para caninos	REF	Cantidad
49 mm	29 mm	83 mm	amarillo / tamaño 1		741-040-00	1 pieza
49 mm	32 mm	90 mm	gris / tamaño 2		741-045-00	1 pieza
49 mm	35 mm	97 mm	rojo / tamaño 3		741-050-00	1 pieza
49 mm	38 mm	104 mm	verde / tamaño 4		741-055-00	1 pieza
49 mm	41 mm	111 mm	azul / tamaño 5		741-060-00	1 pieza
49 mm	35 mm	97 mm	rojo / tamaño 3	•	741-150-00	1 pieza



Accesorios / Extraoral



Cadena elastomérica Dentalastics® extraoral

Color	Longitud	REF	Cantidad
transparente	118 mm	774-300-00	10 piezas



Elásticos extraorales de goma látex

Máxima elasticidad sin fatiga.

Los elásticos están ordenados según el tamaño y la resistencia.

Por ello es sencillo identificar cada tipo correctamente.

Fuerzas de tracción:

Las fuerzas de tracción indicadas se producen al triplicar por estirado el diámetro interior de cada anillo.

Contenido:

30 x 100 anillos = 3.000 piezas o 30 x 50 anillos = 1.500 piezas



Fuerza de tracción	ø anillo interior	REF	Cantidad
débil 2,2 N (225 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-203-02	3.000 piezas
débil 2,2 N (225 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-204-02	3.000 piezas
débil 2,2 N (225 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-205-02	3.000 piezas
fuerte 4,0 N (400 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-208-02	1.500 piezas
fuerte 4,0 N (400 g)	12,7 mm / 1/2 inch	772-210-02	1.500 piezas



Lip bumper

Con escudo de plástico y ganchos para anillos elásticos intermaxilares.

Indicaciones:

- para la distalización de los molares
- para la estabilización de los molares en la dentición mixta tardía
- en casos de inclinación labial de los incisivos por el empuje de la lengua

para tubos	REF	Cantidad
ø 0,90 mm / 36	748-009-00	1 pieza
ø 1,15 mm / 45	748-114-00	1 pieza

Tubitos de tope

Para arcos faciales y lip bumpers.



∅ interior	Longitud	REF	Cantidad
1,15 mm / 45	2 mm	480-914-00	100 piezas

Tornillos de tope

según Ladanyi

Para arcos faciales y lip bumpers.



∅ interior	REF	Cantidad
1,15 mm / 45	480-918-02	10 piezas

Llave con macho hexagonal

Para tornillos de tope según Ladanyi.

¡Solo utilizar en el laboratorio!



Ancho de la llave	REF	Cantidad
0,9 mm	480-924-02	1 pieza

Tubos para activadores

P. ej. para activador Teuscher. Su aleta de retención puede ser montada directamente en el activador, sirviendo el tubo para incorporar un arco facial.



∅ interior	REF	Cantidad
1,15 mm / 45	607-300-00	10 piezas
1,30 mm / 51	607-301-00	10 piezas

Elementos elastoméricos / Intraoral



Colocador de elásticos

Para colocar y quitar elásticos intraorales de goma.
Color: diferentes colores mezclados

REF 772-400-00

50 piezas



Elásticos intraorales de goma látex

Máxima elasticidad sin fatiga.

Los elásticos de goma están clasificados por tamaños y fuerzas según símbolos.

Así se identifica cada tipo rápidamente y sin confusiones.

Fuerzas de tracción:

Las fuerzas de tracción indicadas se producen al triplicar por estirado el diámetro interior de cada anillo.

Contenido:

10 x 100 piezas = 1.000 piezas



	Color	Fuerza de tracción	∅ anillo interior	REF	Cantidad
1	natural	débil 0,7 N (71 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-103-00	1.000 piezas
2	natural	débil 0,7 N (71 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-104-00	1.000 piezas
3	natural	débil 0,7 N (71 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-106-00	1.000 piezas
4	natural	débil 0,7 N (71 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-107-00	1.000 piezas
5	natural	débil 0,7 N (71 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-109-00	1.000 piezas
6	natural	media 1,3 N (128 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-113-00	1.000 piezas
7	natural	media 1,3 N (128 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-114-00	1.000 piezas
8	natural	media 1,3 N (128 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-116-00	1.000 piezas
9	natural	media 1,3 N (128 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-117-00	1.000 piezas
10	natural	media 1,3 N (128 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-119-00	1.000 piezas
11	natural	fuerte 1,8 N (184 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-123-00	1.000 piezas
12	natural	fuerte 1,8 N (184 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-124-00	1.000 piezas
13	natural	fuerte 1,8 N (184 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-125-00	1.000 piezas
14	natural	fuerte 1,8 N (184 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-126-00	1.000 piezas
15	natural	fuerte 1,8 N (184 g)	9,5 mm / 3/8 inch	772-127-00	1.000 piezas

Elásticos intraorales de goma non-látex

Alta elasticidad y resistente a la fatiga.

Los elásticos están ordenados según su tamaño y espesor. Cada elástico lleva símbolos y es sencillo de identificar.

Fuerzas de tracción:

Las fuerzas de tracción indicadas actúan a triple elongación del diámetro interior de un elástico.

Contenido:

30 x 100 piezas = 3.000 piezas



Color	Fuerza de tracción	ø anillo interior	REF	Cantidad
transparente	media 1,3 N (128 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-313-01	3.000 piezas
transparente	media 1,3 N (128 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-314-01	3.000 piezas
transparente	media 1,3 N (128 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-316-01	3.000 piezas
transparente	media 1,3 N (128 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-317-01	3.000 piezas
transparente	fuerte 1,8 N (184 g)	3,2 mm / 1/8 inch	772-323-01	3.000 piezas
transparente	fuerte 1,8 N (184 g)	4,8 mm / 3/16 inch	772-324-01	3.000 piezas
transparente	fuerte 1,8 N (184 g)	6,4 mm / 1/4 inch	772-325-01	3.000 piezas
transparente	fuerte 1,8 N (184 g)	8,0 mm / 5/16 inch	772-326-01	3.000 piezas



Contenedor para elásticos intraorales

Para minibolsas de pacientes.

Con dispositivo para colgar en la pared.

Dimensiones (anchura x altura x profundidad):

508 mm x 169 mm x 107 mm

Color: blanco

REF 772-000-00

1 pieza



Elásticos intraorales de goma látex

Tamaños especiales

De canino a canino, para arcos faciales con ganchos a nivel de caninos. Máxima elasticidad y sin fatiga.

Las fuerzas de tracción indicadas se producen al triplicar por estirado el diámetro interior de cada anillo.

Fuerza de tracción	ø anillo interior	REF	Cantidad
media 1,3 N (128 g)	16 mm / 5/8 inch	772-100-00	1.000 piezas
media 1,3 N (128 g)	19 mm / 3/4 inch	772-200-00	1.000 piezas




Elementos elastoméricos / Intraoral



Anillos elásticos Dentalastics®

Para fijar el arco a los brackets reemplazando las ligaduras de alambre.

Color	ø anillo interior	Altura	REF	Cantidad
transparente	1,3 mm	0,9 mm	774-002-01	1.000 piezas



Separadores Dentalastics®

Para separar dientes de forma rápida y sin problemas. Efecto de contraste radiopaco (enfoque ideal 60 kV y 3 mA).

Color	ø anillo interior	Aplicación	REF	Cantidad
verde	1,5 mm	para anteriores	774-100-01	1.000 piezas
azul	2,1 mm	para posteriores	774-200-01	1.000 piezas



Cadena elástica SUPER Elasto-Force

Fuerza de tracción constante durante un periodo prolongado. Alta elasticidad con excelente recuperación elástica.

Color	ø anillo interior	Longitud	Mallette	REF	Cantidad
transparente	1,3 mm	4,6 m	•	774-220-01	1 rollo
rosa	1,3 mm	4,6 m	•	774-231-01	1 rollo
azul	1,3 mm	4,6 m	•	774-232-01	1 rollo
rojo	1,3 mm	4,6 m	•	774-233-01	1 rollo
plateado	1,3 mm	4,6 m	•	774-235-01	1 rollo
transparente	1,3 mm	4,6 m		774-221-01	1 rollo
azul	1,3 mm	4,6 m		774-226-01	1 rollo
plateado	1,3 mm	4,6 m		774-229-01	1 rollo
pearl	1,3 mm	4,6 m		774-236-01	1 rollo



Dentalastics® Personal / surtido


Gomas elásticas de colores para ligaduras

Especialmente elásticos y delgados, para la fijación de los arcos en los brackets, reemplazando las ligaduras de alambre.

Contenido:

10 colores (sin amarillo & naranja), 5 malletes c/u, en total 50 malletes x 20 anillos = 1.000 piezas

Color	∅ anillo interior	Altura	REF	Cantidad
10 colores	1,3 mm	0,7 mm	774-561-04	1 surtido



Dentalastics® Personal / envase individual

Gomas elásticas de colores para ligaduras

Especialmente elásticos y delgados, para la fijación de los arcos en los brackets, reemplazando las ligaduras de alambre.

Contenido: 50 malletes x 20 anillos = 1.000 piezas

Color	∅ anillo interior	Altura	REF	Cantidad
plateado	1,3 mm	0,7 mm	774-549-01	1 envase
transparente	1,3 mm	0,7 mm	774-551-02	1 envase
negro	1,3 mm	0,7 mm	774-552-01	1 envase
blanco	1,3 mm	0,7 mm	774-553-01	1 envase
fucsia	1,3 mm	0,7 mm	774-554-01	1 envase
azul	1,3 mm	0,7 mm	774-555-01	1 envase
rojo	1,3 mm	0,7 mm	774-556-01	1 envase
purpúreo	1,3 mm	0,7 mm	774-557-01	1 envase
amarillo	1,3 mm	0,7 mm	774-558-01	1 envase
verde	1,3 mm	0,7 mm	774-559-01	1 envase
naranja	1,3 mm	0,7 mm	774-560-01	1 envase
pearl	1,3 mm	0,7 mm	774-563-01	1 envase



Pantallas orales



Pantalla oral modelo Ulm

Indicaciones:

- disfunciones linguales (presión lingual, posición lingual incorrecta)
- morderse los labios
- succionar los labios
- chuparse el pulgar
- musculatura labial demasiado débil

Ventajas:

- no se producen puntos dolorosos a la presión, gracias al material elástico
 - mayor confort de uso
 - mejor aceptación
 - buenas posibilidades de control al realizarse los ejercicios miofuncionales
- Estuches Orthobox especiales, ver materiales para el gabinete dental.

Tamaño	REF	Cantidad
Mini / Tamaño 1 = para pacientes hasta la edad escolar	074-000-00	1 pieza
Maxi / Tamaño 2 = para pacientes a partir de la edad escolar y adultos	074-001-00	1 pieza



FaceFormer ONE blue con caja higiénica

según Berndsen

La terapia miofuncional del FaceFormer está orientada a la motivación y a la medicina integral. El entrenamiento regular con el FaceFormer mejora eficazmente la tensión de tejidos, músculos y piel en la boca y en la cara, fortaleciendo y armonizando funciones musculares que son de especial importancia para masticar, deglutir, hablar, respirar, mímica, tensión cutánea y posición de los dientes.

Indicaciones:

- trastornos de la deglución (disfacias)
- disfunciones linguales
- funciones masticatorias alteradas
- trastornos funcionales del lenguaje
- supresión de hábitos nocivos de succión del pulgar, morderse los labios, etc.
- parálisis de las regiones bucales / faciales
- antes o después cirugías maxilares, faciales y linguales
- malposiciones dentales, anomalías de maxilares
- bruxismo
- trastornos de la articulación temporomandibular
- prótesis dental, implantes dentales
- insomnio, hábito de roncar, apnea el sueño
- pérdida de audición, tinnitus
- mareo, enfermedad de Ménière
- problemas de compensación de la presión en el oído medio
- activación de la respiración nasal, supresión de respirar por la boca
- etc.

Color	Forma	REF	Cantidad
azul-transparente	anatomical	074-101-01	1 pieza



A series of horizontal lines providing a space for writing or drawing. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page's vertical space.