

Materiales para el gabinete dental.

Seguros y económicos.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Materiales profesionales para la ortodoncia.

Nuestro amplio programa de materiales para el gabinete dental abarca desde el material de impresión de alginato hasta el cepillo dental para ortodoncia. Con nuestros modelos de ortodoncia de estudio y para demostraciones pueden ser contestadas todas la preguntas en la conversación con el paciente.

Ya sean mini, maxi o magnum, los estuches de colores para guardar las placas entusiasmarán a sus pacientes.

Limpieza rápida, segura y eficaz de los aparatos fijos con Ortho Brush.



Orthalgenat® Duo

El material universal de impresión para ortodoncia.

Flexaponal®

Cera especial según Uhlig.

Orthalgenat® Ex

El material de limpieza perfecto para las cubetas de impresión.

Rapidur®

El yeso piedra blanco, superduro, sintético.

Modelos de ortodoncia de estudio / para demostraciones

Amplia oferta de modelos.

Estuches Orthobox

En todos los tamaños y colores.

Materiales para el gabinete dental

Toma de impresión



Orthalgenat® Duo

Alginato para tomar impresiones, con utensilios de medición.

Sabor	Color	REF	Cantidad
menta	verde	150-501-20	1 kg
menta	verde	150-509-20	9 kg
menta	verde	150-520-20	20 kg

Forma de suministro: 1 kg (bote), 9 x 1 kg y 20 x 1 kg (caja)
DIN EN ISO 21563



Frasco dosificador

Para líquidos.

Cabida	REF	Cantidad
500 ml	150-000-00	1 pieza



Orthalgenat® Ex

Material de limpieza para quitar residuos de alginato y yeso en las cubetas de impresión. Concentrado para la limpieza manual o ultrasónica.

REF 150-010-00	1,5 kg
----------------	--------

Flexaponal®, cera especial

según Uhlig

- para registros de mordida (mordida habitual o rodetes de mordida)
- para márgenes adhesivos en las cubetas de impresión
- blanda, flexible, se pega con facilidad

Grosor: 1,0 mm



Dimensiones (longitud x anchura)	Color	REF	Cantidad
120 mm x 15 mm	roja	124-003-00	50 piezas
200 mm x 10 mm	roja	124-002-00	50 piezas
200 mm x 10 mm	blanca	124-202-00	50 piezas

Rapidur®

REF 164-450-00	6 kg
----------------	------

Yeso piedra sintético

- superduro, expansión baja
- de fraguado rápido

Aplicación:

Apto para todos los ámbitos de la ortodoncia y la prótesis dental

Norma: DIN EN ISO 6873

Clase 4

Expansión de fraguado	máx. 0,15 %
Tiempo útil de empleo	min. 3 min
Resistencia a la presión	min. 35 MPa
Tiempo de fraguado	máx. 30 min
Color	blanco



Taza para mezclar

Para yeso, revestimientos y materiales para tomar impresiones, fácil de limpiar.

Cabida	REF	Cantidad
400 ml	164-651-00	1 pieza
600 ml	164-650-00	1 pieza



Abrillantador de modelos

REF 166-450-00	4,5 kg
----------------	--------

Líquido especial de impregnación inocuo al medio ambiente para modelos de demostraciones de yeso (p. ej. de Rapidur®, REF 164-450-00). Superficie de modelos de pulido brillante y repelente al polvo.



Líquido de limpieza ultrasónica

Eliminación de	REF	Cantidad
Substancia de pulido, cera, grasa	094-610-00	1.000 ml
Yeso y revestimiento ligado con yeso	094-611-00	1.000 ml
Sarro, cemento, restos de barniz	094-612-00	1.000 ml



Elaboración del modelo



Zocalador

según Hinz

Para fijar modelos ortodóncicos orientados en tres dimensiones. Con el zocalador de fácil manejo se determina el paralelismo de los dos modelos de una altura uniforme de 6 cm.

REF 050-500-00

1 pieza



Zócalo con articulación

Hechos de policarbonato resistente a los impactos. Evita pérdidas de tiempo en la construcción de zócalos de yeso. Apropriados para el zocalador según Hinz.

Material	Color	REF	Cantidad
policarbonato	blanco	050-501-00	100 pares



Barra con articulación

Para zócalos (REF 050-501-00).

Apropriados para el zocalador según Hinz.

Material	Color	REF	Cantidad
policarbonato	blanco	050-503-01	200 piezas

NUEVO



Contenedor portamodelos

Con etiquetas de color.

Para 5 pares de modelos, apilables.

Dimensiones (anchura x altura x profundidad):

94 mm x 83 mm x 330 mm

Material: policarbonato

Color: blanco

REF 050-502-00

10 piezas

Estuche Orthobox mini

El tipo mini es especialmente apropiado para aparatos individuales y pantallas orales (p. ej. modelo Ulm).

Material: policarbonato (indeformable y resistente a los impactos)

Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 7,00 cm x 3,30 cm x 4,80 cm

Tamaño	Color	REF	Cantidad
mini	azul perlado	163-602-01	10 piezas
mini	turquesa	163-610-01	10 piezas
mini	coral-neón	163-611-01	10 piezas
mini	verde-neón	163-612-01	10 piezas



Estuche Orthobox maxi

El tipo maxi es especialmente apropiado para aparatos bimaxilares (p. ej. activador, bionator).

Material: policarbonato (indeformable y resistente a los impactos)

Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 7,80 cm x 4,50 cm x 5,60 cm

Tamaño	Color	REF	Cantidad
maxi	rojo rubí	163-701-01	10 piezas
maxi	azul perlado	163-702-01	10 piezas
maxi	rosa	163-703-01	10 piezas
maxi	negro	163-707-01	10 piezas
maxi	turquesa	163-710-01	10 piezas
maxi	coral-neón	163-711-01	10 piezas
maxi	verde-neón	163-712-01	10 piezas
maxi	amarillo-neón	163-713-01	10 piezas



Estuche Orthobox magnum

El tipo magnum está especialmente apropiado para aparatos de ortodoncia extremadamente grandes

(p. ej. regulador funcional según Fränkel, aparatos de ortodoncia para adultos o prótesis dentales).

Material: policarbonato (indeformable y resistente a los impactos)

Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 6,80 cm x 4,70 cm x 7,80 cm

Tamaño	Color	REF	Cantidad
magnum	rojo rubí	163-801-01	10 piezas
magnum	azul perlado	163-802-01	10 piezas



Estuches Orthobox y accesorios



Estuche pelota de fútbol

Tamaño universal para placas de ortodoncia, aparatos bimaxilares y reguladores funcionales, incl. mosquetón.
Material: policarbonato (indeformable y resistente a los impactos)

Color	REF	Cantidad
negro-blanco	163-805-01	10 piezas



Mosquetón

Para colgar los estuches Orthobox en el cinturón.

REF 163-801-00	10 piezas
----------------	-----------



Cinta de colgar con cierre de seguridad

Para estuches Orthobox, con Dentaurum impreso.

Color	REF	Cantidad
colores varios mixtos	163-807-00	25 piezas

Modelos de ortodoncia de estudio / para demostraciones

Typodont / Dentoform

Aparato de estudio y de verificación de la función, para aparatos fijos. El aparato funciona mecánicamente como un articulador de bisagra. Según el trabajo, los dientes de metal y composite, se montan en los moldes de cera se proveen de brackets y bandas y se procede a la ligadura de los arcos.

Forma de suministro:

Aparato sin dientes ni accesorios.

REF 050-801-00

1 pieza



Dientes de metal y composite

Para aparato Typodont / Dentoform (REF 050-801-00).

Coronas de composite, raíces metálicas.

REF 050-803-01

28 piezas



Formas de bases de cera

Para aparato Typodont / Dentoform (REF 050-801-00).

Oclusión ideal (maxilar y mandíbula).

REF 050-802-00

1 par



Modelo de ortodoncia de estudio

Clase I de Angle, oclusión normal

Maxilar y mandíbula de plástico.

REF 892-001-00

1 pieza



Modelo de ortodoncia de estudio

Clase II/1 de Angle, oclusión distal con mordida profunda

Maxilar y mandíbula de plástico.

REF 892-002-01

1 pieza



Materiales para el gabinete dental

Modelos de ortodoncia de estudio / para demostraciones



Modelo de ortodoncia de estudio

Clase II/2 de Angle, oclusión distal con mordida cerrada

Maxilar y mandíbula de plástico.

REF 892-002-02

1 pieza



Modelo de ortodoncia de estudio

Clase III de Angle, oclusión mesial, prognatismo

Maxilar y mandíbula de plástico.

REF 892-003-00

1 pieza



Modelo de ortodoncia para demostraciones discovery®

Clase I de Angle, oclusión normal

Roth 22

Lleva montados:

- brackets metálicos discovery®
- tubos bucales Ortho-Cast M-Series y Ortho-Cast M-Series mini
- bandas dentaform®
- arcos rematitan® LITE

Maxilar y mandíbula de plástico unidos por biela.

REF 892-000-07

1 pieza



Modelo de ortodoncia para demostraciones equilibrium® mini / equilibrium® 2

Clase I de Angle, oclusión normal

Roth 22

Lleva montados:

- brackets metálicos equilibrium® mini y equilibrium® 2
- tubos bucales Ortho-Cast M-Series y Ortho-Cast M-Series mini
- bandas dentaform®
- arcos rematitan® LITE

Maxilar y mandíbula de plástico unidos por biela.

REF 892-000-14

1 pieza

Modelos de ortodoncia de estudio / para demostraciones

Modelo de ortodoncia para demostraciones discovery® delight

REF 892-000-22	1 pieza
----------------	---------

Lleva montados:

- brackets linguales discovery® delight
- tubos molares discovery® delight
- arco lingual rematitan® LITE
- arco lingual dentaflex®

Maxilar y mandíbula de plástico unidos por biela.



Modelo de ortodoncia para demostraciones discovery® smart

REF 892-000-20	1 pieza
----------------	---------

Clase I de Angle, oclusión normal

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Lleva montados:

- brackets metálicos discovery® smart
- tubos bucales Ortho-Cast M-Series y M-Series mini
- arcos rematitan® LITE

Maxilar y mandíbula de plástico unidos por biela.

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Modelo de ortodoncia para demostraciones discovery® pearl

REF 892-000-18	1 pieza
----------------	---------

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Lleva montados:

- brackets cerámicos discovery® pearl
- arco translúcido pearl
- anillos elastoméricos para ligaduras Dentalastics® pearl

Maxilar de plástico.

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Modelo de ortodoncia para demostraciones discovery® pearl

REF 892-000-21	1 pieza
----------------	---------

Roth 22

Lleva montados:

- brackets cerámicos discovery® pearl, maxilar / mandíbula 5-5
- tubos bucales Ortho-Cast M-Series, maxilar / mandíbula 6
- arco translúcido pearl, maxilar
- arco Tensic®, mandíbula
- anillos elastoméricos para ligaduras Dentalastics® pearl

Maxilar y mandíbula de plástico unidos por biela.



Materiales para el gabinete dental

Modelos de ortodoncia de estudio / para demostraciones



Modelo de ortodoncia para demostraciones discovery® sl

Clase I de Angle, oclusión normal

Roth 22

Lleva montados:

- brackets metálicos autoligables discovery® sl
- tubos bucales Ortho-Cast M-Series mini
- arco de acero inoxidable Equire, maxilar
- arco rematitan® sl, mandíbula

Maxilar y mandíbula de plástico unidos por biela.

REF 892-000-17

1 pieza



Modelo de ortodoncia para demostraciones discovery® sl 2.0

Clase I de Angle, oclusión normal

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Lleva montados:

- brackets metálicos autoligables discovery® sl 2.0
- tubos bucales Ortho-Cast M-Series y M-Series mini
- arcos Tensic®

Maxilar y mandíbula de plástico unidos por biela.

REF 892-000-19

1 pieza

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Modelo de ortodoncia para demostraciones prime4me® RETAIN3R

Para demostrar al paciente.

Lleva montados:

- modelo de base prime4me®
- prime4me® RETAIN3R maxilar
- transfer tray para prime4me® RETAIN3R

REF 892-000-29

1 pieza

NUEVO



Modelo de ortodoncia para demostraciones tomas® / amda®

Lleva montados:

- tomas®-pin EP
- amda®
- cajetines palatinos/linguales tipo easy in soldados sobre bandas molares estándar

Maxilar de plástico.

REF 892-000-26

1 pieza



Modelos de ortodoncia de estudio / para demostraciones

tomas[®]-demonstration pin SD 08 autoperforante

Para demostraciones al paciente.

Escala 5 : 1

REF 302-007-20

1 pieza



tomas[®]-demonstration pin EP 08 autoperforante

Para demostraciones al paciente.

Escala 5 : 1

REF 302-007-30

1 pieza



Otros



Ortho Brush

Cepillo ortodóncico.

Muy apropiado para el masaje de las papilas gingivales y para la limpieza de aparatos fijos con brackets y bandas.

REF 163-300-00

10 piezas

