

Sistema lingual.

Sorprendentemente diferente.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com



discovery[®]
delight



Rápido y efectivo.

Con los brackets *discovery*[®] *delight* se puede minimizar el número de materiales utilizados. El sistema de brackets le permite realizar todo tipo de tratamiento lingual tanto en 2D como en 3D.

En cooperación con el Prof. Dr. Rubens Demichieri, Montevideo, Dentaurum ha desarrollado un sistema lingual que cumple con los deseos de los pacientes y a la vez ofrece todas las ventajas de la renombrada familia de brackets *discovery*[®]:

- Calidad superior.
- Prácticamente invisible.
- Tratamiento corto.
- Alta comodidad.
- Diseño perfecto.






Sistema lingual

Brackets linguales / Surtidos

discovery® delight

Slot: 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20 - con gancho vertical

Diente	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26
Anchura	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,0 mm
REF	724-102-51	790-452-00	790-452-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-452-00	790-452-00	724-102-51
Cantidad	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
REF	724-103-51	790-453-00	790-453-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-453-00	790-453-00	724-103-51
Cantidad	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas



Diente	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36
Anchura	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,0 mm
REF	724-102-51	790-452-00	790-452-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-452-00	790-452-00	724-102-51
Cantidad	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
REF	724-103-51	790-453-00	790-453-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-453-00	790-453-00	724-103-51
Cantidad	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas	10 piezas

Surtidos:

discovery® delight social six pack	1 caso	6 brackets anteriores (REF 790-450-00)	REF 891-406-00
discovery® delight single jaw	1 caso	6 brackets anteriores (REF 790-450-00) + 4 brackets posteriores (REF 790-452-00)	REF 891-407-00
discovery® delight single jaw + tubes	1 caso	6 brackets anteriores (REF 790-450-00) + 4 brackets posteriores (REF 790-452-00) + 2 tubos molares (REF 724-102-51)	REF 891-408-00
discovery® delight complete case	1 caso	12 brackets anteriores (REF 790-450-00) + 8 brackets posteriores (REF 790-452-00) + 4 tubos molares (REF 724-102-51)	REF 891-409-00

Bracket anterior discovery® delight

con gancho vertical

Diente	Torque	Distal Offset	In/Out	Ganchos	Anchura	REF	Cantidad
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33				•	1,5 mm	790-450-00	1 pieza
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33				•	1,5 mm	790-451-00	10 piezas

Slot: 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20



Bracket posterior discovery® delight, abierto

con gancho vertical

Diente	Torque	Distal Offset	In/Out	Ganchos	Anchura	REF	Cantidad
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	1,5 mm	790-452-00	1 pieza
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	1,5 mm	790-453-00	10 piezas

Slot: 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20



Bracket posterior discovery® delight, cerrado

no convertible · con gancho vertical

Diente	Torque	Distal Offset	In/Out	Ganchos	Anchura	REF	Cantidad
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	2,0 mm	724-100-51	1 pieza
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	2,0 mm	724-101-51	10 piezas

Slot: 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20



Tubo molar discovery® delight / Para cementado directo

no convertible · con gancho vertical

Diente	Torque	Distal Offset	In/Out	Ganchos	Anchura	REF	Cantidad
16 / 26 / 46 / 36				•	2,0 mm	724-102-51	1 pieza
16 / 26 / 46 / 36				•	2,0 mm	724-103-51	10 piezas

Slot: 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20





Arco lingual rematitan® LITE, redondo

Clase de resistencia: superelástico

∅	Longitud	Medida diagonal	REF	Cantidad
0,25 mm / 10			766-760-00	10 piezas
0,30 mm / 12			766-761-00	10 piezas
0,35 mm / 14			766-762-00	10 piezas
0,40 mm / 16			766-763-00	10 piezas
0,45 mm / 18			766-764-00	10 piezas



Arco lingual rematitan® LITE, rectangular

Clase de resistencia: superelástico

∅	Longitud	Medida diagonal	REF	Cantidad
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-765-00	10 piezas
0,48 mm x 0,48 mm / 19 x 19		0,62 mm	766-766-00	10 piezas



Arco lingual remanium®, redondo

Clase de resistencia: duro elástico · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

∅	Longitud	Medida diagonal	REF	Cantidad
0,40 mm / 16			766-767-00	10 piezas
0,45 mm / 18			766-768-00	10 piezas



Arco lingual remanium®, rectangular

Clase de resistencia: duro elástico · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

∅	Longitud	Medida diagonal	REF	Cantidad
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18			766-769-00	10 piezas
0,48 mm x 0,48 mm / 19 x 19			766-770-00	10 piezas



Arco lingual dentaflex®, redondo, trenzado de 6 alambres

Clase de resistencia: super duro elástico · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²

∅	Longitud	Medida diagonal	REF	Cantidad
0,38 mm / 15			766-771-00	10 piezas

Alicates para doblar en la técnica lingual esterilizable

Para arcos con escalonados y dobleces de compensación en la técnica lingual.

Anchura de escalonados: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm y 3,0 mm

Espesor o calibre máx. del alambre: \varnothing 0,5 mm, duro

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 003-001-00

1 pieza



Pinzas mosquito, acodadas esterilizable

Para colocar y ligar ligaduras elastoméricas Dentalastics®, especiales para la técnica lingual.

REF 000-732-00

1 pieza



Pinzas esterilizable

Diseño grácil para el posicionamiento sencillo de brackets y tubos bucales.

REF 025-280-00

1 pieza



Instrumento de posicionamiento, lingual esterilizable

REF 023-278-00

1 pieza



Espejo bucal con líneas guía (montado), lingual esterilizable

REF 023-279-00

1 pieza



Espejo bucal con líneas guía (sin mango), lingual esterilizable

REF 023-279-10

1 pieza



Alicates para quitar brackets, acodados esterilizable

Para quitar con facilidad brackets linguales y brackets posteriores. Insertos de metal duro.

Premium-Line · 10 años de garantía

REF 004-347-00

1 pieza



Accesorios



Cadena elástica SUPER Elasto-Force

Fuerza de tracción constante durante un periodo prolongado. Alta elasticidad con excelente recuperación elástica.

Color	∅ anillo interior	Longitud	Mallete	REF	Cantidad
transparente	1,3 mm	4,6 m	•	774-220-01	1 rollo
transparente	1,3 mm	4,6 m		774-221-01	1 rollo



Modelo de ortodoncia para demostraciones discovery® delight

Lleva montados:

- brackets linguales discovery® delight
- tubos molares discovery® delight
- arco lingual rematitan® LITE
- arco lingual dentaflex®

Maxilar y mandibula de plástico unidos por biela.



REF 892-000-22	1 pieza
----------------	---------

