


Tubos bucales.

Perfectos en función y diseño.



DENTAURUM
**ONLINE
SHOP**
shop.dentaurum.com





Perfectos en función y diseño.

Al igual que los brackets de Dentaaurum, los tubos bucales se fabrican aplicando los procesos de construcción y producción más modernos. Dependiendo del material, los tubos están disponibles en diferentes versiones: desde los tubos simples no convertibles hasta la combinación triple más compleja. Esto permite más flexibilidad en la planificación del tratamiento. Numerosos tubos bucales están disponibles tanto para la técnica de cementado, como para la técnica de bandas. A nuestro servicio de presoldado se le puede encargar la soldadura de los tubos a las bandas correspondientes.

Con Ortho-Cast M-Series se presenta la nueva generación de tubos bucales, muy fácil de manejar. Gracias a un contorneado en la base y una ranura para la pinza especial, posicionar los tubos es coser y cantar. La abertura en forma de trompeta permite introducir el arco con facilidad. La M-Series también está disponible en la versión Ortho-Cast M-Series mini para los segundos molares.



Ortho-Cast M-Series mini

Los tubos bucales diminutos.



Ortho-Cast M-Series

La última generación.



Ortho-Cast

Los tubos bucales de construcción MIM.



Ortho

Los tubos bucales clásicos.



rematitan®

Los únicos tubos bucales de titanio puro.



Tubos bucales

Técnica de cementado

redondos simples



Ortho

no convertible · con tubo para lip bumper/arco facial · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF | Sistema |
|----------------------------------|--------|---------------|---------|---------|------------|---------|
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | | 0° | | 6,0 mm | 725-203-51 | |

Slot: 0,9 mm / 36

rectangulares simples



Ortho-Cast M-Series mini 18/22

no convertible · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 17 | - 14° | 0° | • | 2,5 mm | 818-411-17 | 822-411-17 | Roth |
| 27 | - 14° | 0° | • | 2,5 mm | 818-411-27 | 822-411-27 | Roth |
| 17 | - 14° | 0° | • | 2,5 mm | 818-412-17 | 822-412-17 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 27 | - 14° | 0° | • | 2,5 mm | 818-412-27 | 822-412-27 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 17 | 0° | 0° | • | 2,5 mm | 818-413-17 | | Ricketts® Universal |
| 27 | 0° | 0° | • | 2,5 mm | 818-413-27 | | Ricketts® Universal |
| 17 | 0° | 0° | • | 2,5 mm | 818-415-17 | 822-415-17 | Standard Edgewise |
| 27 | 0° | 0° | • | 2,5 mm | 818-415-27 | 822-415-27 | Standard Edgewise |



| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 47 | - 30° | 0° | • | 2,5 mm | 818-411-47 | 822-411-47 | Roth |
| 37 | - 30° | 0° | • | 2,5 mm | 818-411-37 | 822-411-37 | Roth |
| 47 | - 10° | 0° | • | 2,5 mm | 818-412-47 | 822-412-47 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 37 | - 10° | 0° | • | 2,5 mm | 818-412-37 | 822-412-37 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 46 | - 20° | 0° | • | 2,5 mm | 818-412-46 | 822-412-46 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 36 | - 20° | 0° | • | 2,5 mm | 818-412-36 | 822-412-36 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 47 | 0° | 0° | • | 2,5 mm | 818-413-47 | | Ricketts® Universal |
| 37 | 0° | 0° | • | 2,5 mm | 818-413-37 | | Ricketts® Universal |
| 47 | 0° | 0° | • | 2,5 mm | 818-415-47 | 822-415-47 | Standard Edgewise |
| 37 | 0° | 0° | • | 2,5 mm | 818-415-37 | 822-415-37 | Standard Edgewise |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

rectangulares simples

Ortho-Cast M-Series 18/22

no convertible · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 16 | - 14° | 14° | • | 3,3 mm | 818-211-16 | 822-211-16 | Roth |
| 26 | - 14° | 14° | • | 3,3 mm | 818-211-26 | 822-211-26 | Roth |
| 16 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-212-16 | 822-212-16 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 26 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-212-26 | 822-212-26 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 16 | 0° | 0° | • | 3,3 mm | 818-215-16 | 822-215-16 | Standard Edgewise |
| 26 | 0° | 0° | • | 3,3 mm | 818-215-26 | 822-215-26 | Standard Edgewise |



| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 46 | - 30° | 4° | • | 3,3 mm | 818-211-46 | 822-211-46 | Roth |
| 36 | - 30° | 4° | • | 3,3 mm | 818-211-36 | 822-211-36 | Roth |
| 47 | - 10° | 0° | • | 3,3 mm | 818-212-47 | 822-212-47 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 37 | - 10° | 0° | • | 3,3 mm | 818-212-37 | 822-212-37 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 46 | - 20° | 0° | • | 3,3 mm | 818-212-46 | 822-212-46 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 36 | - 20° | 0° | • | 3,3 mm | 818-212-36 | 822-212-36 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 46 | 0° | 0° | • | 3,3 mm | 818-215-46 | 822-215-46 | Standard Edgewise |
| 36 | 0° | 0° | • | 3,3 mm | 818-215-36 | 822-215-36 | Standard Edgewise |
| 46 | - 25° | 0° | • | 3,3 mm | 818-219-46 | 822-219-46 | |
| 36 | - 25° | 0° | • | 3,3 mm | 818-219-36 | 822-219-36 | |



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 16 | - 14° | 14° | • | 3,3 mm | 818-111-16 | 822-111-16 | Roth |
| 26 | - 14° | 14° | • | 3,3 mm | 818-111-26 | 822-111-26 | Roth |
| 16 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-112-16 | 822-112-16 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 26 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-112-26 | 822-112-26 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |



| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 46 | - 30° | 4° | • | 3,3 mm | 818-111-46 | 822-111-46 | Roth |
| 36 | - 30° | 4° | • | 3,3 mm | 818-111-36 | 822-111-36 | Roth |
| 46 | - 20° | 0° | • | 3,3 mm | 818-112-46 | 822-112-46 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 36 | - 20° | 0° | • | 3,3 mm | 818-112-36 | 822-112-36 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Técnica de cementado

rectangulares simples



Ortho-Cast 18/22

no convertible · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|----------------------------------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| 17-16 / 36-37 | 0° | 6° | • | 4,0 mm | 724-092-51 | 724-094-51 | |
| 26-27 / 47-46 | 0° | 6° | • | 4,0 mm | 724-093-51 | 724-095-51 | |
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | 0° | 6° | | 4,0 mm | 724-090-51 | 724-091-51 | |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18

no convertible · con mayor base · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|----------------------------------|--------|---------------|---------|---------|------------|----------|---------|
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | 0° | 6° | | 4,0 mm | 724-090-50 | | |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25



Ortho-Cast 18/22

no convertible · muesca distal · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|----------------------------------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| 17-16 / 36-37 | 0° | 6° | • | 3,3 mm | 724-607-51 | 724-610-51 | |
| 26-27 / 47-46 | 0° | 6° | • | 3,3 mm | 724-608-51 | 724-611-51 | |
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | 0° | 6° | | 3,3 mm | 724-609-51 | 724-612-51 | |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho 18/22

no convertible · prolongación distal · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|---------------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|--|
| 17-16 / 36-37 | 0° | 0° | • | 6,0 mm | 725-164-50 | 725-166-50 | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |
| 26-27 / 47-46 | 0° | 0° | • | 6,0 mm | 725-165-50 | 725-167-50 | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |
| 17-16 / 36-37 | 0° | 6° | • | 6,0 mm | 725-168-50 | 725-170-50 | |
| 26-27 / 47-46 | 0° | 6° | • | 6,0 mm | 725-169-50 | 725-171-50 | |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

rectangulares simples

Ortho-Cast 18

convertible · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|----------|---------|
| 17-16 | - 10° | 8° | • | 4,0 mm | 724-048-51 | | |
| 26-27 | - 10° | 8° | • | 4,0 mm | 724-049-51 | | |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25



rectangulares dobles

Ortho-Cast M-Series 18/22

no convertible · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 16 | - 14° | 14° | • | 3,3 mm | 818-221-16 | 822-221-16 | Roth |
| 26 | - 14° | 14° | • | 3,3 mm | 818-221-26 | 822-221-26 | Roth |
| 16 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-222-16 | 822-222-16 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 26 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-222-26 | 822-222-26 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 46 | - 30° | 4° | • | 3,3 mm | 818-221-46 | 822-221-46 | Roth |
| 36 | - 30° | 4° | • | 3,3 mm | 818-221-36 | 822-221-36 | Roth |
| 46 | - 20° | 0° | • | 3,3 mm | 818-222-46 | 822-222-46 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 36 | - 20° | 0° | • | 3,3 mm | 818-222-36 | 822-222-36 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 16 | - 14° | 14° | • | 3,3 mm | 818-121-16 | 822-121-16 | Roth |
| 26 | - 14° | 14° | • | 3,3 mm | 818-121-26 | 822-121-26 | Roth |
| 16 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-122-16 | 822-122-16 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 26 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-122-26 | 822-122-26 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 46 | - 30° | 4° | • | 3,3 mm | 818-121-46 | 822-121-46 | Roth |
| 36 | - 30° | 4° | • | 3,3 mm | 818-121-36 | 822-121-36 | Roth |
| 46 | - 20° | 0° | • | 3,3 mm | 818-122-46 | 822-122-46 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 36 | - 20° | 0° | • | 3,3 mm | 818-122-36 | 822-122-36 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Técnica de cementado

rectangulares dobles



Ortho-Cast 18/22

no convertible · con gancho vertical · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|----------------------------------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|--|
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | 0° | 0° | • | 3,5 mm | 724-018-51 | 724-019-51 | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

dobles combinados



Ortho-Cast 18/22

convertible · con tubo para lip bumper/arco facial gingival · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|--|
| 47-46 | - 20° | 0° | • | 4,0 mm | 724-240-51 | 724-222-51 | McLaughlin-Bennett- Trevisi** para el 6 |
| 36-37 | - 20° | 0° | • | 4,0 mm | 724-241-51 | 724-223-51 | McLaughlin-Bennett- Trevisi** para el 6 |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (gingival)
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (gingival)

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

rectangulares dobles

rematitan® 18/22

no convertible · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|---------------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| 17-16 / 26-27 | - 10° | 0° | | 4,0 mm | 723-020-00 | 723-021-00 | |



| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|---------------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| 47-46 / 36-37 | - 22° | 0° | | 4,0 mm | 723-022-00 | 723-023-00 | |



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

rematitan® 18/22

no convertible · con gancho vertical · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 17-16 | - 14° | 10° | • | 4,0 mm | 723-028-00 | 723-029-00 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 26-27 | - 14° | 10° | • | 4,0 mm | 723-032-00 | 723-033-00 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |



| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|---------------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|--|
| 47-46 / 36-37 | - 20° | 0° | • | 4,0 mm | 723-030-00 | 723-031-00 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** para el 6 |
| 47-46 / 36-37 | - 22° | 0° | • | 4,0 mm | 723-026-00 | 723-027-00 | |



| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|-------------------------------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | - 10° | 0° | • | 4,0 mm | 723-024-00 | 723-025-00 | |



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Técnica de bandas

redondos simples



Ortho

no convertible · con tubo para lip bumper/arco facial · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF | Sistema |
|----------------------------------|--------|---------------|---------|---------|------------|---------|
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | | 0° | | 6,0 mm | 725-203-00 | |

Slot: 0,9 mm / 36



Ortho

no convertible · con tubo para lip bumper/arco facial · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF | Sistema |
|----------------------------------|--------|---------------|---------|---------|------------|---------|
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | | 0° | | 6,0 mm | 725-206-00 | |

Slot: 1,15 mm / 45

redondos dobles



Ortho

no convertible · con tubo para lip bumper/arco facial · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF | Sistema |
|----------------------------------|--------|---------------|---------|---------|------------|---------|
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | | 0° | | 4,6 mm | 726-011-00 | |

Slot: 0,9 mm / 36 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (oclusal)

rectangulares simples

Ortho-Cast M-Series 18/22

no convertible · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 17-16 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-212-10 | 822-212-10 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 26-27 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-212-20 | 822-212-20 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 17-16 | - 10° | 8° | • | 3,3 mm | 818-217-10 | 822-217-10 | |
| 26-27 | - 10° | 8° | • | 3,3 mm | 818-217-20 | 822-217-20 | |



| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 47 | - 10° | 0° | • | 3,3 mm | 818-512-40 | 822-512-40 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 37 | - 10° | 0° | • | 3,3 mm | 818-512-30 | 822-512-30 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 47-46 | - 25° | 8° | • | 3,3 mm | 818-217-40 | 822-217-40 | |
| 36-37 | - 25° | 8° | • | 3,3 mm | 818-217-30 | 822-217-30 | |
| 47-46 | - 30° | 12° | • | 3,3 mm | 818-218-40 | 822-218-40 | |
| 36-37 | - 30° | 12° | • | 3,3 mm | 818-218-30 | 822-218-30 | |



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 17-16 | - 14° | 14° | • | 3,3 mm | 818-111-10 | 822-111-10 | Roth |
| 26-27 | - 14° | 14° | • | 3,3 mm | 818-111-20 | 822-111-20 | Roth |
| 17-16 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-112-10 | 822-112-10 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 26-27 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-112-20 | 822-112-20 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |



| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|--|
| 47-46 | - 30° | 4° | • | 3,3 mm | 818-111-40 | 822-111-40 | Roth |
| 36-37 | - 30° | 4° | • | 3,3 mm | 818-111-30 | 822-111-30 | Roth |
| 47-46 | - 20° | 0° | • | 3,3 mm | 818-112-40 | 822-112-40 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** para el 6 |
| 36-37 | - 20° | 0° | • | 3,3 mm | 818-112-30 | 822-112-30 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** para el 6 |



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Tubos bucales

Técnica de bandas

rectangulares simples



Ortho-Cast 18/22

no convertible · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|----------------------------------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| 17-16 / 36-37 | 0° | 6° | • | 4,0 mm | 724-092-00 | 724-094-00 | |
| 26-27 / 47-46 | 0° | 6° | • | 4,0 mm | 724-093-00 | 724-095-00 | |
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | 0° | 6° | | 4,0 mm | 724-090-00 | 724-091-00 | |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18

convertible · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|----------|---------|
| 17-16 | - 10° | 8° | • | 4,0 mm | 724-048-00 | | |
| 26-27 | - 10° | 8° | • | 4,0 mm | 724-049-00 | | |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25



Ortho-Cast 18/22

no convertible · muesca distal · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|----------------------------------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| 17-16 / 36-37 | 0° | 6° | • | 3,3 mm | 724-607-00 | 724-610-00 | |
| 26-27 / 47-46 | 0° | 6° | • | 3,3 mm | 724-608-00 | 724-611-00 | |
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | 0° | 6° | | 3,3 mm | 724-609-00 | 724-612-00 | |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho 18/22

no convertible · prolongación distal · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|---------------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|--|
| 17-16 / 36-37 | 0° | 0° | • | 6,0 mm | 725-164-00 | 725-166-00 | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |
| 26-27 / 47-46 | 0° | 0° | • | 6,0 mm | 725-165-00 | 725-167-00 | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |
| 17-16 / 36-37 | 0° | 6° | • | 6,0 mm | 725-168-00 | 725-170-00 | |
| 26-27 / 47-46 | 0° | 6° | • | 6,0 mm | 725-169-00 | 725-171-00 | |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

rectangulares dobles

Ortho-Cast M-Series 18/22

no convertible · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 17-16 | - 14° | 14° | • | 3,3 mm | 818-221-10 | 822-221-10 | Roth |
| 26-27 | - 14° | 14° | • | 3,3 mm | 818-221-20 | 822-221-20 | Roth |
| 17-16 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-222-10 | 822-222-10 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 26-27 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-222-20 | 822-222-20 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 17-16 | - 9° | 10° | • | 3,6 mm | 818-227-10 | 822-227-10 | |
| 26-27 | - 9° | 10° | • | 3,6 mm | 818-227-20 | 822-227-20 | |



| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---|
| 47-46 | - 30° | 4° | • | 3,3 mm | 818-221-40 | 822-221-40 | Roth |
| 36-37 | - 30° | 4° | • | 3,3 mm | 818-221-30 | 822-221-30 | Roth |
| 47-46 | - 20° | 0° | • | 3,3 mm | 818-222-40 | 822-222-40 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** para el 6 |
| 36-37 | - 20° | 0° | • | 3,3 mm | 818-222-30 | 822-222-30 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** para el 6 |
| 47-46 | - 22° | 12° | • | 3,6 mm | 818-224-40 | 822-224-40 | Ricketts® 18 - IV. Dimension para el 6 |
| 36-37 | - 22° | 12° | • | 3,6 mm | 818-224-30 | 822-224-30 | Ricketts® 18 - IV. Dimension para el 6 |



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 17-16 | - 14° | 14° | • | 3,3 mm | 818-121-10 | 822-121-10 | Roth |
| 26-27 | - 14° | 14° | • | 3,3 mm | 818-121-20 | 822-121-20 | Roth |
| 17-16 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-122-10 | 822-122-10 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 26-27 | - 14° | 10° | • | 3,3 mm | 818-122-20 | 822-122-20 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |



| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|--|
| 47-46 | 0° | 0° | • | 3,6 mm | 818-125-40 | 822-125-40 | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |
| 36-37 | 0° | 0° | • | 3,6 mm | 818-125-30 | 822-125-30 | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Técnica de bandas

rectangulares dobles



Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · Tubo auxiliar desplazado en bucal gingival · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|--|
| 47-46 | - 30° | 4° | • | 3,6 mm | 818-151-40 | 822-151-40 | Roth |
| 36-37 | - 30° | 4° | • | 3,6 mm | 818-151-30 | 822-151-30 | Roth |
| 47-46 | - 20° | 0° | • | 3,6 mm | 818-152-40 | 822-152-40 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** para el 6 |
| 36-37 | - 20° | 0° | • | 3,6 mm | 818-152-30 | 822-152-30 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** para el 6 |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast 18/22

no convertible · con gancho vertical · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|---------------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| 47-46 / 36-37 | - 30° | 0° | • | 4,0 mm | 724-616-00 | 724-617-00 | |



| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|-------------------------------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---|
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | 0° | 0° | • | 3,5 mm | 724-018-00 | 724-019-00 | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18/22

convertible · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| 47-46 | - 25° | 8° | • | 4,0 mm | 724-056-00 | 724-156-00 | |
| 36-37 | - 25° | 8° | • | 4,0 mm | 724-057-00 | 724-157-00 | |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

dobles combinados

Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · con tubo para lip bumper/arco facial occlusal · **Cantidad: 10 piezas**

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 17-16 | - 14° | 14° | • | 3,6 mm | 818-141-10 | 822-141-10 | Roth |
| 26-27 | - 14° | 14° | • | 3,6 mm | 818-141-20 | 822-141-20 | Roth |
| 17-16 | - 14° | 10° | • | 3,6 mm | | 822-142-10 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 26-27 | - 14° | 10° | • | 3,6 mm | | 822-142-20 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (oclusal)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (oclusal)

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · con tubo para lip bumper/arco facial gingival · **Cantidad: 10 piezas**

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| 47-46 | - 25° | 8° | • | 3,6 mm | 818-147-40 | 822-147-40 | |
| 36-37 | - 25° | 8° | • | 3,6 mm | 818-147-30 | 822-147-30 | |



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (gingival)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (gingival)

Ortho-Cast 18/22

convertible · con tubo para lip bumper/arco facial gingival · **Cantidad: 10 piezas**

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|--|
| 47-46 | - 20° | 0° | • | 4,0 mm | 724-240-00 | 724-222-00 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** para el 6 |
| 36-37 | - 20° | 0° | • | 4,0 mm | 724-241-00 | 724-223-00 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** para el 6 |



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (gingival)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (gingival)

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho 18/22

no convertible · con tubo para lip bumper/arco facial occlusal · **Cantidad: 10 piezas**

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|---------------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---|
| 17-16 | 0° | 0° | • | 4,6 mm | 727-365-00 | 727-385-00 | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |
| 26-27 | 0° | 0° | • | 4,6 mm | 727-366-00 | 727-386-00 | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |
| 17-16 / 26-27 | 0° | 0° | | 4,6 mm | 727-265-00 | 727-266-00 | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |
| 17-16 | 0° | 6° | • | 4,6 mm | 727-367-00 | 727-387-00 | |
| 26-27 | 0° | 6° | • | 4,6 mm | 727-368-00 | 727-388-00 | |



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (oclusal)

Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (oclusal)

Tubos bucales

Técnica de bandas

dobles combinados



Ortho 18/22

no convertible · con tubo para lip bumper/arco facial gingival · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---|
| 47-46 | 0° | 0° | • | 4,6 mm | 727-267-00 | 727-269-00 | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |
| 36-37 | 0° | 0° | • | 4,6 mm | 727-268-00 | 727-270-00 | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (gingival)
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (gingival)

triples combinados



Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · con tubo para lip bumper/arco facial oclusal · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------------------------|
| 17-16 | - 14° | 14° | • | 3,6 mm | 818-131-10 | 822-131-10 | Roth |
| 26-27 | - 14° | 14° | • | 3,6 mm | 818-131-20 | 822-131-20 | Roth |
| 17-16 | - 14° | 10° | • | 3,6 mm | 818-132-10 | 822-132-10 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 26-27 | - 14° | 10° | • | 3,6 mm | 818-132-20 | 822-132-20 | McLaughlin-Bennett-Trevisi** |
| 17-16 | - 10° | 8° | • | 3,6 mm | | 822-137-10 | |
| 26-27 | - 10° | 8° | • | 3,6 mm | | 822-137-20 | |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (oclusal)
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (oclusal)

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast 18/22

no convertible · con tubo para lip bumper/arco facial central · Cantidad: 10 piezas

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---|
| 17-16 | 0° | 0° | • | 3,6 mm | 724-600-00 | | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |
| 26-27 | 0° | 0° | • | 3,6 mm | 724-601-00 | | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |
| 17-16 | 0° | 6° | • | 3,6 mm | 724-602-00 | 724-613-00 | |
| 26-27 | 0° | 6° | • | 3,6 mm | 724-603-00 | 724-614-00 | |
| 17-16 | - 9° | 10° | • | 3,6 mm | 724-618-00 | 724-620-00 | |
| 26-27 | - 9° | 10° | • | 3,6 mm | 724-619-00 | 724-621-00 | |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (central)
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (central)



| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| 47-46 | - 25° | 8° | • | 4,0 mm | 724-060-00 | 724-160-00 | |
| 36-37 | - 25° | 8° | • | 4,0 mm | 724-061-00 | 724-161-00 | |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (central)
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (central)



| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|-------------------------------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---|
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | 0° | 0° | | 3,6 mm | 724-604-00 | 724-615-00 | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | 0° | 6° | | 3,6 mm | 724-605-00 | | |

Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (central)
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (central)

triples combinados

Ortho-Cast 18

no convertible · con gancho mesial/distal · con tubo para lip bumper/arco facial central · **Cantidad: 10 piezas**

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|----------------------------------|--------|---------------|---------|---------|------------|----------|--|
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | 0° | 0° | • | 3,6 mm | 724-606-00 | | Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise |



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (central)

Ortho-Cast 18/22

convertible · con tubo para lip bumper/arco facial oclusal · **Cantidad: 10 piezas**

| Diente | Torque | Distal Offset | Ganchos | Anchura | REF (18) | REF (22) | Sistema |
|--------|--------|---------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| 17-16 | 0° | 8° | • | 4,0 mm | 724-006-00 | 724-106-00 | |
| 26-27 | 0° | 8° | • | 4,0 mm | 724-007-00 | 724-107-00 | |



Slot 18: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (oclusal)
Slot 22: 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot tubo auxiliar: 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot tubo redondo: 1,15 mm / 45 (oclusal)



Tubos bucales

Elementos para soldar



Cajetines palatinos/linguales

para Orthorama®, arcos linguales/palatinos, Goshgarian, Quad Helix · abiertos

| Diente | Torque | Distal Offset | In/Out | Ganchos | Anchura | REF | Cantidad |
|----------------------------------|--------|---------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | | 0° | 0,25 mm | | 3,5 mm | 728-010-00 | 10 piezas |

Slot: 2 x 0,9 mm / 36



Cajetines palatinos/linguales

para Orthorama®, arcos linguales/palatinos, Goshgarian, Quad Helix · cerrados

| Diente | Torque | Distal Offset | In/Out | Ganchos | Anchura | REF | Cantidad |
|----------------------------------|--------|---------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| 17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37 | | 0° | 0,25 mm | | 3,5 mm | 728-110-00 | 10 piezas |

Slot: 2 x 0,9 mm / 36



Cajetines palatinos/linguales

para Orthorama®, arcos linguales/palatinos, Goshgarian, Quad Helix · abiertos · con gancho mesial/distal

| Diente | Torque | Distal Offset | In/Out | Ganchos | Anchura | REF | Cantidad |
|---------------|--------|---------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| 17-16 / 36-37 | | 0° | 0,25 mm | • | 3,5 mm | 728-011-00 | 10 piezas |
| 26-27 / 47-46 | | 0° | 0,25 mm | • | 3,5 mm | 728-012-00 | 10 piezas |

Slot: 2 x 0,9 mm / 36



Cajetines palatinos/linguales

para Orthorama®, arcos linguales/palatinos, Goshgarian, Quad Helix · cerrados · con gancho mesial/distal

| Diente | Torque | Distal Offset | In/Out | Ganchos | Anchura | REF | Cantidad |
|---------------|--------|---------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| 17-16 / 36-37 | | 0° | 0,25 mm | • | 3,5 mm | 728-111-00 | 10 piezas |
| 26-27 / 47-46 | | 0° | 0,25 mm | • | 3,5 mm | 728-112-00 | 10 piezas |

Slot: 2 x 0,9 mm / 36



Cajetines palatinos/linguales

para Orthorama®, arcos linguales/palatinos, Goshgarian, Quad Helix · abiertos · con gancho distal

| Diente | Torque | Distal Offset | In/Out | Ganchos | Anchura | REF | Cantidad |
|---------------|--------|---------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| 17-16 / 36-37 | | 0° | 0,25 mm | • | 3,5 mm | 728-016-00 | 10 piezas |
| 26-27 / 47-46 | | 0° | 0,25 mm | • | 3,5 mm | 728-017-00 | 10 piezas |

Slot: 2 x 0,9 mm / 36



Cajetines palatinos/linguales "easy in"

para Orthorama®, arcos linguales/palatinos, Goshgarian, Quad Helix · cerrados · con ranura de inserción

Los cajetines palatinos/linguales "easy in" disponen de una ranura de inserción que hace muy sencilla la inserción y extracción de Orthorama®, arcos linguales/palatinos, Goshgarian y Quad Helix, sin que los dientes anteriores resulten molestos.

La ranura de inserción "easy in" debe ir dirigida hacia oclusal cuando el cajetín es soldado sobre la banda para que los arcos puedan ser insertados desde un plano oclusal horizontal.

| Diente | Torque | Distal Offset | In/Out | Ganchos | Anchura | REF | Cantidad |
|---------------|--------|---------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| 17-16 / 36-37 | | 0° | 0,25 mm | | 3,5 mm | 728-113-00 | 10 piezas |
| 26-27 / 47-46 | | 0° | 0,25 mm | | 3,5 mm | 728-114-00 | 10 piezas |

Slot: 2 x 0,9 mm / 36

Botón / Para soldar a bandas

Para elásticos o Dentalastics®.

| Versión | REF | Cantidad |
|----------------------------|------------|-----------|
| base redonda, cuello largo | 750-002-00 | 10 piezas |
| base ancha, cuello corto | 750-101-00 | 10 piezas |



Guía de colocación / Para soldar a bandas

Para todas las bandas preformadas.


| Forma de suministro | REF | Cantidad |
|---------------------|------------|------------|
| en tira | 750-201-00 | 100 piezas |



Gancho doble / Para soldar a bandas

Para varios elásticos o resortes de tracción.

| Versión | Forma de suministro | REF | Cantidad |
|---|---------------------|------------|-----------|
| estrecho, para bandas de caninos y premolares | en tira | 750-602-00 | 10 piezas |
| estrecho, para bandas de caninos y premolares | suelto | 750-602-10 | 10 piezas |
| ancho, para bandas molares | en tira | 750-603-00 | 10 piezas |
| ancho, para bandas molares | suelto | 750-603-10 | 10 piezas |



Gancho con guía de colocación / Para soldar a bandas

Para elásticos, ligaduras, etc.

| Forma de suministro | REF | Cantidad |
|---------------------|------------|------------|
| suelto | 750-401-00 | 100 piezas |

