



Laser Welder SL10 de Siro Lasertec

El láser económico para todas las aplicaciones



Desde hace décadas, Dentaurem es sinónimo de conocimiento y competencia en el ámbito de la soldadura por láser. La cartera de productos de Dentaurem se complementa con un atractivo modelo básico: el Laser Welder SL10 de Siro Lasertec. La potencia de soldadura del s Laser Welder SL10 está optimizada para aplicaciones dentales y es especialmente adecuada para su uso en ortodoncia. Por lo tanto, el aparato también es ideal para los laboratorios dentales más pequeños y las consultas de ortodoncia. A través de una cámara en color se transmite el proceso de soldadura directamente a la pantalla.

Las ventajas del Laser Welder SL10

- Excelente relación calidad-precio
- Gran pantalla táctil en color
- Especialmente indicado para aparatos de ortodoncia
- Potencia de soldadura para todas las aplicaciones dentales
- Manejo sencillo
- Con microscopio
- Carcasa metálica sólida
- Ajuste de los parámetros de soldadura en el panel táctil
- Cámara en color para visualizar el proceso de soldadura en la pantalla
- Diseñado como aparato de escritorio




Gran pantalla táctil en color



Compacto

Gran apertura frontal

Ideal para aparatos de ortodoncia



Datos técnicos

Laser Welder SL10

REF 090-594-00

Potencia media máx.
Potencia de pico del impulso
Energía del impulso
Duración del impulso
Frecuencia del impulso continuo
Rango de ajuste del enfoque
Espacios de memoria
Conformación de impulsos
Boquilla de argón
Boquilla de aire
Aspiración
Microscopio
Iluminación
Altura máxima de trabajo disponible en la cámara
Voltaje
Fusible de red
Frecuencia de red
Peso
Dimensiones (largo x alto x ancho)

60 W
3,8 kW
33 J
0,1 ms – 10 ms
0,5 Hz – 20 Hz
0.2 mm – 2.0 mm
12
no
1 x flexible
–
sí
estereomicroscopio con aumento de 16 veces
2 x 3W LED
200 mm
230 V~
16 AT
50 / 60 Hz
37 kg
440 mm x 480 mm x 600 mm

Opcional

Valvulería de argón
Trípode eléctrico de altura regulable

con indicador de flujo	REF 090-404-00
altura de trabajo mín. 740 mm - máx. 1.090 mm	REF 090-574-00

Accesorios

Alambre de CoCr para soldar
Alambre de NiCr para soldar
Alambre de titanio puro en rollo
Porta-pastilla
Pastilla de titanio
Muñón cónico
Disco de separar Supercut STM
Cojín posamanos

∅ 0,25 mm / 10, largo 2 m	1 pieza	REF 528-215-10
∅ 0,35 mm / 14, largo 2 m	1 pieza	REF 528-210-10
∅ 0,50 mm / 20, largo 2 m	1 pieza	REF 528-200-10
∅ 0,50 mm / 20, largo 2 m	1 pieza	REF 528-220-00
∅ 0,40 mm / 16, largo 2 m	1 pieza	REF 528-039-50
∅ 0,50 mm / 20, largo 2 m	1 pieza	REF 528-040-50
	1 pieza	REF 090-525-00
	5 piezas	REF 090-526-00
	10 piezas	REF 111-901-00
0,20 mm	1 pieza	REF 130-114-00
	2 piezas	REF 090-513-10