

Neo PPD selon F. M. Sander*



Appareil Sander dernière génération.

Appareil breveté au design sophistiqué, la Neo PPD selon F. M. Sander permet de traiter quasiment toutes les anomalies de Classe II. Pour la première fois, des corrections de la Classe II/2 sont également possibles grâce à l'élément d'expansion sagittal. Un éventail d'accessoires pratiques facilite et accélère la fabrication de l'appareil maxillaire et mandibulaire.



Montage facile et rapide.

Pas d'expansion des barres en raison de leur stabilité.

Design 3D moderne.

Pour la première fois, la Classe II/2 peut également être traitée.



En savoir plus sur les écarteurs.

D
DENTALURUM

Autres nouveautés

Neo-Bertoni type A et Neo-Bertoni type B

Ecarteurs tridirectionnels recourbés pour épouser l'anatomie et adaptés à la géométrie du palais supérieur moyen pour un montage peu encombrant dans l'appareil. Cela n'induit qu'une restriction minimale de l'espace lingual, rendant l'appareil plus agréable à porter pour le patient.



Neo-Bertoni 3D

Peut être adapté au tracé du palais : l'angle du segment frontal est ajustable lors de la mise en œuvre au laboratoire.

Désignation		REF	Quantité
Neo PPD selon F. M. Sander*, Set 1 x Neo PPD selon F. M. Sander* REF 600-121-10 1 x modèle de montage Neo PPD REF 600-122-00 1 x guide Neo PPD (pour plan incliné) REF 600-123-00		600-120-00	Set
Neo PPD selon F. M. Sander*		600-121-10	1
Modèle de montage Neo PPD		600-122-00	1
Guide Neo PPD		600-123-00	10
Neo-Bertoni type A		600-131-10	1
Neo-Bertoni type B		600-132-10	1
Neo-Bertoni 3D		600-133-10	1

* Titulaire du brevet FEMAdent GmbH & Co. KG.



En savoir plus sur les écarteurs.

D
DENTAURUM