

## Neo-PDP según F.M. Sander\*



### Última generación del aparato Sander.

El Neo-PDP según F.M. Sander patentado con su diseño sofisticado 3D permite el tratamiento de casi todas las anomalías de Clase II. Por primera vez, las correcciones de Clase II/2 también son posibles utilizando el elemento de expansión sagital. Los prácticos accesorios simplifican y aceleran la fabricación del aparato maxilar y mandibular.



● Instalación mas fácil y rápida.

● No hay expansión de los brazos debido a su estabilidad.

● Moderno diseño 3D.

● La Clase II/2 también puede ser tratada por primera vez.



Informaciones sobre tornillos de expansión.

**D**  
DENTAURUM

# Más novedades








## Neo-Bertoni tipo A y Neo-Bertoni tipo B

Tornillos de expansión acodados anatómicamente y de varios sectores. Adaptada a la geometría del paladar superior medio para permitir la instalación en el aparato con el mayor ahorro de espacio posible. Esto asegura la menor constricción posible del espacio lingual por el aparato y aumenta la comodidad de uso para el paciente.



## Neo-Bertoni 3D

Se puede ajustar individualmente al contorno del paladar: El ángulo del segmento frontal puede ajustarse en el laboratorio.

Designación	REF	Cantidad
<b>Neo-PDP según F.M. Sander*, set</b> 1 x Neo-PDP según F.M. Sander* REF 600-121-10 1 x plantilla de montaje Neo-PDP REF 600-122-00 1 x plantilla de guía Neo-PDP (para plano inclinado) REF 600-123-00		600-120-00 Set
Neo-PDP según F.M. Sander*		600-121-10 1
Plantilla de montaje Neo-PDP		600-122-00 1
Plantilla de guía Neo-PDP		600-123-00 10
Neo-Bertoni tipo A		600-131-10 1
Neo-Bertoni tipo B		600-132-10 1
Neo-Bertoni 3D		600-133-10 1

\*Titular de la patente FEMAdent GmbH & Co. KG.



Informaciones sobre tornillos de expansión.

