









remanium®

Zusammensetzung (Massen-%)	star	2000+	secura	2001	LFC	GM 380+	GM 800+	GM 900
Co	60,5	61	58	63	33	64,6	63,3	62
Cr	28	25	30	23	30	29	30	30
Mo		7	3	7,3	5	4,5	5	5,5
W	9	5	5,5	4,3				
Si	1,5	1,5	1,5	1,6			1	1,2
Ta			1,25					1,2
Mn					1,5			
Fe					29			
Sonstige < 1%	Mn, N, Nb	Mn, N	N	Mn, N	Si, N, C	Si, Mn, N, C	Mn, N, C	N
verwendete Legierung								

Sicherheit durch zertifizierte Qualität  0483

Die biologische Verträglichkeit wird von unabhängigen Instituten bestätigt.

Alle remanium® CoCr-Legierungen sind frei von Beryllium, Nickel, Gallium, Indium und Kupfer.

remanium®

Patienten Zertifikat

made in Germany



Laborstempel

Ihr Zahnersatz wurde mit größter Sorgfalt und zertifizierten Materialien in einem deutschen Meisterlabor hergestellt.



989-899-10 Printed by Dentaaurum Germany 09/09


DENTAURUM

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany · www.dentaaurum.de


DENTAURUM





Sie haben heute Ihren neuen Zahnersatz erhalten – für ein strahlendes Lächeln. Dabei wurde als Basismaterial die Premium-Legierung remanium® verwendet. remanium® zeichnet sich aus durch:

- **höchste Qualität mit ausgesuchten reinsten Rohstoffen**
- **Einsatz einer hochreinen medizinischen Speziallegierung**
- **anerkannte höchste Bioverträglichkeit**

Die biologische Verträglichkeit wird von unabhängigen Instituten bestätigt. Alle remanium® CoCr-Legierungen sind frei von Beryllium, Nickel, Gallium, Indium und Kupfer.

Zahnersatz aus remanium® Legierungen bringt für Sie eine Reihe ganz konkreter Vorteile. Darauf können Sie sich verlassen:

- **eine haltbare und feste Basis für Ihre neuen Zähne**
- **bewährte Materialien, die schon seit Jahrzehnten weltweit eingesetzt werden**
- **ein geringes Heiß-Kaltempfinden beim Verzehr von Eis oder heißen Getränken**
- **einfache Pflege des Zahnersatzes und damit lange Freude an Ihren neuen Zähnen**
- **hervorragende Ästhetik in Verbindung mit abgestimmten Keramiken, die Ihnen ein natürliches Lächeln sichern**

remanium® Legierungen werden von Dentaurum, einem führenden Unternehmen der Dentalindustrie entwickelt, produziert und weltweit vertrieben. Einige Fakten zu Dentaurum:

Dentaurum ist ein mittelständiges Familienunternehmen mit Sitz in der Nähe von Pforzheim. Man ist stolz darauf, das älteste Dentalunternehmen der Welt zu sein. Die Produktpalette ist eine der größten weltweit. Es werden Produkte von der Wurzel bis zur Krone entwickelt, produziert und vertrieben – für Zahnärzte, Implantologen, Kieferorthopäden und Zahntechniker. Alle remanium® Legierungen werden ausschließlich in Deutschland hergestellt.

D
DENTAURUM

