



Portapinze e portafilii



Modalità d'uso

Egregio Cliente,

La ringraziamo per avere scelto un prodotto Dentaurum di qualità.

Per utilizzare i prodotti descritti in modo sicuro ed efficiente, Le consigliamo di leggere attentamente queste modalità d'uso.

Si tenga presente che in ogni manuale d'uso non possono essere descritti tutti i possibili utilizzi dei materiali proposti e pertanto rimaniamo a Sua completa disposizione qualora volesse ricevere ulteriori ragguagli.

Tutti i prodotti che commercializziamo sono il risultato di nuovi sviluppi tecnologici e quindi Le raccomandiamo di rileggere sempre attentamente le specifiche modalità d'uso allegate, anche in caso di ripetuto utilizzo dello stesso materiale.

1. Produttore

Dentaurum J. P. Winkelstroeter KG · Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany

2. Indicazioni di qualità

La Dentaurum assicura la massima qualità dei prodotti fabbricati. Il contenuto non impegnativo di queste modalità d'uso è frutto di nostre personali esperienze e pertanto l'utilizzatore è responsabile del corretto impiego del prodotto.

In mancanza di condizionamenti di Dentaurum sull'utilizzo del materiale da parte dell'utente non sussiste alcuna responsabilità oggettiva per eventuali insuccessi.

3. Indicazioni generali di manutenzione

Per la corretta manutenzione dei portapinze e dei portafili, La preghiamo di osservare le seguenti indicazioni:

**pulire gli oggetti con acqua e sapone ad una temperatura max. di 80 °C;
non utilizzare detergenti o disinfettanti troppo aggressivi contenenti alcool, etanolo o fenolo in quanto questi materiali potrebbero provocare la rottura del portapinze/portafili!**



055-101-01

1 pezzo

Portapinze e portafilii combinato

Con 6 tubi portafilii

Larghezza: ca. 18 cm

Altezza: ca. 13 cm

In plastica trasparente



055-000-00

1 pezzo

Portapinze corto

Per ca. 7 pinze

Lunghezza: 13 cm

In plastica trasparente



055-100-00

1 pezzo

Portapinze lungo

Per ca. 14 pinze

Lunghezza: 25 cm

In plastica trasparente



055-105-00

1 pezzo

Portapinze

Per 15 pinze

Larghezza: 30 cm

Profondità: 20 cm

Altezza: 6,5 cm

In plastica bianca

Per eventuali domande sull'uso dei prodotti Dentaaurum per ortodonzia, è a disposizione il nostro servizio di Assistenza Clienti ai seguenti numeri:

Tel.: 051/86.25.80

Fax: 051/86.32.91

ortodonzia@dentaaurum.it



Maggiori informazioni sui prodotti Dentaaurum sono disponibili nel sito internet:

www.dentaaurum.com

Data dell'informazione: 02/08

989-429-50 Printed by Dentaaurum Italia Italy 02/08/B/R1-4

D
DENTAURUM