

discovery[®]
smart



Piccoli e brillanti

D
DENTAURUM

Il nuovo taglio di sicuro successo!



Significativa riduzione delle dimensioni

20 % più piccoli dei discovery® e complessivamente uno dei più piccoli bracket al mondo



I brackets discovery® sono presenti da oltre 20 anni negli studi ortodontici di tutto il mondo grazie al loro perfetto design e all'elevata qualità. Con i discovery® smart questa linea di attacchi acquisisce un nuovo componente, più piccolo e quindi più estetico, ma con le stesse peculiarità funzionali.

I discovery® smart si distinguono per lo slot mesio-distale curvo che segue lo sviluppo dell'arco ideale, rendendo ciascun bracket individuale per l'anatomia del dente a cui è destinato. L'attrito dell'arco nello slot viene in tal modo minimizzato, favorendo la rapida e precisa conclusione del trattamento.

Il nuovo elemento della famiglia convince perchè è un 20 % più piccolo dei precedenti discovery®.



Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza

Nuovo percorso mesio-distale curvo dello slot allineato all'arco ideale.

Brillanti caratteristiche



Bracket monoblocco

Elevata biocompatibilità

Ottimale disegno delle alette

Legatura semplice e flessibile

I brackets vengono realizzati in un unico pezzo con i più moderni sistemi di fabbricazione MIM- (Metal Injection Molding). Il loro ridotto spessore, il basso valore di In-Out (0,7 mm) ed il perfetto disegno delle alette, forniscono agli attacchi una finitura perfetta.

I discovery® smart combinano alle ben note caratteristiche degli altri brackets della famiglia discovery®, un design piccolo e moderno a beneficio della sicurezza e del controllo delle forze, ma anche dell'estetica.



Linea di concentrazione dello

Sicuro debonding

Strutturazione al laser della base

Brevettata strutturazione della ritenzione e sistema di identificazione FDI per un riconoscimento inequivocabile



Gancio con testa a fungo

Sicura tenuta dell'elastico/molla

Indicazioni al laser

Semplice riconoscimento

stress

Minimo spessore

Eccellente comfort per il paziente

Base disegnata al 3D-CAD

Perfetto adattamento alla superficie del dente

Le sfaccettature di una scelta



Oltre ai nuovi discovery® smart, la famiglia discovery® offre un'ampia scelta di brackets per qualsiasi tipo di trattamento e di richiesta, con la caratteristica dell'intercambiabilità, della funzionalità e dell'estetica. Al momento i discovery® smart sono disponibili solo per tecnica McL 22.

discovery[®]
smart

Piccoli e brillanti

Un bracket per ogni trattamento





discovery[®]

La somma dell'esperienza



discovery[®] *sl* *discovery*[®]
sl 2.0

Hightech di successo





www.dentaurum.de

Per eventuali domande sull'uso dei prodotti per ortodonzia Dentaurum, è a disposizione il nostro Servizio di Assistenza Clienti ai seguenti numeri: telefono 051/86.25.80, fax 051/86.32.91, e-mail ortodonzia@dentaurum.it

- ➔ Informazioni sui prodotti Dentaurum sono disponibili nel sito www.dentaurum.de o www.dentaurum.it
- ➔ Ricordiamo anche il nostro programma corsi. Per informazioni chiamare il numero 051/86.19.35

CE 0483

Data dell'informazione: 03/12

Soggetto a variazione

D
DENTAURUM
ITALIA

Dentaurum Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Funo (BO)
Tel.: 051/86.25.80 | Fax: 051/86.32.91 | www.dentaurum.it | info@dentaurum.it