



*discovery*<sup>®</sup>  
*delight*



Sorprendentemente diverso

Il sistema linguale

**D**  
DENTAURUM


## Sorprendentemente efficace




Il sistema linguale **discovery® delight** è stato ideato con lo specifico intento di ridurre al minimo i componenti necessari per il trattamento ortodontico garantendo, al tempo stesso, la libera scelta di tutte le opzioni proprie della tecnica linguale, dalla terapia 2D a quella tridimensionale.

In collaborazione con il Prof. Rubens Demichieri di Montevideo, è stato creato, quindi, un sistema ortodontico che risponde pienamente alle esigenze del paziente, offrendo tutti i provati vantaggi dei brackets della famiglia discovery®:

- massima qualità
- invisibilità
- tempi di trattamento brevi
- elevato comfort
- ottimale design




## Semplice e pratico



La principale peculiarità del sistema **discovery® delight** è la presenza di solo quattro tipi di brackets, utilizzabili indifferentemente sia per l'arcata superiore che per quella inferiore. Ciò semplifica notevolmente la gestione del paziente alla poltrona.

La geniale combinazione tra slot verticale nella zona anteriore e slot orizzontale in quella posteriore, assicura l'ottimale trasmissione delle forze.

Una mirata selezione di archi e di strumenti completa il portafoglio prodotti del sistema **discovery® delight**.



**Bracket monoblocco**

Elevata biocompatibilità

**Base strutturata al laser**

Ottimale ritenzione

**Preciso disegno delle alette**

Legatura semplice e sicura

**Profilo basso**

Ampio spazio per la lingua

## Incredibilmente versatile



**Risultato**


**Minimo disallineamento  
del gruppo frontale  
(social six)**

**Trattamento**

**2D**

**Durata media del  
trattamento**

**ca. 6 mesi**





**Moderato affollamento anteriore senza rotazione dei premolari**

2D

ca. 12 mesi

**Consistente affollamento anteriore senza rotazione dei premolari**

2D

ca. 6–24 mesi

**Consistente affollamento anteriore con rotazione dei premolari**

3D


ca. 6–24 mesi

**Malposizioni dentali nell'intera arcata**

3D

ca. 6–24 mesi

## Brillantemente chiaro



*Il tutto è maggiore della  
somma delle sue parti*

*Aristotele*



### Brackets linguali/ Tubi linguali

- Bracket anteriore  
3-3/U-L
- Bracket posteriore, aperto  
4-5/U-L
- Bracket posteriore, chiuso  
4-5/U-L
- Tubo molare  
6/U-L



### Archi linguali tondi

- rematitan® LITE, ø 10
- rematitan® LITE, ø 12
- rematitan® LITE, ø 14
- rematitan® LITE, ø 16
- rematitan® LITE, ø 18
- remanium®, ø 16
- remanium®, ø 18
- dentaflex®, ø 15

### Archi linguali quadrati


- rematitan® LITE, 16 x 16
- rematitan® LITE, 19 x 19
- remanium®, 18 x 18
- remanium®, 19 x 19



### Strumenti

- Strumento di posizionamento
- Specchietto con griglia
- Tronchesino per legature
- Tronchesino distale
- Pinzette

## Una scelta completa



Oltre ai nuovi **discovery® delight**, la famiglia di brackets discovery® offre tante altre possibilità di scelta, soddisfacendo sempre ogni necessità terapeutica con un'ampia varietà di combinazioni.

Il bracket ideale per ciascun trattamento!

**discovery®**  
*pearl*


Affascinante naturalezza



**discovery®**  
*smart*

Piccoli e brillanti





*discovery*<sup>®</sup>

La somma delle esperienze



*discovery*<sup>®</sup> *sl* *discovery*<sup>®</sup>  
*Sl 2.0*

High tech di successo



# Il Gruppo Dentauro

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
oltre ad altri 130 paesi nel mondo



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE

- ➔ Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi Dentauro, visitare il sito [www.dentauro.de](http://www.dentauro.de)
- ➔ Ricordiamo anche il nostro ampio programma corsi. Per informazioni: 051 861935

Assistenza tecnica: 051/86.25.80 | E-Mail: [ortodonzia@dentauro.it](mailto:ortodonzia@dentauro.it)  
Assistenza commerciale: 051/86.25.80 | E-Mail: [ordini@dentauro.it](mailto:ordini@dentauro.it)

Data dell'informazione: 01/15

Soggetto a variazioni



[www.dentauro.de](http://www.dentauro.de)

Tutte le immagini cliniche per gentile concessione del Prof. Rubens Demichieri

**D**  
DENTAURUM  
ITALIA

Dentauro Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Funo (BO)  
Tel. 051 862580 | Fax 051 863291 | [www.dentauro.it](http://www.dentauro.it) | [info@dentauro.it](mailto:info@dentauro.it)