



Pflegehinweise

## Zangen- und Drahtständer

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Dentaforum entschieden haben.

Damit Sie dieses Produkt sicher und einfach zum größtmöglichen Nutzen für sich und die Patienten einsetzen können, muss diese Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen und beachtet werden.

In einer Gebrauchsanweisung können nicht alle Gegebenheiten einer möglichen Anwendung beschrieben werden. Deshalb steht Ihnen unsere Hotline gerne für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte empfehlen wir Ihnen auch bei häufiger Verwendung des gleichen Produktes immer wieder das aufmerksame Durchlesen der jeweils aktuell beiliegenden bzw. im Internet unter [www.dentaforum.com](http://www.dentaforum.com) hinterlegten Gebrauchsanweisung.

## 1. Hersteller

Dentaforum GmbH & Co. KG · Turnstr. 31 · 75228 Ispringen · Deutschland

## 2. Pflegehinweise

Für eine sachgerechte Pflege der Zangen- und Drahtständer bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise zu beachten:

**Die Reinigung sollte mit Seifenlauge bis 80 °C max. erfolgen. Bitte benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, die Alkohol, Ethanol oder Phenol enthalten – Bruchgefahr !**

## 3. Qualitätshinweise

Dentaforum versichert dem Anwender eine einwandfreie Qualität der Produkte. Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung beruht auf eigener Erfahrung. Der Anwender ist für die Verarbeitung der Produkte selbst verantwortlich. In Ermangelung einer Einflussnahme von Dentaforum auf die Verarbeitung durch den Anwender besteht keine Haftung für fehlerhafte Ergebnisse.



<b>055-101-01</b>	1 Stück
-------------------	---------

### **Zangen- und Drahtständer, kombiniert**

Mit 6 Röhrchen für Stangendrähte

Breite: ca. 18 cm

Höhe: ca. 13 cm

Aus glasklarem Kunststoff



<b>055-000-00</b>	1 Stück
-------------------	---------

### **Zangenständer, kurz**

Für ca. 7 Zangen

Länge: 13 cm

Aus glasklarem Kunststoff



<b>055-100-00</b>	1 Stück
-------------------	---------

### **Zangenständer, lang**

Für ca. 14 Zangen

Länge: 25,5 cm

Aus glasklarem Kunststoff



<b>055-105-00</b>	1 Stück
-------------------	---------

### **Zangenständer**

Für 15 Zangen

Breite: 30 cm

Tiefe: 20 cm

Höhe: 6,5 cm

Aus weißem Kunststoff

➡ Informationen zu Produkten finden Sie unter [www.dentaurum.com](http://www.dentaurum.com)

Stand der Information: 2025-03  
Änderungen vorbehalten