

Weniger Aufwand –  
*mehr Ästhetik*

cera**motion**<sup>®</sup>  
Me

© Christian Ferrari

Verblendkeramik für  
Dentallegierungen

## ceraMotion® Me

### Verblendkeramik für Dentallegierungen

ceraMotion® Me ist die Verblendkeramik für alle konventionellen edelmetallfreien Legierungen mit einem WAK-Wert zwischen  $13,9$  und  $15,1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$  ( $25-500 \text{ °C}$ ) – natürlich auch für Edelmetall-Legierungen.

- ▷ höchste Haftkraft besonders bei edelmetallfreien Legierungen
- ▷ kürzeste Brennzeiten durch Wegfall einer Langzeitabkühlung auch bei edelmetallfreien Legierungen
- ▷ Bonder und feiner Pastenopaker in einem Produkt
- ▷ Biegefestigkeit: 95 MPa
- ▷ einfachste Schichttechnik
- ▷ natürliche Ästhetik durch spezielle Opaleszenz-, Fluoreszenz- und Transluzenzmassen

**Die gemeinsamen Eigenschaften in allen Produktlinien ergeben die besonderen Produktvorteile des ceraMotion® Keramiksystems: Höchster Anspruch an Ästhetik, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit**

Mit dem innovativen Touch Up Konzept wird eine höhere Ästhetik bei gleichzeitig geringerem Arbeitsaufwand erreicht. Das ceraMotion® Hybrid-Konzept ermöglicht eine Effizienzsteigerung durch identische Schichttechnik bei unterschiedlichen Gerüstwerkstoffen. Eine maximale Farbstabilität wird durch das Thermokolorationsverfahren erreicht. Überzeugend auch im ceraMotion® Keramiksystem das Chroma Concept, das eine naturidentische Farbvielfalt ermöglicht. Ausgezeichnete Form- und Kantenstabilität, sowie ein konstanter WAK-Wert garantiert das spezielle Produktionsverfahren. Das ceraMotion® Keramik-Konzept zeigt, dass auch mit einem sehr umfangreichen Produktprogramm eine gute Übersichtlichkeit erhalten bleibt. Die einmalige Leistungsvielfalt des ceraMotion® Keramiksystems basiert auf dem einzigartigen Kompetenzspektrum der Dentauro-Gruppe: Entwicklung und Herstellung von Keramik, Legierungen und Einbettmassen aus einer Hand gepaart mit einem vorbildlichen Serviceangebot.



Foto: © Christian Ferrari®



Weniger Aufwand –  
mehr Ästhetik



## ceraMotion® Me Produktübersicht

|  |       |  |
|--|-------|--|
| Paste Opaque   | PO    | A-D  |
| Paste Opaque Modifier  | POM   | gingival, orange   |
| Opaque   | O     | A-D  |
| Opaque Modifier  | OM    | gingival, orange   |
| Shoulder   | SM    | A, B, C, D, white, transpa   |
| Gingival   | G     | 1, 2, 3, 4   |
| Base Dentin  | BD    | A-D  |
| Base Dentin Modifier   | BDM   | salmon, caramel, ochre, ivory, lemon, vanilla, brown   |
| Dentin   | D     | A-D  |
| Dentin Modifier Chroma   | DM C  | A, B, C, orange  |
| Dentin Modifier Fluo   | DM F  | cream, yellow, orange  |
| Incisal  | I     | 1, 2, 3  |
| Incisal Opal   | IO    | 1, 2, 3  |
| Incisal Transpa  | IT    | 1, 2, 3  |
| Transpa  | T     | transpa  |
| Incisal Modifier   | IM    | opal honey, opal white, opal blue, grey, opal grey   |
| Chroma Concept Paste Opaque  | CC PO | 1 (bleach), 2, 3, 4  |
| Chroma Concept Opaque  | CC O  | 1 (bleach), 2, 3, 4  |
| Chroma Concept Dentin  | CC D  | 1 (bleach), 2 (bleach), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  |
| Chroma Concept Incisal   | CC I  | 1 (bleach)   |
| Touch Up Paste Opaque  | TU PO | Repair 840 °C  |
| Touch Up Base Dentin   | TU BD | light, medium, dark  |
| Touch Up Dentin  | TU D  | light, medium, dark  |
| Touch Up Incisal   | TU I  | medium, opal, transpa  |
| Correction   | C     | transpa  |
| Glaze  | GL    | transpa  |
| Body Stains  | B ST  | A, B, C  |
| Stains   | ST    | 1 white, 2 vanilla, 3 yellow, 4 orange, 5 pink, 6 purple, 7 blue, 8 grey, 9 olive green, 10 olive yellow, 11 medium brown, 12 red brown, 13 black    |
| Liquids  |       | Me Standard Modelling Liquid, Modelling Liquid, Modelling Liquid +, Paste Liquid, Powder BOL Liquid, Shoulder Liquid, Stains Liquid, Contrast Marker |
| <b>8 Shade Set (Pastenopaker oder Pulveropaker)</b><br>8 Farben A bis D (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C3, D3) inkl. verschiedenen Inzisal- und Effektmassen |       |  |
| <b>Chroma Concept Set</b><br>17 Keramikmassen mit Opaker, Dentinen und Bleachmodulen   |       |  |
| <b>Touch Up Set</b><br>10 Keramikmassen mit Opaker, Base Dentinen, Dentinen und Inzisalmassen  |       |  |
| <b>Stains Universal Set</b><br>8 Malfarben für interne und externe Effekte   |       |  |

Stand der Information: 2025-10

ceraMotion® – Entwicklung und Herstellung durch:  
DENTAURUM CERAMICS S.A.S.



CONTACT  
**DENTAURUM**

