




ORTHOCAST
M-SERIES

**DER VORTEIL
LIEGT IM DETAIL**



D
DENTAURUM
1886



Ortho-Cast M-Series
Die Bukkalröhrchen-Serie
der Extraklasse

Ortho-Cast M-Series
nicht konvertierbar



einfachvierkant

doppelvierkant

Ortho-Cast M-Series
konvertierbar



einfachvierkant

doppelvierkant

Ortho-Cast M-Series mini
nicht konvertierbar



einfachvierkant

Perfekt in Funktion und Design

Genau wie die Dentaurum-Brackets werden auch die Bukkalröhrchen in modernen Konstruktions- und Produktionsverfahren hergestellt.

Die Ortho-Cast M-Series Bukkalröhrchen bieten dem Anwender viele Features für ein einfaches und sicheres Handling. Zudem hat der Behandler eine breite Auswahlmöglichkeit an Ortho-Cast M-Series einfach- oder doppelvierkant, konvertierbar oder nicht konvertierbar, für die Adhäsiv- und Bandtechnik.*




Patentiertere
Laserstruktur mit
FDI-Kennzeichnung!

Highlights:

- Neu: Zweifachkombination und Dreifachkombination, konvertierbar, für die Bandtechnik.
- Echtes Ein-Stück-Bukkalröhrchen für hohe Biokompatibilität.
- Laserstrukturierte 3D-Basis für sicheren Halt und passgenauen Sitz.
- Kennzeichnung + (OK) / - (UK) und FDI-Kennzeichnung bei Adhäsivtechnik für einfache Zuordnung zum Zahn.
- Biegbare Kugelkopfhäkchen für hohe Flexibilität in der individuellen Gestaltung der Behandlung.

einfachvierkant
nicht konvertierbar*



**Patentierter laserstrukturierter Basis
mit FDI-Kennzeichnung**
für ideale Haftung und einfaches Handling.

*Auch verfügbar für den UK 7er, System McLaughlin-Bennett-Trevisi**

**The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

einfachvierkant
konvertierbar

Biegbares Kugelkopfhäkchen
für hohen Patientenkomfort.

Kerbe für Klemmpinzette
zum einfachen Setzen.


Innovativer Konvertierdeckel
bietet Flexibilität in der
Therapiegestaltung.
Deckel kann schnell und
einfach abgezogen
werden.

Abgerundete Flügel
für ein angenehmes
Tragegefühl.

**Patentierter Laser-
strukturierte Basis
mit FDI-Kennzeichnung**
für ideale Haftung und
einfaches Handling.

Anatomische 3D-Basis
gewährleistet idealen Sitz.

Bukkale Konturierung
für leichte Positionierung
auf dem Zahn.



doppelvierkant
nicht konvertierbar

Biegbares Kugelkopfhäkchen
für hohen Patientenkomfort.

Distale Kerbe
zum Einhängen zusätzlicher
Elemente, z. B. 8-er Ligaturen.


**Kerbe für
Klemmpinzette**
zum einfachen
Setzen.

Anatomische 3D-Basis
gewährleistet
idealen Sitz.

Bukkale Konturierung
für leichte Positionierung
auf dem Zahn.

**Trompetenförmige
Öffnungen** zum
einfachen Einführen
der Bögen.

**Patentierte laserstrukturierte Basis
mit FDI-Kennzeichnung**
für ideale Haftung und einfaches Handling.



doppelvierkant
konvertierbar

Abgerundete Flügel
für ein angenehmes
Tragegefühl.


Innovativer Konvertierdeckel
bietet Flexibilität in der Therapiegestaltung.
Deckel kann schnell und einfach abgezogen werden.

Biegbares Kugelkopfhäkchen
für hohen Patientenkomfort.

**Kerbe für
Klemmpinzette**
für einfaches Setzen.

**Patentierter laserstrukturierter Basis
mit FDI-Kennzeichnung**
für ideale Haftung und einfaches Handling.

Anatomische 3D-Basis
gewährleistet idealen Sitz.



einfachvierkant
nicht konvertierbar*

Biegbares Kugelkopfhäkchen
für hohen Patientenkomfort.

Zierliches Design.

**Einfache Zuordnung
zum Zahn
+ (OK)**

Trompetenförmige Öffnung
zum einfachen Einführen
des Bogens.

Anatomische 3D-Basis
gewährleistet idealen Sitz.

**Einfaches und sicheres
Positionieren auf dem
mesio-bukkalen Höcker.**

Ideal bei Molaren, die sich noch
im Durchbruch befinden.

**Patentierter laserstrukturierter Basis
mit FDI-Kennzeichnung**
für ideale Haftung und einfaches Handling.

*Auch verfügbar für den UK 6er, System McLaughlin-Bennett-Trevisi**

**The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series Zubehör



Entdecken Sie hier das breite Portfolio
unserer Premium-Line Zangen
für Praxis und Labor.



PREMIUMLINE



Leichtes Setzen

mit der speziell abgestimmten Klemmpinzette
(REF 025-280-00).



Effizientes Konvertieren

mit der passend abgestimmten Konvertierzange
(REF 003-805-00).



Leichtes Abnehmen von Adhäsiv-Bukkalröhrchen

mit der abgewinkelten
Bracket-Abnehmezange
(REF 004-347-00).



Leichtes Abnehmen von Bändern

mit der Oliver-Jones Band-Abnehmezange
(REF 026-347-00).

Adhäsivtechnik

einfachvierkant

Ortho-Cast M-Series mini 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-17	822-411-17	Roth
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-411-27	822-411-27	Roth
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-17	822-412-17	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-27	822-412-27	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-17		Ricketts® Universal
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-27		Ricketts® Universal
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-17	822-415-17	Standard Edgewise
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-27	822-415-27	Standard Edgewise



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
47	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-47	822-411-47	Roth
37	- 30°	0°	•	2,5 mm	818-411-37	822-411-37	Roth
47	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-47	822-412-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-37	822-412-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-46	822-412-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-36	822-412-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-47		Ricketts® Universal
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-413-37		Ricketts® Universal
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-47	822-415-47	Standard Edgewise
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-37	822-415-37	Standard Edgewise



Ortho-Cast M-Series 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-16	822-211-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-211-26	822-211-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-16	822-212-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-26	822-212-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
16	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-16	822-215-16	Standard Edgewise
26	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-26	822-215-26	Standard Edgewise



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-46	822-211-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-211-36	822-211-36	Roth
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-47	822-212-47	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-37	822-212-37	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-46	822-212-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-36	822-212-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-46	822-215-46	Standard Edgewise
36	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-36	822-215-36	Standard Edgewise
46	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-46	822-219-46	
36	- 25°	0°	•	3,3 mm	818-219-36	822-219-36	



Adhäsivtechnik

einfachvierkant

Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-16	822-111-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-111-26	822-111-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-16	822-112-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-26	822-112-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-46	822-111-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-111-36	822-111-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-46	822-112-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-36	822-112-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

Oberkiefer

Unterkiefer

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

doppelvierkant

Ortho-Cast M-Series 18/22

nicht konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-16	822-221-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-221-26	822-221-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-16	822-222-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-26	822-222-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-46	822-221-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-221-36	822-221-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-46	822-222-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-36	822-222-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

Oberkiefer

Unterkiefer

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Adhäsivtechnik

doppelvierkant

Ortho-Cast M-Series 18/22

konvertierbar · Menge: 10 Stück

Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-16	822-121-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	818-121-26	822-121-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-16	822-122-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-26	822-122-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Zähne	Torque	Distal Offset	Häkchen	Breite	REF (18)	REF (22)	System
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-46	822-121-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	818-121-36	822-121-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-46	822-122-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-36	822-122-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

● Oberkiefer

● Unterkiefer

Slot 18: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25
Slot 22: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · Slot Hilfsröhrchen: 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

** The Dentaorium version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaorium imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Jetzt mehr erfahren!



Jetzt mehr entdecken.





CONTACT
DENTAURUM

KUNDENSERVICE	+49 72 31/803 -Durchwahl
Kieferorthopädie	-550
Customer Support Digital	-280
Auftragsannahme	-210

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31/803-0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM