

remanium®
star 



Eine Legierung.
Drei Verarbeitungstechnologien.
Eine Premium-Qualität.


DENTAURUM
1886

Eine Legierung.



Die Erfolgsformel remanium® star.

60.5 % Co · 28.0 % Cr · 9.0 % W · 1.5 % Si

Edelmetallfreie remanium® Gusslegierungen von Dentaaurum sind seit vielen Jahrzehnten in der Prothetik ein Qualitätsbegriff und millionenfach im Einsatz. Um den Anwendern neuer Technologien weiterhin die Verarbeitung langjährig klinisch bewährter Legierungen zu ermöglichen, steht heute die CoCr-Legierung remanium® star in gleicher Qualität für drei Verarbeitungstechnologien zur Verfügung.

remanium®
star 

Drei Verarbeitungstechnologien.

Wir garantieren die remanium® Premium-Qualität in allen drei Verarbeitungstechnologien.

Gießen



- ausgezeichnetes Schmelz- und Fließverhalten
- gut erkennbarer Gießzeitpunkt bei HF Schmelzen
- extrem gute Bearbeitbarkeit beim Fräsen und Polieren durch ungewöhnlich niedrige Härte

Fräsen



- optimierte Gussstruktur
- sehr hohe Festigkeit
- niedrige Härte, dadurch erleichtertes Fräsverhalten

Laserschmelzen



- feinstes Pulver für homogene Struktur
- dichtes Gefüge
- gleichbleibende Materialeigenschaften
- verzugsfrei durch den Einsatz zeit- und ressourcenschonender Wärmebehandlung
- kompromisslose Eignung sowohl für Kronen und Brücken als auch für Teilprothesen

Eine Keramik.



Erfahren Sie mehr

ceraMotion® Me – die verlässliche Partnerin für remanium® star.

remanium® star ist die Nr. 1 der remanium® Aufbrennlegierungen. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung der Keramikentwicklung innerhalb der Dentaurum-Gruppe entstand zusammen mit einem internationalen Expertenteam von Top-Keramikern eine neue Generation von Verblendkeramik für edelmetallfreie Legierungen:

ceraMotion®
Me

Vorteile.

- hohe Verbundfestigkeit dank TRC-Verbindung (Tension Reducing Connection)
- kein Bonder erforderlich
- kein Oxidbrand
- keine Langzeitabkühlung
- hohe Farbintensität auch nach mehrfachen Brennvorgängen
- unbegrenzte Möglichkeiten vom Basisaufbau bis hin zu höchstästhetischer Individualisierung




Eine Premium-Qualität.

Qualität und Reinheit – made in Germany!

- Entwicklung, Fertigung und Prüfung bei Dentaurum in Ispringen
- Verwendung nur der allerreinsten Rohstoffe bei allen remanium® Legierungen
- Höchste Korrosionsfestigkeit und wissenschaftlich bestätigte Biokompatibilität
- Hervorragende Verbundfestigkeit mit Verblendkeramik (z. B. ceraMotion® Me)
- Garantie für absolute Sicherheit und einfachste Verarbeitung durch jahrzehntelangen Erfahrungsschatz





CONTACT
DENTAURUM

KUNDENSERVICE +49 72 31 / 803 - *Durchwahl*
Zahntechnik und Keramik -410
Customer Support Digital -280
Auftragsannahme -210

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com
www.dentaurum.com



+49 72 31 / 803 - 0



ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM