


BE HAPPY!
JUST SMILE
SO FAST &
GENTLE.

discovery[®]
SMART sl



IT'S EASY #CLICK&GO

D
DENTAURUM
1886


Schön, dass du den ersten Schritt zu deinem perfekten Lächeln machst und diesen Weg mit uns gehen möchtest! Unsere neuen, innovativen Brackets sorgen dafür, dass deine Zahnkorrektur nicht nur effektiv, sondern auch angenehm und zeitsparend verläuft.

Was ist ein Bracket?

Ein Bracket ist eine kleine Halterung mit vier Flügeln, die auf den Zahn geklebt wird. Es dient dazu, die Zähne mit Hilfe eines Drahtbogens in die richtige Position zu bewegen.


Das herkömmliche Bracket:

Damit der Draht im Bracket hält, wird er mit einem kleinen Gummiring oder einem Draht – der sogenannten Ligatur – befestigt. Beim Wechsel des Drahtbogens wird auch die Ligatur regelmäßig getauscht.



Das selbstligierende discovery® smart sl Bracket:

Diese Brackets haben den integrierten Click&Go-Verschluss, der den Behandlungsbogen verlässlich hält. Dadurch gleiten die Zähne leichter und schneller in die richtige Position und die Zahnspace kann einfacher sauber gehalten werden.



GENTLE,
STABLE &
EFFICIENT
#CLICK&GO

SCHNELL
& ZUVERLÄSSIG
#CLICK&GO





ALL FEAT
MANY BE
SMILE, BR
CLICK&

SMART IN DER BEHANDLUNG. SCHNELL IM ERGEBNIS.

discovery® smart sl ist unser neuestes, smartes Bracket aus der erfolgreichen Premium-Linie discovery®. Das Bracket wurde speziell entwickelt, um deine Behandlung so schnell und angenehm wie möglich zu gestalten. Deine Brackets werden in der Firmenzentrale von Dentaforum in Ispringen, im Herzen des Nordschwarzwalds, für dich hergestellt.



Erfahre
online mehr!



URES
NEFITS
RACKER
&GO



Hier findest du
unsere Pflegetipps:



DEINE VORTEILE IM ÜBERBLICK

○ Kürzere Behandlungszeiten

Zahnbewegungen werden oftmals schnell erreicht, da deine Zähne effizient in die richtige Position gebracht werden können.

○ Weniger Kontrolltermine & Zeit in der Praxis

- Das Wechseln von Gummiringen entfällt, somit hast du weniger Kontrolltermine.
- Bögen können dank des einfachen Klick-Mechanismus schneller gewechselt werden – du verbringst weniger Zeit in der Praxis. Einfach #CLICK&GO.

○ Mehr Komfort beim Tragen

- Die Reduzierung von Reibung und der Einsatz kontrollierter Kräfte sorgen für eine effiziente und sanfte Zahnbewegung.
- Durch das kleine und flache Design sind die Brackets unauffällig, fühlen sich im Mund angenehm an und stören wenig im Alltag.

○ Hohe Materialverträglichkeit

Die laserstrukturierte, anatomisch geformte Bracketbasis sorgt für eine hohe Materialverträglichkeit und bietet gleichzeitig sicheren Halt und Stabilität.

○ Leichtere Zahnpflege

Ohne Drähte und Gummiringe können sich weniger Essensreste festsetzen – das Putzen wird für dich einfacher und gründlicher.

HYGIENISCH VERPACKT

Nach einem gründlichen Reinigungsprozess werden deine Brackets hygienisch in einem doppelt foliierten Blister voll automatisiert verpackt. Deine Brackets werden in der Praxis nur für dich geöffnet.



Deine Praxis:



Dentaaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany



www.dentaaurum.com

D
DENTAURUM
1886