


rema<sup>®</sup> 

## Revestimientos para esqueléticos



  
DENTAURUM  
1886

Rápido...



## El revestimiento universal perfecto.

rema<sup>®</sup> dynamic S es flexible en su aplicación y fácil de usar. La alta estabilidad y suavidad de los bordes, así como un comportamiento de expansión coordinado, conducen a excelente precisión de ajuste incluso con estructuras complicadas.

- Flexibilidad total en la fase de precalentamiento.
  - precalentado a temp. final (speed)
  - precalentado parcialmente a temperatura final a partir de 600 °C
  - incremento de la temperatura con tiempos de retención
- Apropiado también para prótesis combinada.
  - alta precisión de ajuste, incluso en caso de estructuras complejas
- Aplicación universal para todos los procesos de duplicado.
  - muy buen comportamiento de duplicado con silicona y gel
- Excelente precisión de ajuste.
  - alta estabilidad y suavidad de los bordes

rema<sup>®</sup>  
*dynamic S* 

Tiempo de procesado	3-4 min
Precalentamiento	Incremento constante de la temperatura hasta la temperatura final, precalentado parcialmente pero no a temperatura final, precalentado a temperatura final
Temperatura de precalentamiento	900-950 °C
Resistencia a la presión	12 MPa
Color	Verde

Revestimiento	
20 kg (112 x 180 g)	REF 105-600-50
20 kg (40 x 500 g)	REF 105-610-50
8 kg (16 x 500 g)	REF 105-609-50
Líquido de mezcla	
1 l estándar	REF 105-620-50
1 l Speed	REF 105-623-50



# flexibles y de ajuste exacto.

Excelentes resultados bajo cualquier condición de laboratorio.

El equipo de investigación de Dentaureum ha logrado con rema<sup>®</sup> Exakt F mejorar aún más el ya acreditado revestimiento clásicorema<sup>®</sup> Exakt. Este material de revestimiento de grano mucho más fino se ha vuelto aún más atractivo y convence con sus excelentes propiedades de procesamiento y precisión de ajuste. La receta ya acreditada en tantas ocasiones ha sido optimizada.

- Versión desarrollada del revestimiento clásicorema<sup>®</sup> Exakt.
  - se ha optimizado la acreditada fórmula mediante un grano más fino
- Elaboración muy fácil y agradable.
  - consistencia agradable
  - buena fluidez
  - suficiente tiempo para la elaboración
- Muy buena precisión de ajuste.
  - colados de ajuste perfecto en todos los ámbitos
- De fácil desmuflado.
  - desmuflado muy suave y chorreado fácil



rema<sup>®</sup>  
**Exakt F**

Tiempo de procesado	3-4 min
Precalentamiento	Incremento constante de la temperatura hasta la temperatura final, precalentado con tiempo de retención
Temperatura de precalentamiento	950-1.000 °C
Resistencia a la presión	10-14 MPa
Color	Rosa

Revestimiento	
20 kg (50 x 400 g)	REF 105-020-50
20 kg (100 x 200 g)	REF 105-021-50
8 kg (20 x 400 g)	REF 105-008-50
Líquido de mezcla	
1 l	REF 105-501-00



CONTACT  
**DENTAURUM**

Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31  
75228 Ispringen · Germany



info@dentaurum.com  
www.dentaurum.com



+49 72 31 / 803 - 0



ONLINE SHOP  
SHOP.DENTAURUM.COM