



Brackets envasados higiénicamente.

Una solución profesional para odontólogos y pacientes.



**D**  
DENTAURUM

# HIGIENE DE ALTA TECNOLOGÍA EN ORTODONCIA.



HIGIÉNICO



PRÁCTICO



ESTÉTICO



## Industria 4.0: Brackets envasados de forma automática e higiénica

Hace ya 20 años que Mark S. Pace, director gerente de Dentaaurum, tuvo la idea de ofrecer «brackets envasados de manera automática e higiénica». El revolucionario concepto de envase blíster establece nuevos estándares en ortodoncia - Made in Germany.

El mantenimiento constante de la cadena de higiene, combinado con la tecnología más avanzada, le permite a usted, el usuario, garantizar un proceso de tratamiento eficaz y seguro en beneficio de sus pacientes.

El concepto de envasado sin contacto permite manipular los brackets en un solo paso y, al mismo tiempo, garantizar la máxima higiene. Una verdadera innovación de diseño que acelera y optimiza su proceso de tratamiento.

Brackets fabricados  
y envasados  
higiénicamente -  
Made in Germany.




*La seguridad de los usuarios y pacientes es la más alta prioridad de Dentaurum. Para la empresa familiar más antigua del sector dental dirigida por sus propietarios, ofrecer una amplia gama de productos y servicios al cliente con el máximo nivel de calidad está en primer lugar. Gracias a la formación continua de nuestro personal con años de experiencia, los constantes controles de calidad y los procesos validados, se garantiza el mantenimiento de la cadena de higiene hasta las consultas. La cual es evaluada por entidades independientes cada año. Desde hace más de 130 años Dentaurum ofrece calidad Made in Germany.*

Mark Stephen Pace



# EN DENTAURUM ESCRIBIMOS HIGIENE EN MAYÚSCULAS.



## Producción en fábrica



Tras la producción en la fábrica de Ispringen, cerca de Pforzheim, los brackets pasan finalmente por siete laboriosos pasos de limpieza.


## Concepto de envasado



Después de la producción y limpieza del bracket, robots de última generación colocan los brackets en el envase higiénico con precisión en la posición correcta, completamente automatizado e higiénico.



## Industria 4.0



Primera compañía dental del mundo con un proceso de envasado higiénico y totalmente automatizado para los brackets.



[👁 Video](#)

## HIGIENE DE A - Z.



### Limpieza

No es necesario la limpieza adicional de los brackets.




### Marcación láser

Para una correcta y sencilla distribución de los dientes.




### Lámina de protección

Hermético y protegido de la contaminación.



### Película perforada

Mantiene los soportes en la posición correcta.



👉 Más información




HIGIÉNICO



PRÁCTICO



ESTÉTICO



### Concepto de envasado seguro


Los envases de Dentaureum cumplen los requisitos válidos a nivel internacional según la norma ISO 27020.



### Colocados en posición correcta

Permite una extracción rápida y directa.

# EN TRES PASOS HACIA EL ÉXITO.



Retire la película protectora superior que protege los brackets de la contaminación y garantiza que son originales.



📺 Video




HIGIÉNICO



PRÁCTICO



ESTÉTICO



Con unas pinzas sujete el bracket mesio-distalmente a través de la perforación (A), retire el bracket (B) y proceder al tratamiento previo como de costumbre.



Colocación directa del bracket en la superficie dental acondicionada.

# MADE IN GERMANY.



Como empresa dirigida por sus propietarios en su ya cuarta generación, actuamos de manera independiente y flexible desde nuestra sede en Ispringen. Le damos gran valor a la calidad y la sostenibilidad de nuestros productos, que desarrollamos en estrecha colaboración con clientes y proveedores de acuerdo con las necesidades del mercado.

El principio «Made in Germany» es de máxima prioridad para la investigación, el desarrollo, la producción y la logística. Como empresa familiar que opera a nivel internacional y con sede ubicada en Alemania, creamos y sostenemos puestos de trabajo, contribuyendo de esta manera a la seguridad de un futuro saludable para la economía.



# Dentaurum

Alemania | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA  
y en más de 130 países a nivel mundial.



DENTAURUM  
QUALITY  
WORLDWIDE  
UNIQUE



Fecha de la información: 2022-12  
Reservado el derecho de modificación

**D**  
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Alemania | Teléfono +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295  
www.dentaurum.com | info@dentaurum.com