



## LAS VENTAJAS PARA USTED

- ✓ Diseño a medida y asesoramiento individual por nuestros especialistas CAD/CAM.
- ✓ Ajuste óptimo e individual gracias a la concepción tridimensional, también cuando el espacio es reducido.
- ✓ Diseño 3D más preciso que el 2D: ajuste vertical adicional respecto al plano sagital y transversal.
- ✓ Máxima biocompatibilidad: retenedor fresado de titanio de grado 5.
- ✓ Colocación libre de tensión y sencilla, porque el retenedor solo tiene una posición correcta en la superficie dental, gracias a su ajuste preciso.
- ✓ 24 meses de garantía
- ✓ Plazo de entrega corto: envío transcurridos 5 días laborables, recepción del pedido hasta las 12:00 horas

## LAS VENTAJAS PARA SUS PACIENTES

- ✓ Máxima comodidad en la boca gracias a un ajuste preciso: en la zona lingual y superficies de adhesión más pequeñas.
- ✓ Higiene bucal mejor y más sencilla gracias a un perfil transversal plano y optimizado (3D semicircular).
- ✓ Biocompatibilidad y tolerabilidad máximas: apto también para personas con alergia al níquel.



*"¡Estoy totalmente fascinada! Sencillo, rápido y apenas se nota".*



Pídalo ahora:  
[digital.dentaurum.de](https://digital.dentaurum.de)

# EJEMPLOS DE USO

## Ortodoncia



Imagen 1: El prime4me® RETAIN3R ofrece una gran libertad de diseño en los tres niveles espaciales.



Imagen 2: El diseño del prime4me® RETAIN3R tampoco supone ningún problema con la mordida profunda.



Imagen 3: Extensión del prime4me® RETAIN3R hasta los premolares con canino previamente desplazado, expuesto y alienado. Fotografía Dra. Inge Kiegel-Koller (Bergheim, Alemania).

## Periodoncia



Imagen 4: La libertad de diseño del prime4me® RETAIN3R permite el ajuste a la posición de los dientes y, así, una estabilización fiable, también en los dientes flojos por una enfermedad periodontal.



Imagen 5: El prime4me® RETAIN3R estabiliza la posición del diente 11. Fotografía Drs. Elisabeth y Martin Orleth (Nürtingen, Alemania).



Imagen 6: Ferulización de los primeros incisivos muy flojos con el prime4me® RETAIN3R. Fotografía Prof. Paul-Georg Jost-Brinkmann (Berlín, Alemania).

Imágenes 3, 5 y 6 por cortesía de Quintessence Publishing tomadas del artículo en alemán „Maßanfertigung statt Stangenware – prime4me® RETAIN3R. Ein Erfahrungsbericht.“, publicado en Kieferorthopädie 2021;35(3)

**ATENCIÓN AL CLIENTE prime4me®**

Customer Support Digital

+49 72 31 / 803-280 | [digital@dentaurum.de](mailto:digital@dentaurum.de)

Pídalo ahora:

[digital.dentaurum.de](http://digital.dentaurum.de)



**D**  
**DENTAURUM**