


BE HAPPY!
JUST SMILE
SO FAST &
GENTLE.

discovery[®]
SMART sl



IT'S EASY #CLICK&GO

D
DENTAURUM
1886


¡Nos alegra que des el primer paso hacia tu sonrisa perfecta y que quieras emprender este camino con nosotros! Con nuestros nuevos e innovativos brackets, no solo conseguirás una corrección dental efectiva, sino que también será rápida y cómoda.

¿ Que es un bracket?

Un bracket es una pequeña pieza de sujeción con cuatro aletas que se pega al diente. Su función es, con ayuda de un arco de alambre, mover los dientes a su posición correcta.


El bracket convencional:

Para que el alambre quede sujeto al bracket, hay que asegurarlo con un anillo elástico o un alambre, lo que llamamos ligadura. Con la misma regularidad del cambio del arco de alambre se cambian las ligaduras.



El bracket autoligable discovery® smart sl:

Estos brackets tienen un cierre integrado Click&Go, que sujeta con seguridad el arco de alambre. De esta manera los dientes se deslizan con más facilidad y rapidez a su posición adecuada y cuesta menos mantenerlos limpios.



GENTLE,
STABLE &
EFFICIENT
#CLICK&GO

RÁPIDO &
SEGURO
#CLICK&GO





ALL FEAT
MANY BE
SMILE, BR
CLICK&

TRATAMIENTO INTELIGENTE. RÁPIDO RESULTADO.

discovery® smart sl es nuestro último bracket inteligente de la exitosa serie Premium-Linie discovery®. El bracket ha sido especialmente concebido para conseguirte un tratamiento de lo más rápido y cómodo posible. Tus brackets serán fabricados en la sede de Dentaurum en Ispringen, en la zona septentrional de la Selva Negra.



¡Descubre
más online!



URES
NEFITS
RACKER
&GO



RESUMEN DE TUS VENTAJAS

○ Tratamiento más corto

Tus dientes se mueven eficientemente y por ello alcanzan con más rapidez su posición adecuada.

○ Menos citas de control & tiempo en consulta

- No tienes que cambiar las ligaduras por ello tienes menos citas de control.
- Los arcos se cambian más rápido gracias a su fácil mecanismo de click – tardas menos tiempo en la consulta. Fácil #CLICK&GO.

○ Más cómodo en la boca

- Una fricción más baja y el uso de fuerzas controladas garantizan el movimiento eficiente y suave de los dientes
- Por su diseño pequeño y plano, los bracket son discretos, de sensación agradable en la boca y apenas suponen molestias.

○ Alta tolerancia al material

La base anatómicamente formada y estructurada con láser del bracket, asegura una alta tolerancia al material y ofrece al mismo tiempo un agarre seguro y estable.

○ Higiene dental más sencilla

Sin los alambres y anillos elásticos no se acumulan tantos restos de comida – la limpieza es más fácil y eficaz para ti.



Aquí encontrarás
nuestros consejos
de cuidado:

ENVASADOS HIGIÉNICAMENTE

Después de un minucioso proceso de limpieza, tus brackets se envasan higiénicamente en un proceso completamente automatizado, en un blíster con doble película protectora. Tus brackets serán abiertos exclusivamente para ti en la consulta.



Tu consulta:



Dentaurum GmbH & Co. KG



Turnstr. 31
75228 Ispringen · Alemania



www.dentaurum.com

D
DENTAURUM
1886